

SHARK MÁSCARA DE LUZ LED SHARK CRYOGLOW CON TECNOLOGÍA EFECTO FRÍO PARA EL CONTORNO DE OJOS FW312EUPL

Mejora tu rutina de cuidado de la piel con la **máscara de luz LED Shark CryoGlow con tecnología con efecto frío para el contorno de ojos**. Descubre cuatro tratamientos para conseguir resultados eficaces en tu piel. La **tecnología iQLED** proporciona luz infrarroja profunda, roja y azul, y se ha desarrollado en colaboración con dermatólogos, mientras que la tecnología con efecto frío InstaChill revitaliza el área del contorno de ojos con tres niveles de frío que puedes ajustar con un botón. **Para cualquier tipo y tono de piel.**

Lea los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: sharkclean.es. Cumple con la normativa de productos sanitarios.

- Máscara facial LED de tamaño universal con 4 tratamientos inspirados por dermatólogos para obtener resultados probados y comprobados en casa.

- Potencia: 16.92 W.

- Programas:

- **Modo Revitalizante para Ojos (5-15 min):** la tecnología Instachill Cold alivia la zona debajo de los ojos con 3 niveles de frío ajustables.

- **Modo Luz Roja e Infrarroja (6 min):** Comprobado que reduce las rojeces y mejora la textura de la piel en 8 semanas¹.

- **Modo Luz Azul Combinada (8 min):** comprobado que mejora el acné en 4 semanas².

- **Modo Mantenimiento de la Piel (4 min):** diseñado para mantener una piel suave, lisa y radiante después de un ciclo de 8 semanas.

- La **tecnología iQLED** proporciona luz roja, azul e infrarroja profunda, desarrollada con dermatólogos.

- Color: Lila.

- Incluye máscara de terapia de luz con correas ajustables, cubierta protectora LED, almohadillas de enfriamiento con clip opcionales, mando a distancia con pantalla LCD, y cable de carga USB-C.

¹ Resultados de un estudio de 8 semanas con 59 sujetos y un tratamiento preprogramado de 6 minutos una vez al día. Los resultados individuales pueden variar.

² Resultados de un estudio de 4 semanas con 60 sujetos y un tratamiento preprogramado de 8 minutos una vez al día. Los resultados individuales pueden variar.

<https://marketinginfo.es/shark-fw312eu-pl-mascara-facial-cryoglow.html>

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 0622356324922 - Unidades de Embalaje: 1

Medidas producto (An-Al-Pr): 20,30 X 21,90 X 14,00 cm - Peso neto producto: 0,680 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 23,70 X 17,50 X 25,40 cm - Peso bruto embalaje unitario: 1,990 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 31,80 X 19,40 X 27,00 cm - Peso bruto embalaje: 2,340 Kg





5-15 MIN


REVITALIZA EL ÁREA DEL CONTORNO DE OJOS

con Revitalización del contorno de ojos.

Tres niveles de frío para despertar tu mirada al instante.



Lee los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: www.sharkclean.es
 Cumple con la normativa de productos sanitarios. CPSP20XXXXAT.



4 min


ILUMINA Y MANTIENE EN EL TIEMPO UNA PIEL RADIANTE

Tratamiento Cuidado de la piel de luz roja, infrarroja y azul para el cuidado de la piel.

Usar tras completar un ciclo de 8 semanas de tratamiento con luz roja e infrarroja profunda o de luz azul combinada.



Lee los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: www.sharkclean.es
 Cumple con la normativa de productos sanitarios. CPSP20XXXXAT.



TECNOLOGÍA ILED

Tratamientos desarrollados en colaboración con dermatólogos a base de luz infrarroja profunda, roja y azul con luces LED de tres puntos de emisión interconectados para proporcionar una cobertura uniforme.

Lee los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: www.sharkclean.es
 Cumple con la normativa de productos sanitarios. CPSP20XXXXAT.



DISEÑO AJUSTABLE

A CUALQUIER FORMA Y TAMAÑO DE ROSTRO
 Se adapta cómodamente a todos los rostros.

Lee los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: www.sharkclean.es
 Cumple con la normativa de productos sanitarios. CPSP20XXXXAT.



MANDO A DISTANCIA SHARK CRYOGLOW

Lee los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: www.sharkclean.es
 Cumple con la normativa de productos sanitarios. CPSP20XXXXAT.



Tecnología de luz azul combinada

CLÍNICAMENTE PROBADO: AYUDA A REDUCIR EL ACNÉ Y MEJORA LA TEXTURA DE LA PIEL EN 4 SEMANAS*

* Resultados de un estudio de 12 semanas con 60 participantes y un uso por día de un tratamiento preprogramado de 8 minutos. Los resultados pueden variar según cada persona.

Lee los efectos secundarios y/o contraindicaciones en: www.sharkclean.es
 Cumple con la normativa de productos sanitarios. CPSP20XXXXAT.