









|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| <b>DE</b> | Oberarm-Blutdruckmessgerät<br>Gebrauchsanweisung .....   | 4   |
| <b>EN</b> | Upper arm blood pressure<br>monitor<br>Instructions for use .....                                    | 25  |
| <b>FR</b> | Tensiomètre au bras<br>Mode d'emploi .....   | 44  |
| <b>ES</b> | Tensiómetro de brazo<br>Manual de instrucciones .....  | 64  |
| <b>IT</b> | Misuratore di pressione da<br>braccio<br>Istruzioni per l'uso.....                                   | 84  |
| <b>TR</b> | Üst koldan tansiyon ölçme<br>cihazı<br>Kullanım kılavuzu .....                                       | 103 |
| <b>RU</b> | Прибор для измерения<br>кровяного давления в<br>плечевой артерии<br>Инструкция по<br>применению..... | 121 |
| <b>PL</b> | Ciśnieniomierz naramienny<br>Instrukcja obsługi.....   | 142 |
| <b>NL</b> | Bloeddrukmeter voor de bovenarm<br>Gebruiksaanwijzing.....   | 162 |
| <b>DA</b> | Overarm-blodtryksmåler<br>Betjeningsvejledning .....   | 182 |
| <b>SV</b> | Blodtrycksmätare för överarm<br>Bruksanvisning .....   | 200 |
| <b>NO</b> | Blodtrykkmåler for overarm<br>Bruksanvisning .....   | 218 |
| <b>FI</b> | Verenpainemittari olkavarteen<br>Käyttöohje .....  | 236 |



- DE** Klappen Sie vor dem Lesen der Gebrauchsanweisung die Seite 3 aus.
- EN** Unfold page 3 before reading the instructions for use.
- FR** Dépliez la page 3 avant de lire le mode d'emploi.
- ES** Despliegue la página 3 antes de leer las instrucciones de uso.
- IT** Prima di leggere le istruzioni per l'uso aprire la pagina 3.
- TR** Kullanım kılavuzunu okumadan önce 3. sayfayı açın.
- RU** Перед чтением инструкции по применению разложите страницу 3.
- PL** Przed przeczytaniem instrukcji obsługi otworzyć stronę 3.
- NL** Vouw pagina 3 uit om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen.
- DA** Fold side 3 ud, før du læser betjeningsvejledningen.
- SV** Vik ut sid. 3 innan du läser bruksanvisningen.
- NO** Åpne side 3 før du leser bruksanvisningen.
- FI** Käännä sivu 3 auki ennen käyttöohjeen lukemista.



# DEUTSCH



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.

## Inhalt

|   |    |
|---|----|
| 1. Zeichenerklärung .....                   | 4  |
| 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....        | 6  |
| 3. Warn- und Sicherheitshinweise .....      | 7  |
| 4. Lieferumfang .....                       | 10 |
| 5. Gerätebeschreibung .....                 | 10 |
| 6. Anwendung .....                          | 11 |
| 6.1 Inbetriebnahme .....                    | 11 |
| 6.2 Vor der Blutdruckmessung beachten ..... | 12 |
| 6.3 Blutdruckmessung durchführen .....      | 13 |
| 6.4 Ergebnisse beurteilen .....             | 15 |
| 6.5 Messwerte einsehen und löschen .....    | 17 |
| 7. Reinigung und Pflege .....               | 19 |
| 8. Zubehör- und Ersatzteile .....           | 19 |
| 9. Problembehebung .....                    | 19 |
| 10. Entsorgung .....                        | 20 |
| 11. Technische Angaben .....                | 22 |
| 12. Garantie/Service .....                  | 23 |

## 1. ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

### ⚠️ WARNUNG

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.


### ⚠️ VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.



### Produktinformation

Hinweis auf wichtige Informationen

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>Anleitung beachten</b><br>Vor Beginn der Arbeit und /oder dem Bedienen von Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen   | <br>Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials.<br>A = Materialkürzung,<br>B = Materialnummer:<br>1-7 = Kunststoffe,<br>20-22 = Papier und Pappe |
|  | Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)          | <br>Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.   |
|  | Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen  | <br>Geschützt gegen feste Fremdkörper, 12,5 mm Durchmesser und größer  |
|  | Hersteller   | <br><b>Gleichstrom</b><br>Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet   |
|  | <b>CE-Kennzeichnung</b><br>Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. | <br>Unique Device Identifier (UDI)<br>Kennung zur eindeutigen Produktidentifikation  |
|  | Verpackung umweltgerecht entsorgen   | <br>Chargenbezeichnung   |
|   |  | <br>Artikelnummer  |
|   |  | <br>Seriennummer   |
|   |  | <br>Medizinprodukt   |

|  |  |
|--|--|
|   | <b>Isolierung der Anwendungsteile Typ BF</b><br>Galvanisch isoliertes Anwendungsteil (F steht für floating), erfüllt die Anforderungen an Ableitströme für den Typ B |
|  | Temperaturbereich  |
|  | Feuchtigkeitsbereich   |
|  | Luftdruckbegrenzung  |
|  | Importeur Symbol   |
|  | Typennummer  |
|  | Herstellungsdatum  |

## 2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GE-BRAUCH

### Zweckbestimmung

Das Blutdruckmessgerät (folgend Gerät) ist für die vollautomatische, nichtinvasive Messung arterieller Blutdruck- und Pulswerte am Oberarm bestimmt.

Es ist für die Selbstmessung durch Erwachsene im häuslichen Umfeld konzipiert.

### Zielgruppe

Die Blutdruckmessung eignet sich für erwachsene Benutzer, deren Oberarmumfang innerhalb des auf der Manschette aufgedruckten Bereichs liegt.

### Klinischer Nutzen

Der Nutzer kann mit dem Gerät schnell und einfach seine Blutdruck- und Pulswerte erfassen. Die ermittelten Messwerte werden nach international gültigen Richtlinien eingestuft und grafisch beurteilt. Das Gerät kann darüber hinaus eventuell auftretende, unregelmäßige Herzschläge während der Messung erkennen und den Nutzer durch ein Symbol im Display darauf hinweisen. Das Gerät speichert die erfassten Messwerte und kann darüber hinaus Durchschnittswerte vergangener Messungen anzeigen. Die aufgezeichneten Daten können Gesundheitsdienstleister bei der Diagnose und Therapie von Blutdruckproblemen unterstützen und tragen dadurch zu einer langfristigen Gesundheitskontrolle des Nutzers bei.

## **Indikationen**

Der Benutzer kann bei Hypertonie und Hypotonie seinen Blutdruck und Pulswerte in der häuslichen Umgebung selbstständig überwachen. Der Benutzer muss jedoch nicht an Hypertonie oder an Arrhythmien erkrankt sein, um das Gerät zu nutzen.

## **Kontraindikationen**

### **⚠ WARNUNG**

- Verwenden Sie das Blutdruckmessgerät nicht bei Neugeborenen, Kindern und Haustieren.
- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden und Anweisungen von dieser Person zur Benutzung des Geräts erhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie elektrische Implantate (z. B. Herzschrittmacher) haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Metallimplantate haben.
- Legen Sie die Manschette nicht bei Personen an, die eine Brustamputation hatten.
- Legen Sie die Manschette nicht über Wunden an, da dies zu weiteren Verletzungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Manschette nicht an einem Arm angelegt wird, dessen Arterien oder Venen in medizinischer Behandlung sind, z.B. intravaskulärer Zugang

bzw. eine intravaskuläre Therapie oder ein arteriovenöser (A-V-) Nebenschluss.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen mit Allergien oder empfindlicher Haut.

## **Unvorhergesehene Nebenwirkungen**

- Hautirritationen
- Negativer Einfluss auf Blutzirkulation

## **3. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE**

### **Allgemeine Warnhinweise**

### **⚠ WARNUNG**

- Die von Ihnen selbst ermittelten Messwerte können nur zu Ihrer Information dienen – sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung! Besprechen Sie Ihre gemessenen Werte mit dem Arzt und begründen Sie daraus auf keinen Fall eigene medizinische Entscheidungen (z.B. hinsichtlich der Dosierung von Medikation)!
- Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.
- Eine Verwendung des Blutdruckmessgeräts außerhalb des häuslichen Umfelds oder unter dem Einfluss von Bewegung (z.B. während der Fahrt in einem Auto, Krankenwagen oder Heli) sowie während der Ausübung

- von körperlichen Aktivitäten wie Sport) kann die Messgenauigkeit beeinflussen und zu Messfehlern führen.
  - Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems können zu Fehlmessungen bzw. zu Beeinträchtigungen der Messgenauigkeit führen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen medizinischen elektrischen Geräten (ME-Geräten). Dies könnte zu einer Fehlfunktion des Messgerätes führen und/oder eine ungenaue Messung verursachen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Aufbewahrungs- und Betriebsbedingungen. Das könnte zu falschen Messergebnissen führen.
  - Nutzen Sie für dieses Gerät nur mitgelieferte oder in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Manschetten. Die Nutzung einer anderen Manschette kann zu Messungenauigkeiten führen.
  - Beachten Sie, dass es während des Aufpumpens der Manschette zu einer Funktionsbeeinträchtigung des betroffenen Gliedmaßes kommen kann.
  - Führen Sie die Messungen nicht häufiger als notwendig durch. Aufgrund der Einschränkung des Blutflusses kann es zur Bildung von Blutergüssen kommen.
  - Die Blutzirkulation darf durch die Blutdruckmessung nicht unnötig lange unterbunden werden. Bei einer Fehlfunktion des Gerätes nehmen Sie die Manschette vom Arm ab.
  - Legen Sie die Manschette ausschließlich am Oberarm an. Legen Sie die Manschette nicht an anderen Stellen des Körpers an.
- Der Luftschlach birgt die Gefahr einer Strangulation von Kleinkindern.
  - Enthaltene Kleinteile können bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen. Sie sollten daher stets beaufsichtigt werden
  - Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und vermeiden Sie auch, auf das Gerät zu treten oder das Gerät zu schütteln.
  - Zerlegen Sie das Gerät nicht, da dies zu Beschädigungen, Störungen und Fehlfunktionen führen kann.
  - Vor Anwendung des Gerätes unter Vorliegen eines der folgenden Zustände ist eine Abstimmung mit dem Arzt zwingend erforderlich: Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Schwangerschaft, Präeklampsie, Hypotonie, Schüttelfrost, Zittern
  - Um einen Seitenunterschied auszuschließen, sollte die Messung anfänglich an beiden Armen vorgenommen werden.

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

### **⚠️ VORSICHT**

- Das Blutdruckmessgerät besteht aus Präzisions- und Elektronik-Bauteilen. Die Genauigkeit der Messwerte und die Lebensdauer des Gerätes hängen von einem sorgfältigen Umgang ab.
- Schützen Sie Gerät und Netzteil vor Stößen, Feuchtigkeit, Schmutz, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneneinstrahlung.

- Bringen Sie das Gerät vor der Messung auf Raumtemperatur. Wenn das Messgerät nahe der maximalen oder minimalen Lager- und Transporttemperatur gelagert wurde und in eine Umgebung mit einer Temperatur von 20 °C gebracht wird, wird empfohlen, vor Verwendung des Messgeräts ca. 2 Stunden zu warten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern, halten Sie es fern von Funkanlagen oder Mobiltelefonen.
- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen die Batterien zu entfernen.
- Vermeiden Sie das mechanische Einengen, Zusammendrücken oder Abknicken des Manschettenschlauches.

## Hinweise zum Umgang mit Batterien

### ⚠️ WARENUNG

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran erstickten. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
- Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.

### ⚠️ VORSICHT

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!

## Hinweise zu Elektromagnetischer Verträglichkeit

### ⚠️ VORSICHT

- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.
- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z.B. Fehlermeldungen oder ein Ausfall des Displays/Gerätes auftreten.
- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.

- Die Verwendung von anderen Zubehör- oder Ersatzteilen, als jene, welche der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.
- Halten Sie tragbare RF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripherie wie Antennenkabel oder externe Antennen) mindestens 30 cm fern von allen Geräteteilen, inklusive allen im Lieferumfang enthaltenen Kabeln.
- Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Gerätes führen.

## 4. LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- Blutdruckmessgerät
- Oberarmmanschette (22-42 cm)
- Gebrauchsanweisung
- Kurzanleitung
- Blutdruckpass
- Batterien, siehe Kapitel „Technische Angaben“
- USB-C-Kabel

- Aufbewahrungstasche

## 5. GERÄTEBESCHREIBUNG

Die dazugehörigen Zeichnungen sind auf Seite 3 abgebildet.

- |          |                        |           |  |
|----------|------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Manschette             | <b>2</b>  | Manschettenschlauch                            |
| <b>3</b> | Manschettenstecker     | <b>4</b>  | Anschluss für Manschettenstecker (linke Seite) |
| <b>5</b> | Anschluss für Netzteil | <b>6</b>  | START/STOPP-Taste ①                            |
| <b>7</b> | Einstellungstaste ②    | <b>8</b>  | Funktionstasten </>                            |
| <b>9</b> | Speichertaste ③        | <b>10</b> | Schieberegler für Benutzerwahl                 |

## Anzeigen auf dem Display

- |           |  |           |                       |
|-----------|--|-----------|-----------------------|
| <b>11</b> | Symbol für Bluetooth®-Verbindung ☰           | <b>12</b> | Uhrzeit und Datum     |
| <b>13</b> | Systolischer Druck                           | <b>14</b> | Diastolischer Druck   |
| <b>15</b> | Risikoindikator                              | <b>16</b> | Ermittelter Pulswert  |
| <b>17</b> | Symbol Herzrhythmusstörung ⚡ / Symbol Puls ❤ | <b>18</b> | AFIB AFIB             |
| <b>19</b> | Benutzerspeicher ① ②                         | <b>20</b> | Ruheindikator-Anzeige |
| <b>21</b> | Manschettensitzkontrolle ☑                   | <b>22</b> | Mehrachtmessung x3    |

- [23] Speicheranzeige:** Durchschnittswert **AVG**, Morgen ☀, Abend ☺
- [24] Nummer des Speicherplatzes**

- [25] Symbol Batteriewechsel** 

## 6. ANWENDUNG

### 6.1 Inbetriebnahme

#### Batterien einlegen

- Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Geräts **A**.
- Legen Sie die Batterien (siehe Kapitel „Technische Angaben“) ein. Legen Sie die Batterien entsprechend der Kennzeichnung mit korrekter Polung ein **A**.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Wenn das Symbol  dauerhaft erscheint, ist keine Messung mehr möglich. Erneuern Sie alle Batterien. Sobald die Batterien aus dem Gerät entfernt werden, müssen Sie Datum und Uhrzeit neu einstellen.

Die gespeicherten Messwerte gehen nicht verloren.

#### Betrieb mit dem Netzteil

Sie können dieses Gerät auch mit einem Netzteil betreiben (nicht im Lieferumfang enthalten). Bevor Sie das Netzteil allerdings mit dem Gerät verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Batterien aus dem Gerät entnehmen. Während

des Netzbetriebs dürfen keine Batterien mehr im Batteriefach sein, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.

- Um möglichen Beschädigungen vorzubeugen, darf das Gerät ausschließlich mit einem Netzteil betrieben werden, das die in Kapitel „Technische Angaben“ beschriebenen Spezifikationen erfüllt.
- Darüber hinaus darf das Netzteil lediglich an die auf dem Typschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
- Stecken Sie das Netzteil in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der hinteren Seite des Blutdruckmessgeräts **5**.
- Schließen Sie danach den Netzstecker des Netzteils an die Steckdose an.
- Nach dem Gebrauch des Blutdruckmessgerätes trennen Sie das Netzteil zuerst von der Steckdose und anschließend vom Blutdruckmessgerät. Sobald Sie das Netzteil ausstecken, verliert das Blutdruckmessgerät Datum und Uhrzeit. Die gespeicherten Messwerte bleiben jedoch erhalten.


#### Einstellungen vornehmen

Stellen Sie das Gerät vor der Nutzung korrekt ein, um alle Funktionen zu nutzen. Nur so können Ihre Messwerte mit Datum und Uhrzeit gespeichert und später abgerufen werden. Das Menü für die Einstellungen können Sie auf zwei verschiedene Wege aufrufen:

- Vor der ersten Nutzung und nach jedem Batteriewchsel: Wenn Sie Batterien in das Gerät einlegen, gelangen Sie automatisch in das entsprechende Menü.

- Bei bereits eingelegten Batterien:  
Halten Sie am eingeschalteten Gerät ⓘ für ca. drei Sekunden gedrückt.

Nehmen Sie diese Einstellungen nacheinander vor:



Bestätigen Sie jeweils mit ⓘ.

## Stunden

Stundenformat blinkt:

- Wählen Sie mit </> das Stundenformat

## Datum

Jahreszahl blinkt:

- Wählen Sie mit </> die Jahreszahl



Monatsanzeige blinkt:

- Wählen Sie mit </> den Monat



Tagesanzeige blinkt:

- Wählen Sie mit </> den Tag



**i** Wenn als Stundenformat 12h eingestellt ist, ist die Reihenfolge der Tages- und Monatsanzeige vertauscht.

## Uhrzeit

Stundenzahl blinkt:

- Wählen Sie mit </> die Stundenzahl



Minutenzahl blinkt:

- Wählen Sie mit </> die Minutenzahl



## Bluetooth

Im Display blinkt das *Bluetooth®* Symbol.

- Wählen Sie mit </>, ob die automatische *Bluetooth®* Datenübertragung aktiviert (bt on) oder deaktiviert (bt off) sein soll und bestätigen Sie mit ⓘ.

Die Batterielaufzeit verkürzt sich durch die Übertragung per *Bluetooth®*.

## 6.2 Vor der Blutdruckmessung beachten

### Allgemeine Regeln bei der Selbstmessung des Blutdrucks

- Um ein vergleichbares und aussagekräftiges Profil über die Entwicklung Ihres Blutdrucks zu generieren, messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig immer zu selben Tageszeiten.  
Blutdruck zweimal täglich messen: einmal am Morgen nach dem Aufstehen und einmal am Abend.
- Messen Sie immer in einem ausreichenden körperlichen Ruhezustand. Vermeiden Sie Messungen zu stressreichen Zeiten.
- Mindestens 30 Minuten vor der Messung sollten Sie nicht essen, trinken, rauchen oder sich körperlich betätigen.
- Ruhnen Sie sich vor der ersten Blutdruckmessung immer 5 Minuten aus!
- Wenn Sie mehrere Messungen nacheinander durchführen möchten, warten Sie zwischen den einzelnen Messungen jeweils 5 Minuten.

- Wiederholen Sie die Messung bei zweifelhaft gemessenen Werten.

## Manschette anlegen

Sie können den Blutdruck an beiden Armen messen. Gewisse Abweichungen zwischen den Werten am rechten und linken Arm sind vollkommen normal. Führen Sie die Messung immer am Arm mit den höheren Blutdruckwerten durch. Stimmen Sie sich dazu vor Start der Selbstmessung mit Ihrem Arzt ab.

- Messen Sie Ihren Blutdruck immer am selben Arm.
  - Verwenden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Manschette, passend zu Ihrem Oberarm-Umfang.
  - Prüfen Sie vor der Messung die Passgenauigkeit mit Hilfe der unten beschriebenen Index-Markierung.
1. Entblößen Sie Ihren Oberarm. Die Durchblutung des Arms darf nicht durch zu enge Kleidungsstücke oder Ähnliches eingeengt sein.
2. Platzieren Sie die Manschette mit dem unteren Rand ca. 2-3 cm über der Ellenbeuge. Richten Sie das Gerät so aus, dass die Markierung ▼ und der Manschettenschlauch direkt über der Arterie liegt **B**.
- Die Manschette sollte so eng angelegt sein, dass noch zwei Finger unter die verschlossene Manschette passen **C**.
- Stecken Sie nun den Manschettenschlauch in den Anschluss für den Manschettenstecker.
  - Diese Manschette ist für Sie geeignet, wenn nach Anlegen der Manschette die Index-Markierung  innerhalb des OK-Bereichs liegt.

## Richtige Körperhaltung einnehmen

- Sitzen Sie zur Blutdruckmessung aufrecht und bequem. Lehnen Sie sich mit Ihrem Rücken an.
- Legen Sie Ihren Arm auf eine Unterlage **D**.
- Stellen Sie die Füße nebeneinander flach auf den Boden.
- Die Manschette muss sich in Herz Höhe befinden.
- Verhalten Sie sich während der Messung möglichst ruhig und sprechen Sie nicht.

## Benutzer auswählen

Dieses Gerät verfügt über zwei Benutzer mit je 120 Speicherplätzen, um die Messergebnisse von zwei verschiedenen Personen getrennt voneinander abspeichern zu können.

Achten Sie vor allem bei der Nutzung des Geräts durch mehrere Personen darauf, dass vor jeder Messung der entsprechende Benutzer eingestellt wird:

- Nutzen Sie den Schieberegler **10**, um den gewünschten Benutzer einzustellen.

## 6.3 Blutdruckmessung durchführen

Voraussetzung: Manschette angelegt, Benutzer ausgewählt.

### Messung

1. Drücken Sie **①**. Alle Displayelemente werden kurz angezeigt.
2. Der Startbildschirm begrüßt Sie für ausgewählten **②** bzw. für ausgewählten **③**. Von diesem Startbildschirm aus kommen Sie in alle Menüpunkte, bsp. Benutzerspeicher.

3. Drücken Sie erneut ① um die Messung zu starten. Die Manschette pumpt sich automatisch auf. Der Messvorgang startet. ❤ wird angezeigt, sobald ein Puls erkannt wird.

Um die Messung abzubrechen, drücken Sie ①.

4. Die Messergebnisse systolischer Druck, diastolischer Druck und Puls werden angezeigt. Während der gesamten Messung wird das Symbol für die Manschettensitzkontrolle ⑩ angezeigt. Wenn die Manschette zu locker angebracht ist, wird ⑨ und ⚡ angezeigt. In diesem Fall wird die Messung nach ca. 15 Sekunden abgebrochen und das Gerät schaltet sich aus.

⚡ erscheint, wenn die Messung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Beachten Sie in diesem Fall das Kapitel „Problembehebung“.

Wiederholen Sie ggf. nach 1 Minute das Anlegen der Manschette.

Das Gerät schaltet sich nach ca. 30 Sekunden automatisch aus. Der Wert ist beim ausgewählten oder zuletzt verwendeten Benutzer gespeichert.

## Mehrfachmessung

1. Drücken Sie ①. Alle Displayelemente werden kurz angezeigt.
2. Der Startbildschirm begrüßt Sie für ausgewählten ① bzw. für ausgewählten ②. Von diesem Startbildschirm aus kommen Sie in alle Menüpunkte, bsp. Benutzerspeicher.

3. Die Mehrfachmessung kann durch drücken von < oder > ausgewählt werden. ③ blinkt im Display. Bestätigen Sie zum Starten der Messung mit ①.

Die Manschette pumpt sich automatisch auf. Der Messvorgang startet.

4. Das Gerät zeigt den ersten Messzyklus für 3 Sekunden an und führt dann eine reguläre Messung durch, die dreimal wiederholt wird. Im zweiten und dritten Zyklus wird auch ein 30 Sekunden-Countdown angezeigt, der die Wartezeit für die nächste Messung angibt.

Um die Messung abzubrechen drücken Sie ①.

5. Nach der dritten Messung wird das durchschnittliche Messergebnis systolischer Druck, distolischer Druck und Puls angezeigt und mit ③ gekennzeichnet.

Während der gesamten Messung wird das Symbol für die Manschettensitzkontrolle ⑩ angezeigt. Wenn die Manschette zu locker angebracht ist, wird ⑨ und ⚡ angezeigt. In diesem Fall wird die Messung nach ca. 5 Sekunden abgebrochen und das Gerät schaltet sich aus.

⚡ erscheint, wenn die Messung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Beachten Sie in diesem Fall das Kapitel „Problembehebung“. Wiederholen Sie ggf. nach 1 Minute das Anlegen der Manschette. Das Gerät schaltet sich nach ca. 30 Sekunden automatisch aus. Der Wert ist beim ausgewählten oder zuletzt verwendeten Benutzer gespeichert.

## 6.4 Ergebnisse beurteilen

### Allgemeine Informationen über den Blutdruck

- Der Blutdruck ist die Kraft, mit der der Blutstrom gegen die Arterienwände drückt. Der arterielle Blutdruck ändert sich im Verlauf eines Herzzyklus ständig.
- Die Angabe des Blutdrucks erfolgt stets in Form von zwei Werten:
  - Der höchste Druck ist der **systolische Blutdruck**. Er entsteht, wenn der Herzmuskel sich zusammenzieht und dadurch das Blut in die Gefäße gedrückt wird.
  - Der niedrigste Druck ist der **diastolische Blutdruck**. Er entsteht, wenn sich der Herzmuskel wieder vollständig ausgedehnt hat und das Herz mit Blut füllt.
- Blutdruckschwankungen sind normal. Selbst bei einer Wiederholungsmessung können beachtliche Unterschiede zwischen den gemessenen Werten auftreten. Einmalige oder unregelmäßige Messungen liefern daher keine zuverlässige Aussage über den tatsächlichen Blutdruck. Eine zuverlässige Beurteilung ist nur möglich, wenn Sie regelmäßig unter vergleichbaren Bedingungen messen.

### Herzrhythmusstörungen

Das Gerät kann während der Blutdruckmessung eventuelle Störungen des Herzrhythmus identifizieren. Nach der Messung weist  auf etwaige Unregelmäßigkeiten in Ihrem Puls hin.

Wiederholen Sie die Messung, wenn  angezeigt wird.

Verwenden Sie zur Beurteilung Ihres Blutdrucks nur die Ergebnisse, die ohne Unregelmäßigkeiten in Ihrem Puls aufgezeichnet worden sind.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn  oft erscheint. Nur er kann das Vorliegen einer Störung im Rahmen einer Untersuchung feststellen.

### Risikoindikator

| Bereich der gemessenen Blutdruckwerte |                       | Klassifizierung                            | Farbe des Risiko-indikators |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| Systole<br>(in mmHg)                  | Diastole<br>(in mmHg) |  |                             |
| ≥ 180                                 | ≥ 110                 | Bluthochdruck Grad 3 (schwer) <sub>1</sub> | Rot                         |
| 160–179                               | 100–109               | Bluthochdruck Grad 2 (mäßig) <sub>1</sub>  | Orange                      |
| 140–159                               | 90–99                 | Bluthochdruck Grad 1 (mild) <sub>1</sub>   | Gelb                        |
| 130–139                               | 85–89                 | Hoch normal <sub>1</sub>                   | Grün                        |
| 120–129                               | 80–84                 | Normal <sub>1</sub>                        | Grün                        |
| < 120                                 | < 80                  | Optimal <sub>1</sub>                       | Grün                        |
| < 90                                  | < 60                  | Zu niedriger Blutdruck <sub>2</sub>        | Orange                      |

<sub>1</sub>Quelle: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sub>2</sub>Quelle: National Health Service, 2023

Der Risikoindikator **15** gibt an, in welchem Bereich sich der ermittelte Blutdruck befindet. Sollten sich die gemessenen Werte in zwei unterschiedlichen Klassifizierungen befinden (z. B. Systole im Bereich „Hoch normal“ und Diastole im Be-

reich „Normal“), dann zeigt Ihnen der Risiko-Indikator immer den höheren Bereich an, im beschriebenen Beispiel „Hoch normal“.

 Beachten Sie, dass diese Standardwerte lediglich als allgemeine Richtlinie dienen, da der individuelle Blutdruck abweichen kann.

Beachten Sie, dass bei der Selbstmessung zu Hause in der Regel niedrigere Messwerte auftreten als beim Arzt. Ziehen Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt zu Rate. Nur er kann Ihnen individuelle Zielwerte für einen kontrollierten Blutdruck mitteilen, insbesondere dann, wenn Sie eine medikamentöse Therapie erhalten.

## Zu niedriger Blutdruck

### ⚠️ WARNUNG

Ein zu niedriger Blutdruck (Hypotonie) kann gesundheitsgefährdend sein und Schwindel oder Ohnmachtsanfälle auslösen. Von einem zu niedrigen Blutdruck spricht man, wenn Systole und Diastole unter 90/60 mmHG liegen (Quelle: National Health Service, 2023).

Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie plötzlich unter niedrigem Blutdruck leiden.

## Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist eine der am häufigsten auftretenden Formen einer Herzrhythmusstörung und ist gekennzeichnet durch einen unregelmäßigen Herzschlag und verbunden mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle, Herzversagen sowie anderen Herzkomplikationen.

Während die endgültige Diagnose eines Vorhofflimmern nur durch eine ärztliche Untersuchung erfolgen kann, erlaubt die Beurer-AFIB-Technologie dieses Geräts bereits eine Erkennung mit hoher Genauigkeit. Dabei wird während der Blutdruckmessung ein mögliches Vorhofflimmern erkannt und nach der Messung mit dem Symbol  in Kombination mit dem Symbol  angezeigt. Bei Vorliegen von Arrhythmien, - wie dem Vorhofflimmern -, kann der angezeigte Blutdruckwert verfälscht sein. Sollte nach einer Blutdruckmessung das Symbol  angezeigt werden, wiederholen Sie den Messvorgang. Ruhen Sie sich davor 5 Minuten aus. Während der Messung dürfen Sie sich nicht bewegen und nicht sprechen. Wenn das Symbol  neu und häufiger angezeigt wird, halten Sie bitte zeitnah Rücksprache mit Ihrem Arzt. Bei bekanntem Vorhofflimmern folgen Sie den Anordnungen Ihres Arztes bezüglich dem Vorgehen im Falle einer AFIB-Erkennung durch das Gerät.

Führen Sie keine Selbstdiagnosen und -behandlungen auf Basis der Messergebnisse durch, sondern folgen Sie immer den ärztlichen Anweisungen.

## Ruheindikator (durch die HSD Diagnostik)

Einer der häufigsten Fehler bei der Blutdruckmessung ist, dass zum Zeitpunkt der Messung keine ausreichende Kreislaufruhe beim Nutzer vorliegt. In diesem Fall bilden der gemessene systolische und diastolische Blutdruckwert nicht den Ruheblutdruck ab, der jedoch zur Beurteilung der gemessenen Werte herangezogen werden sollte.

Dieses Blutdruckmessgerät nutzt die integrierte Hämodynamische Stabilitätsdiagnostik (HSD), um während der Blut-

druckmessung die hämodynamische Stabilität des Nutzers zu messen und kann dadurch eine Aussage darüber liefern, ob der Blutdruck unter hinreichender Kreislaufruhe erhoben wurde.

|   |   |
|---|---|
|  | Der gemessene Blutdruckwert wurde unter ausreichender Kreislaufruhe erhoben und bildet mit guter Sicherheit den Ruheblutdruck des Nutzers ab.   |
|  | Es liegt ein Hinweis auf mangelnde Kreislaufruhe vor. Die in diesem Fall gemessenen Blutdruckwerte spiegeln in der Regel nicht den Ruheblutdruck wider. Aus diesem Grund sollte die Messung nach einer körperlichen und mentalen Ruhezeit von mindestens 5 Minuten wiederholt werden. |
| Kein Ruheindikator Symbol wird angezeigt  | Während der Messung konnte nicht bestimmt werden, ob eine ausreichende Kreislaufruhe vorlag. Auch in diesem Fall sollte die Messung nach einer Ruhepause von mindestens 5 Minuten wiederholt werden.  |

Eine mangelnde Kreislaufruhe kann unterschiedliche Ursachen wie z.B. körperliche Belastungen, mentale Anspannung/Ablenkung, Sprechen oder während der Messung aufgetretene Herzrhythmusstörungen haben.

In der überwiegenden Anzahl der Anwendungsfälle liefert die HSD eine sehr gute Orientierung, ob bei einer Blutdruckmessung eine Kreislaufruhe vorliegt.

Bestimmte Patienten mit Herzrhythmusstörungen oder dauerhaften mentalen Belastungen können allerdings auch längerfristig hämodynamisch instabil bleiben – dies gilt auch nach wiederholten Ruhphasen. Die Genauigkeit der Bestimmung des Ruheblutdrucks ist bei diesen Anwendern eingeschränkt.

Die HSD hat wie jede medizinische Messmethodik eine begrenzte Bestimmungsgenauigkeit und kann in einzelnen Fällen zu Fehlanzeigen führen. Die Blutdruckmessergebnisse, bei denen eine ausreichende Kreislaufruhe bestimmt wurde, stellen jedoch besonders verlässliche Ergebnisse dar.

## 6.5 Messwerte einsehen und löschen

### Benutzer

Die Ergebnisse jeder erfolgreichen Messung werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Bei mehr als 120 Messdaten werden die jeweils ältesten Messdaten gelöscht.

Drücken Sie  im Startbildschirm und wählen Sie den gewünschten Benutzer mithilfe des Schiebeschalters aus.

### Durchschnittswert

Bluetooth® aktiviert  im Display: Messdaten werden automatisch übertragen.

**AVG** wird angezeigt:

Es wird der Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte dieses Benutzers angezeigt.

1. Drücken Sie >.

## AVG wird angezeigt:

Durchschnittswert der letzten 7 Tage der Morgen-Messungen wird angezeigt (Morgen: 5.00 Uhr – 9.00 Uhr).

2. Drücken Sie >.

## AVG wird angezeigt:

Durchschnittswert der letzten 7 Tage der Abend-Messungen wird angezeigt (Abend: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr).

## Einzelmesswerte

1. Wenn Sie > nochmal drücken, wird im Display die letzte Einzelmessung angezeigt (hier im Beispiel Messung 3).
2. Wenn Sie </> nochmal drücken, können Sie jeweils die gemessenen Einzelmesswerte einsehen.
3. Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie ① für ca. 2 Sekunden.  
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ①.

## Messwerte löschen

1. Um alle gespeicherten Messwerte eines Benutzers zu löschen, gehen Sie in den jeweiligen Benutzerspeicher.

Im Display wird **AVG** und der Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte dieses Benutzers angezeigt.

2. Halten Sie < und > für ca. 5 Sekunden gedrückt.

Im Display erscheint **EL 01** für ① / **EL 02** für ②. Alle Werte des ausgewählten Benutzers werden gelöscht.

Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

## Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Um alle gespeicherten Messwerte und Einstellungen zu löschen, wählen Sie den Benutzerspeicher.

Drücken Sie >. Im Display wird  **AVG** angezeigt.

2. Halten Sie < und > für ca. 15 Sekunden gedrückt.

Im Display erscheint **EL**. Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht, das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

## Übertragung der Messwerte

### Übertragung per Bluetooth®

- Kostenlose App „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ im Apple App Store oder bei Google Play herunterladen.



Hier geht's zur App  
„beurer HealthManager Pro“  
\*

- **Bluetooth®** in den Einstellungen des Smartphones aktivieren.
- App starten.
- BM 64 in der App auswählen und den Anweisungen folgen.
- Beim erstmaligen Verbinden wird auf dem Gerät ein PIN-Code angezeigt. Geben Sie den PIN-Code auf dem Smartphone ein. Nach erfolgreicher Eingabe ist das Gerät mit dem Smartphone verbunden.

Liste der Systemvoraussetzungen und kompatiblen Geräte



\* Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.

## 7. REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät und die Manschette vorsichtig nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Halten Sie das Gerät und Manschette nie unter Wasser, da sonst Flüssigkeit eindringen kann und das Gerät und die Manschette beschädigt.
- Wenn Sie Gerät und Manschette aufbewahren, dürfen keine schweren Gegenstände auf dem Gerät und der Manschette stehen. Der Manschettenschlauch darf nicht scharf abgeknickt werden.
- Entfernen Sie die Batterien, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

## 8. ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILE

Zubehör- und Ersatzteile erhalten Sie auf der Homepage [www.beurer.de](http://www.beurer.de), Rubrik „Service“. Geben Sie die entsprechende Bestellnummer an.

| Bezeichnung         | Artikel- bzw. Bestellnummer |
|---------------------|-----------------------------|
| Universalmanschette | 164.503                     |

| Bezeichnung   | Artikel- bzw. Bestellnummer |
|---------------|-----------------------------|
| Netzteil (EU) | 072.78                      |
| Netzteil (UK) | 072.79                      |

## 9. PROBLEMBEHEBUNG

| Fehlermeldung | Mögliche Ursache  | Behebung   |
|---------------|---|--|
| Er 1          | Es konnte kein Puls aufgezeichnet werden.                 | Bitte wiederholen Sie die Messung nach einer Pause von einer Minute. Achten Sie darauf, dass Sie während der Messung nicht sprechen oder sich bewegen.         |
| Er 2          | Der gemessene Blutdruck liegt außerhalb des Messbereichs. |  |
| Er 3<br>      | Es liegt ein pneumatischer Systemfehler vor.              | Wiederholen Sie den Messvorgang. Achten Sie darauf, dass der Manschettenschlauch korrekt angeschlossen ist und dass Sie sich nicht bewegen und nicht sprechen. |

| Fehlermeldung | Mögliche Ursache                                   | Behebung   |
|---------------|--|--|
| Er-4          | Es ist ein Fehler während der Messung aufgetreten. | Bitte wiederholen Sie die Messung nach einer Pause von einer Minute. Achten Sie darauf, dass Sie während der Messung nicht sprechen oder sich bewegen.   |
| Er-5          | Der Aufpumldruck ist höher als 300 mmHg.           | Bitte prüfen Sie im Rahmen einer erneuten Messung, ob die Manschette ordnungsgemäß aufgepumpt werden kann. Achten Sie darauf, dass weder Ihr Arm, noch schwere Gegenstände auf dem Schlauch liegen und dass der Schlauch nicht geknickt ist. |
| Er-6          | Ein Systemfehler liegt vor.                        | Wenden Sie sich bei dieser Fehlermeldung bitte an den Kundenservice.   |

| Fehlermeldung  | Mögliche Ursache   | Behebung   |
|--|--|--|
| Er-7   | Bei der Verbindung zwischen Smartphone/Tablet und der App liegen Probleme vor. | Schalten Sie die Haupteinheit aus, schließen Sie die App, und deaktivieren Sie Bluetooth® bei Ihrem Smartphone/Tablet zunächst, um die Funktion dann neu zu aktivieren. Versuchen Sie erneut, die Verbindung aufzubauen. |
|  L0 | Die Batterien sind fast leer.  | Legen Sie neue Batterien in das Gerät ein.   |

## 10. ENTSORGUNG

### Reparatur und Entsorgung des Geräts

- Reparieren oder justieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine einwandfreie Funktion ist in diesem Fall nicht mehr gewährleistet.
- Öffnen Sie am Gerät ausschließlich das Batteriefach. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden. Prüfen Sie vor jeder Reklamation zuerst die Batterien und tauschen Sie diese ggf. aus.

- Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Fragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



## Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreiber sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Sie können sich bei Ihrem Händler über Rückgabemöglichkeiten vor Ort informieren.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

## Entsorgung der Batterien

- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien korrekt zu entsorgen.
- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
  - Pb = Batterie enthält Blei,
  - Cd = Batterie enthält Cadmium,
  - Hg = Batterie enthält Quecksilber.



## 11. TECHNISCHE ANGABEN

|             |   |
|-------------|---|
| Typ         | BM 64   |
| Messmethode | Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm   |
| Messbereich | Manschettendruck 300 mmHg,<br>systolisch 50–280 mmHg,<br>diastolisch 30–200 mmHg,<br>Puls 40–199 Schläge/Minute |
| Genauigkeit | systolisch $\pm 3$ mmHg, diastolisch $\pm 3$ mmHg,<br>der Anzeige Puls $\pm 5\%$ des angezeigten Wertes         |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Messunsicherheit                  | max. zulässige Standardabweichung gemäß klinischer Prüfung:<br>systolisch 8 mmHg, diastolisch 8 mmHg               |
| Speicher                          | 2 x 120 Speicherplätze   |
| Abmessungen                       | L 143 mm x B 105 mm x H 60 mm  |
| Gewicht                           | Ungefähr 450 g (ohne Batterien, mit Manschette)  |
| Manschettengröße                  | 22 bis 42 cm Oberarm-Umfang  |
| Betriebsbedingungen               | +10 °C bis +40 °C, < 90 % relative Luftfeuchte, 800–1050 hPa Umgebungsdruck  |
| Aufbewahrungsbedingungen          | -20 °C bis +55 °C, < 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)   |
| Stromversorgung                   | 4 x 1,5V AA Batterien  |
| Batterie-Lebensdauer              | Für ca. 300 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdrucks sowie die Anzahl der Bluetooth®-Verbindungen |
| Zu erwartende Produkt-Lebensdauer | Informationen zur Lebensdauer des Produkts finden Sie auf beurer.com   |
| Klassifikation                    | Interne Versorgung, IP20, kein AP oder APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil Typ BF                                    |

|   |   |
|---|---|
| Datenübertragung per Bluetooth® wireless technology | Das Gerät verwendet <i>Bluetooth®</i> , Frequenzband 2,400–2,483 GHz, Sendeleistung max. 5 dBm, |
|---|---|

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerät oder im Batteriefach.

Anderungen der technischen Angaben ohne Benachrichtigung sind aus Aktualisierungsgründen vorbehalten.

- Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 60601-1-2 (Übereinstimmung mit CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können.
- Die Genauigkeit dieses Blutdruckmessgerätes wurde sorgfältig geprüft und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer entwickelt. Bei Verwendung des Gerätes in der Heilkunde sind messtechnische Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzuführen. Genaue Angaben zur Überprüfung der Genauigkeit können unter der Service-Adresse angefragt werden.

| Netzteil  |   |
|---|---|
| Modell Nr.  | LXCP12X-050100BG  |
| Eingang   | 100–240V, 50–60 Hz, 0.5A max  |
| Ausgang   | 5V DC, 1A, nur in Verbindung mit Beurer Blutdruckmessgeräten  |
| Hersteller  | Shenzhen longxc power supply co., ltd   |
| Schutz  | Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und verfügt über eine primärseitige Sicherung, die das Gerät im Fehlerfall vom Netz trennt.<br>Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien aus dem Batteriefach entnommen haben, bevor Sie das Netzteil benutzen. |
|  | Polarität   |
|  | Schutzisoliert/Schutzklasse 2   |
| Gehäuse und Schutzabdeckungen   | Das Netzteilgehäuse schützt vor Berührung von Teilen, die unter Strom stehen bzw. stehen können (Finger, Nadel, Prüfhaken). Der Anwender darf nicht gleichzeitig den Patienten und den Ausgangsstecker des AC/DC-Netzteils berühren.                  |

## 12. GARANTIE / SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

## Hinweis zur Meldung von Vorfällen

Für Anwender / Patienten in der Europäischen Union und identischen Regulierungssystemen (Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745) gilt: Sollte sich während oder aufgrund der Anwendung des Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie der jeweiligen nationalen Behörde des Mitgliedsstaates, in welchem sich der Anwender/Patient befindet.



Read these instructions for use carefully. Observe the warnings and safety notes. Keep these instructions for use for future reference. Make the instructions for use accessible to other users. If the device is passed on, provide the instructions for use to the next user as well.

## Contents

|  |    |
|--|----|
| 1. Signs and symbols .....                       | 25 |
| 2. Intended use .....                            | 27 |
| 3. Warnings and safety notes.....                | 28 |
| 4. Included in delivery .....                    | 31 |
| 5. Device description.....                       | 31 |
| 6. Usage .....                                   | 31 |
| 6.1 Initial use .....                            | 31 |
| 6.2 Before the blood pressure measurement.....   | 33 |
| 6.3 Taking a blood pressure measurement .....    | 34 |
| 6.4 Evaluating the results .....                 | 35 |
| 6.5 Displaying and deleting measured values..... | 38 |
| 7. Cleaning and maintenance.....                 | 39 |
| 8. Accessories and replacement parts.....        | 39 |
| 9. Troubleshooting .....                         | 40 |
| 10. Disposal .....                               | 41 |
| 11. Technical specifications .....               | 41 |
| 12. Guarantee/service .....                      | 43 |

## 1. SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

### ⚠ WARNING

Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, death or serious injury will occur.

### ⚠ CAUTION

Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, slight or minor injuries may occur.



### Product information

Note on important information



### Observe the instructions

Read the instructions before starting work and/or operating devices or machines

|   |  |
|---|--|
|    | Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE  |
|   | Do not dispose of batteries containing harmful substances with household waste   |
|   | Manufacturer   |
|   | <p><b>CE labelling</b><br/>           This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.</p>                                  |
|   | Dispose of packaging in an environmentally friendly manner   |
|   | Marking to identify the packaging material.<br>A = material abbreviation,<br>B = material number:<br>1–7 = plastics,<br>20–22 = paper and cardboard                    |
|   | Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.  |
|  | Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger   |
|  | <p><b>Direct current</b><br/>           The device is suitable for use with direct current only</p>  |
|  | Unique device identifier (UDI)<br>Identifier for unique product identification   |
|  | Batch designation  |
|  | Item number  |
|  | Serial number  |
|  | Medical device   |
|  | <p><b>Type BF applied part</b><br/>           Galvanically isolated applied part (F stands for “floating”); meets the requirements for leakage currents for type B</p> |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|   | Temperature range               |
|  | Humidity range                  |
|  | Atmospheric pressure limitation |
|  | Importer symbol                 |
|  | Type number                     |
|  | Date of manufacture             |

## 2. INTENDED USE

### Intended purpose

The blood pressure monitor (hereinafter, device) is intended for the fully automatic, non-invasive measurement of arterial blood pressure and pulse values on the upper arm.

It is designed for self-measurement by adults in a domestic environment.

### Intended users

The blood pressure measurement is suitable for adult users whose upper arm circumference is within the range printed on the cuff.

### Clinical benefits

The user can record their blood pressure and pulse values quickly and easily using the device. The recorded values are classified according to internationally applicable guidelines and evaluated graphically. Furthermore, the device can detect any irregular heart beats that occur during measurement and inform the user via a symbol in the display. The device saves the recorded measurements and can also output average values of previous measurements. The recorded data can provide healthcare service providers with support during the diagnosis and treatment of blood pressure problems, and therefore it plays a part in the long-term monitoring of the user's health.

## Indications

In the event of hypertension or hypotension, the user can independently monitor their blood pressure and pulse values at home. However, the user does not need to be suffering from hypertension or arrhythmia in order to use the device.

## Contraindications

### ⚠ WARNING

- Do not use the blood pressure monitor on newborns, children or pets.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should be supervised by a person responsible for their safety and receive instructions from that person on how to use the device.
- Do not use the device if you are using electrical implants (e.g. pacemakers).
- Do not use the device if you have metal implants.
- Do not use the cuff on people who have undergone a mastectomy.
- Do not place the cuff over wounds as this may cause further injury.
- Make sure that the cuff is not placed on an arm whose arteries or veins are undergoing medical treatment, e.g. intravascular access or intravascular therapy, or an arteriovenous (AV) shunt.
- Do not use the device on people with allergies or sensitive skin.

## Undesirable side effects

- skin irritation
- negative impact on blood circulation

## 3. WARNINGS AND SAFETY NOTES

### General warnings

### ⚠ WARNING

- The measurements you take are for your information only – they are not a substitute for a medical examination! Discuss your measured values with your doctor and never make your own medical decisions based on them (e.g. regarding medicine doses).
- The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or incorrect use.
- Using the blood pressure monitor outside your home environment or while on the move (e.g. while travelling in a car, ambulance or helicopter, or while undertaking physical activity such as playing sport) can influence the measurement accuracy and cause incorrect measurements.
- Cardiovascular diseases may lead to incorrect measurements or have a detrimental effect on measurement accuracy.
- Do not use the device at the same time as other medical electrical devices (ME equipment). This could cause the

measuring device to malfunction and/or an inaccurate measurement.

- Do not use the device outside of the specified storage and operating conditions. This could lead to incorrect measurements.
- Only use the cuffs included in delivery or described in these instructions for use with the device. Using a different cuff may lead to inaccurate measurements.
- Note that when inflating the cuff, the functions of the limb affected may be impaired.
- Do not perform measurements more frequently than necessary. Due to the restriction of blood flow, some bruising may occur.
- Blood circulation must not be stopped for an unnecessarily long time during the blood pressure measurement. If the device malfunctions, remove the cuff from the arm.
- Place the cuff on the upper arm only. Do not place the cuff on other parts of the body.
- The air line poses a risk of strangulation for small children.
- Small parts may present a choking hazard for small children if swallowed. They should therefore always be supervised
- Do not drop, step on or shake the device.
- Do not disassemble the device as this may cause damage, faults and malfunctions.
- If you have any of the following conditions, it is essential you consult your doctor before using the device: Cardiac

arrhythmia, circulatory problems, diabetes, pregnancy, pre-eclampsia, hypotension, chills, shaking

- To rule out a difference between sides, the measurement should initially be taken on both arms.

## General precautions

### ▲ CAUTION

- The blood pressure monitor is made from precision and electronic components. The accuracy of the measurements and service life of the device depend on its careful handling.
- Protect the device and its mains adapter from impacts, humidity, dirt, marked temperature fluctuations and direct sunlight.
- Ensure the device is at room temperature before taking a measurement. If the measuring device has been stored close to the maximum or minimum storage and transport temperatures and is placed in an environment with a temperature of 20 °C, it is recommended that you wait approx. 2 hours before using the measuring device.
- Do not use the device in the vicinity of strong electromagnetic fields and keep it away from radio systems or mobile telephones.
- We recommend removing the batteries if the device is not going to be used for a prolonged period of time.
- Avoid any mechanical restriction, compression or bending of the cuff line.

## Notes on handling batteries

### ⚠ WARNING

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Therefore, store batteries out of the reach of small children.
- Seek medical attention immediately if swallowed.
- Risk of explosion! Do not throw batteries into a fire.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Do not disassemble, open or crush the batteries.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.

### ⚠ CAUTION

- Protect batteries from excessive heat.
- Do not charge or short-circuit the batteries.
- If the device is not going to be used for a long period of time, remove the batteries from the battery compartment.
- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.

## Notes on electromagnetic compatibility

### ⚠ CAUTION

- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- The device may not be fully usable in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- The use of accessories or replacement parts other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Keep portable RF communication devices (including peripheral equipment, such as antenna cables or external antennas) at least 30 cm away from all device parts, including all cables included in delivery.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

## 4. INCLUDED IN DELIVERY

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed.

If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.

- Blood pressure monitor
- Upper arm cuff (22-42 cm)
- Instructions for use
- Quick guide
- Blood pressure pass
- Batteries, see chapter "Technical specifications"
- USB-C cable
- Storage bag

## 5. DEVICE DESCRIPTION

The associated drawings are shown on page 3.

- |          |                              |          |  |
|----------|------------------------------|----------|--|
| <b>1</b> | Cuff                         | <b>2</b> | Cuff line                                      |
| <b>3</b> | Cuff connector               | <b>4</b> | Connection for cuff connector (left-hand side) |
| <b>5</b> | Connection for mains adapter | <b>6</b> | START/STOP button ①                            |
| <b>7</b> | Settings button ②            | <b>8</b> | Function buttons </>                           |

**9** Memory button

**10** Slider for user selection

## Information on the display

- |           |   |           |                           |
|-----------|---|-----------|---------------------------|
| <b>11</b> | Symbol for Bluetooth® connection                  | <b>12</b> | Time and date             |
| <b>13</b> | Systolic pressure                                 | <b>14</b> | Diastolic pressure        |
| <b>15</b> | Risk indicator                                    | <b>16</b> | Calculated pulse value    |
| <b>17</b> | Cardiac arrhythmia symbol  / Pulse symbol         | <b>18</b> | AFib                      |
| <b>19</b> | User memory                                       | <b>20</b> | Resting indicator display |
| <b>21</b> | Cuff position control                             | <b>22</b> | Multiple measurement      |
| <b>23</b> | Memory display: average value , morning , evening | <b>24</b> | Memory space number       |
| <b>25</b> | Low battery indicator                             |           |                           |

## 6. USAGE

### 6.1 Initial use

#### Inserting the batteries

- Remove the battery compartment cover on the back of the device **A**.

- Insert the batteries (see chapter “Technical specifications”). Insert the batteries, making sure the polarity is correct according to the label **A**.
- Close the battery compartment cover.

If the  symbol is displayed and does not disappear, measurement is no longer possible. Replace all the batteries. Once the batteries have been removed from the device, the date and time must be set again. Any saved measured values are retained.

## Operation with the mains part

You can also operate this device with a mains part (not included in delivery). However, before connecting the device with the mains part, please ensure that you have removed the batteries from the device. During mains operation, there must not be any batteries in the battery compartment, as this could damage the device.

- To avoid any potential damage, the device may only be operated with a mains part that meets the specifications described in the chapter “Technical specifications”.
- Furthermore, the mains part must only be connected to the mains voltage that is specified on the type plate.
- Insert the mains adapter into the connection provided for this purpose on the rear side of the blood pressure monitor **5**.
- Then insert the mains plug of the mains part into the mains socket.
- After using the blood pressure monitor, unplug the mains part from the mains socket first and then disconnect it

from the blood pressure monitor. As soon as you unplug the mains part, the blood pressure monitor loses the date and time setting but the saved measured values are retained.

## Adjusting the settings

Make sure that the device’s settings have been set correctly so you can make full use of all its functions. Otherwise you will not be able to save your measured values with the date and time and access them later.

There are two different ways to access the settings menu:

- Before initial use and after each time you replace the battery:  
When inserting batteries into the device, you will be taken to the relevant menu automatically.
- If the batteries have already been inserted:  
With the device switched on, press and hold  for approx. three seconds.

Set these settings in the order shown below:




Press  to confirm your selection each time.

### Time format

Time format flashes:

- Press  to select the time format



## Date

The year flashes:

- Press </> to select the year

The month flashes:

- Press </> to select the month

The day flashes:

- Press </> to select the day

 If the time format is set to the 12-hour format, the order in which the day and month are displayed is reversed.



## Time

The hour flashes:

- Press </> to select the hour



The minutes flash:

- Press </> to select the minutes



## Bluetooth®

The Bluetooth® symbol flashes on the display.

- Press </> to select whether automatic Bluetooth® data transfer is activated (*bt on*) or deactivated (*bt off*) and confirm this by pressing .

Bluetooth® data transfers will shorten the battery life.



## 6.2 Before the blood pressure measurement

### General rules when measuring your own blood pressure

- In order to generate an informative profile of changes in your blood pressure that can be used for comparisons, you should measure your blood pressure regularly and always at the same time of day.  
Measure your blood pressure twice a day: once in the morning after getting up and once in the evening.
- Always perform the measurement when you are sufficiently physically rested. Avoid taking measurements at stressful times.
- Do not take a measurement within 30 minutes of eating, drinking, smoking or exercising.
- Before the initial blood pressure measurement, make sure always to rest for about 5 minutes.
- If you want to take several measurements in succession, always make sure that you leave 5 minutes between each measurement.
- Repeat the measurement if you have doubts about the measured value.

### Attaching the cuff

You can measure your blood pressure on either arm. Some deviations between the values in the right and left arm are perfectly normal. Always perform the measurement on the

arm with the higher blood pressure values. Consult your doctor about this before starting self-measurement.

- Always measure your blood pressure on the same arm.
- Only use the device with the cuff supplied, based on your upper arm circumference.
- Before taking the measurement, check the fit using the index mark described below.

1. Expose your upper arm. The circulation of the arm must not be hindered by tight clothing or similar.
2. Place the cuff with the bottom edge approx. 2-3 cm above your elbow. Adjust the device so that the mark ▼ and the cuff line are directly over the artery **B**.  
The cuff should be fastened so that two fingers fit under the cuff when it is closed **B**.
3. Now insert the cuff line into the connection for the cuff connector.
4. The cuff is suitable for you if the index mark **C** is within the OK range after fitting the cuff.

## Adopting the correct posture

- Sit in a comfortable upright position when taking the blood pressure measurement. Lean back so that your back is supported.
- Place your arm on a surface **D**.
- Place your feet flat on the ground next to one another.
- The cuff must be level with your heart.
- Stay as still as possible during the measurement and do not talk.

## Selecting the user

This device has two users with 120 memory spaces each in order that you can save measurements from two different people separately from each other.

If multiple people are using the device, make sure that the correct user has been selected before each measurement:

- Use the slider **10** to set the desired user.

## 6.3 Taking a blood pressure measurement

Requirement: cuff attached, user selected.

### Measurement

1. Press **①**. All display elements are briefly displayed.
2. The start screen welcomes you for selected **①** or for selected **②**. From this start screen you can access all menu items, e.g. user memory.
3. Press **①** again to start the measurement. The cuff inflates itself automatically. The measurement process starts. **♥** is displayed as soon as a pulse is detected.

To cancel the measurement, press **①**.

4. The systolic pressure, diastolic pressure and pulse measurements are displayed. The cuff position control symbol **OK** is displayed throughout the entire measurement. If the cuff is too loose, **OK** and **E-3** will be displayed. In such cases, the measurement is cancelled after approx. 15 seconds and the device switches itself off.

**E-3** is displayed if the measurement could not be performed properly. In this case, please refer to the “Troubleshooting” section.

If necessary, re-attach the cuff after 1 minute.  
The device switches off automatically after approx. 30 seconds. The value is saved to the selected or most recently used user.

## Multiple measurement

1. Press ①. All display elements are briefly displayed.
2. The start screen welcomes you for selected ① or for selected ②. From this start screen you can access all menu items, e.g. user memory.
3. Multiple measurement can be selected by pressing < or >. x3 flashes on the display. To start the measurement, confirm with ①.

The cuff inflates itself automatically. The measurement starts.

4. The device displays the first measurement cycle for 3 seconds and then performs a regular measurement that is repeated three times. In the second and third cycle, a 30-second countdown is also displayed, indicating the time to wait until the next measurement.

To cancel the measurement, press ①.

5. After the third measurement, the average measurement of systolic pressure, diastolic pressure and pulse is displayed and indicated with x3.

The cuff position control symbol  is displayed throughout the entire measurement. If the cuff is too loose,  and  will be displayed. In such cases, the measurement is cancelled after approx. 5 seconds and the device switches itself off.

 is displayed if the measurement could not be performed properly. In this case, please refer to the "Troubleshooting" section.

If necessary, re-attach the cuff after 1 minute.  
The device switches off automatically after approx. 30 seconds. The value is saved to the selected or most recently used user.

## 6.4 Evaluating the results

### General information about blood pressure

- Blood pressure is the force with which the bloodstream presses against the arterial walls. Arterial blood pressure constantly changes in the course of a cardiac cycle.
- Blood pressure is always stated in the form of two values:
  - The highest pressure is the **systolic blood pressure**. This occurs when the heart muscle contracts and blood is pumped into the blood vessels.
  - The lowest pressure is the **diastolic blood pressure**. This occurs when the heart muscle has completely relaxed again and the heart is filling with blood.
- Fluctuations in blood pressure are normal. Even during repeat measurements, there may be considerable differences between the measured values. One-off or irregular measurements therefore do not provide reliable information about the actual blood pressure. Reliable assessment is only possible when you perform the measurement regularly under comparable conditions.

## Cardiac arrhythmia

The device can identify heart rhythm abnormalities during the blood pressure measurement. If  is displayed after the measurement, this indicates that an irregularity has been detected in your pulse.

Repeat the measurement if  is displayed.

When assessing your blood pressure, only use the results that have been recorded without any irregularities in your pulse.

Consult your doctor if  is displayed frequently. Only they can determine, through an examination, whether there is an abnormality.

## Risk indicator

| Measured blood pressure value range |                        | Classification                                      | Risk indicator colour |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Systolic<br>(in mmHg)               | Diastolic<br>(in mmHg) |   |                       |
| ≥ 180                               | ≥ 110                  | Stage 3 high blood pressure (severe) <sub>1</sub>   | Red                   |
| 160 – 179                           | 100 – 109              | Stage 2 high blood pressure (moderate) <sub>1</sub> | Orange                |
| 140 – 159                           | 90 – 99                | Stage 1 high blood pressure (mild) <sub>1</sub>     | Yellow                |
| 130 – 139                           | 85 – 89                | High normal <sub>1</sub>                            | Green                 |
| 120 – 129                           | 80 – 84                | Normal <sub>1</sub>                                 | Green                 |
| < 120                               | < 80                   | Optimal <sub>1</sub>                                | Green                 |
| < 90                                | < 60                   | Low blood pressure <sub>2</sub>                     | Orange                |

<sup>1</sup>Source: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Source: National Health Service, 2023

The risk indicator **15** indicates which category the recorded blood pressure values fall into. If the measured values are in two different categories (e.g. systolic pressure in the “high normal” range and diastolic pressure in the “normal” range), the risk indicator always indicates the higher range – “high normal” in the example described.

 Note that these default values are for general guidance only, as individual blood pressures may vary.

Please note that self-measurement at home usually results in values lower than those recorded at a doctor’s surgery. Consult your doctor at regular intervals. Only they are able to give you personal target values for controlled blood pressure, particularly if you are receiving medical therapy.

## Low blood pressure

### WARNING

Low blood pressure (hypotension) can be a health hazard and cause dizziness or fainting. Blood pressure is considered low if systolic and diastolic pressure are below 90/60 mmHg (source: National Health Service, 2023).

Seek medical attention if you suddenly suffer from low blood pressure.

## Atrial fibrillation

Atrial fibrillation is one of the most common forms of cardiac arrhythmia and is characterised by an irregular heartbeat

associated with an increased risk of stroke, heart failure and other heart complications.

While the final diagnosis of atrial fibrillation can only be made by a medical examination, the Beurer AFIB technology of this device enables it to be detected with a high level of accuracy. During the blood pressure measurement, possible atrial fibrillation is detected and displayed after the measurement with the **AFIB** symbol in combination with the  symbol. If arrhythmias, such as atrial fibrillation, are present, the displayed blood pressure value may be incorrect. If the **AFIB** symbol is displayed after a blood pressure measurement, repeat the measurement. Rest for 5 minutes beforehand. Do not move or speak during the measurement. If the **AFIB** symbol appears for the first time and more frequently, please promptly consult your doctor. If you have previously been diagnosed with atrial fibrillation, follow your doctor's instructions regarding what to do in the event that AFIB is detected by the device.

Do not perform self-diagnosis and self-treatment based on the measurements, but rather always follow the doctor's instructions.

### **Resting indicator (using HSD diagnostics)**

One of the most common errors made when taking a blood pressure measurement is not ensuring that the user's circulatory system is sufficiently at rest when taking the measurement. In this case, the measured systolic and diastolic blood pressure values do not represent the blood pressure at rest. However, it is this blood pressure at rest that should be used to assess the measured values.

This blood pressure monitor uses integrated haemodynamic stability diagnostics (HSD) to measure the user's haemodynamic stability when taking the blood pressure measurement. This enables it to indicate whether the blood pressure was taken when the user's circulatory system was sufficiently at rest.

|   |   |
|---|---|
|  | The measured blood pressure value was obtained when the user's circulatory system was sufficiently at rest and reliably represents the blood pressure at rest.  |
|  | Indicates that the value was obtained when the user's circulatory system was not sufficiently at rest. The blood pressure values measured in this case generally do not represent the blood pressure at rest. The measurement should therefore be repeated after a period of physical and mental rest lasting at least 5 minutes. |
| No resting indicator symbol is displayed  | During the measurement it was not possible to determine whether the user's circulatory system was sufficiently at rest. In this case too, the measurement should be repeated after a period of rest lasting at least 5 minutes.   |

The user's circulatory system not being sufficiently at rest can be the result of various factors, such as physical stress, mental strain/distraction, speaking or experiencing cardiac arrhythmia during the measurement.

In an overwhelming number of cases, HSD will give a very good guide as to whether the user's circulatory system is rested when a blood pressure measurement is taken.

However, certain patients suffering from cardiac arrhythmia or chronic mental conditions may remain haemodynamically unstable even in the long-term, something which persists even after repeated periods of rest. The accuracy of the results for the blood pressure at rest is reduced in these users. Like any medical measurement method, the precision of HSD is limited and it can lead to incorrect results in some cases. Nevertheless, the blood pressure measurements taken when the user's circulatory system is sufficiently at rest represent particularly reliable results.

## 6.5 Displaying and deleting measured values

### User

The results of every successful measurement are saved with the date and time. If there are more than 120 measurements, the oldest measurements are deleted.

Press  on the start screen and select the desired user using the slider.

### Average value

Bluetooth® activated  in the display: Measurement data is transferred automatically.

#### AVG is displayed:

The average value of all this user's saved measured values is displayed.

1. Press >.

 AVG is displayed:

The average value of the morning measurements for the last 7 days is displayed (morning: 5:00–9:00).

2. Press >.

 AVG is displayed:

The average value of the evening measurements for the last 7 days is displayed (evening: 18:00–20:00).

### Individual measured values

1. If you press > again, the last individual measurement is displayed (in this example, measurement 3).
2. If you press </> again, you can view the individual measured values.
3. To switch the device off again, press  for approx. 2 seconds.

Press  to exit the menu.

### Deleting measured values

1. To delete all of a user's saved measured values, go to the respective user memory.

The display shows AVG and the average value of all stored measured values of this user.

2. Press and hold < and > for approx. 5 seconds.  
 /  for  /  for  appears in the display. All values of the selected user are deleted.

The device switches off automatically.

## **Reset the device to factory settings**

1. To delete all saved measured values and settings, select the user memory.

Press >. The display shows  AVG.

2. Press and hold < and > for approx. 15 seconds.

L appears in the display. All data stored on the device is deleted; the device is reset to factory settings.

The device switches off automatically.

## **Transfer of measured values**

### **Transfer via Bluetooth®**

- Download the free beurer HealthManager Pro / beurer HealthManager app from the Apple App Store or Google Play.



Click here for the  
beurer HealthManager Pro app

\*

- Activate *Bluetooth®* in your smartphone's settings.
- Start the app.
- Select BM 64 in the app and follow the instructions.
- A PIN code is displayed on the device when connecting for the first time. Enter the PIN code on the smartphone. After successfully entering the code, the device will be connected to your smartphone.

List of system requirements and compatible devices



\* This product satisfies the requirements of the applicable European directives.

## **7. CLEANING AND MAINTENANCE**

- Clean the device and cuff carefully using only a slightly damp cloth.
- Do not use any cleaning solutions or solvents.
- Under no circumstances hold the device or cuff under water, as this can cause liquid to enter and damage the device and cuff.
- If you store the device and cuff, do not place heavy objects on the device and cuff. The cuff line should not be bent sharply.
- Remove the batteries if the device is not going to be used for a long period of time.

## **8. ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS**

Accessories and replacement parts are available on the homepage [www.beurer.de](http://www.beurer.de), under "Service". Please state the corresponding order number.

| Designation        | Item number and/or order number |
|--------------------|---------------------------------|
| Universal cuff     | 164.503                         |
| Mains adapter (EU) | 072.78                          |
| Mains adapter (UK) | 072.79                          |

## 9. TROUBLESHOOTING

| Error message  | Possible cause  | Solution  |
|--|---|---|
|  Er 1 | Unable to record a pulse.                                     | Please wait one minute and repeat the measurement. Ensure that you do not speak or move during the measurement. |
|  Er 2 | The measured blood pressure is outside the measurement range. |   |
|  Er 3 | There is a pneumatic system error.                            | Repeat the measurement. Ensure that the cuff line is correctly connected and that you do not move or speak.     |

| Error message  | Possible cause   | Solution  |
|--|--|---|
|  Er 4 | An error occurred during the measurement. Ensure that you do not speak or move during the measurement. | Please wait one minute and repeat the measurement. Ensure that you do not speak or move during the measurement.   |
|  Er 5 | The inflation pressure is higher than 300 mmHg.  | Please take another measurement to check whether the cuff can be correctly inflated. Make sure that neither your arm nor other heavy objects are pressing on the line, and that the line is not bent. |
|  Er 6 | There is a system error.   | If this error message appears, please contact Customer Services.  |
|  Er 7 | There are problems with the connection between the smartphone/tablet and the app.                      | Switch off the main unit, close the app and first deactivate <i>Bluetooth®</i> on your smartphone/tablet before reactivating the function. Try to establish the connection again.                     |

| Error message   | Possible cause                 | Solution                              |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
|  | The batteries are nearly flat. | Insert new batteries into the device. |

## 10. DISPOSAL

### Repairing and disposing of the device

- Do not repair or modify the device yourself. Proper operation can no longer be guaranteed in this case.
- Do not open the device except for the battery compartment. Failure to comply will invalidate the warranty.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised retailers. Before making a complaint, first check the batteries and replace them if necessary.
- The device must not be disposed of with household waste. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Please contact the local authorities responsible for waste disposal if you have any questions regarding disposal.



### Disposal of the batteries

- Used, completely discharged batteries must not be disposed of with household waste. Dispose of the batteries in specially designated collection boxes, at recycling

points or at electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries correctly.

- The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

- Pb = battery contains lead
- Cd = battery contains cadmium
- Hg = battery contains mercury



## 11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type                    | BM 64   |
| Measurement method      | Oscillometric, non-invasive blood pressure measurement on the upper arm   |
| Measurement range       | Cuff pressure 300 mmHg,<br>systolic pressure 50–280 mmHg,<br>diastolic pressure 30–200 mmHg,<br>pulse 40–199 beats/minute |
| Display accuracy        | Systolic pressure $\pm$ 3 mmHg,<br>diastolic pressure $\pm$ 3 mmHg,<br>pulse $\pm$ 5% of the displayed value              |
| Measurement uncertainty | Max. permissible standard deviation according to clinical testing: systolic pressure 8 mmHg,<br>diastolic pressure 8 mmHg |
| Memory                  | 2 x 120 memory spaces   |
| Dimensions              | L 143 mm x W 105 mm x H 60 mm   |
| Weight                  | Approx. 450 g (without batteries, with cuff)  |

|   |  |
|---|--|
| Cuff size   | 22 to 42 cm upper arm circumference  |
| Operating conditions                                    | +10 °C to +40 °C, < 90 % relative humidity, 800–1050 hPa ambient pressure  |
| Storage conditions                                      | -20 °C to +55 °C, < 90% relative humidity (non-condensing)   |
| Power supply  | 4x 1.5V AA batteries   |
| Battery life  | Lasts for approx. 300 measurements depending on the blood pressure and inflation pressure as well as the number of <i>Bluetooth®</i> connections |
| Expected service life                                   | At least 20.000 measurements   |
| Classification  | Internal power supply, IP20 no AP or APG, continuous operation, type BF applied part   |
| Data transfer via <i>Bluetooth®</i> wireless technology | The device uses <i>Bluetooth®</i> , Frequency band 2.400 – 2.483 GHz, max. transmission power 5 dBm,   |

The serial number is located on the device or in the battery compartment.

Technical specifications are subject to change without notification to allow for updates.


- This device conforms with the European standard EN 60601-1-2 (in accordance with CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2,

IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) and is subject to particular precautions with regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication systems may interfere with this device.

- The accuracy of this blood pressure monitor has been carefully checked and developed with regard to a long useful life. If the device is used for commercial medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means. Precise instructions for checking accuracy may be requested from the service address.

## Mains part

|              |  |
|--------------|--|
| Model no.    | LXCP12X-050100BG   |
| Input        | 100–240V, 50–60 Hz, 0.5A max   |
| Output       | 5 V DC, 1 A, in conjunction with Beurer blood pressure monitors only   |
| Manufacturer | Shenzhen longxc power supply co., ltd.   |
| Protection   | This device is double protected and has a primary-side cutout switch which disconnects the device from the mains in case of malfunction.<br>Ensure that you have removed the batteries from the battery compartment before you use the mains part. |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>      | Insulated/protection class 2  |
| Housing and protective covers | <p>The housing of the mains part protects users from touching live parts or parts that could be live (for example with their fingers, or with a needle or checking hook).</p> <p>The user must not touch the patient and the output connector of the AC/DC mains part at the same time.</p> |

## 12. GUARANTEE/SERVICE

Further information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the guarantee leaflet supplied.

### Notification of incidents

For users/patients in the European Union and identical regulation systems (EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745), the following applies: If during or through use of the product a major incident occurs, notify the manufacturer and/or their representative of this as well as the respective national authority of the member state in which the user/patient is located.

# FRANÇAIS



Lisez attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi. Veuillez prendre connaissance des consignes d'avertissement et de mise en garde. Conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur. Mettez le mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. En cas de transmission de l'appareil à un tiers, remettez-lui également le mode d'emploi.

## Table des matières

|   |    |
|---|----|
| 1. Symboles utilisés.....                               | 44 |
| 2. Utilisation prévue .....                             | 46 |
| 3. Consignes d'avertissement et de mise en garde .....  | 47 |
| 4. Inclus .....   | 50 |
| 5. Description de l'appareil.....                       | 50 |
| 6. Utilisation .....                                    | 51 |
| 6.1 Mise en service.....                                | 51 |
| 6.2 Avant la mesure de la tension artérielle.....       | 52 |
| 6.3 Mesurer la tension artérielle .....                 | 53 |
| 6.4 Évaluer les résultats.....                          | 55 |
| 6.5 Affichage et suppression des valeurs mesurées... .. | 58 |
| 7. Nettoyage et entretien .....                         | 59 |
| 8. Accessoires et pièces de rechange.....               | 59 |
| 9. Résolution des problèmes.....                        | 60 |
| 10. Mise au rebut .....                                 | 61 |
| 11. Caractéristiques techniques.....                    | 61 |
| 12. Garantie/maintenance .....                          | 63 |

## 1. SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

### ▲ AVERTISSEMENT

Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

### ▲ ATTENTION

Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou mineures.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Informations sur le produit</b><br>Indication d'informations importantes   |
|  | <b>Respecter les instructions</b><br>Lire le mode d'emploi avant de commencer le travail et/ou de faire fonctionner les appareils ou les machines |

|   |   |
|---|---|
|   | Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques |
|  | Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers   |
|  | Fabricant   |
|  | <b>Sigle CE</b><br>Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.   |
|  | Éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement.  |
|  | Marquage d'identification du matériau d'emballage.<br>A = abréviation du matériau,<br>B = numéro de matériau :<br>1-7 = plastique,<br>20-22 = papier et carton      |
|  | <b>Indice IP</b><br>Protection contre les corps solides, diamètre 12,5 mm ou plus   |
|  | <b>Courant continu</b><br>L'appareil n'est adapté qu'au courant continu   |
|  | Unique Device Identifier (UDI)<br>Identifiant unique du produit   |
|  | Désignation du lot  |
|  | Référence de l'article  |
|  | Numéro de série   |
|  | Dispositif médical  |
|  | <b>Isolation de l'appareil de type BF</b><br>Isolation galvanique (F signifie floating), répond aux exigences de type B en matière de courant de fuite              |

|  |   |
|--|---|
|   | Plage de température                    |
|  | Plage d'humidité                        |
|  | Limitation de la pression atmosphérique |
|  | Numéro de type                          |
|  | Date de fabrication                     |
|  | Symbol de l'importateur                 |

## 2. UTILISATION PRÉVUE

### Utilisation

Le tensiomètre (appareil suivant) est destiné à la mesure non invasive entièrement automatique des valeurs de pression artérielle et de pouls sur le bras.

Il est conçu pour l'auto-mesure par des adultes dans un environnement domestique.

### Groupe cible

La mesure de la tension artérielle s'adresse aux utilisateurs adultes dont le tour de bras se trouve dans la zone indiquée sur la manchette.

### Utilité clinique

Avec cet appareil, l'utilisateur peut enregistrer rapidement et facilement ses valeurs de pression artérielle et de pouls. Les valeurs mesurées calculées sont classées selon les directives internationales et évaluées sous forme graphique. De plus, l'appareil peut reconnaître les éventuels battements cardiaques irréguliers pendant la mesure et en avertir l'utilisateur par un symbole à l'écran. L'appareil enregistre les valeurs de mesure enregistrées et peut générer des valeurs moyennes des mesures passées. Les données enregistrées peuvent aider les prestataires de santé pour le diagnostic et le traitement des problèmes de pression artérielle et contribuent ainsi au contrôle de la santé à long terme de l'utilisateur.

## Indications

En cas d'hypertension et d'hypotension, l'utilisateur peut surveiller sa tension artérielle et son pouls dans un environnement domestique. Il n'est cependant pas nécessaire que l'utilisateur souffre d'hypertension ou d'arythmie pour utiliser l'appareil.

## Contre-indications

### ▲ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas le tensiomètre sur des nouveau-nés, des enfants et des animaux domestiques.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées doivent être surveillées par une personne responsable de leur sécurité et recevoir des instructions de cette personne concernant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez des implants électriques (p. ex. stimulateur cardiaque).
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des implants métalliques.
- N'utilisez pas la manchette sur des personnes qui ont subi une mastectomie.
- Ne placez pas la manchette sur des plaies, son utilisation peut les aggraver.
- Veillez à ne pas placer la manchette sur un bras dont les artères ou les veines sont soumises à un traitement médical, par exemple, en présence d'un dispositif d'accès

intravasculaire destiné à un traitement intravasculaire ou en cas de shunt artério-veineux.

- N'utilisez pas l'appareil sur des personnes allergiques ou sensibles.

## Effets secondaires imprévus

- Irritation cutanée
- Influence négative sur la circulation sanguine

## 3. CONSIGNES D'AVERTISSEMENT ET DE MISE EN GARDE

### Avertissements généraux

### ▲ AVERTISSEMENT

- Les mesures que vous avez établies servent juste à vous tenir informé de votre état, elles ne remplacent pas un examen médical ! Communiquez vos résultats à votre médecin, vous ne devez prendre en aucun cas des décisions d'ordre médical sur la base de ces seules valeurs (par exemple, le choix du dosage des médicaments) !
- L'appareil est conçu pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.
- L'utilisation du tensiomètre en dehors de l'environnement domestique ou sous l'influence de mouvements (par ex. pendant la conduite en voiture, en ambulance ou en hélicoptère ainsi que pendant une activité physique

telle que le sport) peut affecter la précision de la mesure et entraîner des erreurs de mesure.

- Les maladies cardio-vasculaires peuvent entraîner des erreurs de mesure ou des mesures imprécises.
- N'utilisez pas l'appareil simultanément avec d'autres appareils électriques médicaux (appareils EM). Cela pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil de mesure et/ou causer une mesure inexacte.
- N'utilisez pas l'appareil en dehors des conditions de stockage et d'utilisation indiquées. Cela pourrait donner des résultats de mesure erronés.
- Utilisez uniquement les manchettes fournies ou décrites dans le présent mode d'emploi pour cet appareil. L'utilisation d'une autre manchette peut causer des mesures inexactes.
- Veuillez noter que la fonction du membre concerné peut être entravée lors du gonflage de la manchette.
- N'effectuez pas les mesures plus souvent que nécessaire. Des hématomes peuvent apparaître en raison de la restriction du flux sanguin.
- Il ne faut pas bloquer la circulation sanguine plus longtemps que nécessaire au cours de la prise de tension. Si l'appareil ne fonctionne pas bien, retirez le brassard du bras.
- Placez la manchette uniquement au niveau du bras. Ne placez pas la manchette sur d'autres parties du corps.
- Le tuyau d'air comporte un risque de strangulation de jeunes enfants.

- En cas d'ingestion, les petites pièces contenues dans le produit peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Elles doivent donc être surveillées en permanence.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne marchez pas dessus et ne le secouez pas.
- Ne démontez pas l'appareil, car cela pourrait l'endommager, provoquer des dysfonctionnements et perturber son fonctionnement.
- Si l'une des conditions suivantes est présente, il est impératif de consulter le médecin à propos de l'utilisation avant d'utiliser l'appareil : Troubles du rythme cardiaque, troubles de la circulation sanguine, diabète, grossesse, pré-éclampsie, hypotonie, frissons de fièvre, tremblements.
- Pour exclure une différence latérale, la mesure doit d'abord être effectuée sur les deux bras.

## Précautions générales

### ▲ ATTENTION

- Le tensiomètre est constitué de composants électroniques et de précision. La précision des valeurs mesurées et la durée de vie de l'appareil dépendent de sa manipulation.
- Protégez l'appareil et l'adaptateur secteur contre les chocs, l'humidité, les saletés, les fortes variations de température et l'ensoleillement direct.
- Avant la mesure, placez l'appareil à température ambiante. Si l'appareil de mesure a été stocké proche de

la température de stockage et de transport maximale ou minimale et qu'il est placé dans un environnement à une température de 20 °C, il est recommandé d'attendre environ 2 heures avant de l'utiliser.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de champs électromagnétiques puissants, tenez-le éloigné des installations de radio et des téléphones mobiles.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles.
- Évitez de presser, d'aplatir ou de plier le tuyau du brasard en le manipulant.

## Instructions relatives aux piles

### ▲ AVERTISSEMENT

- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer la zone touchée avec de l'eau et consulter un médecin.
- Risque d'ingestion ! Les enfants en bas âge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Conserver les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Risque d'explosion ! Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Si une pile a coulé, enfiler des gants de protection et nettoyer le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Ne pas démonter, ouvrir, ni casser les piles.
- Respecter les signes de polarité plus (+) et moins (-).

### ▲ ATTENTION

- Protéger les piles d'une chaleur excessive.
- Les piles ne doivent pas être rechargées ni court-circuitées.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, retirer les piles du compartiment à pile.
- Utiliser uniquement des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles simultanément.
- N'utiliser aucune batterie !

## Informations sur la compatibilité électromagnétique

### ▲ ATTENTION

- L'appareil est prévu pour fonctionner dans tous les environnements indiqués dans ce mode d'emploi, y compris dans un environnement domestique.
- En présence d'interférences électromagnétiques, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil. Vous pouvez alors rencontrer, par exemple, des messages d'erreur ou une panne de l'écran/de l'appareil.
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité immédiate d'autres appareils ou en l'empilant sur d'autres appareils, car cela peut provoquer des dysfonctionnements. S'il n'est pas possible d'éviter ce genre de situation, il convient alors de surveiller cet appareil et les autres appareils afin d'être certain que ceux-ci fonctionnent correctement.

- L'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil peut provoquer des perturbations électromagnétiques accrues ou une baisse de l'immunité électromagnétique de l'appareil et donc causer des dysfonctionnements.
- Les appareils de communication RF portatifs (y compris leurs accessoires, comme le câble d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à 30 cm des appareils, y compris de tous les câbles fournis
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une baisse des performances de l'appareil.

## 4. INCLUS

Vérifiez si l'emballage carton extérieur est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne les utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- Tensiomètre au bras
- Manchette de bras (22-42 cm)
- Piles, voir chapitre « Caractéristiques techniques »
- Pochette de rangement
- Manuel abrégé
- Mode d'emploi
- Blood pressure pass


- USB-C cable

## 5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les schémas correspondants sont illustrés en page 3.

- |          |                                 |           |  |
|----------|---------------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Connecteur de brassard          | <b>2</b>  | Tuyau de brassard                                      |
| <b>3</b> | Connecteur de brassard          | <b>4</b>  | Prise pour le connecteur de la manchette (côté gauche) |
| <b>5</b> | Prise pour l'adaptateur secteur | <b>6</b>  | Bouton MARCHE/ARRÊT ①                                  |
| <b>7</b> | Bouton de réglage ②             | <b>8</b>  | Touches de fonction </>                                |
| <b>9</b> | Bouton mémoire ③                | <b>10</b> | Curseur de sélection de l'utilisateur                  |

### Données affichées à l'écran

- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| <b>11</b> | Symbole de connexion Bluetooth®   | <b>12</b> | Heure et date  |
| <b>13</b> | Pression systolique  | <b>14</b> | Pression diastolique   |
| <b>15</b> | Indicateur de risque   | <b>16</b> | Valeur du pouls mesurée  |
| <b>17</b> | Symbole arythmie cardiaque  / Symbole pouls  | <b>18</b> | FA                            |
| <b>19</b> | Mémoire utilisateur    | <b>20</b> | Affichage du voyant de repos  |

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>[21]</b> Contrôle du positionnement de la manchette<br/></p> <p><b>[23]</b> Indicateur de mémoire : Valeur moyenne <b>AVG</b>, matin  soir </p> <p><b>[25]</b> Symbole de remplacement des piles </p> | <p><b>[22]</b> Mesure multiple <b>x3</b></p> <p><b>[24]</b> Numéro de l'emplacement de sauvegarde</p> |
|---|---|

piles de ce dernier. Si vous utilisez l'appareil sur secteur, vous devez retirer les piles du compartiment à piles, car cela pourrait endommager l'appareil.

- Afin d'éviter d'endommager l'appareil, il ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur secteur conforme aux spécifications du chapitre « Caractéristiques techniques ».
- De plus, l'adaptateur secteur ne doit être raccordé qu'à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Branchez l'adaptateur secteur à la prise du tensiomètre prévue à cet effet **[5]**.
- Branchez ensuite la fiche de l'adaptateur secteur à la prise.
- Après chaque utilisation du tensiomètre, débranchez d'abord l'adaptateur secteur de la prise, puis déconnectez-le du tensiomètre. Dès que vous débranchez l'adaptateur secteur, le tensiomètre perd la date et l'heure. Les valeurs mesurées enregistrées sont néanmoins conservées.

## Configurer les paramètres

Réglez l'appareil correctement avant de l'utiliser pour utiliser toutes les fonctions. Ce n'est qu'ainsi que vos valeurs de mesure peuvent être enregistrées avec la date et l'heure et consultées ultérieurement.

Vous pouvez accéder au menu des réglages de deux manières différentes :

- Avant la première utilisation et après chaque changement de pile :  
Lorsque vous insérez les piles dans l'appareil, vous accédez automatiquement au menu correspondant.

# 6. UTILISATION

## 6.1 Mise en service

### Insérer la pile

- Retirez le couvercle du compartiment à piles se trouvant sur la face arrière de l'appareil **A**.
- Insérez les piles (voir chapitre « Caractéristiques techniques »). Insérez les piles en respectant la polarité indiquée sur l'étiquette **A**.
- Fermez le compartiment à piles.


Si le symbole  s'affiche en permanence, la mesure n'est plus possible. Changez toutes les piles. Une fois les piles retirées de l'appareil, vous devez régler à nouveau la date et l'heure. Les valeurs mesurées enregistrées sont conservées.

### Fonctionnement avec l'adaptateur secteur

Vous pouvez également utiliser cet appareil avec un adaptateur secteur (non inclus dans la livraison). Avant de connecter l'adaptateur secteur à l'appareil, assurez-vous de retirer les

- Lorsque les piles sont insérées :  
Sur l'appareil allumé, maintenez la  enfoncée pendant environ trois secondes.

Effectuez ces réglages successivement :



Confirmez à chaque fois avec .

## Heures


Le format des heures clignote : 

- Utilisez  pour sélectionner le format de l'heure


## Date

L'année clignote : 

- Utilisez  pour sélectionner l'année

L'affichage du mois clignote : 

- Utilisez  pour sélectionner le mois

L'affichage du jour clignote : 

- Utilisez  pour sélectionner le jour

 Si le format de l'heure est réglé sur 12 h, l'ordre d'affichage du jour et du mois est inversé.

## Heure

Le nombre des heures clignote : 

- Utilisez  pour sélectionner le nombre des heures

Le nombre de minutes clignote : 

- Utilisez  pour sélectionner le nombre des minutes

## Bluetooth®

Le symbole *Bluetooth®* clignote à l'écran.

- Appuyez sur  pour sélectionner si le transfert automatique des données par *Bluetooth®* doit être activé (*bt on*) ou désactivé (*bt off*), puis confirmez avec .

L'autonomie de la batterie est réduite en cas de transfert par *Bluetooth®*.

## 6.2 Avant la mesure de la tension artérielle

### Règles générales pour la mesure autonome de la pression artérielle

- Afin de générer un profil comparable et pertinent sur l'évolution de votre tension artérielle, mesurez régulièrement votre tension artérielle aux mêmes heures de la journée.  
Mesurez la pression artérielle deux fois par jour : une fois le matin au lever et une fois le soir.
- La mesure devrait toujours être effectuée dans un état de repos physique suffisant. Évitez les mesures en période de stress.
- Évitez de manger, boire, fumer ou de pratiquer des activités physiques pendant au moins 30 minutes avant la mesure.
- Avant toute mesure de la pression artérielle, reposez-vous pendant environ 5 minutes !

- Lorsque vous souhaitez effectuer plusieurs mesures successives, patientez toujours 5 minutes entre chaque mesure.
- Effectuez une nouvelle mesure si vous avez un doute sur les valeurs mesurées.

## Placer la manchette

Vous pouvez mesurer la tension artérielle aux deux bras. Certains écarts entre les valeurs des bras droit et gauche sont tout à fait normaux. Effectuez toujours la mesure sur le bras avec les valeurs de tension artérielle les plus élevées. Consultez votre médecin à ce sujet avant le début des mesures autonomes.

- Mesurez toujours votre pression artérielle au même bras.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le brassard fourni, adapté à votre tour de bras.
- Avant la mesure, contrôlez l'ajustement à l'aide du marquage de l'index décrit ci-dessous.
- Mettez votre bras à nu. La circulation du bras ne doit pas être gênée par des vêtements trop serrés ou autre.
- Placez le bord inférieur du brassard environ 2-3 cm au-dessus du pli du coude. Orientez l'appareil de manière à ce que le repère ▼ et le tuyau de la manchette se trouvent directement au-dessus de l'artère **B**.  
Le serrage du brassard doit permettre de passer deux doigts sous celui-ci **C**.
- Insérez maintenant le tuyau du brassard dans le connecteur du brassard.

- Ce brassard vous convient si le marquage de l'index ▲ se trouve dans la zone OK après avoir positionné le brassard sur le bras.

## Adopter une posture adéquate pour la mesure

- Installez-vous confortablement et verticalement avant de prendre votre tension. Appuyez-vous sur le dos.
- Posez votre bras sur un support **D**.
- Posez les pieds l'un à côté de l'autre, bien à plat sur le sol.
- La manchette doit se trouver au niveau du cœur.
- Restez aussi calme que possible pendant la mesure et ne parlez pas.

## Sélectionner un utilisateur

Cet appareil dispose de deux utilisateurs avec 120 emplacements de mémoire chacun afin d'enregistrer séparément les résultats de deux personnes.

En particulier lorsque l'appareil est utilisé par plusieurs personnes, assurez-vous que l'utilisateur correspondant est défini avant chaque mesure.

- Utilisez le curseur pour définir l'utilisateur souhaité **10**.

## 6.3 Mesurer la tension artérielle

Pré-requis : Manchette attachée, utilisateur sélectionné.

### Mesure

1. Appuyez sur **①**. Tous les éléments de l'écran s'affichent brièvement.

2. L'écran de démarrage vous accueille pour ou sélectionné.

Depuis cet écran d'accueil, vous accédez à toutes les options de menu, p. ex. Mémoire utilisateur.

3. Appuyez à nouveau sur le **①** pour démarrer la mesure. La manchette se gonfle automatiquement. La mesure démarre. Le s'affiche dès qu'un pouls est détecté.

Pour annuler la mesure, appuyez sur **①**.

4. Les résultats de mesure de la pression systolique, de la pression diastolique et du pouls s'affichent. Pendant toute la mesure, le symbole du contrôle du positionnement du brassard s'affiche. Si le brassard est trop lâche, et s'affichent. Dans ce cas, la mesure sera interrompue après environ 15 secondes et l'appareil s'éteindra.

s'affiche lorsque la mesure n'a pas pu être effectuée correctement. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre « Dépannage ». Répétez l'opération. au bout d'une minute, posez la manchette. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes environ. La valeur est enregistrée pour l'utilisateur sélectionné ou le dernier utilisateur utilisé.

## Mesure multiple

1. Appuyez sur **①**. Tous les éléments de l'écran s'affichent brièvement.
2. L'écran de démarrage vous accueille pour ou sélectionné.

Depuis cet écran d'accueil, vous accédez à toutes les options de menu, p. ex. Mémoire utilisateur.

3. La mesure multiple peut être sélectionnée en appuyant sur < ou >. clignote à l'écran. Pour démarrer la mesure, confirmez avec **①**.

La manchette se gonfle automatiquement. La mesure démarre.

4. L'appareil affiche le premier cycle de mesure pendant 3 secondes, puis effectue une mesure régulière qui est répétée trois fois. Au cours des deuxième et troisième cycles, un compte à rebours de 30 secondes s'affiche pour indiquer le temps d'attente pour la mesure suivante.

Pour annuler la mesure, appuyez sur **①**.

5. Après la troisième mesure, le résultat de mesure moyen de la pression systolique, de la pression distolique et du pouls est affiché et signalé par .

Pendant toute la mesure, le symbole du contrôle du positionnement du brassard s'affiche. Si le brassard est trop serré ou trop lâche, et s'affichent. Dans ce cas, la mesure est effectuée après env. 5 secondes et l'appareil s'éteint.

s'affiche lorsque la mesure n'a pas pu être effectuée correctement. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre « Dépannage ». Répétez l'opération. au bout d'une minute, posez la manchette. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes environ. La valeur est enregistrée pour l'utilisateur sélectionné ou le dernier utilisateur utilisé.

## 6.4 Évaluer les résultats

### Informations générales sur la pression artérielle

- La pression sanguine est la force avec laquelle le flux sanguin appuie sur les parois artérielles. La pression sanguine artérielle change constamment au cours d'un cycle cardiaque.
- L'indication de la pression artérielle se fait toujours avec deux valeurs :
  - La pression la plus élevée est la **pression systolique**. Elle se produit quand le muscle cardiaque se contracte, comprimant le sang dans les vaisseaux.
  - La pression la plus basse est la **pression diastolique**. Elle se produit lorsque le muscle cardiaque s'est à nouveau totalement étiré et que le cœur se remplit de sang.
- Les variations de la pression artérielle sont normales. Même en cas de mesure répétée, des différences nettes sont possibles entre les valeurs mesurées. C'est pourquoi les mesures uniques ou irrégulières ne donnent pas d'indication fiable à propos de la pression artérielle réelle. Une évaluation fiable est possible uniquement si vous mesurez régulièrement dans des conditions comparables.

### Troubles du rythme cardiaque

L'appareil peut identifier d'éventuels troubles du rythme cardiaque pendant la mesure de la tension artérielle. Après la

mesure,  indique d'éventuelles irrégularités dans votre pouls.

Répétez la mesure lorsque  s'affiche.

Pour évaluer votre fréquence cardiaque, utilisez uniquement les résultats qui ont été enregistrés sans aucune irrégularité dans votre pouls.

Consultez votre médecin si  s'affiche souvent. Lui seul peut diagnostiquer la présence d'un problème à l'issue d'un examen.

### Indicateur de risque

| Plage des valeurs de tension mesurées |                       | Classement                                       | Couleur de l'indicateur de risque |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Systole<br>(en mmHg)                  | Diastole<br>(en mmHg) |  |                                   |
| ≥ 180                                 | ≥ 110                 | Hypertension de niveau 3 (sérieuse) <sub>1</sub> | Rouge                             |
| 160–179                               | 100–109               | Hypertension de niveau 2 (moyenne) <sub>1</sub>  | Orange                            |
| 140–159                               | 90–99                 | Hypertension de niveau 1 (légère) <sub>1</sub>   | Jaune                             |
| 130–139                               | 85–89                 | normale haute <sub>1</sub>                       | Vert                              |
| 120–129                               | 80–84                 | Normale <sub>1</sub>                             | Vert                              |
| < 120                                 | < 80                  | Optimale <sub>1</sub>                            | Vert                              |
| < 90                                  | < 60                  | Hypotension artérielle <sub>2</sub>              | Orange                            |

<sup>1</sup>Source : WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Source: National Health Service, 2023

L'indicateur de risque **15** qui s'affiche permet d'établir la plage dans laquelle se trouve la tension mesurée. Si les valeurs mesurées se trouvent dans deux classifications différentes (par exemple, systole en plage « normale haute » et diastole en plage « normale »), l'indicateur de risque indique toujours la plage la plus haute sur l'appareil, à savoir « normale haute » dans le présent exemple.

**i** Notez que ces valeurs par défaut ne sont données qu'à titre indicatif, car la tension artérielle peut varier d'un individu à l'autre.

Notez que les mesures effectuées à domicile sont généralement plus faibles que chez le médecin. Consultez régulièrement votre médecin. Seul votre médecin est en mesure de vous fournir les valeurs cibles individuelles pour le contrôle de votre pression artérielle, en particulier si vous suivez un traitement médicamenteux.

## Hypotension artérielle

### AVERTISSEMENT

Une pression artérielle trop basse (hypotension) peut être dangereuse pour la santé et provoquer des vertiges ou des évanouissements. On parle de pression artérielle trop basse lorsque la systole et la diastole sont inférieures à 90/60 mmHG (source : National Health Service, 2023).

Consultez un médecin si vous souffrez soudain d'une pression artérielle basse.

## Fibrillation atriale

La fibrillation auriculaire est l'une des formes les plus courantes d'arythmie cardiaque. Elle est caractérisée par des battements de cœur irréguliers et est associée à un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et d'autres complications cardiaques.

Bien que le diagnostic définitif d'une fibrillation auriculaire ne puisse être effectué que par un médecin, la technologie AFIB de Beurer permet déjà une détection très précise de cet appareil. Pendant la mesure de la tension artérielle, une éventuelle fibrillation auriculaire est détectée et s'affiche après la mesure avec le symbole **AFIB** en combinaison avec le symbole . En présence d'arythmies, comme la fibrillation auriculaire, la valeur de la tension artérielle affichée peut être faussée. Si le symbole **AFIB** s'affiche après une mesure de la tension artérielle, répétez la procédure de mesure. Reposez-vous 5 minutes avant. Ne bougez pas et ne parlez pas pendant la mesure. Si le symbole **AFIB** s'affiche de nouveau et fréquemment, veuillez consulter votre médecin dans les plus brefs délais. En cas de fibrillation auriculaire connue, suivez les instructions de votre médecin concernant la procédure à suivre en cas de détection de la fibrillation auriculaire par l'appareil.

N'effectuez pas d'autodiagnostic ni d'auto-traitement sur la base des résultats de mesure, mais suivez toujours les instructions du médecin.

## Mesure de l'indicateur de repos (grâce au diagnostic de l'HSD)

L'une des erreurs les plus fréquentes lors de la mesure de la tension artérielle réside dans le fait qu'au moment de la mesure, le repos circulatoire n'est pas atteint.

Dans ce cas, les valeurs de la tension artérielle systolique et diastolique mesurées ne reflètent pas la tension artérielle au repos, mais doivent être utilisées pour évaluer les valeurs mesurées.

Ce tensiomètre utilise le diagnostic de stabilité hémodynamique intégré (HSD) pour mesurer la stabilité hémodynamique de l'utilisateur pendant la mesure de la tension artérielle, ce qui permet de déterminer si la mesure a eu lieu dans un état de repos circulatoire suffisant.

|   |   |
|---|---|
|  | La valeur de la tension artérielle mesurée a eu lieu dans un état de repos circulatoire suffisant et reflète la tension artérielle au repos de manière fiable.  |
|  | Il existe un signe de manque de repos circulatoire. Dans ce cas, les valeurs de la tension artérielle mesurées ne reflètent pas la tension artérielle au repos. Il est alors nécessaire de procéder à une nouvelle mesure après une période de repos physique et mental d'au moins 5 minutes. |

|  |  |
|--|--|
| Aucun symbole de voyant de repos n'est affiché | Pendant la mesure, il n'a pas été possible de déterminer si le repos circulatoire était suffisant. Dans ce cas, il est également nécessaire de procéder à une nouvelle mesure après une période de repos d'au moins 5 minutes. |
|--|--|

Le manque de repos circulatoire peut avoir différentes causes, telles qu'une surcharge pondérale, une tension mentale ou un étourdissement, le fait de parler ou la présence d'un trouble du rythme cardiaque durant la mesure.

Dans la plupart des cas, le HSD offre une excellente indication de l'existence ou non d'un repos circulatoire durant une mesure de tension artérielle.

Certains patients souffrant de troubles du rythme cardiaque ou d'une charge mentale durable peuvent rester hémodynamiquement instables sur le long terme, y compris après des périodes de repos répétées. La mesure de la tension artérielle au repos est, dans ces cas, moins précise.

Comme pour toute méthode de mesure médicale, la précision du diagnostic de HSD est limitée et peut, dans certains cas, impliquer des résultats erronés. Chez les patients pour qui la présence d'un repos circulatoire suffisant a été établie, les résultats de mesure de la pression artérielle sont particulièrement fiables.

## 6.5 Affichage et suppression des valeurs mesurées

### Utilisateur

Le résultat de chaque mesure réussie est enregistré avec la date et l'heure. S'il y a plus de 120 données de mesure, les données de mesure les plus anciennes sont effacées.

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'utilisateur souhaité à l'aide du curseur.

### Valeur moyenne

Lorsque le Bluetooth® est activé,  s'affiche à l'écran : Les données de mesure sont transférées automatiquement.

#### AVG s'affiche :

La valeur moyenne de toutes les valeurs enregistrées de cet utilisateur s'affiche.

1. Appuyez sur >.

 AVG s'affiche :

La valeur moyenne des mesures matinales des 7 derniers jours s'affiche (matin : 5:00 - 9:00).

2. Appuyez sur >.

 AVG s'affiche :

La valeur moyenne des mesures du soir des 7 derniers jours s'affiche (soir : 18:00 - 20:00).

### Mesures individuelles

1. Si vous appuyez de nouveau sur la touche mémoire >, la dernière mesure s'affiche à l'écran (ici par exemple la mesure 03).

2. Si vous appuyez encore une fois sur </>, vous pouvez consulter les valeurs de mesure individuelles mesurées.
  3. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur .
- Pour quitter le menu, appuyez sur .

### Supprimer les valeurs mesurées

1. Pour supprimer toutes les valeurs mesurées enregistrées d'un utilisateur, sélectionnez-le.

Lorsque «AVG» clignote à l'écran, la valeur moyenne de toutes les valeurs mesurées enregistrées pour cet utilisateur s'affiche.

2. Maintenir < et > enfouis pendant environ 5 secondes. L'écran affiche  pour  /  pour  . Toutes les valeurs de l'utilisateur sélectionné sont supprimées. L'appareil s'éteint automatiquement.

### Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine

1. Pour supprimer toutes les valeurs de mesure et tous les réglages enregistrés, sélectionnez la mémoire utilisateur.

Appuyez sur >. L'écran affiche  AVG.

2. Maintenir < et > enfouis pendant environ 15 secondes. L'écran affiche  . Toutes les données enregistrées sur l'appareil sont effacées, l'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine.  
L'appareil s'éteint automatiquement.

## Transfert des valeurs mesurées

### Transmission via Bluetooth®

- Téléchargez l'application gratuite « beurer HealthManager Pro » / « beurer HealthManager » sur l'App Store ou sur Google Play.

Accédez ici à l'application

« beurer HealthManager Pro »

\*



- Activez la fonction *Bluetooth®* dans les paramètres du smartphone.
- Démarrer l'app.
- Sélectionnez BM 64 dans l'application et suivez les instructions.
- Lors de la première connexion, un code PIN s'affiche sur l'appareil. Entrez le code PIN dans le champ de saisie du smartphone. Après la saisie, l'appareil est alors connecté au smartphone.

Liste de la configuration système requise et  
des appareils compatibles



\* Ce produit répond aux exigences des directives européennes en vigueur.

## 7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez soigneusement l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon légèrement humide uniquement.
- N'utilisez pas de détergent ni de solvant.

- Ne placez jamais l'appareil et le brassard sous l'eau, car du liquide pourrait s'infiltrer et endommager l'appareil et la manchette.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil ni sur le brassard lorsqu'ils sont rangés. Ne pliez pas le tuyau du brassard.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles.

## 8. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Vous trouverez des accessoires et des pièces de rechange sur la page d'accueil [www.beurer.de](http://www.beurer.de), à la rubrique « Service ». Précisez la référence appropriée.

| Désignation             | Numéro d'article et référence |
|-------------------------|-------------------------------|
| Manchette universelle   | 164.503                       |
| Adaptateur secteur (UE) | 072.78                        |
| Adaptateur secteur (UK) | 072.79                        |

## 9. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| Message d'erreur   | Cause possible   | Solution   |
|--|--|--|
|  Er 1 | Aucun pouls n'a été enregistré.  | Répétez la mesure après une pause d'une minute. Veillez à ne pas parler ni bouger pendant la mesure.                           |
|  Er 2 | Les valeurs de pression artérielle mesurées se trouvent en dehors de la plage de mesure. |  |
|  Er 3 | Le système présente un défaut pneumatique.   | Répétez la mesure. Assurez-vous que le tuyau du brassard est correctement connecté et que vous ne bougez pas et ne parlez pas. |
|  Er 4 | Une erreur s'est produite au cours de la mesure.   | Répétez la mesure après une pause d'une minute. Veillez à ne pas parler ni bouger pendant la mesure.                           |

| Message d'erreur   | Cause possible  | Solution   |
|--|---|--|
|  Er 5 | La pression de gonflage est supérieure à 300 mmHg.                                  | Vérifiez avec une nouvelle mesure que le brassard peut être gonflé correctement. Assurez-vous que votre bras ou un objet lourd n'est pas posé sur le tuyau et que le tuyau n'est pas plié. |
|  Er 6 | Erreur du système.  | En cas de message d'erreur, veuillez contacter le service client.  |
|  Er 7 | Il y a des problèmes de connexion entre le smartphone/la tablette et l'application. | Éteignez l'unité principale, fermez l'application et désactivez d'abord le <i>Bluetooth</i> ® sur votre smartphone/tablette, puis réactivez la fonction. Réessayez d'établir la connexion. |
|  LO   | Les piles sont presque vides.   | Insérez de nouvelles piles dans l'appareil.  |

## 10. MISE AU REBUT

### Réparation et mise au rebut de l'appareil

- Ne réparez pas ou ne réglez pas l'appareil vous-même. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est plus garanti si tel était le cas.
- N'ouvrez pas l'appareil en dehors du compartiment à piles. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.
- Seuls le service client ou les opérateurs autorisés peuvent procéder à une réparation. Avant toute réclamation, vérifiez d'abord l'état des piles et changez-les le cas échéant.
- L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Son élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



### Élimination des piles

- Les piles usagées et complètement déchargées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils élec-

triques. L'élimination correcte des piles est une obligation légale qui vous incombe.

- Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :

- Pb = pile contenant du plomb,
- Cd = pile contenant du cadmium,
- Hg = pile contenant du mercure.



## 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type                     | BM 64   |
| Méthode de mesure        | Mesure de la tension artérielle au bras, oscillométrique et non invasive  |
| Plage de mesure          | Pression du brassard 300 mmHg,<br>systolique 50-280 mmHg,<br>diastolique 30-200 mmHg,<br>Pouls 40-199 battements/minute |
| Précision de l'affichage | systolique $\pm 3$ mmHg, diastolique $\pm 3$ mmHg,<br>pouls $\pm 5\%$ de la valeur affichée                             |
| Précision de mesure      | écart type max. admissible selon des essais cliniques : pression systolique 8 mmHg,<br>pression diastolique 8 mmHg      |
| Mémoire                  | 2 x 120 emplacements de mémoire   |
| Dimensions               | L 143 mm x I 105 mm x H 60 mm   |
| Poids                    | environ 450 g (sans piles, avec brassard)   |

|  |  |
|--|--|
| Taille du brassard                                       | 22 jusqu'à 42 cm de circonférence de bras  |
| Température de fonctionnement                            | + 10 °C à + 40 °C, < 90 % d'humidité relative de l'air, 800–1050 hPa pression ambiante   |
| Conditions de conservation                               | -20 °C à + 55 °C, < 90 % d'humidité relative de l'air (sans condensation)  |
| Alimentation électrique                                  | 4x 1,5V — — — piles AA   |
| Durée de vie de la batterie                              | Pour environ 300 mesures, selon le niveau de tension artérielle, la pression de gonflage et le nombre de connexions Bluetooth® |
| Durée de vie prévue                                      | Vous trouverez des informations sur la durée de vie du produit sur le site beurer.com  |
| Classification   | Alimentation interne, IP20 pas d'AP ni d'APG, utilisation continue, Pièce de contact, type BF                                  |
| Transfert de données par technologie sans fil Bluetooth® | L'appareil utilise le Bluetooth®,<br>Bande de fréquence 2,400-2,483 MHz,<br>puissance d'émission max. 5 dBm                    |

Le numéro de série se trouve sur l'appareil ou dans le compartiment à pile.

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques sans avis préalable à des fins d'actualisation.

- Cet appareil est conforme à la norme européenne EN 60601-1-2 (en conformité avec CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) et répond aux exigences de sécurité spéciales relatives à la compatibilité électromagnétique. Veuillez noter que les dispositifs de communication HF portables et mobiles sont susceptibles d'influencer sur cet appareil.
- La précision de ce tensiomètre a été correctement testée et sa durabilité a été conçue en vue d'une utilisation à long terme. Dans le cadre d'une utilisation médicale de l'appareil, des contrôles techniques de mesure doivent être menés avec les moyens appropriés. Pour obtenir des informations précises sur la vérification de la précision de l'appareil, vous pouvez faire une demande par courrier au service après-vente.

## Adaptateur secteur

|              |   |
|--------------|---|
| No de modèle | LXCP12X-050100BG  |
| Entrée       | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,5 A max.                                 |
| Sortie       | 5 V CC, 1 A, uniquement en association avec les tensiomètres Beurer |
| Fabricant    | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd                               |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Protection   | L'appareil bénéficie d'une double isolation de protection et dispose d'un dispositif de sécurité du côté primaire qui déconnecte l'appareil du réseau en cas de dysfonctionnement.<br><br>Assurez-vous d'avoir bien retiré les piles du compartiment à piles avant d'utiliser l'adaptateur secteur. | du produit, avertir le fabricant et/ou son représentant autorisé ainsi que l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur/le patient. |
|  | Polarité  |   |
| <input type="checkbox"/>   | Isolation de protection/classe de sécurité 2  |   |
| Boîtier et couvercle de protection   | Le boîtier de l'adaptateur secteur est une protection contre les composants sous tension ou pouvant être sous tension (doigts, aiguille, testeur).<br><br>L'utilisateur ne doit pas toucher en même temps le patient et la prise de sortie de l'adaptateur secteur.                                 |   |

## 12. GARANTIE/MAINTENANCE

Pour de plus amples informations sur la garantie et les conditions de garantie, consultez la fiche de garantie fournie.

### Remarque sur le signalement d'incidents

Pour les utilisateurs/patients au sein de l'Union européenne et les systèmes réglementaires identiques (Règlement relatif aux dispositifs médicaux MDR (EU) 2017/745) : En cas d'incident grave survenant pendant ou en raison de l'utilisation

# ESPAÑOL



**Lea detenidamente estas instrucciones de uso. Siga las indicaciones de advertencia y de seguridad. Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas. Ponga estas instrucciones de uso a disposición de otros usuarios. Si entrega el aparato a un tercero, incluya también las instrucciones de uso.**

## Contenido

|   |    |
|---|----|
| 1. Explicación de los símbolos .....                            | 64 |
| 2. Uso previsto .....   | 66 |
| 3. Indicaciones de advertencia y de seguridad .....             | 67 |
| 4. Artículos suministrados .....                                | 70 |
| 5. Descripción del aparato .....                                | 70 |
| 6. Utilización .....  | 71 |
| 6.1 Puesta en funcionamiento .....                              | 71 |
| 6.2 Antes de la medición de la presión arterial .....           | 72 |
| 6.3 Realización de la medición de la presión arterial ..        | 74 |
| 6.4 Evaluación de los resultados .....                          | 75 |
| 6.5 Visualización y borrado de los valores de<br>medición ..... | 78 |
| 7. Limpieza y cuidado .....                                     | 79 |
| 8. Accesorios y piezas de repuesto .....                        | 79 |
| 9. Resolución de problemas .....                                | 80 |
| 10. Eliminación .....   | 81 |
| 11. Datos técnicos .....  | 81 |
| 12. Garantía/asistencia .....                                   | 83 |

## 1. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

### ▲ ADVERTENCIA

Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, puede causar la muerte o lesiones muy graves.

### ▲ ATENCIÓN

Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, pueden producirse lesiones menores o leves.



### Información sobre el producto

Indicación de información importante.

|   |   |
|---|---|
|   | <b>Deben seguirse las instrucciones</b><br>Leer las instrucciones antes de empezar a trabajar o a manejar aparatos o máquinas.                                  |
|  | Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)  |
|  | No desechar con la basura doméstica pilas que contengan sustancias tóxicas.<br><br>Pb Cd Hg   |
|  | Fabricante  |
|  | <b>Marcado CE</b><br>Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes.   |
|  | Eliminar el embalaje respetando el medioambiente.   |
|   | Etiquetado para identificar el material de embalaje.<br>A = abreviatura del material,<br>B = número de material:<br>1-7 = plásticos,<br>20-22 = papel y cartón. |
|  | Separe el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.  |
|  | <b>Clase IP</b><br>Protección contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de 12,5 mm y superior   |
|  | <b>Corriente continua</b><br>El aparato solo es apto para corriente continua.   |
|  | Identificador único de dispositivo (UDI).<br>Para una identificación inequívoca del producto.   |
|  | Denominación del lote.  |
|  | Número de artículo.   |

|  |  |   |                        |
|--|--|---|------------------------|
|   | Número de serie.   |   | Fecha de fabricación   |
|  | Dispositivo médico.  |  | Símbolo del importador |
|  | <b>Aislamiento de las piezas de aplicación tipo BF</b><br>Pieza de aplicación aislada galvánicamente (F significa flotante), cumple los requisitos de corrientes de fuga para el tipo B. |   |                        |
|  | Rango de temperatura.  |   |                        |
|  | Rango de humedad.  |   |                        |
|  | Limitación de presión atmosférica.   |   |                        |
|  | Número de modelo   |   |                        |

## 2. USO PREVISTO

### Finalidad

El tensiómetro (en adelante dispositivo) se ha diseñado para la medición automática no invasiva de valores de presión arterial y pulso en el brazo.

Está concebido para la medición automática por parte de adultos en el entorno doméstico.

### Grupo objetivo

La medición de la presión arterial es adecuada para usuarios adultos cuyo perímetro de brazo se encuentre dentro del intervalo impreso en el brazalete.

### Beneficios clínicos

El usuario puede registrar sus valores de presión arterial y pulso de forma rápida y sencilla con el aparato. Los valores medidos se clasifican según directrices internacionales en vigor y se evalúan gráficamente. El aparato también puede detectar cualquier latido irregular que pueda producirse du-

rante la medición y avisar al usuario mediante un símbolo en la pantalla. El aparato guarda los valores de medición registrados y además puede emitir valores medios de mediciones anteriores. Los datos registrados pueden ayudar a los profesionales sanitarios en el diagnóstico y el tratamiento de problemas relacionados con la presión arterial y contribuir así al control de la salud del usuario a largo plazo.

## Indicaciones

El usuario puede monitorizar de forma autónoma la presión arterial y los valores del pulso en entornos domésticos en caso de hipertensión e hipotensión. No obstante, el usuario no precisa padecer hipertensión ni arritmias para utilizar el aparato.

## Contraindicaciones

### ▲ ADVERTENCIA

- No utilice el tensiómetro en recién nacidos, niños ni animales domésticos.
- Las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas deberán ser supervisadas por una persona responsable de su seguridad y deberán recibir instrucciones de dicha persona sobre cómo se debe utilizar el aparato.
- No utilice el aparato si lleva implantes eléctricos (p. ej., marcapasos).
- No utilice el aparato si tiene implantes metálicos.
- No coloque el brazalete a personas a las que se les haya practicado una mastectomía.

- No coloque el brazalete sobre heridas, ya que pueden producirse más lesiones.
- Asegúrese de no colocar el brazalete en un brazo cuyas arterias o venas estén sometidas a algún tipo de tratamiento médico; p. ej., acceso por vía intravascular, administración de tratamiento por vía intravascular o un shunt arteriovenoso (A-V).
- No utilice el aparato en personas con alergias o piel sensible.

## Efectos secundarios imprevistos

- Irritaciones de la piel
- Efecto negativo en la circulación sanguínea

## 3. INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y DE SEGURIDAD

### Indicaciones generales

### ▲ ADVERTENCIA

- Los valores obtenidos solo tienen carácter informativo, en ningún caso pueden reemplazar un examen médico. Comente con su médico los valores que obtenga. Bajo ningún concepto deberá basarse en ellos para tomar decisiones médicas (p. ej., en relación con la dosis de medicamentos).
- Este aparato solo se ha diseñado para el fin descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante declina toda

responsabilidad por daños y perjuicios debidos a un uso inadecuado o incorrecto.

- Si el tensiómetro se utiliza fuera del entorno doméstico o en movimiento (p. ej., durante un trayecto en coche, en una ambulancia o en helicóptero, así como mientras se practica alguna actividad física como deporte) puede verse afectada la precisión de la medición y pueden producirse errores de medición.
- Las enfermedades cardiovasculares pueden producir errores de medición o afectar a la precisión de la medición.
- No utilice el aparato al mismo tiempo que otros aparatos eléctricos médicos (aparatos ME). Esto podría hacer que el tensiómetro funcionara mal o provocar una medición inexacta.
- No utilice el aparato fuera de las condiciones de almacenamiento y funcionamiento especificadas. Hacerlo podría provocar resultados de medición incorrectos.
- Utilice para este aparato únicamente los brazaletes suministrados o los descritos en estas instrucciones de uso. El uso de otro brazalete puede dar lugar a inexactitudes en la medición.
- Tenga en cuenta que durante el inflado del brazalete la extremidad en la que lo coloque puede sufrir limitaciones funcionales.
- No realice mediciones con más frecuencia de la necesaria. Pueden formarse hematomas debido a la restricción del flujo sanguíneo.
- La medición de la presión arterial no debe interrumpir la circulación sanguínea más tiempo del necesario. En caso de que el aparato no funcione correctamente, retire el brazalete del brazo.
- Coloque el brazalete exclusivamente en el brazo. No lo coloque en otras partes del cuerpo.
- El tubo flexible de aire entraña riesgo de estrangulación para los niños pequeños.
- Las piezas pequeñas contenidas pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños en caso de ingestión. Por eso deben estar siempre vigilados.
- No deje caer el aparato, no lo pise y no lo agite.
- No desmonte el aparato, ya que puede provocar daños, averías y un funcionamiento incorrecto.
- Es imprescindible consultar a un médico antes de utilizar el aparato en cualquiera de los siguientes casos: alteraciones del ritmo cardíaco, problemas circulatorios, diabetes, embarazo, preeclampsia, hipotensión, escalofríos, temblores.
- Para descartar una diferencia según el lado, la medición se debe realizar inicialmente en ambos brazos.

## Precauciones generales

### ▲ ATENCIÓN

- El tensiómetro está compuesto por elementos electrónicos y de precisión. La precisión de los valores de medición y la vida útil del aparato dependen de su correcta utilización.

- Proteja el aparato y la fuente de alimentación de impactos, humedad, suciedad, grandes variaciones de temperatura y de la luz solar directa.
- Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de realizar la medición. Si el tensiómetro se ha guardado en un lugar a una temperatura cercana a la temperatura máxima o mínima de almacenamiento y transporte y se traslada a un entorno con una temperatura de 20 °C, se recomienda esperar unas 2 horas antes de usarlo.
- No utilice el aparato cerca de campos electromagnéticos de gran intensidad y manténgalo alejado de equipos radioeléctricos y de teléfonos móviles.
- Si no se va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda retirar las pilas.
- Evite estrechar, apretar o doblar el tubo flexible del brazalete mediante medios mecánicos.

## Indicaciones para la manipulación de pilas

### **▲ ADVERTENCIA**

- En caso de que el líquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- ¡Peligro de asfixia! Los niños pequeños podrían tragarse las pilas y asfixiarse. ¡Guarde las pilas fuera del alcance de los niños pequeños!
- En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato.
- ¡Peligro de explosión! No arroje las pilas al fuego.

- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- No despiece, abra ni triture las pilas.
- Respete los símbolos más (+) y menos (-) que indican la polaridad.

### **▲ ATENCIÓN**

- Proteja las pilas de un calor excesivo.
- Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas de su compartimento.
- Utilice únicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez.
- No utilice pilas recargables.

## Indicaciones relativas a la compatibilidad electromagnética

### **▲ ATENCIÓN**

- El aparato está diseñado para usarse en todos los entornos que se especifican en estas instrucciones de uso, incluido el ámbito doméstico.
- En presencia de interferencias electromagnéticas, la utilización del aparato puede verse limitada en determinados casos. Como consecuencia, podrían mostrarse mensajes de error o podría apagarse la pantalla o el aparato.
- Se debe evitar el uso de este aparato junto a otros aparatos o apilado con ellos, ya que esto podría provocar

un funcionamiento incorrecto. Pero si resulta inevitable hacerlo, deberá vigilar este y los demás aparatos para asegurarse de que funcionan correctamente.

- El uso de accesorios o piezas de repuesto distintos de los indicados o facilitados por el fabricante de este aparato puede tener como consecuencia mayores interferencias electromagnéticas o una menor resistencia frente a interferencias electromagnéticas del aparato y provocar un funcionamiento incorrecto.
- Mantenga los dispositivos portátiles de comunicación por radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como cables de antena o antenas externas) a una distancia mínima de 30 cm de todas las piezas del aparato, incluidos todos los cables suministrados.
- Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, podrían verse afectadas las características de funcionamiento del aparato.

## 4. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente.

En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

- Tensiómetro de brazo
- Brazalete (22-42 cm)

- Baterías, véase el capítulo «Datos técnicos»
- Bolsa para guardar
- Guía rápida
- Manual de instrucciones
- Tabla para registrar la presión arterial
- Cable USB-C

## 5. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Los esquemas correspondientes se muestran en la página 3.

- |          |                                     |           |  |
|----------|-------------------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Brazalete                           | <b>2</b>  | Tubo flexible del brazalete                          |
| <b>3</b> | Conector del brazalete              | <b>4</b>  | Toma para el conector del brazalete (lado izquierdo) |
| <b>5</b> | Toma para la fuente de alimentación | <b>6</b>  | Tecla de inicio/parada ①                             |
| <b>7</b> | Tecla de ajuste ②                   | <b>8</b>  | Teclas de función </>                                |
| <b>9</b> | Tecla de memorización ③             | <b>10</b> | Control deslizante de selección de usuario           |

### Indicaciones en la pantalla

- |           |                                  |           |                       |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>11</b> | Símbolo de conexión Bluetooth® ④ | <b>12</b> | Hora y fecha          |
| <b>13</b> | Presión sistólica                | <b>14</b> | Presión diastólica    |
| <b>15</b> | Indicador de riesgo              | <b>16</b> | Valor de pulso medido |

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>[17]</b> Símbolo de alteración del ritmo cardíaco  /</p> <p><b>[19]</b> Símbolo de pulso </p> <p><b>[21]</b> Registros de usuario </p> <p><b>[23]</b> Control de posición del brazalete </p> <p><b>[25]</b> Indicación de memoria: Promedio <b>AVG.</b>, mañana , tarde </p> <p><b>[20]</b> Número de la posición de memoria </p> <p><b>[22]</b> Símbolo de cambio de pilas </p> | <p><b>[18]</b> Fibrilación auricular (FA) <b>AFIB</b></p> <p><b>[20]</b> Indicación del indicador de calma </p> <p><b>[22]</b> Medición múltiple </p> <p><b>[24]</b> Número de la posición de memoria </p> |
|---|---|

## 6. UTILIZACIÓN

### 6.1 Puesta en funcionamiento

#### Colocación de las pilas

- Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato **A**.
- Coloque las pilas (véase el capítulo «Datos técnicos»). Coloque las pilas con la polaridad correcta según la identificación **A**.
- Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Si el símbolo  aparece de forma permanente, ya no es posible realizar ninguna medición. Sustituya todas las pilas. En cuanto se retiren las pilas del aparato, deberá volver a ajustar la fecha y la hora. Los valores de medición guardados no se pierden.

#### Funcionamiento con la fuente de alimentación

También puede utilizar este aparato con una fuente de alimentación (no se incluye en el suministro). Pero antes de conectar la fuente de alimentación al aparato, asegúrese de haber retirado las pilas. Durante el funcionamiento con conexión a la red no puede haber ninguna pila en el compartimento de las pilas, ya que de lo contrario el aparato podría resultar dañado.

- Para prevenir posibles daños, el aparato debe funcionar exclusivamente con una fuente de alimentación que cumpla las especificaciones descritas en el capítulo «Datos técnicos».
- Además, la fuente de alimentación se debe conectar únicamente a la tensión de red indicada en la placa de características.
- Enchufe la fuente de alimentación en la toma del tensímetro prevista a tal fin **5**.
- A continuación, conecte el enchufe de la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- Tras usar el tensímetro, desenchufe primero la fuente de alimentación de la toma de corriente y a continuación del tensímetro. En cuanto desenchufe la fuente de alimentación, el tensímetro perderá la fecha y la hora. Sin embargo, los valores de medición almacenados se conservarán.


## Realizar ajustes

Antes de utilizar el aparato, ajústelo correctamente para utilizar todas las funciones. Solo así se pueden guardar los valores medidos con fecha y hora y recuperarlos más tarde.

Puede acceder al menú de ajustes de dos maneras distintas:

- Antes del primer uso y tras cada cambio de pilas:  
Una vez insertadas las pilas en el aparato, accederá automáticamente al menú correspondiente.
- Con las pilas ya insertadas:  
Con el aparato encendido, mantenga pulsada la tecla  durante aprox. durante tres segundos.

Realice estos ajustes uno tras otro:



Confirme cada vez con .

### Horas

El formato de hora parpadea:

- Utilice </> para seleccionar el formato de hora.

### Fecha

El año parpadea:

- Utilice </> para seleccionar el año.

El mes parpadea:

- Utilice </> para seleccionar el mes.

El día parpadea:

- Utilice </> para seleccionar el día.



Si está ajustado el formato de 12 horas, se invierte el orden de la indicación del día y del mes.

### Hora

Las horas parpadean:

- Utilice </> para seleccionar las horas.

Los minutos parpadean:

- Utilice </> para seleccionar los minutos.

### Bluetooth®

El símbolo de Bluetooth® parpadea en la pantalla.

- Seleccione con </> si la transmisión automática de datos por Bluetooth® debe estar activada ( on) o desactivada ( off) y confirme con </>.

La duración de las pilas se reduce por la transmisión de datos por Bluetooth®.

## 6.2 Antes de la medición de la presión arterial

### Reglas generales para la automedición de la presión arterial

- Para generar un perfil comparable y significativo sobre la evolución de su presión arterial, mídase la presión regularmente y siempre a las mismas horas del día.

Medir la presión arterial dos veces al día: una por la mañana después de levantarse y otra por la tarde.

- La medición deberá realizarse siempre en un estado de suficiente reposo físico. Evite realizar mediciones en momentos de estrés.
- No coma, beba, fume ni realice esfuerzos físicos durante un mínimo de 30 minutos antes de realizar la medición.
- Repose siempre 5 minutos antes de realizar la primera medición de la presión arterial.
- Si desea realizar varias mediciones consecutivas, espere como mínimo 5 minutos entre cada medición.
- Repita la medición en caso de duda sobre los valores medidos.

## Colocar el brazalete

Puede medir la presión arterial en ambos brazos. Ciertas variaciones entre los valores del brazo derecho e izquierdo son completamente normales. Realice siempre la medición en el brazo con los valores de presión arterial más altos. Consulte al respecto a su médico antes de iniciar la automedición.

- Realice la medición siempre en el mismo brazo.
- Utilice el aparato únicamente con el brazalete suministrado, adaptado a la circunferencia de su brazo.
- Antes de realizar la medición, compruebe la precisión de ajuste utilizando la marca de índice descrita a continuación.
- Descúbrase el brazo. La circulación sanguínea del brazo no debe verse dificultada por ropa demasiado apretada u objetos similares.
- Coloque el brazalete con el borde inferior aprox. 2-3 cm por encima del codo. Oriente el aparato de forma que la

marca ▼ y el tubo flexible del brazalete queden justo encima de la arteria **B**.

El brazalete debe quedar lo suficientemente ajustado como para que quepan dos dedos debajo del brazalete cerrado **C**.

- Introduzca el tubo flexible del brazalete en la toma para el conector del mismo.
- Este brazalete será apropiado para usted si, tras colocarlo, la marca de índice **✓** se encuentra en el área OK.

## Adoptar una postura correcta

- Siéntese erguido cómodamente para medir la presión arterial. Apoye la espalda.
- Coloque el brazo sobre una superficie **D**.
- Apoye bien los pies juntos sobre el suelo.
- El brazalete deberá estar a la altura del corazón.
- Procure no moverse durante la medición y no hable.

## Seleccionar usuario

Este aparato dispone de dos usuarios con 120 posiciones de memoria cada uno para poder almacenar por separado los resultados de las mediciones de dos personas diferentes. Especialmente cuando el aparato sea utilizado por varias personas, asegúrese de que el usuario adecuado esté configurado antes de cada medición:

- Utilice el control deslizante para configurar el usuario deseado. **10**

## 6.3 Realización de la medición de la presión arterial

Condición previa: Brazalete colocado, usuario seleccionado.

### Medición

- Pulse ①. Todos los elementos de la pantalla se visualizan brevemente.
- La pantalla de inicio le da la bienvenida para el ① o ② seleccionado. Desde esta pantalla de inicio accederá a todos los elementos del menú, por ejemplo, al registro de usuario.
- Pulse en ① de nuevo para iniciar la medición. El brazalete se infla automáticamente. Se inicia el proceso de medición. Se muestra en cuanto se detecta un pulso.

Para cancelar la medición, pulse ①.

- Se muestran los resultados de medición de la presión sistólica, la presión diastólica y el pulso. Durante toda la medición se visualiza el símbolo del control de posición del brazalete . Si el brazalete está demasiado flojo, se muestran y . En este caso, la medición se interrumpe después de aprox. 15 segundos y el aparato se apaga.

aparece cuando la medición no se ha podido realizar correctamente. En ese caso, consulte el capítulo «Resolución de problemas». Dado el caso, repita el proceso 1 minuto después de colocar el brazalete. El aparato se apaga automáticamente después de unos 30 segundos. El valor se guarda en el usuario seleccionado o en el último usuario utilizado.

### Medición múltiple

- Pulse ①. Todos los elementos de la pantalla se visualizan brevemente.
- La pantalla de inicio le da la bienvenida para el ① o ② seleccionado. Desde esta pantalla de inicio accederá a todos los elementos del menú, por ejemplo, al registro de usuario.
- La medición múltiple se puede seleccionar pulsando < o > parpadea en la pantalla. Para iniciar la medición, confirme con ①.

El brazalete se infla automáticamente. Se inicia el proceso de medición.

- El aparato muestra el primer ciclo de medición durante 3 segundos y, a continuación, realiza una medición regular que se repite tres veces. En el segundo y tercer ciclo también se muestra una cuenta atrás de 30 segundos que indica el tiempo de espera para la siguiente medición. .

Para cancelar la medición, pulse ①.

- Después de la tercera medición, se muestra el resultado medio de la medición de la presión sistólica, la presión diastólica y el pulso, y se marca con .

Durante toda la medición se visualiza el símbolo del control de posición del brazalete . Si el brazalete está demasiado flojo, se mostrará y . En este caso, la medición se interrumpe después de aprox. 5 segundos y el aparato se apaga.

aparece cuando la medición no se ha podido realizar correctamente. En ese caso, consulte el capítulo «Reso-

lución de problemas». Dado el caso, repita el proceso 1 minuto después de colocar el brazalete. El aparato se apaga automáticamente después de unos 30 segundos. El valor se guarda en el usuario seleccionado o en el último usuario utilizado.

## 6.4 Evaluación de los resultados

### Información general sobre la presión arterial

- La presión arterial es la fuerza con la que el torrente sanguíneo presiona contra las paredes arteriales. La presión arterial cambia constantemente durante un ciclo cardíaco.
- La presión arterial se indica siempre en forma de dos valores:
  - La presión más alta es la **presión arterial sistólica**. Se produce cuando el músculo cardiaco se contrae, con lo que la sangre se presiona contra los vasos sanguíneos.
  - La presión más baja es la **presión arterial diastólica**. Se produce cuando el músculo cardiaco se vuelve a expandir completamente y el corazón se llena de sangre.
- Las fluctuaciones de la presión arterial son normales. Incluso en una medición repetida pueden producirse diferencias considerables entre los valores medidos. Por lo tanto, las mediciones únicas o irregulares no proporcionan información fiable sobre la presión arterial real. Una

evaluación fiable solo es posible si se realizan mediciones regulares en condiciones comparables.

### Alteraciones del ritmo cardiaco

Durante la medición de la presión arterial, el aparato puede identificar posibles alteraciones del ritmo cardíaco. Tras realizar la medición, cualquier irregularidad en su pulso se muestra con  en la pantalla.

Repita la medición si se muestra . Para evaluar su presión sanguínea, utilice únicamente los resultados registrados en su pulso sin las irregularidades.

Consulte a su médico si  aparece con frecuencia. Únicamente él podrá determinar la presencia de una alteración realizando un examen.

### Indicador de riesgo

| Rango de los valores de presión arterial medidos |                    | Clasificación  | Color del indicador de riesgo |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Sístole (en mmHg)                                | Diástole (en mmHg) |  |                               |
| ≥180   | ≥110               | Presión arterial alta Nivel 3 (grave),<br>Nivel 3 (grave), | Rojo                          |
| 160–179  | 100–109            | Presión arterial alta Nivel 2 (media),<br>Nivel 2 (media), | Naranja                       |
| 140–159  | 90–99              | Presión arterial alta Nivel 1 (leve),<br>Nivel 1 (leve),   | Amarillo                      |
| 130–139  | 85–89              | Normal alta,<br>Normal alta,                               | Verde                         |
| 120–129  | 80–84              | Normal,<br>Normal,   | Verde                         |

| Rango de los valores de presión arterial medidos |                    | Clasificación        | Color del indicador de riesgo |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sístole (en mmHg)                                | Diástole (en mmHg) |                      |                               |
| < 120  | < 80               | Óptima <sub>1</sub>  | Verde                         |
| < 90   | < 60               | Naranja <sub>2</sub> | Naranja                       |

<sup>1</sup>Fuente: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Fuente: National Health Service, 2023

El indicador de riesgo **15** indica en qué rango se encuentra la presión arterial medida. Si los valores medidos están en dos clasificaciones distintas (p. ej., sístole en el rango de presión «normal alta» y diástole en el rango «normal»), entonces el indicador de riesgo siempre muestra el rango más alto, en el ejemplo descrito «Normal alta».

**i** Tenga en cuenta que estos valores estándar solo sirven como pauta general, ya que la presión arterial individual puede variar.

Tenga en cuenta que, por lo general, la automedición en casa produce valores de medición inferiores a los del médico. Consulte a su médico con regularidad. Solo él puede comunicarle los valores objetivo individuales para una presión arterial controlada, especialmente si recibe tratamiento con medicamentos.

## Presión arterial demasiado baja

### ▲ ADVERTENCIA

Una presión arterial demasiado baja (hipotensión) puede ser peligrosa para la salud y provocar mareos o desmayos. Se habla de presión arterial demasiado baja cuando la sístole y la diástole están por debajo de 90/60 mmHG (fuente: National Health Service, 2023).

Si padece de repente una presión arterial baja, acuda a un médico.

## Fibrilación auricular

La fibrilación auricular es una de las formas más comunes de arritmia cardíaca y está caracterizada por un latido irregular y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones cardíacas.

Aunque el diagnóstico final de la fibrilación auricular solo puede realizarse mediante un examen médico, la tecnología AFIB de Beurer de este aparato ya permite una detección de alta precisión. Durante la medición de la tensión arterial se detecta una posible fibrilación auricular y, tras la medición, se muestra con el símbolo **AFIB** en combinación con el símbolo . La presencia de arritmias, como la fibrilación auricular, puede alterar el valor de la presión arterial mostrado. Si después de una medición de la presión arterial aparece el símbolo **AFIB**, repita el proceso de medición. Descanse 5 minutos antes. No se mueva ni hable durante la medición. Si el símbolo **AFIB** aparece de nuevo y con mayor frecuencia, consulte a su médico lo antes posible. En el caso de una

fibrilación auricular ya diagnosticada, siga las instrucciones de su médico sobre cómo proceder si el aparato detecta una fibrilación auricular.

No realice autodiagnósticos ni tratamientos basados en los resultados de la medición, siga siempre las instrucciones del médico.

## Indicador de calma (por medio del diagnóstico HSD)

Uno de los errores más frecuentes que se cometen al medir la presión arterial es que la circulación del usuario no está en suficiente calma en el momento de la medición. En este caso, el valor medido de la presión arterial sistólica y diastólica no representa la presión arterial en reposo, pero deberá utilizarse para evaluar los valores medidos.

Este tensiómetro utiliza el diagnóstico de estabilidad hemodinámica (HSD) integrado para medir la estabilidad hemodinámica del usuario durante la medición de la presión arterial y, de este modo, puede proporcionar información sobre si la presión arterial se registró con calma suficiente en la circulación.



El valor de presión arterial medido se registró con una calma suficiente en la circulación y refleja con mucha seguridad la presión arterial en reposo del usuario.

|  |  |
|--|--|
| A small black icon of a person standing next to a vertical bar graph with three bars of increasing height. | Hay una indicación de falta de calma en la circulación. Normalmente, los valores de presión arterial medidos en este caso no reflejan la presión arterial en reposo. Por esta razón la medición se deberá repetir tras un tiempo de descanso físico y mental de 5 minutos como mínimo. |
| No se muestra el símbolo del indicador de calma  | Durante la medición no se pudo determinar si hubo una calma suficiente en la circulación. También en este caso la medición se deberá repetir tras un descanso de 5 minutos como mínimo.  |

La falta de calma en la circulación puede tener distintas causas, entre otras el estrés físico, estrés mental o distracción, haber hablado o alteraciones del ritmo cardiaco durante la medición.

En la mayoría de casos en que se utiliza, HSD proporciona una muy buena orientación de si durante una medición de la presión arterial existe calma en la circulación.

Sin embargo, determinados pacientes con alteraciones del ritmo cardiaco o estrés mental prolongado pueden sufrir inestabilidad hemodinámica también a largo plazo, incluso después de repetidos períodos de descanso. Para estos usuarios, la exactitud en la determinación de la presión arterial en reposo se ve reducida.

HSD tiene, como cualquier otro método médico de medición, una exactitud limitada y en algunos casos puede proporcio-

nar resultados erróneos. Los resultados de las mediciones en las que se determinó la suficiente calma en la circulación son especialmente fiables.

## 6.5 Visualización y borrado de los valores de medición

### Usuarios

Los resultados de todas las mediciones realizadas correctamente se guardan junto con la fecha y la hora. En caso de contener más de 120 datos de medición se borrrán los datos de medición más antiguos.

Pulse la  en la pantalla de inicio y seleccione el usuario deseado con el control deslizante.

### Valor medio

Bluetooth® activado  en la pantalla: Los datos de medición se transfieren automáticamente.

Se visualiza **AVG**:

Se muestra el valor medio de todas las mediciones guardadas de este registro de usuario.

1. Pulse .

Se visualiza  **AVG**:

Se muestra el valor medio de las mediciones matutinas de los últimos 7 días (mañana: de 5:00 a 9:00 h).

2. Pulse .

Se visualiza  **AVG**:

Se muestra el valor medio de las mediciones vespertinas de los últimos 7 días (tarde: de 18:00 a 20:00 h).

### Valores de medición individuales

1. Si vuelve a pulsar , se mostrará en la pantalla la última medición individual (en el ejemplo, la medición 03).
  2. Si vuelve a pulsar , podrá ver los valores de medición individuales medidos.
  3. Para volver a apagar el instrumento, pulse .
- Para salir del menú, pulse .

### Borrar valores medidos

1. Para borrar todos los valores medidos guardados de un usuario, selecciónelos.  
En la pantalla se muestra **AVG** y el promedio de todos los valores de medición guardados de este usuario.
2. Mantenga pulsadas las teclas  y  durante aprox. 5 segundos.  
En la pantalla se muestra  para  /  para  . Se borran todos los valores del usuario seleccionado.

### Restablecer los ajustes de fábrica en el aparato

1. Para borrar todos los valores medidos y ajustes guardados, seleccione el registro de usuario.  
Pulse . La pantalla muestra  **AVG**.
2. Mantenga pulsadas las teclas  y  durante aprox. 15 segundos.  
En la pantalla aparece  **L**. Se borrarán todos los datos almacenados en el aparato y se restablecerán los ajustes de fábrica.  
El aparato se apagará automáticamente.

## Transmisión de los valores de medición

### Transmisión por Bluetooth®

- Descárguese la app gratuita «beurer HealthManager Pro» en el Apple App Store o en Google Play.

Aquí se accede a la app

«beurer HealthManager Pro»

\*



- Active *Bluetooth®* en los ajustes del smartphone.
- Inicie la app.
- Elija BM 64 en la aplicación y siga las instrucciones.
- Cuando se conecte por primera vez se mostrará un código PIN en el aparato. Introduzca el código PIN en el smartphone. Tras realizar correctamente la entrada, el aparato estará conectado con su smartphone.

Lista de los requisitos del sistema y los aparatos compatibles



\* Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas vigentes.

## 7. LIMPIEZA Y CUIDADO

- Limpie con cuidado el aparato y el brazalete solo con un paño ligeramente humedecido.
- No use productos de limpieza ni disolventes.
- No sumerja nunca el aparato ni el brazalete en agua, ya que podría penetrar líquido en él y dañarlo.

- Cuando guarde el aparato y el brazalete, no debe colocar objetos pesados sobre ellos. El tubo flexible del brazalete no debe doblarse mucho.
- Si no utiliza el aparato durante un tiempo prolongado, extraiga las pilas.

## 8. ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

En la página web [www.beurer.de](http://www.beurer.de), en la sección «Mantenimiento», encontrará accesorios y piezas de repuesto. Indique el número de pedido correspondiente.

| Nombre                         | Número de artículo o de pedido |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Brazalete universal (22-42 cm) | 164.503                        |
| Fuente de alimentación (UE)    | 072.78                         |
| Fuente de alimentación (RU)    | 072.79                         |

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Mensaje de error  | Possible causa   | Solución  |
|---|--|---|
|  Er 1 | No se ha podido registrar ningún pulso.                      | Repita la medición tras una pausa de un minuto. Asegúrese de no hablar ni moverse durante la medición.                              |
|  Er 2 | La presión arterial medida está fuera del rango de medición. |   |
|  Er 3 | Se ha producido un error del sistema neumático.              | Repita el proceso de medición. Asegúrese de que el tubo flexible del brazalete esté conectado correctamente y no se mueva ni hable. |
|  Er 4 | Se ha producido un error durante la medición.                | Repita la medición tras una pausa de un minuto. Asegúrese de no hablar ni moverse durante la medición.                              |

| Mensaje de error   | Possible causa  | Solución   |
|--|---|--|
|  Er 5 | La presión de inflado es superior a 300 mmHg.                                 | Compruebe en el marco de una nueva medición si el brazalete puede inflarse correctamente. Asegúrese de que ni el brazo ni ningún objeto pesado estén encima del tubo flexible y de que este no esté doblado. |
|  Er 6 | Se ha producido un error del sistema.   | Si aparece este mensaje de error, diríjase al servicio de atención al cliente.   |
|  Er 7 | Hay problemas con la conexión entre el smartphone/la tableta y la aplicación. | Apague la unidad principal, cierre la aplicación y desactive primero el Bluetooth® en su smartphone/tableta; luego, vuelva a activar la función. Intente conectarse de nuevo.                                |
|  Er 8 | Las pilas están casi gastadas.  | Inserte pilas nuevas en el aparato.  |

# 10. ELIMINACIÓN

## Reparación y eliminación del dispositivo

- No repare ni ajuste el equipo usted mismo. Si lo hace, no se garantizará un funcionamiento correcto del mismo.
- No abra el aparato más allá del compartimento de las pilas. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.
- Las reparaciones solo deberán realizarlas el servicio de atención al cliente o distribuidores autorizados. Antes de hacer una reclamación, compruebe el estado de las pilas y cámbielas en caso necesario.
- No deseche el aparato junto con los residuos domésticos. Lo puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En caso de duda, diríjase a la autoridad municipal competente en materia de desechos.



## Eliminación de las pilas

- Las pilas usadas, completamente descargadas, no deberán desecharse con la basura doméstica. Deseche las pilas en contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de un distribuidor de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a desechar las pilas correctamente.

- Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas:

- Pb = la pila contiene plomo,
- Cd = la pila contiene cadmio,
- Hg = la pila contiene mercurio.



# 11. DATOS TÉCNICOS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo                       | BM 64   |
| Método de medición         | Oscilométrico, medición no invasiva de la presión arterial en el brazo                                      |
| Rango de medición          | Presión del brazalete 300 mmHg, sistólica 50-280 mmHg, diastólica 30-200 mmHg, pulso 40-199 latidos/minuto. |
| Precisión de la pantalla   | Sistólica $\pm 3$ mmHg, diastólica $\pm 3$ mmHg, pulso $\pm 5\%$ del valor indicado.                        |
| Inexactitud de la medición | Desviación estándar máxima admisible según ensayo clínico.<br>Sistólica 8 mmHg, diastólica 8 mmHg.          |
| Memoria                    | 2 x 120 posiciones de memoria.  |
| Dimensiones                | L 143 mm x An. 105 mm x Al. 60 mm.  |
| Peso                       | Aproximadamente 450 g (sin pilas, con brazalete).   |
| Tamaño del brazalete       | Perímetro de brazo de 22 hasta 42 cm.   |

|   |   |
|---|---|
| Condiciones de funcionamiento                           | Humedad relativa del aire de +10 °C hasta +40 °C, < 90 %.<br>Presión ambiente 800-1050 hPa.   |
| Condiciones de almacenamiento admisibles                | Humedad relativa del aire (sin condensación) de +20 °C hasta +55 °C, < 90 %.  |
| Alimentación  | 4 pilas de 1,5 V — AA.  |
| Vida útil de las pilas                                  | Para aprox. 300 mediciones, según el nivel de la presión arterial y la presión de inflado, así como el número de conexiones por Bluetooth®. |
| Vida útil del producto esperada                         | Para obtener información sobre la vida útil del producto consulte <a href="http://beurer.com">beurer.com</a>                                |
| Clasificación   | Alimentación interna, IP20 sin AP/APG, funcionamiento continuo, pieza de aplicación, tipo BF  |
| Transmisión de datos por Bluetooth® wireless technology | El aparato utiliza Bluetooth®, banda de frecuencia 2.400–2.483 MHz, potencia de transmisión max. 5 dBm                                      |

El número de serie se encuentra en el aparato o en el compartimento de las pilas.

Reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos sin previo aviso por razones de actualización.

- Este aparato cumple la norma europea EN 60601-1-2 (conformidad con CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) y está sujeto a las medidas especiales de precaución relativas a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los dispositivos de comunicación de alta frecuencia portátiles y móviles pueden interferir en el funcionamiento de este aparato.
- La precisión de este tensiómetro ha sido comprobada exhaustivamente y se ha diseñado para lograr una larga vida útil. Si el aparato se utiliza en el ejercicio de la medicina deberán realizarse controles metrológicos con los medios adecuados. Puede solicitar más información sobre la comprobación de la precisión al servicio de asistencia técnica en la dirección indicada.

## Fuente de alimentación

N.º de modelo LXCP12X-050100BG

|            |   |
|------------|---|
| Entrada    | 100–240V, 50–60 Hz, 0,5A máx.                               |
| Salida     | 5 V CC, 1 A, solo en combinación con tensiómetros de Beurer |
| Fabricante | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Protección   | <p>El aparato tiene una protección de aislamiento doble y dispone de un fusible primario que lo desconecta de la red en caso de fallo.</p> <p>Asegúrese de haber extraído las pilas de su compartimento antes de utilizar la fuente de alimentación.</p> | <p>incidente grave durante o debido al uso del producto, notifíquelo al fabricante y/o a su representante autorizado y a la autoridad nacional respectiva del Estado miembro en el que se encuentre el usuario/paciente.</p> |
|  | Polaridad  |  |
| <input type="checkbox"/>   | Con protección de aislamiento/clase de protección 2  |  |

Carcasa y cubiertas de protección La carcasa de la fuente de alimentación actúa como protección frente a las partes sometidas, o que pueden verse sometidas, a la corriente (dedo, agujas, gancho de seguridad). El usuario no deberá tocar al mismo tiempo al paciente y el enchufe de salida de la fuente de alimentación de CA/CC.

## 12. GARANTÍA/ASISTENCIA

Encontrará más información sobre la garantía y sus condiciones en el folleto de garantía suministrado.

### Nota sobre la notificación de incidentes

Para usuarios/pacientes en la Unión Europea y sistemas regulatorios idénticos (Reglamento sobre dispositivos médicos MDR (EU) 2017/745) se aplica lo siguiente: Si se produjera un

# ITALIANO



Leggere le presenti istruzioni per l'uso con attenzione. Attenersi alle avvertenze e alle indicazioni di sicurezza. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro. Rendere accessibili le istruzioni per l'uso ad altri utenti. In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche le istruzioni per l'uso.

## Indice

|   |     |
|---|-----|
| 1. Spiegazione dei simboli.....                         | 84  |
| 2. Uso conforme .....                                   | 86  |
| 3. Avvertenze e indicazioni di sicurezza .....          | 87  |
| 4. Fornitura .....                                      | 90  |
| 5. Descrizione dell'apparecchio .....                   | 90  |
| 6. Utilizzo .....                                       | 91  |
| 6.1 Messa in funzione.....                              | 91  |
| 6.2 Prima di misurare la pressione .....                | 92  |
| 6.3 Esecuzione della misurazione della pressione .....  | 93  |
| 6.4 Interpretazione dei risultati .....                 | 94  |
| 6.5 Visualizzazione e cancellazione dei valori misurati | 97  |
| 7. Pulizia e cura .....                                 | 98  |
| 8. Accessori e ricambi .....                            | 99  |
| 9. Risoluzione dei problemi .....                       | 99  |
| 10. Smaltimento .....                                   | 100 |
| 11. Dati tecnici.....                                   | 101 |
| 12. Garanzia/Assistenza .....                           | 102 |

## 1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

### ▲ AVVERTENZA

Identifica un possibile pericolo. Se non evitato, può provocare lesioni gravi o mortali.

### ▲ ATTENZIONE

Identifica un possibile pericolo. Se non evitato, può provocare lesioni leggere o di lieve entità.



### Informazioni sul prodotto


Indicazione di informazioni importanti



### Seguire le istruzioni

Prima dell'inizio dei lavori e/o dell'utilizzo di apparecchi o macchine, leggere le istruzioni

|   |   |
|---|---|
|   | Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)   |
|  | Non smaltire le batterie contenenti sostanze tossiche insieme ai rifiuti domestici  |
|  | Produttore  |
|  | <b>Marcatura CE</b><br>Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.   |
|  | Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente   |
|  | Contrassegno di identificazione del materiale di imballaggio.<br>A = abbreviazione del materiale,<br>B = codice materiale:<br>1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone |
|   | Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.   |
|  | <b>Classe IP</b><br>Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di diametro 12,5 mm e superiore   |
|  | <b>Corrente continua</b><br>L'apparecchio è adatto solo a un uso con corrente continua  |
|  | Unique Device Identifier (UDI)<br>Identificativo univoco del prodotto   |
|  | Indicazione lotto   |
|  | Codice articolo   |
|  | Numero di serie   |
|  | Dispositivo medico  |

|  |   |
|--|---|
|   | <b>Isolamento delle parti applicate di tipo BF</b><br>Parte applicata isolata galvanicamente (F sta per floating), soddisfa i requisiti delle correnti di dispersione per il tipo B |
|  | Intervallo di temperatura   |
|  | Intervallo di umidità   |
|  | Limitazione della pressione atmosferica   |
|  | Codice tipo   |
|  | Data di fabbricazione   |
|  | Simbolo importatore   |

## 2. USO CONFORME

### Ambito di applicazione

Il misuratore di pressione (di seguito apparecchio) è concepito per la misurazione completamente automatica, non invasiva della pressione arteriosa e del battito cardiaco sul braccio. È destinato all'automisurazione da parte di adulti in ambiente domestico.

### Gruppo target

La misurazione della pressione sanguigna è adatta a utenti adulti con una circonferenza del braccio compresa nell'intervallo stampato sul manicotto.

### Vantaggi clinici

Con questo apparecchio l'utente può rilevare la pressione e il battito cardiaco in modo rapido e semplice. I valori misurati rilevati vengono classificati in base alle norme internazionali vigenti e valutati graficamente. L'apparecchio è inoltre in grado di riconoscere eventuali battiti irregolari durante la misurazione e avvisare l'utente mediante un simbolo sul display. L'apparecchio salva i valori misurati rilevati e permette di visualizzare i valori medi delle misurazioni passate. I dati visualizzati possono essere utili agli operatori sanitari nella diagnosi e nella terapia di problemi di pressione, contribuendo a tenere sotto controllo la salute dell'utente nel lungo periodo.

### Indicazioni

In caso di ipertensione e ipotensione, l'utente può monitorare autonomamente la pressione sanguigna e il battito cardiaco

in ambiente domestico. L'utente non deve tuttavia soffrire di ipertensione o aritmie per utilizzare l'apparecchio.

## Controindicazioni

### ▲ AVVERTENZA

- Non utilizzare il misuratore di pressione su neonati, bambini e animali domestici.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, percettive o intellettive devono essere supervisionate da una persona responsabile per la loro sicurezza e che fornisca loro le indicazioni per l'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di dispositivi elettrici impiantati (ad es. pace-maker).
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di impianti metallici.
- Non applicare il manico a persone che hanno subito una mastectomia (asportazione della mammella).
- Non applicare il manico su ferite per evitare rischi di ulteriori lesioni.
- Accertarsi che il manico non venga applicato su braccia con arterie o vene sottoposte a trattamenti medici, ad esempio in presenza di un dispositivo di accesso intravascolare, in caso di terapia intravascolare o di shunt arterovenoso.
- Non utilizzare l'apparecchio su persone con allergie o pelle sensibile.

## Effetti collaterali imprevisti

- Irritazioni cutanee
- Effetti negativi sulla circolazione sanguigna

## 3. AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA

### Avvertenze generali

### ▲ AVVERTENZA

- I valori misurati autonomamente hanno solo scopo informativo, non sostituiscono i controlli medici! Discutere con il medico i propri valori e non intraprendere in alcun caso terapie mediche definite autonomamente (ad es. riguardo il dosaggio dei farmaci)!
- L'apparecchio è concepito solo per l'uso descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non risponde di danni causati da un uso improprio o non conforme.
- L'utilizzo del misuratore di pressione al di fuori dell'ambito domestico o sotto l'influsso del movimento (ad es. durante un viaggio in auto, ambulanza o elicottero nonché durante attività fisiche come lo sport) può influire sulla precisione e determinare errori di misurazione.
- In caso di patologie del sistema cardiovascolare possono verificarsi errori di misurazione o una riduzione della precisione di misurazione.
- Non utilizzare l'apparecchio contemporaneamente ad altri apparecchi elettromedicali (apparecchi EM). Questo

potrebbe causare il malfunzionamento del misuratore e/o dare luogo a misurazioni imprecise.

- Non utilizzare l'apparecchio al di fuori delle condizioni di conservazione e funzionamento indicate. Questo potrebbe portare a risultati di misurazione errati.
- Per questo apparecchio utilizzare solo i manicotti forniti o descritti in queste istruzioni per l'uso. L'utilizzo di un altro manicotto può comportare misurazioni imprecise.
- Tenere conto che durante il pompaggio del manicotto può verificarsi una riduzione delle funzioni dell'arto interessato.
- Eseguire le misurazioni non più spesso del necessario. La limitazione della circolazione sanguigna può dare luogo alla formazione di ematomi.
- La misurazione delle pressioni non deve impedire la circolazione del sangue per un tempo inutilmente troppo lungo. In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, rimuovere il manicotto dal braccio.
- Indossare il manicotto esclusivamente sul braccio. Non indossare il manicotto su altre parti del corpo.
- Il tubo dell'aria comporta un rischio di strangolamento per i bambini.
- Le parti piccole contenute, se inghiottite, rappresentano un pericolo di soffocamento per i bambini. Pertanto devono essere tenuti sempre sotto controllo.
- Non far cadere l'apparecchio ed evitare di calpestarlo o scuoterlo.
- Non smontare l'apparecchio per evitare danneggiamenti, disturbi e malfunzionamenti.

- Prima di utilizzare l'apparecchio in una delle seguenti condizioni è strettamente necessario consultare il medico: disturbi del ritmo cardiaco, problemi di vascolarizzazione, diabete, gravidanza, preeclampsia, ipotensione, brividi di febbre, tremori.
- Per escludere differenze dipendenti dal lato della misurazione, inizialmente questa deve essere eseguita su entrambe le braccia.

## Misure precauzionali generali

### ▲ ATTENZIONE

- Il misuratore di pressione è composto da moduli elettronici di precisione. La precisione dei valori misurati e la durata dell'apparecchio dipendono da un utilizzo attento.
- Prima della misurazione portare l'apparecchio a temperatura ambiente. Se il misuratore è stato conservato a una temperatura di stoccaggio e trasporto prossima a quella massima o minima e viene poi portato in un ambiente con una temperatura di 20 °C, si raccomanda di aspettare circa 2 ore prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di forti campi elettromagnetici, tenerlo lontano da impianti radio o telefoni cellulari.
- In caso di non utilizzo dell'apparecchio per lunghi periodi, si raccomanda di rimuovere le batterie.
- Evitare di schiacciare, comprimere o piegare meccanicamente il tubo del manicotto.

## Indicazioni sull'uso delle batterie

### ▲ AVVERTENZA

- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- Pericolo di ingestione! I bambini potrebbero ingerire le batterie e soffocare. Tenerle quindi lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.
- Pericolo di esplosione! Non gettare le batterie nel fuoco.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Non smontare, aprire o frantumare le batterie.
- Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e negativa (-).

### ▲ ATTENZIONE

- Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.
- Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.
- Qualora l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie.
- Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- Non utilizzare batterie ricaricabili!

## Indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica

### ▲ ATTENZIONE

- L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente domestico.
- In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici, l'apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne possono conseguire ad es. messaggi di errore o un guasto del display/apparecchio.
- Evitare di utilizzare il presente apparecchio nelle immediate vicinanze di altri apparecchi o con apparecchi in posizione impilata, poiché ciò potrebbe determinare un funzionamento non corretto. Laddove si renda tuttavia necessario un utilizzo di questo tipo, è opportuno tenere sotto controllo questo apparecchio e gli altri apparecchi in modo da assicurarsi che funzionino correttamente.
- L'utilizzo di altri accessori o ricambi diversi da quelli stabiliti dal produttore del dispositivo o in dotazione con il dispositivo può comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza del dispositivo alle interferenze elettromagnetiche e determinare un funzionamento non corretto dello stesso.
- Tenere gli apparecchi di comunicazione RF (comprese le periferiche come cavi di antenne o antenne esterne) ad almeno 30 cm di distanza da tutti i componenti del dispositivo, inclusi tutti i cavi in dotazione
- La mancata osservanza può ridurre le prestazioni dell'apparecchio.

## 4. FORNITURA

Controllare l'integrità esterna della confezione e la completezza del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso.

In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

- Misuratore di pressione da braccio
- Manicotto per braccio (22-42 cm)
- Batterie, vedere il capitolo „Dati tecnici“
- Custodia
- Guida rapida
- Istruzioni per l'uso
- Passaporto della pressione sanguigna
- Cavo USB-C

## 5. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

I relativi disegni sono riportati a pagina 3.

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Manicotto                       | <b>2</b> Tubo del manicotto   |
| <b>3</b> Connettore del mani-<br>cotto   | <b>4</b> Ingresso del connetto-<br>re del manicotto (lato<br>sinistro)  |
| <b>5</b> Ingresso dell'alimen-<br>tatore | <b>6</b> Pulsante START/STOP<br> |

- |  |   |
|--|---|
| <b>7</b> Pulsante d'impostazio-<br>ne      | <b>8</b> Pulsanti funzione </>                    |
| <b>9</b> Pulsante di memorizza-<br>zione  | <b>10</b> Cursore per la selezione<br>dell'utente |

## Indicatori sul display

- |   |   |
|---|---|
| <b>11</b> Simbolo della connes-<br>sione Bluetooth®    | <b>12</b> Ora e data  |
| <b>13</b> Pressione sistolica   | <b>14</b> Pressione diastolica  |
| <b>15</b> Indicatore di rischio   | <b>16</b> Battito cardiaco rilevato   |
| <b>17</b> Simbolo disturbi del<br>ritmo cardiaco  /<br>Simbolo del battito<br>cardiaco  | <b>18</b> AFIB   |
| <b>19</b> Memorie utente   | <b>20</b> Simbolo dell'indicatore<br>del valore a riposo<br> |
| <b>21</b> Controllo posiziona-<br>mento mancotto   | <b>22</b> Misurazione multipla<br> x3                        |
| <b>23</b> Indicazione memoria:<br>valore medio <b>AVG</b> ,<br>mattina  , sera          | <b>24</b> Numero della posizione<br>di memoria  |
| <b>25</b> Icona di sostituzione delle batterie   |   |

# 6. UTILIZZO

## 6.1 Messa in funzione

### Inserimento delle batterie

- Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro dell'apparecchio **A**.
- Inserire le batterie (vedere il capitolo "Dati tecnici"). Inserire le batterie rispettando la polarità corretta come indicato **A**.
- Chiudere il coperchio del vano batterie.

Quando il simbolo  è fisso, non è più possibile effettuare alcuna misurazione. Cambiare tutte le batterie. Quando le batterie vengono rimosse dall'apparecchio, è necessario reimpostare la data e l'ora. Le misurazioni memorizzate non vanno perse.

### Funzionamento con l'alimentatore di rete

L'apparecchio può essere utilizzato anche con un alimentatore di rete (non in dotazione). Prima di collegare l'alimentatore di rete all'apparecchio, assicurarsi di rimuovere le batterie dall'apparecchio. Durante il funzionamento da rete elettrica le batterie non devono essere presenti nel vano batterie, altrimenti l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

- Per evitare possibili danni, l'apparecchio deve essere fatto funzionare esclusivamente con un alimentatore che soddisfi le specifiche descritte al capitolo "Dati tecnici".
- Inoltre, l'alimentatore deve essere collegato esclusivamente alla tensione di rete riportata sulla targhetta.

- Inserire l'alimentatore nell'apposito ingresso sul misuratore di pressione **5**.
- Collegare quindi la spina dell'alimentatore alla presa.
- Dopo avere utilizzato il misuratore di pressione, staccare l'alimentatore prima dalla presa e poi dal misuratore di pressione. Quando l'alimentatore di rete viene staccato, data e ora vengono perse. I valori misurati, invece, restano memorizzati.


### Esecuzione delle impostazioni

Prima dell'uso, impostare correttamente l'apparecchio per utilizzare tutte le funzioni. Solo in questo modo è possibile salvare i valori misurati con data e ora e richiamarli successivamente.

È possibile richiamare il menu da cui eseguire le impostazioni in due modi diversi:

- Prima del primo utilizzo e dopo ogni sostituzione delle batterie:  
Quando si inseriscono le batterie nell'apparecchio si accede automaticamente al menu corrispondente.
- Con le batterie già inserite:  
Sull'apparecchio acceso tenere premuto il  per circa tre secondi.

Eseguire in successione le seguenti impostazioni:



Confermare di volta in volta con .

## Ora

Il formato ora lampeggia:

- Selezionare il formato ora con </>.



## Data


L'anno lampeggia:

- Selezionare l'anno con </>.



L'indicazione del mese lampeggia:

- Selezionare il mese con </>.



L'indicazione del giorno lampeggia:

- Selezionare il giorno con </>.



**i** Se si imposta il formato dell'ora in 12 h, la sequenza dell'indicazione del giorno e del mese è invertita.

## Orologio

Il numero dell'ora lampeggia:

- Selezionare l'ora con </>.



Il numero dei minuti lampeggia:

- Selezionare i minuti con </>.



## Bluetooth®

Sul display lampeggia il simbolo Bluetooth®.

- Con </> scegliere se attivare (bt on) o disattivare (bt off) la trasmissione automatica dei dati via Bluetooth® e confermare con </>.

La trasmissione via Bluetooth® riduce la durata della batteria.

## 6.2 Prima di misurare la pressione

### Regole generali per l'automisurazione della pressione

- Per generare un profilo comparabile e significativo dell'andamento della pressione sanguigna, misurare la pressione regolarmente, sempre negli stessi orari della giornata.

Misurare la pressione due volte al giorno: una volta la mattina dopo essersi alzati e una volta la sera.

- Effettuare la misurazione sempre in una condizione di sufficiente riposo fisico. Evitare misurazioni in momenti di particolare stress.
- Evitare di mangiare, bere, fumare o praticare attività fisica almeno nei 30 minuti precedenti alla misurazione.
- Prima della prima misurazione rilassarsi sempre completamente per 5 minuti!
- Per effettuare in successione più misurazioni, attendere 5 minuti tra una misurazione e l'altra.
- In caso di valori dubbi, ripetere la misurazione.

### Applicazione del manicotto

È possibile misurare la pressione sanguigna su entrambe le braccia. Determinati scostamenti tra i valori del braccio destro e sinistro sono del tutto normali. Eseguire la misurazione sempre sul braccio con i valori più alti. Stabilire una regola al riguardo con il proprio medico prima di iniziare le automisurazioni.

- Misurare sempre la pressione sullo stesso braccio.

- Utilizzare l'apparecchio solo con il manicotto in dotazione, adatto alla circonferenza del proprio braccio.
- Prima della misurazione, verificare che aderisca nel modo corretto con l'aiuto del contrassegno indicatore descritto di seguito.
- Denudare il braccio. Verificare che la circolazione del braccio non sia costretta da indumenti o simili.
- Posizionare il manicotto con il bordo inferiore circa 2-3 cm al di sopra del gomito. Orientare l'apparecchio in modo che il contrassegno ▼ e il tubo del manicotto si trovino direttamente al di sopra dell'arteria **B**.

Stringere il manicotto in modo tale che vi sia ancora spazio sufficiente per due dita **C**.

- Inserire il connettore del tubo del manicotto nel relativo ingresso sull'apparecchio.
- Questo manicotto è da considerarsi idoneo se, una volta applicato, il contrassegno indicatore **■** si trova entro l'area OK.

## Postura corretta

- Sedersi in posizione comoda ed eretta per la misurazione della pressione. Appoggiarsi sulla schiena.
- Collocare il braccio su una superficie di appoggio **D**.
- Appoggiare la pianta dei piedi al pavimento, tenendoli paralleli.
- Il manicotto deve trovarsi all'altezza del cuore.
- Durante la misurazione, restare il più possibile tranquilli e non parlare.

## Selezione dell'utente

Questo apparecchio dispone di due utenti con 120 posizioni di memoria ciascuno per poter memorizzare separatamente i risultati di misurazione di due persone diverse.

Prima di ogni misurazione assicurarsi di aver impostato l'utente giusto, soprattutto se l'apparecchio viene utilizzato da più persone.

- Utilizzare il cursore per impostare l'utente desiderato **10**.

## 6.3 Esecuzione della misurazione della pressione

Presupposto: aver applicato il manicotto e selezionato l'utente.

### Misurazione

1. Premere **①**. Tutti gli elementi del display vengono visualizzati brevemente.
2. In base all'utente selezionato, la schermata iniziale dà il benvenuto a **①** o **②**. Da questa schermata iniziale si accede a tutte le voci di menu, ad es. alle memorie utente.
3. Premere nuovamente **①** per avviare la misurazione. Il manicotto si gonfia automaticamente. Viene avviata la misurazione. **♥** viene visualizzato non appena viene rilevato il battito cardiaco.

Para cancelar la medición, pulse **①**.

4. Vengono visualizzati i valori misurati per pressione sistolica, diastolica e battito cardiaco. Per tutta la durata della misurazione viene visualizzata l'icona del controllo del po-

sizionamento del manicotto . Se il manicotto è troppo allentato, vengono visualizzati e . In questo caso la misurazione viene interrotta dopo ca. 15 secondi e il dispositivo si spegne.

Se la misurazione non è stata effettuata correttamente, compare . In questo caso, fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi". Se necessario, dopo 1 minuto applicare nuovamente il manicotto. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo ca. 30 secondi. Il valore è memorizzato per l'utente selezionato o per l'ultimo utente utilizzato.

## Misurazione multipla

1. Premere . Tutti gli elementi del display vengono visualizzati brevemente.
2. In base all'utente selezionato, la schermata iniziale dà il benvenuto a o . Da questa schermata iniziale si accede a tutte le voci di menu, ad es. alle memorie utente.
3. La misurazione multipla può essere selezionata premendo o . lampeggia sul display. Per avviare la misurazione, confermare con .  
Il manicotto si gonfia automaticamente. Il processo di misurazione si avvia.
4. L'apparecchio visualizza il primo ciclo di misurazione per 3 secondi, quindi esegue una misurazione regolare, che viene ripetuta tre volte. Nel secondo e terzo ciclo viene visualizzato anche un conto alla rovescia di 30 secondi che indica il tempo di attesa per la misurazione successiva.  
Per interrompere la misurazione, premere .

5. Dopo la terza misurazione viene visualizzato il risultato medio di pressione sistolica, pressione diastolica e battito cardiaco, contrassegnato da .

Per tutta la durata della misurazione viene visualizzata l'icona del controllo del posizionamento del manicotto . Se il manicotto è troppo allentato, vengono visualizzati e . In questo caso la misurazione viene interrotta dopo ca. 5 secondi e il dispositivo si spegne.

Se la misurazione non è stata effettuata correttamente, compare . In questo caso, fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi". Se necessario, dopo 1 minuto applicare nuovamente il manicotto. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo ca. 30 secondi. Il valore è memorizzato per l'utente selezionato o per l'ultimo utente utilizzato.

## 6.4 Interpretazione dei risultati

### Informazioni generali sulla pressione sanguigna

- La pressione sanguigna è la forza con cui il flusso di sangue preme contro le pareti delle arterie. La pressione sanguigna arteriosa cambia continuamente nel corso del ciclo cardiaco.
- La pressione sanguigna viene sempre indicata sotto forma di due valori:
  - La pressione massima è la **pressione sistolica**. Si ha quando il muscolo cardiaco si contrae pompando il sangue nei vasi sanguigni.

- La pressione minima è quella **diastolica**. Si ha quando il muscolo cardiaco si ridistende completamente riempiendo il cuore di sangue.
- Oscillazioni di pressione sono normali. Persino nel caso di una misurazione ripetuta si possono avere differenze notevoli tra i valori misurati. Misurazioni singole o irregolari non forniscono pertanto un'indicazione affidabile della pressione sanguigna effettiva. Una valutazione affidabile è possibile solo se le misurazioni vengono effettuate regolarmente e in condizioni paragonabili.

## Disturbi del ritmo cardiaco

Durante la misurazione della pressione, l'apparecchio è in grado di individuare eventuali disturbi del ritmo cardiaco. Dopo la misurazione,  segnala eventuali irregolarità del battito cardiaco.

Ripetere la misurazione se  viene visualizzato.

Per valutare la pressione sanguigna, utilizzare esclusivamente i risultati registrati riguardanti il battito senza irregolarità.

Consultare il medico se  appare spesso. Solo un medico può constatare la presenza di un disturbo nell'ambito di una visita.

## Indicatore di rischio

| Intervallo dei valori di pressione misurati |                       | Classificazione                                 | Colore dell'indicatore di rischio |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Sistole<br>(in mmHg)                        | Diastole<br>(in mmHg) |   |                                   |
| ≥ 180                                       | ≥ 110                 | Ipertensione di grado 3 (grave) <sub>1</sub>    | Rosso                             |
| 160–179                                     | 100–109               | Ipertensione di grado 2 (moderata) <sub>1</sub> | Arancione                         |
| 140–159                                     | 90–99                 | Ipertensione di grado 1 (lieve) <sub>1</sub>    | Giallo                            |
| 130–139                                     | 85–89                 | Normale - alta <sub>1</sub>                     | Verde                             |
| 120–129                                     | 80–84                 | Normale <sub>1</sub>                            | Verde                             |
| < 120                                       | < 80                  | Ottimale <sub>1</sub>                           | Verde                             |
| < 90  | < 60                  | Pressione sanguigna troppo bassa <sub>2</sub>   | Arancione                         |

<sup>1</sup>Fonte: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Fonte: National Health Service, 2023

L'indicatore di rischio **[15]** indica l'intervallo in cui si trova la pressione sanguigna misurata. Nel caso in cui i valori misurati rientrino in due classificazioni diverse (ad es. la sistole nell'intervallo "Normale - alta" e la diastole nell'intervallo "Normale"), l'indicatore di rischio indica sempre quella più alta, in questo caso "Normale - alta".

 Tenere presente che tali valori standard costituiscono solo un riferimento generale in quanto la pressione individuale può variare.

Inoltre, va notato che nell'automisurazione a casa di solito si ottengono valori inferiori a quelli misurati dal medico. Consultare il medico a intervalli regolari. Solo un medico è in grado di dire al paziente quali siano i valori target individuali per tenere sotto controllo la pressione sanguigna, soprattutto se sta seguendo una terapia farmacologica.

## Pressione sanguigna troppo bassa

### AVVERTENZA

Una pressione sanguigna troppo bassa (ipotensione) può essere pericolosa per la salute e causare vertigini o svenimenti. Si parla di pressione sanguigna troppo bassa quando la sistole e la diastole sono inferiori a 90/60 mmHG (fonte: National Health Service, 2023).

Consultare un medico se si soffre improvvisamente di pressione bassa.

## Fibrillazione atriale

La fibrillazione atriale è una delle forme più comuni di disturbi del ritmo cardiaco ed è caratterizzata da un battito cardiaco irregolare e collegata a un maggior rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze cardiache.

Se una diagnosi definitiva di fibrillazione atriale può essere formulata solo da un medico, la tecnologia AFIB di Beurer di cui è dotato questo apparecchio consente già un rilevamento ad alta precisione. Durante la misurazione della pressione sanguigna viene rilevata una possibile fibrillazione atriale e, dopo la misurazione, viene visualizzato il simbolo AFIB

in combinazione con il simbolo . In presenza di aritmie, come la fibrillazione atriale, il valore della pressione sanguigna visualizzato può essere falsato. Se dopo aver misurato la pressione viene visualizzato il simbolo AFIB, ripetere la misurazione. Prima rilassarsi per 5 minuti. Durante la misurazione non muoversi e non parlare. Se il simbolo AFIB viene visualizzato nuovamente e con maggior frequenza, consultare tempestivamente il medico. In caso di fibrillazione atriale nota, seguire le istruzioni fornite dal medico in merito alla procedura da seguire in caso di rilevamento AFIB da parte dell'apparecchio.

Non effettuare autodiagnosi e trattamenti sulla base dei risultati di misurazione, ma seguire sempre le istruzioni del medico.

## Indicatore di rilassamento (con diagnostica HSD)

Uno degli errori più frequenti nella misurazione della pressione è dato dal fatto che al momento della misurazione non vi è una pressione sufficientemente rilassata. In questo caso, la pressione sistolica e diastolica misurata non corrispondono alla pressione a riposo che dovrebbe essere utilizzata per valutare i valori misurati.

Questo misuratore di pressione utilizza la diagnostica di stabilità emodinamica integrata (HSD) per misurare la stabilità emodinamica dell'utente durante la misurazione della pressione, in modo da stabilire se la pressione sanguigna è stata rilevata in condizioni di circolazione sufficientemente rilassata.

|   |  |
|---|--|
|   | La pressione sanguigna misurata è stata ottenuta con una circolazione adeguata e rappresenta con buona sicurezza la pressione a riposo dell'utente.  |
|  | Vi sono indizi di una circolazione non rilassata. In questo caso le pressioni sanguigne misurate non riflettono generalmente la pressione a riposo. Per questo motivo la misurazione deve essere ripetuta dopo un tempo di riposo fisico e mentale di almeno 5 minuti. |
| Il simbolo dell'indicatore del valore a riposo non viene visualizzato             | Durante la misurazione non è stato possibile determinare se la circolazione è sufficientemente rilassata. Anche in questo caso, la misurazione deve essere ripetuta dopo un periodo di riposo di almeno 5 minuti.  |

Una circolazione non sufficientemente rilassata può avere diverse cause, come carichi fisici, tensione/distrazione mentale, parlare durante la misurazione o disturbi del ritmo cardiaco durante la misurazione.

Nella maggior parte dei casi d'impiego, la diagnostica HSD fornisce un ottimo orientamento sul livello di rilassatezza della circolazione durante una misurazione.

Certi pazienti con disturbi del ritmo cardiaco o carico mentale costante possono presentare un'instabilità emodinamica persistente, anche dopo ripetute pause di rilassamento.

Per questi utilizzatori la precisione nella determinazione della pressione a riposo è limitata.

La diagnostica HSD, come tutti i sistemi di rilevazione medica, ha una precisione di determinazione limitata e in determinati casi può portare a misurazioni errate. Le misurazioni della pressione in cui viene rilevata una circolazione sufficientemente rilassata danno risultati particolarmente affidabili.

## 6.5 Visualizzazione e cancellazione dei valori misurati

### Utente

I risultati di ogni misurazione corretta vengono memorizzati con data e ora. In caso di più di 120 dati di misurazione, quelli più vecchi vengono cancellati.

Nella schermata iniziale premere  e selezionare l'utente desiderato con il cursore.

### Valori medi

*Bluetooth®* attivato  sul display: i dati di misurazione vengono trasmessi automaticamente.

Viene visualizzato **AVG:**

viene visualizzato il valore medio di tutti i valori misurati salvati di questo utente.

1. Premere **>**.

Viene visualizzato  **AVG:**

viene visualizzato il valore medio degli ultimi 7 giorni di misurazioni mattutine (mattina: dalle 5.00 alle 9.00).

2. Premere **>**.

Viene visualizzato **AVG**:

viene visualizzato il valore medio degli ultimi 7 giorni di misurazioni serali (sera: dalle 18:00 alle 20:00).

## Valori di misurazione singoli

- Premendo nuovamente **>**, il display visualizza l'ultima misurazione singola (nell'esempio la misurazione 03).
- Premendo nuovamente **</>** è possibile consultare i singoli valori misurati.
- Per spegnere nuovamente l'apparecchio, premere **①**.  
Premere **①** per uscire dal menu.

## Cancellazione dei valori misurati

- Per cancellare tutti i valori misurati di un utente, selezionarlo.

Sul display lampeggia **AVG**, viene visualizzato il valore medio di tutti i valori misurati salvati di questo utente.

- Tenere premuti **< e >** per circa 5 secondi.

Sul display viene visualizzato **LL ①** per **①** / **LL ②** per **②**. Tutti i valori dell'utente selezionato vengono eliminati.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Per eliminare tutti i valori di misurazione salvati e le impostazioni memorizzate, selezionare la memoria utente.

Premere **>**. Sul display viene visualizzato **AVG**.

- Tenere premuti **< e >** per ca. 15 secondi.

Sul display viene visualizzato **LL**. Tutti i dati memorizzati sull'apparecchio vengono eliminati, sull'apparecchio vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.

L'apparecchio si spegne automaticamente.

## Trasmissione dei valori misurati

### Trasmissione via Bluetooth®

- Scaricare l'app gratuita "beurer HealthManager Pro" dall'Apple App Store o da Google Play.

Accesso all'app

"beurer HealthManager Pro"

\*



- Attivare il **Bluetooth®** nelle impostazioni dello smartphone.
- Avviare l'app .
- Selezionare BM 64 nell'app e seguire le istruzioni.
- Al primo collegamento, sul dispositivo viene visualizzato un codice PIN. Digitare il codice PIN sullo smartphone. Se il codice viene inserito correttamente, il dispositivo è collegato allo smartphone.

Elenco dei requisiti di sistema e dei dispositivi compatibili



\* Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee vigenti.

## 7. PULIZIA E CURA

- Pulire con attenzione l'apparecchio e il manicotto utilizzando solo un panno leggermente inumidito.
- Non utilizzare detergenti o solventi.

- Non immergere mai l'apparecchio e il manicotto nell'acqua, in quanto il liquido potrebbe infiltrarsi e danneggiarli.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio e sul manico quando vengono riposti. Non piegare eccessivamente il tubo del manico.
- Se l'apparecchio non viene usato per un periodo di tempo prolungato, togliere le batterie.

## 8. ACCESSORI E RICAMBI

Accessori e ricambi sono disponibili sulla homepage [www.beurer.de](http://www.beurer.de), alla voce "Assistenza". Indicare il relativo codice ordine.

| Denominazione                   | Cod. articolo o cod. ordine |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Manicotto universale (22-42 cm) | 164.503                     |
| Alimentatore (UE)               | 072.78                      |
| Alimentatore (Regno Unito)      | 072.79                      |

## 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Messaggio di errore | Possibile causa   | Soluzione  |
|---------------------|---|--|
| Er 1                | Non è stato possibile registrare il battito cardiaco.                         | Ripetere la misurazione dopo una pausa di un minuto. Non muoversi o parlare durante la misurazione.                            |
| Er 2                | La pressione sanguigna misurata è al di fuori dell'intervallo di misurazione. |  |
| Er 3                | Si è verificato un errore di sistema legato al funzionamento pneumatico.      | Ripetere il processo di misurazione. Verificare che il tubo del manico sia inserito correttamente, non muoversi e non parlare. |
| Er 4                | Si è verificato un errore durante la misurazione.                             | Ripetere la misurazione dopo una pausa di un minuto. Non muoversi o parlare durante la misurazione.                            |

| Messaggio di errore  | Possibile causa  | Soluzione   |
|--|--|---|
| Er-5   | La pressione di pompaggio è superiore a 300 mmHg.                            | Nell'effettuare una nuova misurazione controllare se il pompaggio del manico viene eseguito correttamente. Prestare attenzione a non appoggiare il braccio o oggetti pesanti sul tubo e a non piegarlo. |
| Er-6   | Si è verificato un errore di sistema.  | Se viene visualizzato questo messaggio di errore, rivolgersi al Servizio clienti.   |
| Er-7   | Si sono verificati problemi di connessione tra lo smartphone/tablet e l'app. | Spegnere l'unità principale, chiudere l'app e disattivare il <i>Bluetooth</i> ® sullo smartphone/tablet per riattivare la funzione. Riprovare a stabilire la connessione.                               |
|  | Batterie quasi esaurite.   | Inserire nuove batterie nell'apparecchio.   |

## 10. SMALTIMENTO

### Riparazione e smaltimento dell'apparecchio

- Non riparare o regolare da soli l'apparecchio. In tal caso non si garantisce più il corretto funzionamento.
- Non aprire l'apparecchio, eccetto il vano batterie. In caso contrario la garanzia decade.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati. Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.
- L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



### Smaltimento delle batterie

- Non smaltire le batterie usate e completamente scaricate insieme ai rifiuti domestici. Le batterie devono essere smaltite negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento corretto delle batterie è un obbligo di legge.

- I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche:

- Pb = batteria contenente piombo,
- Cd = batteria contenente cadmio,
- Hg = batteria contenente mercurio.



## 11. DATI TECNICI

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Tipo  | BM 64   |  |  |
| Metodo di misurazione   | Oscilometrico, misurazione non invasiva della pressione sul braccio   |  |  |
| Intervallo di misurazione   | Pressione manico 300 mmHg,<br>sistolica 50-280 mmHg,<br>diastolica 30-200 mmHg,<br>battito cardiaco 40-199 battiti/minuto |  |  |
| Precisione dell'indicazione   | Sistolica $\pm 3$ mmHg,<br>diastolica $\pm 3$ mmHg,<br>battito cardiaco $\pm 5\%$ del valore visualizzato                 |  |  |
| Tolleranza  | Scostamento standard massimo ammesso secondo l'esame clinico:<br>sistolica 8 mmHg, diastolica 8 mmHg                      |  |  |
| Memoria   | 2x 120 posizioni di memoria   |  |  |
| Dimensioni  | Lungh. 143 mm x Largh. 105 mm x Alt. 60 mm  |  |  |
| Peso  | Circa 450 g (senza batterie, con manico)  |  |  |
| Dimensioni del manico   | 22-42 cm di circonferenza braccio   |  |  |
| Condizioni di funzionamento   | Da +10 °C a +40 °C, < 90% di umidità relativa, 800-1050 hPa di pressione ambiente   |  |  |
| Condizioni di stoccaggio  | Da -20 °C a +55 °C, < 90% di umidità relativa (senza condensa)  |  |  |
| Alimentazione   | 4 batterie AA da 1,5V   |  |  |
| Durata della batteria   | Per ca. 300 misurazioni, in base alla pressione sanguigna e di pompaggio, così come al numero di connessioni Bluetooth®   |  |  |
| Ciclo di vita previsto per il prodotto  | Informazioni sulla durata del prodotto sono disponibili su <a href="http://beurer.com">beurer.com</a>                     |  |  |
| Classificazione   | Alimentazione interna, IP20 non fa parte della categoria AP o APG, funzionamento continuo, Parte applicata di tipo BF     |  |  |
| Trasmissione dei dati tramite tecnologia wireless   | L'apparecchio utilizza il Bluetooth®, banda di frequenza 2,400-2,483 MHz, potenza di trasmissione max. 5 dBm              |  |  |
| Bluetooth®  |   |  |  |
| Il numero di serie si trova sull'apparecchio o nel vano batterie. A fini di aggiornamento, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.                              |   |  |  |
| • Il dispositivo è conforme alla norma europea EN 60601-1-2 (corrispondenza a CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, |   |  |  |

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) e necessita di precauzioni d'impiego particolari per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Apparecchiature di comunicazione mobili e portatili ad alta frequenza possono influire sul funzionamento di questo apparecchio.

- La precisione di questo misuratore di pressione è stata accuratamente testata ed è stata sviluppata per una lunga durata di vita utile. Se l'apparecchio viene utilizzato a scopo professionale, è necessario effettuare controlli tecnici con gli strumenti adeguati. Per richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione, scrivere all'indirizzo del servizio di assistenza indicato.

## Alimentatore


Modello n. LXCP12X-050100BG

Ingresso 100–240 V, 50–60 Hz, 0,5 A max

Uscita 5 V CC, 1 A, solo in combinazione con i misuratori di pressione Beurer

Produttore Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd

Protezione Il dispositivo è dotato di doppio isolamento di protezione e dispone di un fusibile primario che in caso di guasto viene scollegato dalla rete. Assicurarsi di rimuovere le batterie ricaricabili dal relativo vano prima di utilizzare l'alimentatore.



Polarità

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>        | Isolamento di protezione / Classe di protezione 2   |
| Corpo e coperture di protezione | Il corpo dell'alimentatore protegge dal contatto con parti sotto tensione o potenzialmente sotto tensione (dito, ago, gancio di prova). L'operatore non deve toccare contemporaneamente il paziente e la spina di uscita dell'alimentatore CA/CC. |

## 12. GARANZIA / ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.

### Avviso per la segnalazione di incidenti

Per utenti/pazienti nell'Unione Europea e in sistemi normativi simili (regolamento sui dispositivi medici MDR (EU) 2017/745) vale quanto segue: se durante o a causa dell'utilizzo di questo prodotto si verifica un incidente grave, rivolgersi al produttore e/o a un suo rappresentante e alla rispettiva autorità dello Stato membro in cui si trova l'utente/il paziente.

# TÜRKÇE



Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Uyarılara ve güvenlik yönergelerine uyun. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın. Diğer kullanıcıların da kullanım kılavuzuna erişebilmesini sağlayın. Cihazı başkalarına verirken kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

## İçindekiler

|   |     |
|---|-----|
| 1. İşaretlerin açıklaması .....                               | 103 |
| 2. Amacına uygun kullanım .....                               | 105 |
| 3. Uyarılar ve güvenlik yönergeleri .....                     | 106 |
| 4. Teslimat kapsamı .....                                     | 108 |
| 5. Cihaz açıklaması .....                                     | 109 |
| 6. Kullanım .....   | 109 |
| 6.1 İlk çalışma .....   | 109 |
| 6.2 Tansiyon ölçümünden önce dikkat edilmesi gerekenler ..... | 111 |
| 6.3 Tansiyonun ölçülmesi .....                                | 112 |
| 6.4 Sonuçların değerlendirilmesi .....                        | 113 |
| 6.5 Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve silinmesi .....      | 115 |
| 7. Temizlik ve bakım .....                                    | 117 |
| 8. Aksesuarlar ve yedek parçalar .....                        | 117 |
| 9. Sorun giderme .....  | 117 |
| 10. Bertaraf etme .....                                       | 118 |
| 11. Teknik veriler .....                                      | 119 |
| 12. Garanti/servis .....                                      | 120 |

## 1. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

### ▲ UYARI

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi ölüme veya en ağır yaralanmalara yol açabilir.

### ▲ DİKKAT

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi durumunda hafif veya ufak yaralanmalar meydana gelebilir.



### Ürün bilgileri

Önemli bilgilere yönelik not



### Kullanım kılavuzunu dikkate alın

Çalışmaya ve/veya cihazı ya da makineleri kullanmaya başlamadan önce kılavuzu okuyun

|   |  |
|---|--|
|    | Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir                       |
|   | Zararlı madde içeren pilleri evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin   |
|   | Üretici  |
|   | <b>CE işaretı</b><br>Bu ürün, yürürlükteki Avrupa Birliği yönetmeliğinin ve ulusal yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaktadır.  |
|   | Ambalaj çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir  |
|   | Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret.<br>A = Malzeme kısaltması,<br>B = Malzeme numarası:<br>1-7 = Plastikler,<br>20-22 = Kağıt ve karton              |
|   | Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayıran ve beldeyiğin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.  |
|  | <b>IP sınıfı</b><br>12,5 mm ve daha büyük çapta yabancı cisimlere karşı korumalıdır  |
|  | <b>Doğu akım</b><br>Cihaz yalnızca doğru akımla çalışır  |
|  | Unique Device Identifier (UDI)<br>Benzersiz ürün tanımlama kodu  |
|  | Lot tanımı   |
|  | Ürün numarası  |
|  | Seri numarası  |
|  | Tıbbi ürün   |
|  | <b>Uygulama parçalarının izolasyon tipi: BF</b><br>Galvanik izolasyonlu uygulama parçası (F, floating anlamındadır), B tipi kaçak akımlara yönelik gereklilikleri karşılar |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Sıcaklık aralığı         |
|  | Nem aralığı              |
|  | Hava basıncı sınırlaması |
|  | Tip numarası             |
|  | Üretim tarihi            |
|  | İthalatçı simgesi        |

## 2. AMACINA UYGUN KULLANIM

### Kullanım amacı

Tansiyon ölçme aleti (aşağıda cihaz olarak anılmıştır), arteriyel tansiyon ve nabız değerlerini invazif olmayan bir şekilde ve tamamen otomatik olarak üst koldan ölçmek için tasarlanmıştır. Yetişkin kişilerin ev ortamında kendi kendilerine yaptıkları ölçümlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### Hedef grup

Tansiyon ölçümü, üst kol çevresi manşette yazılı aralıkta olan yetişkin kullanıcılar için uygundur.

### Klinik fayda

Kullanıcı, bu cihaz ile tansiyonunu ve nabız değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde belirleyebilir. Tespit edilen ölçüm değerleri, uluslararası geçerli yönetmeliklere göre sınıflandırılır ve grafiksel olarak değerlendirilir. Cihaz ayrıca ölçüm sırasında meydana gelen olası, düzensiz kalp atışlarını tespit edebilir ve kullanıcıyı bu konuda ekranда görüntülenen bir simge ile bilgilendirebilir. Cihaz, ölçülen verileri kaydeder ve ayrıca önceki ölçümlere ait ortalama değerleri verebilir. Kaydedilmiş olan veriler tansiyon sorunlarının teşhisini ve tedavisi konusunda sağlık görevlilerine destek olabilir ve kullanıcının uzun süreli sağlık kontrolüne katkıda bulunur.

### Endikasyonlar

Kullanıcı, yüksek tansiyon ve düşük tansiyon yaşadığında, tansiyon ve nabız değerlerini ev ortamında kendisi izleyebi-

lir. Ancak, cihazı kullanmak için kullanıcının yüksek tansiyon veya aritmi rahatsızlığı olmasına gerek yoktur.

## Kontrendikasyonlar

### ⚠ UYARI

- Tansiyon ölçme aleti yenidoğanlarda, çocuklarda ve evcil hayvanlarda kullanılmamalıdır.
- Fiziksel, algısal ve akı becerileri kısıtlı olan kişiler, güvenliklerinden sorumlu olabilecek yetkili bir kişinin gözetimi altında olmalı ve cihazın kullanımı ile ilgili talimatları bu kişiden almalıdır.
- Elektrikli implantlarınız (örn. kalp pili) varsa bu cihazı kullanmayın.
- Metal implantlarınız varsa bu cihazı kullanmayın.
- Manşeti meme amputasyonu geçirmiş olan hastalara takmayın.
- Manşeti yaraların üzerine yerleştirmeyin, aksi halde başka yaralanmalar olabilir.
- Manşeti, atardamarları veya toplardamarlarına tıbbi tedavi uygulanan bir kola takmamaya dikkat edin, örn. intravasküler giriş, intravasküler tedavi veya arteriyovenöz (A-V-) fistül.
- Cihazı alerjisi veya hassas cildi olan kişilerde kullanmayın.

## Öngörülemyen yan etkiler

- Cilt tahişleri
- Kan dolasımına olumsuz etki

## 3. UYARILAR VE GÜVENLİK YÖNERGELERİ

### Genel uyarılar

### ⚠ UYARI

- Kendi elde ettiğiniz ölçüm değerleri yalnızca size bilgi verme amaçlıdır ve hekim tarafından yapılan bir muaryeninin yerini tutmaz! Ölçüm değerlerinizi hekiminiz ile görüşün ve ölçüm değerlerinden yola çıkarak asla kendi kendinize tıbbi kararlar (ilaçların dozlarını değiştirmek gibi) vermeyin!
- Cihaz sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Usulüne uygun olmayan veya yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Tansiyon ölçme aletinin ev ortamının dışında veya hareket halinde (örneğin araba, ambulans veya helikopter yolculuğu ve spor gibi fiziksel aktiviteler sırasında) kullanılması, ölçüm doğruluğunu olumsuz şekilde etkileyebilir ve hatalı ölçümlerin yapılmasına neden olabilir.
- Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların olması ölçüm doğruluğunu olumsuz şekilde etkileyebilir ve hatalı ölçümlerin yapılmasına neden olabilir.
- Cihazı başka tıbbi elektrikli cihazlarla (ME cihazlar) birlikte aynı anda kullanmayın. Bunun sonucunda ölçme cihazı hatalı şekilde çalışabilir ve/veya doğru olmayan bir ölçüm söz konusu olabilir.

- Cihazı belirtilen saklama ve çalışma koşullarına uygun olmayacak şekilde kullanmayın. Aksi halde hatalı ölçüm sonuçları alınabilir.
- Bu cihaz için sadece teslimat kapsamında bulunan veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen manşetleri kullanın. Başka bir manşetin kullanımı, ölçümün doğruluğunu etkileyebilir.
- Manşet şişirilirken ilgili uzvun işlevinin kısıtlanabileceğini unutmayın.
- Ölçümleri gerektiğiinden daha sık yapmayın. Kan akışının kısıtlanması nedeniyle kan oturması meydana gelebilir.
- Kan dolasımı, tansiyon ölçümü nedeniyle gereğinden uzun bir süre kısıtlanmamalıdır. Cihazın hatalı çalışması durumunda manşeti koldan çıkarın.
- Manşeti sadece üst kola takın. Manşeti vücudun başka bir kısmına takmayın.
- Hava hortumu, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturur.
- Teslimat kapsamındaki küçük parçalar, küçük çocukların nefes borularına kaçarsa boğulma tehlikesi oluşturabilir. Çocuklar bu nedenle her zaman gözetim altında olmalıdır
- Cihazı düşürmeyin, cihazın üzerine basmayın veya cihazı sallamayın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın, aksi halde cihazda hasar, ariza veya hatalı çalışma meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlardan birinin söz konusu olması halinde cihaz kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır: Kalp ritmi bozuklukları, kan dolasımı bozuklukları, diya-

bet, gebelik, preeklampsi, düşük tansiyon, titreme nöbeti, titreme.

- İki taraf arasında ölüm farkı olasılığını ortadan kaldırmak için başlangıçta her iki koldan da ölçüm yapılmalıdır.

## Genel güvenlik önlemleri

### ▲ DİKKAT

- Tansiyon ölçme aleti hassas ve elektronik parçalardan meydana gelir. Ölçüm değerlerinin doğruluğu ve cihazın kullanım ömrü, özenli kullanıma bağlıdır.
- Cihazı ve elektrik adaptörünü darbelerden, nemden, kirden, aşırı sıcaklık dalgalanmalarından ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Ölçüm yapmadan önce cihazı oda sıcaklığına getirin. Ölçme cihazını, azami veya asgari depolama ve taşıma sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta depoladıktan sonra 20°C sıcaklığındaki bir ortama getirmeniz halinde, ölçme cihazını kullanmadan önce yakla. 2 saat beklemeniz önerilir.
- Cihazı güçlü elektromanyetik alanların yakınında kullanmayın, telsiz cihazlarından veya cep telefonlarından uzak tutun.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkarmanız önerilir.
- Manşet hortumunun mekanik olarak sıkışmasını, ezilmesini veya bükülmesini önleyin.

## Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler

### ▲ UYARI

- Pilden sızan sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir hekime başvurun.
- Nefes borusuna kaçma tehlikesi! Piller küçük çocukların nefes borusuna kaçabilir ve boğulmalarına neden olabilir. Bu nedenle pilleri küçük çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın!
- Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Patlama tehlikesi! Pilleri ateşe atmayın.
- Bir pilin akması halinde koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçalamayın.
- Artı (+) ve eksi (-) kutup işaretlerine dikkat edin.

### ▲ DİKKAT

- Pilleri aşırı ısuya karşı koruyun.
- Piller şarj edilmemeli veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- Sadece aynı tip veya eş değer tip piller kullanın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Şarj edilebilir pil kullanmayın!

## Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili bilgiler

### ▲ DİKKAT

- Cihaz, konutlar da dahil olmak üzere bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm ortamlarda çalıştırılabilir.

- Elektromanyetik parazit olan ortamlarda cihazın fonksiyonları duruma bağlı olarak kısıtlanabilir. Bunun sonucunda örneğin hata mesajları görülebilir veya ekran/cihaz devre dışı kalabilir.
- Bu cihaz başka cihazların hemen yanında veya başka cihazlar üst üste koyularak kullanılmamalıdır, aksi halde cihazın hatalı çalışması söz konusu olabilir. Bahsedilen şekilde kullanım kesinlikle kaçınılmazsa, gerektiği gibi çalışıklarından emin olmak için bu cihaz ve diğer cihazlar gözlemlenmelidir.
- Bu cihazın üreticisinin belirttiği veya sağladığı aksesuarlar haricindeki aksesuarların kullanılması, elektromanyetik parazit emisyonlarının artmasına veya cihazın elektromanyetik uyumluluğunun azalmasına neden olabilir ve cihazın hatalı çalışmasına yol açabilir.
- Taşınabilir RF iletişim cihazlarını (anten kabloları veya harici antenler gibi çevresel olanlar da dahil), teslimat kapsamında yer alan kablolarдан ve tüm cihaz parçalarından en az 30 cm uzakta tutun
- Bunun dikkate alınmaması cihaz performansının olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

## 4. TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında göründür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun.

Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

- Üst koldan tansiyon ölçme aleti
- Üst kol manşeti (22-42 cm)
- Piller, bkz. „Teknik veriler“ bölümü
- Saklama çantası
- Kısa kılavuz
- Kullanım kılavuzu
- Tansiyon karnesi
- USB-C kablosu

## 5. CİHAZ AÇIKLAMASI

İlgili çizimler 3. sayfadadır.

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | Manşet  | <b>2</b>  | Manşet hortumu  |
| <b>3</b> | Manşet fişi   | <b>4</b>  | Manşet fişi girişi (sol taraf)  |
| <b>5</b> | Elektrik adaptörü girişi  | <b>6</b>  | BAŞLAT/DURDUR tuşu<br> |
| <b>7</b> | Ayar tuşu    | <b>8</b>  | Fonksiyon tuşları </>   |
| <b>9</b> | Hafıza tuşu  | <b>10</b> | Kullanıcı seçimi düğmesi  |

### Ekrandaki göstergeler

- |           |   |           |                   |
|-----------|---|-----------|-------------------|
| <b>11</b> | Bluetooth® bağlantısı sembolü  | <b>12</b> | Saat ve tarih     |
| <b>13</b> | Sistolik basınç   | <b>14</b> | Diyastolik basınç |

- |           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| <b>15</b> | Risk göstergesi   | <b>16</b> | Tespit edilen nabız değeri   |
| <b>17</b> | Kalp ritmi bozukluğu sembolü  / Nabız sembolü            | <b>18</b> | AFIB                |
| <b>19</b> | Kullanıcı hafızası    | <b>20</b> | Sükunet göstergesi  |
| <b>21</b> | Manşet oturma kontrolü   | <b>22</b> | Çoklu ölçüm x3   |
| <b>23</b> | Hafıza göstergesi: Ortalama değer AVG, sabah  , akşam  | <b>24</b> | Kayıt yerinin numarası   |
| <b>25</b> | Pil değiştirme sembolü   |           |  |

## 6. KULLANIM

### 6.1 İlk çalışma

#### Pillerin takılması

- Cihazın arka tarafındaki pil bülmesinin kapağını çıkarın .
  - Pilleri takın (bkz. “Teknik veriler” bölümü). Pilleri, işaretle-re uygun olarak kutuplar doğru olacak şekilde yerleştirin .
  - Pil bülmesinin kapağını kapatın.
-  sembolü sürekli şekilde gösteriliyorsa artık ölçüm yapılması mümkün değildir. Tüm pilleri değiştirin. Pilleri cihazdan

çıkardıktan sonra tarih ve saat ayarını yeniden yapmanız gereklidir. Kaydedilen ölçüm değerleri kaybolmaz.

## **Elektrik adaptörü ile çalıştırma**

Bu cihazı elektrik adaptöryle de çalıştırabilirsiniz (teslimat kapsamında mevcut değildir). Ancak elektrik adaptörünü cihaza takmadan önce pilleri cihazdan çıkardığınızdan emin olun. Elektrik adaptörü kullanılırken pil bölmesinde pil olmalıdır, aksi halde cihaz zarar görebilir.

- Olası hasarları önlemek için cihaz yalnızca "Teknik veriler" bölümünde belirtilen spesifikasyonlara uygun bir elektrik adaptörü ile çalıştırılabilir.
- Ayrıca elektrik adaptörü sadece tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimine bağlanabilir.
- Elektrik adaptörünü tansiyon ölçme aletinde öngörülen bağlantıya takın **[5]**.
- Ardından elektrik adaptörünün fışını prize takın.
- Tansiyon ölçme cihazını kullandıktan sonra elektrik adaptörünü önce prizden, sonra tansiyon ölçme cihazından çıkarın. Elektrik adaptörünü çıkardığınızda tansiyon ölçme cihazında gösterilen tarih ve saat kaybolur. Ancak kaydedilen ölçüm değerleri kaybolmaz.

## **Ayarların yapılması**

Cihazın tüm fonksyonlarını kullanılmak için, kullanmaya başlamadan önce cihaz ayarlarını doğru şekilde yapın. Ancak bu şekilde ölçüm değerlerinizi tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedebilir ve daha sonra tekrar görüntüleyebilirsiniz.

Ayarları yapacağınız menüye iki farklı şekilde erişebilirsiniz:


- İlk kullanımdan önce ve her pil değişiminden sonra:

Pilleri cihaza taktığınızda söz konusu menü otomatik olarak açılır.

- Pillerin takılı olması durumunda:

Cihaz açık haldeyken yakla. üç saniye basılı tutun.

Bu ayarları art arda yapın:




ile onaylayarak ilerleyin.

### **Saat**

Saat formatı yanıp söner:

- </> ile saat formatını seçin.



### **Tarih**


Yıl bilgisi yanıp söner:

- </> ile yılı seçin.



Ay göstergesi yanıp söner:

- </> ile ayı seçin.



Gün göstergesi yanıp söner:

- </> ile günü seçin.



Saat formatı olarak 12 saatlik format ayarlandığında gün ve ay göstergesinin sırası değişir.

### **Saat**

Saat bilgisi yanıp söner:

- </> ile saatı seçin.



Dakika bilgisi yanıp söner:

- </> ile dakikayı seçin.



## **Bluetooth®**

Ekranda Bluetooth® simbolü yanıp söner.

- </> ile otomatik Bluetooth® veri aktarımını etkin (**bŁ on**) veya devre dışı (**bŁ off**) olarak ayarlayın ve </> ile onaylayın.

Verilerin Bluetooth® üzerinden aktarılması pillerin daha hızlı tüketmesine neden olur.

## **6.2 Tansiyon ölçümünden önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **Kendi kendine tansiyon ölçme ile ilgili genel kurallar**

- Tansiyonunuzdaki değişimlerle ilgili karşılaştırılabilir ve anlamlı bir profil oluşturmak için tansiyonuzu her zaman günün aynı saatinde ölçün.  
Tansiyonunuza günde iki defa ölçün: Sabah kalktıktan sonra bir defa ve akşam bir defa.
- Ölçümü her zaman bedensel olarak yeterli şekilde dinlenmiş bir durumdayken yapın. Stresli olduğunuz zamanlarda ölçüm yapmaktan kaçının.
- Ölçümde en az 30 dakika önce yemeyi ve içmeyi kesin, sigara içmeyin ve bedensel aktivitede bulunmayın.
- İlk tansiyon ölçümünden önce mutlaka 5 dakika dinlenin!
- Art arda birkaç ölçüm yapmak isterseniz ölçümler arasında mutlaka 5 dakika bekleyin.
- Ölçülen değerler ile ilgili şüpheniz varsa ölçümü tekrarlayın.

## **Manşetin takılması**

Tansiyonunuza her iki kolunuzdan da ölçübilirsiniz. Sağ ve sol kol değerleri arasında ufak farklar görülmesi tamamen normaldir. Ölçümü her zaman, tansiyon ölçüm değerleri daha yüksek çıkan koldan yapın. Bununla ilgili olarak kendi kendine ölçüme başlamadan önce hekiminize danışın.

- Tansiyonunuza her zaman aynı kolunuzdan ölçün.
- Cihazı sadece birlikte verilen manşetle birlikte, üst kol çevrenize uygun şekilde ayarlayarak kullanın.
- Ölçümden önce aşağıda açıklanan indeks işaretini yardımcıyla manşetin düzgün şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.
- Üst kolunuzu açın. Koldaki kan dolaşımı, dar giysiler veya benzeri nedeniyle engellenmemelidir.
- Manşeti, alt kenarı dirseğinizin yakı. 2-3 cm üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Cihazı, işaret ve manşet hortumu doğrudan atardamarın üzerinde olacak şekilde hizalayın.  
Manşet, kapatılmış durumdayken altına iki parmak girebilecek sıkılıkta olmalıdır .
- Şimdi manşet hortumunu manşet fişi girişine takın.
- Manşet takıldıktan sonra, indeks işaretini OK bölgesinin içindeyse manşet sizin için uygun demektir.

## **Doğu vücut duruşunun alınması**

- Tansiyon ölçümü için dik ve rahat bir şekilde oturun. Arkaniza yaşınanın.
- Kolunuzu bir destek üzerine yerleştirin.
- Ayaklarınızı yan yana ve düz bir şekilde yere koyun.

- Manşet kalp hızasında olmalıdır.
- Ölçüm sırasında mümkün olduğunca hareketsiz durun ve konuşmayın.

## Kullanıcının seçilmesi

Bu cihazda, iki farklı kişiye ait ölçüm sonuçlarını ayrı ayrı kaydetmek için her biri 120 kayıt yeri içeren iki kullanıcı belleği vardır.

Cihazın birkaç kişi tarafından kullanılıyor olması halinde, her ölçümünden önce doğru kullanıcının ayarlanmış olduğunu kontrol edin:

- İstediğiniz kullanıcıyı ayarlamak için düğmeyi kullanın.

## 6.3 Tansiyonun ölçülmesi

Koşul: Manşet takılı ve kullanıcı seçili olmalıdır.

### Ölçüm

1. **①** üzerine basın. Tüm ekran öğeleri kısa bir süre için gösterilir.
2. Başlangıç ekranı, seçili **①** veya **②** için sizi karşılar. Bu başlangıç ekranından tüm menü öğelerine ulaşabilirsiniz, örneğin: Kullanıcı hafızası.
3. Ölçümü başlatmak için yeniden **①** tuşuna basın. Manşet otomatik olarak şiser. Ölçüm işlemi başlar. Nabız algılanlığında ekranda gösterilir.
4. Sistolik tansiyon, diyastolik tansiyon ve nabız ölçüm sonuçları gösterilir. Tüm ölçüm boyunca manşet oturma kontrolü gösterilir. Manşet çok gevşek takıldığından ve **E-3**

gösterilir. Bu durumda ölçüm yakl. 15 saniye sonra iptal edilir ve cihaz kapanır.

Ölçüm doğru şekilde yapılmadığında **E-** gösterilir. Bu durumda "Sorun giderme" bölümüne bakın. Gerekliyorsa manşeti 1 dakika sonra tekrar takın. Cihaz yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Değer, seçilen veya en son kullanılan kullanıcıya kaydedilir.

### Çoklu ölçüm

1. **①** üzerine basın. Tüm ekran öğeleri kısa bir süre için gösterilir.
2. Başlangıç ekranı, seçili **①** veya **②** için sizi karşılar. Bu başlangıç ekranından tüm menü öğelerine ulaşabilirsiniz, örneğin: Kullanıcı hafızası.
3. Çoklu ölçüm < veya > düğmesine basılarak seçilebilir. Ekranda yanıp söner. Ölçümü başlatmak için **①** ile onaylayın.  
Manşet otomatik olarak şiser. Ölçüm işlemi başlar.
4. Cihaz ilk ölçüm döngüsünü 3 saniye boyunca görüntüler ve ardından üç kez tekrarlanan düzenli bir ölçüm gerçekleştirir. İkinci ve üçüncü döngüde, bir sonraki ölçümün beklenliğini ifade eden 30 saniyelik bir geri sayımcı sayacı görüntülenir. Ölçümü iptal etmek için **①** tuşuna basın.
5. Üçüncü ölçümünden sonra sistolik basınç, diyastolik basınç ve nabız için ortalama ölçüm sonucu gösterilir ve sembolü ile belirtilir.  
Tüm ölçüm boyunca manşet oturma kontrolü gösterilir. Manşet fazla gevşek takıldığından ve **E-3**

gösterilir. Bu durumda ölçüm yakl. 5 saniye sonra iptal edilir ve cihaz kapanır.

Ölçüm doğru şekilde yapılamadığında  gösterilir. Bu durumda "Sorun giderme" bölümüne bakın. Gerekiyorsa manşeti 1 dakika sonra tekrar takın. Cihaz yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Değer, seçilen veya en son kullanılan kullanıcıya kaydedilir.

## 6.4 Sonuçların değerlendirilmesi

### Tansiyon hakkında genel bilgiler

- Tansiyon, kan akışının damar duvarlarına uyguladığı basıncıtır. Arteriyel tansiyon, kalp atışı sırasında sürekli değişir.
- Tansiyon her zaman iki değerle belirtilir:
  - En yüksek basınç değeri **sistolik kan basıncıdır**. Kalp kası kasıldığında ve kanı damarlara pompaladığında oluşur.
  - En düşük basınç değeri **diyastolik kan basıncıdır**. Kalp kası tekrar tamamen genişlediğinde ve kalp kanla dolduğunda oluşur.
- Tansiyon dalgalarını normaldir. Arka arkaya yapılan iki ölçümden bile değerler arasında önemli farklılıklar olabilir. Bu nedenle bir defa veya düzensiz olarak yapılan ölçümler, gerçek tansiyon hakkında güvenilir bir bilgi vermez. Güvenilir bir değerlendirmeyi ancak, benzer koşullar altında düzenli bir şekilde ölçüm yaptığınızda elde edebilirsiniz.

### Kalp ritmi bozuklukları

Cihaz, tansiyon ölçümü sırasında kalp ritmindeki olası bozuklukları algılayabilir. Ölçümden sonra  gösterilmesi, nabızınızda düzensizlik olduğuna işaret eder.

 görüntülediğinde ölçümü tekrarlayın.

Tansiyonunuza değerlendirmek için yalnızca bu tür nabız düzensizliklerinin kaydedilmediği sonuçları kullanın.

 sembolü sık sık gösteriliyorsa hekiminize danışın. Yalnızca hekiminiz sizi muayene ederek bir bozukluk olup olmadığını tespit edebilir.

### Risk göstergesi

| Ölçülen tansiyon değerleri aralığı |                           | Sınıflandırma                                  | Risk göstergesi rengi |
|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| Sistol<br>(mmHg olarak)            | Diyastol<br>(mmHg olarak) |  |                       |
| ≥180                               | ≥110                      | 3. derece yüksek tansiyon (ağır) <sub>1</sub>  | Kırmızı               |
| 160–179                            | 100–109                   | 2. derece yüksek tansiyon (orta) <sub>1</sub>  | Turuncu               |
| 140–159                            | 90–99                     | 1. derece yüksek tansiyon (hafif) <sub>1</sub> | Sarı                  |
| 130–139                            | 85–89                     | Yüksek normal <sub>1</sub>                     | Yeşil                 |
| 120–129                            | 80–84                     | Normal <sub>1</sub>                            | Yeşil                 |
| < 120                              | < 80                      | İdeal <sub>1</sub>                             | Yeşil                 |
| < 90                               | < 60                      | Çok düşük kan basıncı <sub>2</sub>             | Turuncu               |

<sup>1</sup>Kaynak: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Kaynak: National Health Service, 2023

Risk göstergesi **[?]** / **[?]**, tespit edilen tansiyonun hangi aralıktaki olduğunu gösterir. Ölçülen değerler iki farklı sınıflandırma kapsamına giriysorsa (örneğin sistol "Yüksek normal" aralığında ve diyastol "Normal" aralığında), risk göstergesi size her zaman daha yüksek olan aralığı gösterir. Verilen örnekte bu aralık, "Yüksek normal" aralığıdır.

**i** Bu standart değerlerin sadece genel bir kılavuz bilgi niteliğinde olduğunu unutmayın. Kişiye özel tansiyon değerleri farklılık gösterebilir.

Evinizde kendi kendinize yaptığınız ölçümlerde, genelde hekim tarafından yapılan ölçümlerden daha düşük değerler göreceğinizi unutmayın. Düzenli aralıklarla hekiminize danışın. Tansiyonunuzun kontrol altına alınması için hangi değerleri hedeflemeniz gerektiği, özellikle de ilaç tedavisi görüyorsanız ancak bir hekim tarafından belirlenebilir.

## Çok düşük kan basıncı

### UYARI

Kan basıncının çok düşük olması (hipotansiyon) sağlığa zararlı olabilir ve baş dönmesine veya bayılma nöbetlerine neden olabilir. Sistol ve diyastol 90/60 mmHG altında olduğunda kan basıncı çok düşük demektir (Kaynak: National Health Service, 2023).

Kan basıncınız aniden düşüyorsa bir doktora danışın.

## Atrial fibrilasyon

Atrial fibrilasyon, kalp ritmi bozukluğunun en sık görülen şekillerinden biridir ve düzensiz kalp atışı ile karakterize edilir.

Bu durum inme, kalp yetmezliği ve diğer kalp komplikasyonları riskini arttırmaktadır.

Bir atriyal fibrilasyonun kesin olarak teşhis edilmesi sadece tıbbi muayene ile mümkün değildir ancak bu cihazdaki Beurer AFIB teknolojisi de yüksek doğrulukta bir tespitin yapılabilmesine olanak sağlar. Bu cihazla yapılan tansiyon ölçümü sırasında olası bir atriyal fibrilasyon durumu tespit edilir ve ölçümünden sonra **AFIB** sembolü ve  sembolü ile birlikte gösterilir. Atrial fibrilasyon gibi aritmilerin mevcut olması halinde, gösterilen tansiyon değeri hatalı olabilir. Tansiyon ölçümünden sonra **AFIB** sembolü gösterilirse ölçüm işlemini tekrarlayın. Ölçümünden önce 5 dakika dinlenin. Ölçüm sırasında hareket etmemeli ve konuşmamalısınız. **AFIB** sembolü yeniden ve daha sık gösteriliyorsa lütfen zaman kaybetmeden doktorunuza başvurun. Atrial fibrilasyonunuzu olduğunu biliyorsanız, cihaz ile AFIB tespit edildiğinde yapmanız gerekenlerle ilgili olarak doktorunuzun talimatlarına uyın.

Ölçüm sonuçlarına göre kendi kendinize teşhis koymayın ve tedavi uygulamayın. Her zaman doktorunuzun talimatlarına uyın.

## Dinlenme göstergesi (HSD teşhisi üzerinden)

Tansiyon ölçümünde en sık görülen hatalardan biri, ölçüm sırasında kullanıcının yeterince dinlenmemiş olmasıdır. Bu durumda, ölçülen sistolik ve diyastolik tansiyon değeri, dinlenilmediği haldeki tansiyon değerini vermez. Ölçülen değerlerin değerlendirilmesi için dinlenilmiş haldeki tansiyon değerleri gereklidir.

Bu tansiyon ölçme aletinde entegre bir Hemodinamik Stabilitate Teşhisi (HSD) özelliği mevcuttur. Bu özellik, tansiyon ölç

çümü sırasında hemodinamik stabiliteyi ölçerek, tansiyonun kullanıcının dolaşım sistemi yeterince rahatken ölçülp ölçümediğini tespit edebilir.

|   |   |
|---|---|
|  | Ölçülen tansiyon değeri, dolaşım sistemi yeterince rahatken ölçüldü ve büyük olasılıkla kullanıcının dinlenmiş haldeki tansiyonunu gösteriyor.  |
|  | Dolaşım sisteminin yeterince rahat olmadığına dair bir işaret var. Bu durumda ölçülen tansiyon değerleri, genellikle dinlenmiş haldeki tansiyon değerlerini yansıtmez. Bu nedenle, en az 5 dakikalık bir bedensel ve zihinsel dinlenme süresi geçtikten sonra ölçümün tekrar edilmesi gereklidir. |
| Dolaşım sistemi rahatlığı göstergesi sembolü görüntülenmiyor                      | Ölçüm sırasında yeterli dolaşım sisteminin yeterince rahat olup olmadığı belirlenemedi. Bu durumda da yine en az 5 dakikalık dinlenme süresinin ardından ölçüm tekrarlanmalıdır.  |

Dolaşım sisteminin yeterince rahat olmamasının farklı sebepleri olabilir; örneğin bedensel zorlanmalar, zihinsel gerginlik/dikkat dağılımı, ölçüm sırasında konuşma veya ölçüm sırasında ortaya çıkan kalp ritmi bozuklukları.

Çoğu uygulama durumunda HSD, bir tansiyon ölçümü sırasında dolaşım sisteminin rahat olup olmadığı konusunda çok iyi bir yol göstericidir.

Kalp ritmi bozuklukları veya devam eden ruhsal rahatsızlıklar olan hastalar, uzun süreler boyunca hemodinamik olarak instabil durumda kalabilir. Bu durum, dinlenme sürelerine rağmen devam edebilir. Bu tip kullanıcılarında dinlenmiş haldeki tansiyonun doğru şekilde belirlenme olasılığı oldukça kısıtlıdır. Her tıbbi ölçüm yönteminde olduğu gibi HSD'deki tespit doğruluğu da sınırlıdır ve bazı durumlarda yanlış sonuçların gösterilmesi söz konusu olabilir. Ancak dolaşım sisteminin yeterince rahat olduğu tespit edilen tansiyon ölçümlerinden alınan sonuçlar genellikle son derece güvenilirdir.

## 6.5 Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve silinmesi

### Kullanıcı

Başarılı her ölçümün sonuçları, tarih ve saat bilgileriyle birlikte kaydedilir. Ölçüm sayısı 120 üzerine çıktığında, her ölçümde en eski ölçüme ait veriler silinir.

Başlangıç ekranında  basın ve kaydırıcıyı kullanarak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

### Ortalama değer

Ekranda Bluetooth® etkin : Ölçüm verileri otomatik olarak aktarılır.

İlölplp **AVG** gösterilir:

Bu kullanıcıya ait kayıtlı tüm ölçüm değerlerinin bir ortalaması gösterilir.

1. Cihazda > tuşuna basın.

İlölplp  AVG gösterilir:

Sabah ölçümlerinin son 7 güne ait ortalaması gösterilir (Sabah: Saat 05.00-09.00 arası).

2. Cihazda > tuşuna basın.

İlölplp  AVG gösterilir:

Akşam ölçümlerinin son 7 güne ait ortalaması gösterilir (Akşam: Saat 18.00-20.00 arası).

## Tek ölçüm değerleri

1. Cihazda > tuşuna tekrar bastığınızda, ekranda en son yapılmış tek ölçüm gösterilir (buradaki örnekte 03 numaralı ölçüm).

2. Cihazda </> tuşuna tekrar basarak, istediğiniz ölçüme ait tek ölçüm değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

3. Cihazı tekrar kapatmak için ① tuşuna basın.

Menüden çıkmak için ① tuşuna basın.

## Ölçüm değerlerinin silinmesi

1. Kayıtlı tüm ölçüm değerlerini ve ayarları silmek için kullanıcı hafızasını seçin.

Cihazda > tuşuna basın. Ekranda AVG ifadesi gösterilir.

2. < ve > tuşunu yakla. 5 saniye basılı tutun. Ekranda ① için  / veya ② için  gösterilir. Seçilen kullanıcının tüm değerleri silinir.

Cihaz otomatik olarak kapanır.

## Cihazı fabrika ayarlarına geri alma

1. Kayıtlı tüm ölçüm değerlerini ve ayarları silmek için kullanıcı hafızasını seçin.

Cihazda > tuşuna basın. Ekranda  AVG ifadesi gösterilir.

2. < ve > tuşunu yakla. 15 saniye basılı tutun.

Ekranda  ifadesi gösterilir. Cihazda kayıtlı olan tüm veriler silinir, cihaz fabrika ayarlarına geri alınır.

Cihaz otomatik olarak kapanır.

## Ölçüm değerlerinin aktarılması

### Bluetooth® üzerinden aktarım

• Ücretsiz “beurer HealthManager Pro” uygulamasını App le App Store veya Google Play'den indirin.

“beurer HealthManager Pro” uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz

\*



• Akıllı telefonun ayarlarında Bluetooth® özelliğini etkinleştirin.

• Uygulamayı başlatın.

• Uygulamada BM 64 cihazını seçin ve talimatları uygulayın.

• İlk kez bağlantı kurulurken cihazda bir PIN kodu gösterilir. PIN kodunu akıllı telefonunuzdaki giriş alanına girin. Kod başarıyla girildiğinde cihaz akıllı telefonunuza bağlanır.

Sistem gereksinimlerinin ve uyumlu cihazların listesi



\* Bu ürün, geçerli Avrupa Birliği yönetgelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

## 7. TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı ve manşeti sadece hafif nemli bir bezle ve dikkatli bir şekilde temizleyin.
- Temizlik maddeleri veya çözücü maddeler kullanmayın.
- Cihazı ve manşeti asla suyun altına tutmayın, aksi halde cihaza ve manşete su girmesi nedeniyle hasar oluşması söz konusu olabilir.
- Cihazın ve manşetin muhafaza edilmesi sırasında, cihaz veya manşet üzerinde ağır cisimler olmamasına dikkat edin. Manşet hortumu çok sert bir şekilde bükülmeliidir.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

## 8. AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

Aksesuarları ve yedek parçaları, [www.beurer.de](http://www.beurer.de) ana sayfasındaki "Servis" bölümünde bulabilirsiniz. Uygun sipariş numarasını belirtin.

| Tanım                       | Ürün veya sipariş numarası |
|-----------------------------|----------------------------|
| Üniversal manşet (22-42 cm) | 164.503                    |
| Elektrik adaptörü (EU)      | 072.78                     |
| Elektrik adaptörü (UK)      | 072.79                     |

## 9. SORUN GİDERME

| Hata mesajı   | Olası neden                                       | Çözüm   |
|---|---|---|
| Er 1  | Nabız kaydedilemedi.                              | Lütfen bir dakika beklemedikten sonra ölçümü tekrarlayın. Ölçüm sırasında konuşmamaya ve hareket etmemeye dikkat edin.            |
| Er 2  | Ölçülen tansiyon değeri ölçüm aralığının dışında. | Ölçüm işlemini tekrarlayın. Manşet hortumunun doğru şekilde bağlandığından emin olun ve hareket etmemeye konuşmamaya dikkat edin. |
| Er 3<br> | Pnömatik bir sistem hatası var.                   | Ölçüm işlemini tekrarlayın. Manşet hortumunun doğru şekilde bağlandığından emin olun ve hareket etmemeye konuşmamaya dikkat edin. |
| Er 4  | Ölçüm sırasında bir hata oluştu.                  | Lütfen bir dakika beklemedikten sonra ölçümü tekrarlayın. Ölçüm sırasında konuşmamaya ve hareket etmemeye dikkat edin.            |

| Hata mesajı   | Olası neden  | Çözüm  |
|---|--|--|
| E-5   | Şişirme basıncı 300 mmHg'nin üzerinde.                               | Lütfen ölçümü tekrar ederek manşetin doğru şekilde şişirilip şişirilemediğini kontrol edin. Kolunuzun veya başka bir ağır eşyanın hortumun üzerinde olmadığından ve hortumun büükülmemişinden emin olun. |
| E-6   | Bir sistem hatası mevcut.  | Bu hata mesajı görüntülendiğinde lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.   |
| E-7   | Akıllı telefon/tablet ile uygunlama arasındaki bağlantıda sorun var. | Ana ünitesi kapatın, uygulamayı kapatın ve akıllı telefonunuzda/tabletinizde Bluetooth® özelliğini devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Bağlantıyı yeniden kurmayı deneyin.                          |
|  LO | Piller tükenmek üzere.   | Cihaza yeni piller yerleştirin.  |

## 10. BERTARAF ETME

### Cihazın onarılması ve bertaraf edilmesi


- Cihazı kendiniz onarmaya veya ayarlamaya çalışmayın. Aksi halde cihazın sorunsuz şekilde çalışması garanti edilemez.
- Pil bölmesi dışında cihazın hiçbir bölümünü açmayın. Bu uyarı dikkate alınmadığı takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Onarım işlemleri yalnızca müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir. Şikayette bulunmadan önce pilleri mutlaka kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
- Cihaz evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Bertaraf etme işlemi, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Cihazı, elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf etme süreciyle ilgili sorularınız için bölgenizdeki yetkili makamlarla iletişime geçin.



### Pillerin bertaraf edilmesi

- Kullanılmış, tamamen boşalmış piller evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Pilleri özel işaretli toplama kutularına atarak, özel atık toplama merkezlerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim ederek bertaraf edin. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğunuздadır.

- Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:
  - Pb = Pil kurşun içerir,
  - Cd = Pil kadmiyum içerir,
  - Hg = Pil cıva içerir.



## 11. TEKNİK VERİLER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tip                   | BM 64   |
| Ölçüm yöntemi         | Üst koldan, osilometrik, invazif olmayan tansiyon ölçümü  |
| Ölçüm aralığı         | Manşet basıncı 300 mmHg, sistolik 50-280 mmHg, diyastolik 30-200 mmHg, nabız 40-199 atış/dakika |
| Göstergenin doğruluğu | sistolik $\pm 3$ mmHg, diyastolik $\pm 3$ mmHg, nabız, gösterilen değerin $\pm 5\%$             |
| Ölçüm belirsizliği    | Klinik kontrole göre maks. izin verilen standart sapma: sistolik 8 mmHg, diyastolik 8 mmHg      |
| Hafıza                | 2 x 120 kayıt yeri  |
| Ölçüler               | U 143 mm x G 105 mm x Y 60 mm   |
| Ağırlık               | Yaklaşık 450 g (piller hariç, manşet dahil)   |
| Manşet boyutu         | 22 ila 42 cm üst kol çevresi  |

|   |   |
|---|---|
| Çalışma koşulları                                     | +10 °C ila +40 °C, < 90 % bağıl nem, 800–1050 hPa ortam basıncı   |
| Saklama koşulları                                     | -20 °C ila +55 °C, < 90 % bağıl nem, (yoğuşmasız)   |
| güç kaynağı   | 4 adet 1,5V AA pil  |
| Pil ömrü  | Tansiyonun yüksekliğine veya şişirme basıncına ve Bluetooth® bağlantılarının sayısına bağlı olarak yak. 300 ölçüm |
| Beklenen ürün kullanım ömrü                           | Ürünün kullanım ömrüne ilişkin bilgileri beurer.com adresinde bulabilirsiniz                                      |
| Sınıflandırma   | Dahili besleme, IP20 AP veya APG yok, devamlı kullanım, Uygulama parçası tip BF                                   |
| Bluetooth® kablosuz teknoloji üzerinden veri aktarımı | Cihaz Bluetooth® kullanır, frekans bandı 2,400–2,483 MHz, gönderim performansı maks. 5 dBm                        |

Seri numarası cihazın üzerinde veya pil bölmesindedir. Güncellemeye nedeniyle teknik bilgilerde önceden haber verilmeksiz de değişiklik yapılabılır.

- Bu cihaz EN 60601-1-2 Avrupa Normu (CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 ile uyumlu) kapsamındaki gereklilikleri

karşılara ve elektromanyetik uyumluluk bakımından özel önlemlere tabidir. Lütfen taşınabilir veya mobil yüksek frekanslı iletişim sistemlerinin bu cihazı etkileyebileceğini dikkate alın.

- Bu tansiyon ölçme cihazının doğruluğu dikkatli bir şekilde kontrol edilmiştir ve cihaz uzun bir kullanım ömrüne yönelik olarak geliştirilmiştir. Cihazın tedavi amacıyla kullanılması halinde, uygun araçlarla ölçüm kontrolleri yapılmalıdır. Doğruluk kontrolü ile ilgili ayrıntılı bilgiler servis adresinden talep edilebilir.

## **Elektrik adaptörü**

Model no. LXCP12X-050100BG

|  |  |
|--|--|
| Giriş  | 100–240 V, 50–60 Hz, maks. 0,5 A   |
| Çıkış  | 5 V DC, 1 A, sadece Beurer tansiyon ölçme aletleri ile birlikte  |
| Üretici  | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd  |
| Koruma   | Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve cihazı arıza durumunda güç kaynağından ayıran primer tarafı sigortaya sahiptir.<br>Elektrik adaptörünü kullanmadan önce pilleri pil bölmesinden çıkardığınızdan emin olun. |
|   | Polarite   |
|   | Koruyucu yalıtımlı/Koruma sınıfı 2   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gövde ve koruyucu kapaklar | Elektrik adaptörü gövdesi, elektrik ileten veya iletebilecek parçalara dokunmaya karşı koruma sağlar (parmaklar, iğne, prob). Kullanıcı aynı anda hastaya ve AC/DC elektrik adaptörünün çıkış konnektörüne dokunmamalıdır. |
|----------------------------|--|

## **12. GARANTİ/SERVİS**

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Olayların bildirilmesine ilişkin bilgi

Avrupa Birliği'nde ve aynı düzenleme sistemlerinde (Tıbbi Ürünler Yönetmeliği MDR (AB) 2017/745) bulunan kullanıcılar/hastalar için aşağıdakiler geçerlidir: Ürünün kullanımı sırasında veya kullanımı nedeniyle ciddi bir beklenmedik olayın meydana gelmesi halinde, bu durumu üreticiye ve/veya üreticinin yetkilisine ve kullanıcının/hastanın bulunduğu üye ülkenin yetkili kurumuna bildirin.



Внимательно прочтите эту инструкцию по применению. Обращайте внимание на предостережения и соблюдайте указания по технике безопасности. Сохраните инструкцию по применению для последующего использования. Обеспечьте другим пользователям доступ к инструкции по применению. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

## Содержание

|  |     |
|--|-----|
| 1. Пояснения к символам.....                                   | 121 |
| 2. Использование по назначению .....                           | 123 |
| 3. Предостережения и указания по технике<br>безопасности ..... | 124 |
| 4. Комплект поставки.....                                      | 127 |
| 5. Описание прибора.....                                       | 127 |
| 6. Применение .....  | 128 |
| 6.1 Подготовка к работе.....                                   | 128 |
| 6.2 Учитывайте перед измерением кровяного<br>давления .....    | 130 |
| 6.3 Измерение кровяного давления.....                          | 131 |
| 6.4 Оценка результатов измерения.....                          | 132 |
| 6.5 Просмотр и удаление результатов измерения                  | 135 |
| 7. Очистка и уход.....   | 137 |
| 8. Аксессуары и запасные части.....                            | 137 |
| 9. Устранение проблем.....                                     | 138 |
| 10. Утилизация .....   | 139 |
| 11. Технические данные .....                                   | 139 |
| 12. Гарантия/сервисное обслуживание .....                      | 141 |

## 1. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

### ▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны тяжелейшие травмы или даже смерть.

### ▲ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны легкие или незначительные травмы.



### Информация о продукте

Указывает на важную информацию

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|   | <p><b>См. инструкцию по применению</b><br/>Перед началом работы и/или использованием прибора или устройства изучите инструкцию</p>                                |   | <p>Маркировка для идентификации упаковочного материала.<br/>А = сокращение материала,<br/>В = номер материала:<br/>1–7 = пластмассы,<br/>20–22 = бумага и картон</p> |
|  | <p>Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p> |  | <p>Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями</p>  |
|  | <p>Утилизация батареек вместе с бытовым мусором запрещена из-за содержащихся в них токсичных веществ</p>  |  | <p><b>Степень защиты IP</b><br/>Защита от проникновения твердых тел диаметром 12,5 мм и более</p>  |
|  | <p>Производитель</p>  |  | <p><b>Постоянный ток</b><br/>Прибор предназначен только для работы от источника постоянного тока</p>   |
|  | <p><b>Маркировка СЕ</b><br/>Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив</p>  |  | <p>Уникальный идентификатор устройства (UDI)<br/>Код для однозначной идентификации изделия</p>   |
|  | <p>Утилизируйте упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды</p>  |  | <p>Обозначение партии</p>  |
|  |   |  | <p>Артикул</p>   |

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| <b>SN</b>   | Серийный номер   |   | Дата изготовления |
| <b>MD</b>   | Медицинское изделие  |  | Символ импортера  |
|  | <b>Изоляция рабочих частей, тип BF</b><br>Гальванически изолированная рабочая часть (F означает floating — «плавающий»), соответствует требованиям к токам утечки для типа В |   |                   |
|  | Температурный диапазон   |   |                   |
|  | Диапазон влажности   |   |                   |
|  | Ограничение давления воздуха   |   |                   |
| <b>#</b>  | Артикул  |   |                   |

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### Целевое назначение

Прибор для измерения кровяного давления (далее: прибор) предназначен для автоматического неинвазивного измерения артериального давления и пульса в плечевой части руки.

Он предназначен для самостоятельного измерения взрослыми в домашних условиях.

### Целевая группа

Измерять кровяное давление могут взрослые пользователи, обхват плеча которых находится в диапазоне размеров, указанном на манжете.

### Клиническая польза

Прибор позволяет пользователю быстро и легко измерить кровяное давление и пульс. Полученные результаты измерений классифицируются в соответствии с между-

народными директивами и отображаются в графическом формате. Прибор может также распознать нарушение сердечного ритма во время измерения и предупредить пользователя с помощью символа на дисплее. Прибор сохраняет в памяти полученные результаты измерений, а также может выводить средние показатели прошлых измерений. Записанные данные могут помочь медицинским работникам в диагностике проблем с артериальным давлением и их устраниении и обеспечивают долгосрочный контроль за состоянием здоровья пациента.

## Показания к применению

При гипертонии и гипотонии пользователь может самостоятельно в домашних условиях контролировать кровяное давление и пульс. Однако применять прибор могут и пользователи, не страдающие гипертонией или аритмией.

## Противопоказания

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте прибор для измерения кровяного давления у младенцев, детей и домашних животных.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями должны находиться под присмотром лица, ответственного за их безопасность, и получать инструкции от этого лица по использованию прибора.
- Не используйте прибор при наличии электрических имплантатов (например, кардиостимулятора).

- Не используйте прибор при наличии металлических имплантатов.
- Манжету нельзя использовать лицам, перенесшим ампутацию груди.
- Во избежание дальнейших повреждений не накладывайте манжету на раны.
- Убедитесь, что к кровеносным сосудам руки, на которую накладывается манжета, не подсоединенено медицинское оборудование (например, оборудование для внутрисосудистого доступа или внутрисосудистой терапии, а также артериовенозный шунт).
- Не используйте прибор для измерений у людей с аллергией или чувствительной кожей.

## Непредвиденные побочные эффекты

- Раздражение кожи
- Негативное воздействие на кровообращение

# 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## Общие предупреждения

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Результаты измерений, полученные Вами самостоятельно, служат исключительно для информирования и не могут заменить медицинское обследование! Ре-

- зультаты измерений следует обсуждать с врачом. Их категорически запрещается использовать для принятия самостоятельных решений относительно лечения (например, о приеме лекарств и их дозировке)!
- Допускается использование прибора только в целях, описанных в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным или ненадлежащим использованием.
  - Использование прибора для измерения кровяного давления вне домашних условий или при движении (например, во время поездки в автомобиле, в машине или вертолете скорой помощи, а также во время физических упражнений) может повлиять на точность и привести к ошибкам измерения.
  - Заболевания сердечно-сосудистой системы могут быть причиной неправильных измерений или снижения точности измерения.
  - Не используйте прибор одновременно с другими электрическими медицинскими приборами. Это может привести к неисправности измерительного устройства и/или неточным измерениям.
  - Не используйте устройство, если условия хранения и эксплуатации отличаются от указанных. Это может привести к неверным результатам измерений.
  - Используйте только манжеты, поставляемые вместе с этим устройством или описанные в данной инструкции по применению. При использовании других манжет результаты измерений могут быть неточными.
- Учитите, что во время накачивания манжеты может быть нарушена подвижность соответствующей конечности.
  - Не проводите измерения чаще, чем это необходимо. Из-за ограничения кровотока могут образоваться кровоподтеки.
  - При измерении кровяного давления не следует задерживать циркуляцию крови дольше, чем это необходимо. При сбое в работе прибора снимите манжету с руки.
  - Накладывайте манжету только на руку выше локтя. Не накладывайте манжету на другие части тела.
  - Маленькие дети могут запутаться в шланге и задохнуться.
  - Маленькие дети могут проглотить мелкие детали изделия и подавиться ими. Поэтому дети всегда должны находиться под надзором.
  - Не роняйте прибор, не наступайте на него и не встрайхивайте его.
  - Не разбирайте прибор, так как это может привести к его повреждениям, неисправностям и сбоям.
  - Перед использованием прибора в одном из следующих состояний необходимо проконсультироваться с врачом: аритмия, нарушения кровообращения, диабет, беременность, преэклампсия, гипотензия, озноб, трепор.
  - Перед использованием прибора в одном из следующих состояний необходимо проконсультироваться с врачом: аритмия, нарушения кровообращения,

диабет, беременность, преэклампсия, гипотензия, озноб, трепор.

- Чтобы исключить расхождение измерений на разных сторонах, сначала необходимо выполнить измерение на обеих руках.

## Общие меры предосторожности

### ▲ ВНИМАНИЕ

- Прибор для измерения кровяного давления состоит из высокоточных электронных компонентов. Точность измерений и срок службы прибора зависят от бережного обращения с ним.
- Защищайте прибор и блок питания от ударов, влажности, загрязнения, сильных колебаний температуры и прямых солнечных лучей.
- Для проведения измерений температура прибора должна соответствовать комнатной. Если прибор хранился при максимальной или минимальной температуре хранения и транспортировки, а затем помещается в среду с температурой 20 °C, рекомендуется подождать около 2 часов перед его использованием.
- Не используйте прибор рядом с сильными электромагнитными полями, держите его вдали от радиоаппаратуры и мобильных телефонов.
- Если прибор не используется длительное время, извлеките батарейки.
- Избегайте механического сужения, сдавливания или сгибания шланга манжеты.

## Указания по обращению с батарейками

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При попадании жидкости из батарейки на кожу или в глаза промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Опасность проглатывания! Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
- Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, предварительно надев защитные перчатки.
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.
- Соблюдайте полярность: плюс (+) и минус (-).

### ▲ ВНИМАНИЕ

- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равнозначенных типов.
- Всегда заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте аккумуляторы!

# Указания по электромагнитной совместимости

## ▲ ВНИМАНИЕ

- Прибор предназначен для работы в условиях, перечисленных в настоящей инструкции по применению, в том числе в домашних условиях.
- При наличии электромагнитных помех возможности использования прибора могут быть ограничены. В результате могут, например, появляться сообщения об ошибках, или произойдет выход из строя дисплея/самого прибора.
- Не используйте данный прибор рядом с другими устройствами и не устанавливайте его на них — это может вызвать сбои в работе. Если прибор все же приходится использовать в описанных выше условиях, следует наблюдать за ним и другими устройствами, чтобы убедиться в их надлежащей работе.
- Применение иных принадлежностей или запасных деталей, чем указанные производителем или прилагающиеся к данному прибору, может привести к возрастанию электромагнитных помех или ослаблению помехоустойчивости прибора и тем самым вызвать ошибки в его работе.
- Переносные радиочастотные коммуникационные устройства (включая периферийное оборудование, например антенные кабели или внешние антенны) должны находиться на расстоянии не менее 30 см

от всех компонентов прибора, в том числе от всех кабелей, входящих в комплект поставки.

- Несоблюдение данных указаний может отрицательно сказаться на рабочих характеристиках прибора.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплектность поставки и убедитесь, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Манжета для плеча (22-42 см)
- Батарейки, см. главу «Технические данные»
- Сумка для хранения
- Краткое руководство
- Инструкция по применению
- Дневник измерения артериального давления
- Кабель USB-C

## 5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соответствующие чертежи представлены на стр. 3.

**1** Манжета

**2** Шланг манжеты

- |          |                          |           |  |           |  |           |                     |
|----------|--------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---------------------|
| <b>3</b> | Штекер манжеты           | <b>4</b>  | Разъем для штекера манжеты (с левой стороны) | <b>23</b> | Индикация памяти: среднее значение <b>Avg</b> , утром  , вечером | <b>24</b> | Номер ячейки памяти |
| <b>5</b> | Разъем для блока питания | <b>6</b>  | Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.                            | <b>25</b> | Символ необходимости замены батареек                             |           |                     |
| <b>7</b> | Кнопка настройки         | <b>8</b>  | Функциональные кнопки </>                    |           |  |           |                     |
| <b>9</b> | Кнопка сохранения        | <b>10</b> | Ползунок для выбора пользователя             |           |  |           |                     |

## Индикация на дисплее

- |           |  |           |                                    |
|-----------|--|-----------|------------------------------------|
| <b>11</b> | Символ соединения Bluetooth®                       | <b>12</b> | Время и дата                       |
| <b>13</b> | Систолическое давление                             | <b>14</b> | Диастолическое давление            |
| <b>15</b> | Индикатор риска                                    | <b>16</b> | Измеренное значение частоты пульса |
| <b>17</b> | Символ нарушения сердечного ритма  / Символ пульса | <b>18</b> | Фибрилляция предсердий             |
| <b>19</b> | Пользовательские ячейки памяти                     | <b>20</b> | Дисплей индикатора состояния покоя |
| <b>21</b> | Проверка посадки манжеты                           | <b>22</b> | Многократное измерение             |

## 6. ПРИМЕНЕНИЕ

### 6.1 Подготовка к работе

#### Установка батареек

- Снимите крышку отделения для батареек на задней стороне прибора **A**.
- Вставьте батарейки (см. главу «Технические данные»). Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность согласно маркировке **B**.
- Закройте крышку отделения для батареек.

Если символ горит постоянно, то проведение измерений невозможно. Замените все батарейки. После извлечения батареек из прибора необходимо снова установить дату и время. Сохраненные в памяти результаты измерений не пропадают.

#### Использование с блоком питания

Прибор также можно использовать с сетевым блоком питания (не входят в комплект поставки). Перед подключением блока питания убедитесь в том, что из прибора извлечены батарейки. При питании от сети в приборе

не должно быть батареек, иначе возможно повреждение прибора.

- Чтобы предотвратить возможные повреждения, используйте прибор исключительно с блоком питания, соответствующим спецификациям, которые описаны в главе «Технические данные».
- Блок питания можно подключать только к сетевому напряжению, указанному на фирменной табличке.
- Подключите блок питания к предусмотренному для этого разъему прибора для измерения кровяного давления **5**.
- Затем вставьте сетевой штекер блока питания в розетку.
- После использования прибора для измерения кровяного давления сначала отключите блок питания из розетки, а затем отсоедините его от прибора для измерения кровяного давления. При обесточивании блока питания настройки даты и времени на приборе для измерения кровяного давления сбрасываются, однако сохраненные в памяти результаты измерений не пропадают.

## Выполнение настроек

Перед использованием правильно настройте прибор, чтобы воспользоваться всеми его функциями. Только так можно сохранять в памяти результаты измерений с указанием даты и времени, а затем выводить их на экран. Меню настроек можно вызвать двумя способами.

- Перед первым использованием и после каждой замены батареек:  
после установки батареек в прибор автоматически открывается соответствующее меню.
- Если батарейки уже установлены:  
При включенном приборе нажмите **⌚** и удерживайте ее нажатой примерно три секунды.

Последовательно выполните эти настройки:




Подтвердите, нажав **⌚**.

### Часы

Мигает часовой формат:

- С помощью **</>** выберите часовой формат.



### Дата


Мигают цифры года:

- С помощью **</>** выберите цифры года.



Мигает индикация месяца:

- С помощью **</>** выберите месяц.



Мигает индикация дня:

- С помощью **</>** выберите день.



- i** Если выбирается 12-часовой формат времени, последовательность отображения дня и месяца меняется.

## Время

Мигает цифра часов:

- С помощью </> выберите значение часов.

Мигают цифры минут:

- С помощью </> выберите значение минут.



## Bluetooth®

На дисплее мигает символ Bluetooth®.

- С помощью кнопок </> выберите, должна ли автоматическая передача данных по Bluetooth® быть активирована (*bluetooth on*) или деактивирована (*bluetooth off*), и подтвердите выбор нажатием кнопки </>.

При передаче данных с помощью Bluetooth® срок службы батареек сокращается.

## 6.2 Учитывайте перед измерением кровяного давления

### Общие правила при самостоятельном измерении кровяного давления

- Чтобы получить сравнимый и информативный профиль изменения кровяного давления, регулярно измеряйте кровяное давление в одно и то же время суток.

Рекомендуется измерять кровяное давление дважды в день: утром после подъема с постели и вечером.

- Измерение всегда должно проводиться в состоянии физического покоя. Не проводите измерение в состоянии стресса.

- По крайней мере за 30 минут до измерения следует воздерживаться от приема пищи и жидкости, курения или физических нагрузок.
- Перед первым измерением кровяного давления всегда отдыхайте в течение 5 минут!
- Если Вы хотите выполнить несколько измерений подряд, интервал между измерениями должен составлять 5 минут.
- Повторите измерение при наличии сомнений относительно полученных результатов.

### Накладывание манжеты

Вы можете измерять кровяное давление на обеих руках. Определенные различия между значениями на правой и левой руке являются абсолютно нормальными. Всегда проводите измерение на руке с более высокими значениями кровяного давления. Перед тем как приступить к измерению своего давления, проконсультируйтесь с врачом.

- Измеряйте давление всегда на одной и той же руке.
- Используйте прибор только с поставляемой в комплекте манжетой в соответствии с обхватом Вашего плеча.
- Перед измерением проверьте точность прилегания с помощью описанной ниже отметки указателя.
- Обнажите плечо. Кровоснабжение руки не должно быть нарушено из-за слишком узкой одежды и т. п.
- Расположите манжету нижним краем примерно на 2–3 см выше локтевого сгиба. Выровняйте прибор

таким образом, чтобы маркировка  и шланг манжеты находились непосредственно над артерией . Застегнутая манжета должна прилегать так, чтобы под нее можно было просунуть два пальца .

- Вставьте шланг манжеты в разъем для штекера манжеты.
- Манжета Вам подходит, если после ее наложения отметка указателя  находится в пределах диапазона ОК.

## Правильное положение тела

- Для измерения кровяного давления удобно расположитесь сидя с выпрямленной спиной. Прислонитесь спиной к ровной поверхности.
- Положите руку на опору .
- Поставьте ступни рядом друг с другом ровно на пол.
- Манжета должна находиться на уровне сердца.
- Во время измерения следует вести себя спокойно и не разговаривать.

## Выбор пользователя

В этом приборе предусмотрены две учетные записи пользователей, по 120 ячеек каждая, чтобы отдельно сохранять результаты измерений для двух человек.

Если прибор используют несколько человек, не забывайте перед каждым измерением настроить соответствующего пользователя.

- Выбрать пользователя можно с помощью ползунка.

## 6.3 Измерение кровяного давления

Условие: манжета наложена, пользователь выбран.

### Измерение

1. Нажмите . На короткое время на дисплее отобразятся все элементы.
2. На начальном экране появится приветствие выбранному  или , чтобы начать измерение. Манжета автоматически наполнится воздухом. Запустится процесс измерения. При обнаружении пульса отобразится .

Чтобы прервать измерение, нажмите .

4. Отобразятся результаты измерения систолического давления, диастолического давления и пульса. В течение всего измерения отображается символ проверки положения манжеты . Если манжета наложена слишком слабо, на дисплее появятся  и . В этом случае примерно через 15 секунд измерение прервется, и прибор выключится.

Если выполнить измерение правильно не удается, появляется . В этом случае см. главу «Устранение неисправностей». При необходимости повторите наложение манжеты через 1 минуту. Или прибор автоматически выключится примерно через 30 секунд. Значение сохраняется для выбранного или последнего использованного пользователя.

## Многократное измерение

1. Нажмите ①. На короткое время на дисплее отобразятся все элементы.
2. На начальном экране появится приветствие выбранному ① или ②. С этого начального экрана можно перейти к любому пункту меню, например к пользовательской памяти.

Многократное измерение можно выбрать, нажав < или >. На дисплее замигает . Для запуска измерения нажмите ①. Манжета автоматически наполнится воздухом. Начнется процесс измерения.

3. Прибор отобразит первый цикл измерения в течение 3 секунд, затем будет выполнено обычное измерение, которое повторится три раза. Во время второго и третьего циклов также отобразится 30-секундный обратный отсчет, показывающий время ожидания следующего измерения.

Чтобы прервать измерение, нажмите ①.

4. После третьего измерения отобразится средний результат измерения систолического давления, диастолического давления и пульса с обозначением .

В течение всего измерения отображается символ проверки положения манжеты . Если манжета наложена слишком слабо, на дисплее появятся и . В этом случае примерно через 5 секунд измерение прервется, и прибор выключится.

Если выполнить измерение правильно не удается, появляется . В этом случае см. главу «Устранение

неисправностей». При необходимости повторите наложение манжеты через 1 минуту. Или прибор автоматически выключится примерно через 30 секунд. Значение сохраняется для выбранного или последнего использованного пользователя.

## 6.4 Оценка результатов измерения

### Общая информация о кровяном давлении

- Кровяное давление представляет собой силу, с которой кровоток нажимает на стенки артерии. Артериальное давление постоянно изменяется в течение сердечного цикла.
- Кровяное давление всегда указывается в виде двух значений.
  - **Систолическое кровяное давление** — это максимальное давление в артериальной системе. Оно возникает, когда сердечная мышца сокращается, выдавливая кровь в сосуды.
  - **Диастолическое кровяное давление** — это минимальное давление в артериальной системе. Оно возникает, когда сердечная мышца полностью расслабляется и сердце заполняется кровью.
- Колебания кровяного давления — нормальное явление. Даже при повторном измерении показатели давления могут заметно отличаться друг от друга. Отдельные или нерегулярные измерения не позволяют составить объективное суждение о фактическом давлении. Достоверная оценка возможна лишь в том

случае, если регулярно проводить измерения в одинаковых условиях.

## Нарушения сердечного ритма

Во время измерения кровяного давления прибор может идентифицировать возможные нарушения сердечного ритма. После измерения  указывает на возможные нарушения пульса.

Если отображается , повторите измерение.

Для оценки кровяного давления используйте только результаты, зарегистрированные без нарушений пульса.

Если  появляется часто, обратитесь к врачу. Только он может после обследования определить наличие нарушения.

## Индикатор риска

| Диапазон измеренных значений кровяного давления |                                  | Классификация                                      | Цвет индикатора риска |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| Систолическое<br>(в мм рт. ст.)                 | Диастолическое<br>(в мм рт. ст.) |  |                       |
| ≥ 180   | ≥ 110                            | Гипертония третьей степени (тяжелая) <sub>1</sub>  | Красный               |
| 160–179   | 100–109                          | Гипертония второй степени (средняя) <sub>1</sub>   | Оранжевый             |
| 140–159   | 90–99                            | Гипертония первой степени (умеренная) <sub>1</sub> | Желтый                |

| Диапазон измеренных значений кровяного давления | Классификация                    | Цвет индикатора риска                          |
|---|----------------------------------|--|
| Систолическое<br>(в мм рт. ст.)                 | Диастолическое<br>(в мм рт. ст.) |  |
| 130–139   | 85–89                            | Высокое в допустимых пределах,<br><sub>1</sub> |
| 120–129   | 80–84                            | Нормальное <sub>1</sub>                        |
| < 120   | < 80                             | Оптимальное,<br><sub>1</sub>                   |
| < 90  | < 60                             | Слишком низкое кровяное давление <sub>2</sub>  |

<sup>1</sup>Источник: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Источник: National Health Service, 2023

Индикатор риска **15** показывает, в каком диапазоне находится измеренное кровяное давление. Если измеренные значения находятся в двух разных диапазонах (например, систолическое давление — высокое в допустимых пределах, а диастолическое — нормальное), то индикатор риска всегда будет показывать более высокий диапазон, то есть в описанном примере: высокое в допустимых пределах.

 Обратите внимание, что эти стандартные значения являются лишь общими ориентирами, так как индивидуальные показатели кровяного давления могут отличаться.

Обратите внимание, что при самостоятельном измерении в домашних условиях, как правило, наблюдается более низкое значение, чем у врача. Регулярно консультируйтесь со своим врачом. Только он может сообщить Вам индивидуальные целевые значения контролируемого кровяного давления — особенно если Вы получаете медикаментозное лечение.

## Слишком низкое кровяное давление

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Слишком низкое кровяное давление (гипотония) может быть опасным для здоровья и вызывать головокружения или обмороки. Слишком низкое кровяное давление имеет место, когда систолическое и диастолическое давление ниже значения 90/60 мм рт. ст. (источник: National Health Service, 2023).

Обратитесь к врачу, если у Вас внезапно снизилось давление.

## Мерцательная аритмия

Фибрилляция предсердий — одна из самых распространенных форм нарушения сердечного ритма, характеризующаяся нерегулярным сердцебиением и повышенным риском инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений.

В то время как окончательная диагностика фибрилляции предсердий может выполняться только в ходе медицинского обследования, технология AFIB компании Beurer позволяет распознать ее с высокой точностью. При этом

во время измерения кровяного давления распознается возможная фибрилляция предсердий, и после измерения отображается символ **[AFB]** в сочетании с символом **[P]**. При наличии аритмии, например, фибрилляции предсердий, может отображаться неверное значение кровяного давления. Если после измерения кровяного давления отображается символ **[AFB]**, повторите процесс измерения. Перед этим отдохните 5 минут. Во время измерения не следует двигаться или разговаривать. Если символ **[AFB]** появляется снова и еще чаще, немедленно проконсультируйтесь с врачом. Если у Вас ранее была диагностирована фибрилляция предсердий, следуйте указаниям врача относительно порядка действий в случае распознавания AFIB прибором.

Не проводите самодиагностику и не занимайтесь самолечением на основании результатов измерения, всегда следуйте указаниям врача.

## Индикатор состояния покоя (диагностика гемодинамической стабильности)

Одна из наиболее распространенных ошибок при измерении кровяного давления — отсутствие у пользователя достаточно спокойного кровообращения на момент измерения. В этом случае измеренное значение систолического и диастолического давления не отображает кровяное давление покоя, но его все же следует использовать для оценки измеренных значений.

В данном приборе для измерения кровяного давления используется встроенная диагностика гемодинамиче-

ской стабильности (HSD), которая измеряет гемодинамическую стабильность пользователя во время измерения кровяного давления и позволяет получить информацию о том, измерено ли кровяное давление при достаточно спокойном кровообращении.

|   |   |
|---|---|
|  | Измеренное значение кровяного давления получено при достаточно спокойном кровообращении и с высокой долей вероятности отражает кровяное давление покоя пользователя.  |
|  | Есть указание на недостаточно спокойное кровообращение. Измеренные в этом случае значения кровяного давления обычно не отражают кровяное давление покоя. По этой причине измерение необходимо повторить после физического и умственного отдыха продолжительностью не менее 5 минут. |
| Индикатор состояния покоя не отображается   | Во время измерения не удалось определить, является ли кровообращение достаточно спокойным. И в этом случае измерение необходимо повторить после отдыха продолжительностью не менее 5 минут.   |

Недостаточно спокойное кровообращение может быть вызвано различными причинами, например физическими нагрузками, умственным напряжением/отвлечением вни-

мания, разговорами или нарушениями сердечного ритма во время измерения.

В подавляющем большинстве случаев диагностика гемодинамической стабильности дает достоверные сведения о том, измерялось ли кровяное давление при спокойном кровообращении.

Некоторые пациенты с нарушениями сердечного ритма или в состоянии длительного умственного напряжения могут долгое время оставаться гемодинамически нестабильными даже после нескольких перерывов на отдых. Точность определения кровяного давления покоя в данном случае может быть ограничена.

Диагностика гемодинамической стабильности, как и любая измерительная методика, имеет ограниченную точность определения и может в отдельных случаях приводить к отображению неправильных показателей. Результаты измерения кровяного давления, при котором было установлено наличие спокойного кровообращения, являются самыми надежными.

## 6.5 Просмотр и удаление результатов измерения

### Пользователь

Результаты каждого успешного измерения сохраняются с указанием даты и времени. При количестве измеренных значений более 120 самые старые измеренные значения удаляются.

Нажмите  на начальном экране и выберите нужного пользователя с помощью ползунка.

## Среднее значение

Bluetooth® активирует  на дисплее: данные измерений передаются автоматически.

На дисплее отобразится **AVG**:

отображается среднее значение всех сохраненных измеренных значений этого пользователя.

1. Нажмите .

На дисплее отобразится  **AVG**:

отображается среднее значение результатов утренних измерений за последние 7 дней (утро: 5:00–9:00).

2. Нажмите .

На дисплее отобразится  **AVG**:

отображается среднее значение результатов вечерних измерений за последние 7 дней (вечер: 18:00–20:00).

## Единицы измерения

1. При повторном нажатии  на дисплее отобразится результат последнего измерения (в качестве примера используется измерение 03).

2. При повторно нажатии  /  можно просмотреть результаты отдельных измерений.

3. Чтобы снова выключить прибор, нажмите .

Чтобы выйти из меню, нажмите .

## Удаление измеренных значений

1. Чтобы удалить все сохраненные измеренные значения пользователя, выберите их.

На дисплее появится **AVG** и среднее значение из всех сохраненных в памяти результатов измерений данного пользователя.

2. Удерживайте  и  нажатыми примерно 5 секунд.

На дисплее появится  01 для  /  02 для .

Все значения выбранного пользователя будут удалены.

Прибор отключится автоматически.

## Сброс прибора на заводские настройки

1. Чтобы удалить все сохраненные результаты измерений и настройки, выберите пользовательскую память.

Нажмите .

На дисплее появится  AVG. 2. Удерживайте кнопки  и  нажатыми примерно 15 секунд.

На дисплее появится  L. Все данные, сохраненные на устройстве, будут удалены, и будут установлены заводские настройки прибора.

Прибор отключится автоматически.

## Передача измеренных значений

### Передача данных по Bluetooth®

- Скачайте бесплатное приложение «beurer HealthManager Pro» в Apple App Store или Google Play.

Перейти к приложению  
«beurer HealthManager Pro»  
\*



- Активируйте функцию *Bluetooth®* в настройках смартфона.
- Запустите приложение.
- Выберите BM 64 в приложении и следуйте инструкциям.
- При первом подключении на экране прибора отображается PIN-код. Введите PIN-код на смартфоне. После успешного ввода прибор соединяется со смартфоном.

Список системных требований и поддерживаемых устройств



\* Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских директив.

- При хранении не ставьте на прибор и манжету тяжелые предметы. Нельзя слишком сильно сгибать шланг манжеты.
- Если прибор не используется длительное время, извлеките из него батарейки.

## 8. АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Аксессуары и запасные части можно найти на сайте [www.beurer.de](http://www.beurer.de) в разделе «Сервис». Укажите соответствующий номер для заказа.

| Наименование                     | Артикул или номер для заказа |
|----------------------------------|------------------------------|
| Универсальная манжета (22–42 см) | 164.503                      |
| Блок питания (ЕС)                | 072.78                       |
| Блок питания (Великобритания)    | 072.79                       |

## 7. ОЧИСТКА И УХОД

- Очищайте прибор и манжету с осторожностью. Используйте только слегка увлажненную салфетку.
- Не используйте чистящие средства или растворители.
- Ни в коем случае не опускайте прибор и манжету в воду, так как попадание воды приведет к повреждению прибора и манжеты.

## 9. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

| Сообщение об ошибке  | Возможная причина   | Меры по устранению  |
|--|---|---|
| Er 1   | Не удалось определить пульс.                                    | Повторите процедуру измерения через минуту. Во время измерения нельзя разговаривать и двигаться.                  |
| Er 2   | Измеренное кровяное давление находится вне диапазона измерения. |   |
| Er 3<br> | Произошла ошибка пневматической системы.                        | Повторите измерение. Убедитесь в том, что шланг манжеты подсоединен правильно, не двигайтесь и не разговаривайте. |
| Er 4   | Во время измерения произошла ошибка.                            | Повторите процедуру измерения через минуту. Во время измерения нельзя разговаривать и двигаться.                  |

| Сообщение об ошибке   | Возможная причина  | Меры по устраниению  |
|---|--|--|
| Er 5  | Давление накачивания превышает 300 мм рт. ст.  | При повторном измерении проверьте, накачивается ли манжета должным образом. Убедитесь в том, что ни рука, ни иные тяжелые предметы не лежат на шланге и на нем отсутствуют перегибы. |
| Er 6  | Обнаружена системная ошибка.   | При появлении этого сообщения об ошибке обратитесь в сервисную службу.   |
| Er 7  | При установке соединения между смартфоном или планшетом и приложением возникли проблемы. | Выключите основной блок, закройте приложение, отключите и снова активируйте Bluetooth® на смартфоне или планшете. Повторите попытку соединения.                                      |
|   | Батарейки почти разряжены.   | Вставьте в прибор новые батарейки.   |

# 10. УТИЛИЗАЦИЯ

## Ремонт и утилизация прибора

- Не ремонтируйте и не регулируйте прибор самостоятельно. В этом случае надежность работы прибора больше не гарантируется.
- Не открывайте прибор, кроме как отделение для батареек. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.
- Ремонтные работы должны производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями. Прежде чем предъявлять претензии, проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования изделия. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



альной маркировкой, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает Вас обеспечить надлежащую утилизацию батареек.

- Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:

- Pb = свинец;
- Cd = кадмий;
- Hg = ртуть.



# 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                    |  |
|--------------------|--|
| Тип                | ВМ 64  |
| Метод измерения    | Осциллометрическое неинвазивное измерение кровяного давления на плече  |
| Диапазон измерений | Давление в манжете 300 мм рт. ст.,<br>систолическое давление 50-280 мм<br>рт. ст., диастолическое давление<br>30-200 мм рт. ст.,<br>пульс 40-199 ударов в минуту |
| Точность индикации | ±3 мм рт. ст. для систолического давления,<br>±3 мм рт. ст. для диастолического давления,<br>пульс ±5 % от указываемого значения                                 |

## Утилизация батареек

- Использованные, полностью разряженные батарейки нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Выбрасывайте батарейки в контейнеры со специ-

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Погрешность измерения         | Максимально допустимое стандартное отклонение по результатам клинических испытаний:<br>8 мм рт. ст. для систолического давления, 8 мм рт. ст. для диастолического давления | Классификация  | Внутреннее питание, IP20 без АР или АРГ, продолжительное использование, рабочая часть, тип ВF  |
| Память                        | Ячейки памяти: 2 x 120   | Передача данных с помощью беспроводной технологии <i>Bluetooth</i> ® | Прибор использует <i>Bluetooth</i> ®, диапазон частот 2,400–2,483 МГц, макс. мощность передатчика 5 дБм  |
| Размеры                       | Д 143 мм x Ш 105 мм x В 60 мм  |  |  |
| Вес                           | Примерно 450 г (без батареек, с манжетой)  |  |  |
| Размер манжеты                | Обхват плеча: от 22 до 42 см   |  | Серийный номер указан на приборе или в отсеке для батареек.  |
| Условия эксплуатации          | От +10 до +40 °C, <90 % относительной влажности воздуха, окружающее давление 800–1050 гПа  |  | В связи с постоянным совершенствованием прибора компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.   |
| Условия хранения              | От -20 до +55 °C, <90 % относительной влажности воздуха (без образования конденсата)   |  |  |
| Электропитание                | Батарейки 4 x 1,5 В — — AA   |  |  |
| Срок службы батареек          | Количество измерений: ок. 300, в зависимости от значения артериального давления и/или давления накачивания, а также от количества соединений <i>Bluetooth</i> ®            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данный прибор соответствует европейскому стандарту EN 60601-1-2 (соответствие CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) и требует особых мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. Следует учесть, что переносное и мобильное высокочастотное коммуникационное оборудование может повлиять на работу прибора.</li> <li>• Точность данного прибора для измерения кровяного давления была тщательно проверена. Прибор был разработан с расчетом на длительный срок эксплу-</li> </ul> |
| Ожидаемый срок службы изделия | Информацию о сроке службы изделия см. на сайте <a href="http://beurer.com">beurer.com</a>  |  |  |

атации. При использовании прибора в медицинских учреждениях следует выполнять метрологический контроль с помощью соответствующих средств. Более подробные сведения о проверке точности прибора можно узнать в сервисном центре.

## Блок питания

|               |   |
|---------------|---|
| № модели      | LXCP12X-050100BG  |
| вход          | 100–240 В, 50–60 Гц, макс. 0,5 А  |
| выход         | 5 В пост. тока, 1 А, только в комбинации с приборами для измерения кровяного давления Beurer  |
| Производитель | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd   |
| Защита        | Прибор имеет двойную защитную изоляцию и оснащен предохранителем в первичном контуре, отключающим прибор от сети в случае неисправности.<br>Перед использованием блока питания убедитесь в том, что в приборе нет батареек. |
|               | Полярность  |
|               | С защитной изоляцией/класс защиты 2   |

Корпус и защитные покрытия Корпус блока питания защищает от прикосновения к деталям, которые находятся или могут находиться под напряжением (штифты, иглы, контрольные крючки). Пользователь не должен одновременно прикасаться к пациенту и выходному штекеру блока питания переменного/постоянного тока.

## 12. ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более подробную информацию о гарантии и гарантийных условиях см. в прилагаемом гарантийном листе.

### Информирование об инцидентах

В отношении пользователей/пациентов, находящихся на территории Европейского союза и на территориях с идентичными нормативно-правовыми системами (Регламент по медицинским изделиям MDR (EU) 2017/745), действует следующее. Если во время или вследствие использования изделия произойдет серьезный инцидент, сообщите о нем изготовителю и/или егополномочному представителю, а также в соответствующий национальный орган страны-участницы, в которой находится пользователь/пациент.



**Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa. Zachować instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Udostępniać instrukcję obsługi innym użytkownikom. Przekazywać urządzenie wraz z instrukcją obsługi.**

## Spis treści

|   |     |
|---|-----|
| 1. Objasnenie symboli .....   | 142 |
| 2. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....                                | 144 |
| 3. Ostrzezenia i wskazowki dotyczące bezpieczenstwa .....                   | 145 |
| 4. Zawartosc opakowania .....   | 148 |
| 5. Opis urzadzenia .....  | 149 |
| 6. Zastosowanie .....   | 149 |
| 6.1 Uruchomienie .....  | 149 |
| 6.2 O czym nalezy pamietac przed wykonaniem<br>pomiaru ciśnienia krwi ..... | 151 |
| 6.3 Pomiar ciśnienia krwi .....   | 152 |
| 6.4 Interpretacja wyników .....   | 153 |
| 6.5 Wyświetlanie i usuwanie wyników pomiarów .....                          | 156 |
| 7. Czyszczenie i konserwacja .....  | 157 |
| 8. Akcesoria i czesci zamienne .....  | 157 |
| 9. Rozwiązywanie problemów .....  | 158 |
| 10. Utylizacja .....  | 159 |
| 11. Dane techniczne .....   | 159 |
| 12. Gwarancja/serwis .....  | 161 |

## 1. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

### ▲ OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nie-uniknięcie tego ryzyka może prowadzić do śmierci lub najcięższych obrażeń ciała.

### ▲ UWAGA

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nie-uniknięcie tego ryzyka może prowadzić do lekkich lub niewielkich obrażeń ciała.



### Informacje o produkcie

Wskazuje na ważne informacje.

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>Przestrzegać instrukcji</b><br>Przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem pracy/ użytkowania urządzeń lub maszyn.                            |   |
|  | Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). | Oznaczenie identyfikujące materiał opakowania.<br>A = skrót dla materiału,<br>B = numer materiału<br>1–7 = tworzywo sztuczne,<br>20–22 = papier i tektura |
|  | Nie wyrzucać baterii zawierających szkodliwe substancje z odpadami z gospodarstwa domowego.   | Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.  |
|  | Producent   |   |
|  | <b>Oznaczenie CE</b><br>Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.                                 | <b>Kod IP</b><br>Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większymi.   |
|  | Zutylizować opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.   | <b>Prąd stały</b><br>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.   |
|   |   | <b>UDI</b><br>Niepowtarzalny identyfikator urządzenia (UDI)<br>Identyfikator do jednoznacznej identyfikacji produktu                                      |
|   |   | <b>LOT</b><br>Oznaczenie partii towaru  |
|   |   | <b>REF</b><br>Numer artykułu  |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>SN</b> | Numer seryjny   |
| <b>MD</b> | Wyrób medyczny  |
|           | <b>Izolacja części wchodzących w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta – typ BF</b><br>Część wchodząca w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta izolowana barierą galwaniczną (F oznacza floating), spełnia wymagania dotyczące prądu upływu w typie B |
|           | Zakres temperatury  |
|           | Zakres wilgotności  |
|           | Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego  |
| #         | Numer typu  |
|           | Data produkcji  |
|           | Symbol importera  |

## 2. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

### Przeznaczenie wyrobu

Ciśnieniomierz (zwany dalej urządzeniem) jest przeznaczony do całkowicie automatycznego, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna na ramieniu.

Jest przeznaczony do samodzielnego pomiaru przez osobę dorosłą w środowisku domowym.

### Grupa docelowa

Pomiar ciśnienia krwi jest odpowiedni dla dorosłych użytkowników, których obwód ramienia mieści się w zakresie nadrukowanym na mankiecie.

### Zastosowanie kliniczne

Użytkowniku może szybko i łatwo określić swoje ciśnienie krwi oraz tętno. Zmierzone wartości są klasyfikowane według wytycznych obowiązujących na całym świecie i oceniane w formie graficznej. Ponadto urządzenie podczas pomiaru może

wykryć ewentualne nieregularne uderzenia serca. Informuje o tym użytkownika, wyświetlając symbol na wyświetlaczu. Urządzenie zapisuje uzyskane wartości pomiarowe i może wskazać na tej podstawie średnie wartości z poprzednich pomiarów. Zarejestrowane dane mogą pomagać pracownikom służby zdrowia podczas diagnozy i leczenia problemów związanych z ciśnieniem krwi. Można je wykorzystywać do długoterminowego monitorowania stanu zdrowia użytkownika.

## Wskazania

W przypadku nadciśnienia i niedociśnienia użytkownik może samodzielnie monitorować w środowisku domowym swoje wartości ciśnienia tętniczego i tętna. Jednak nie trzeba mieć nadciśnienia ani arytmii, aby korzystać z urządzenia.

## Przeciwwskazania

### ▲ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno używać ciśnieniomierza do pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków, dzieci i zwierząt.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową powinny znajdować się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo oraz otrzymać instrukcje od tej osoby, w jaki sposób korzysta się z urządzenia.
- Nie używać urządzenia w przypadku korzystania z implantów elektrycznych (np. rozrusznika serca).
- Przyrząd nie może być używany przez osoby posiadające implanty z metalu.

- Nie należy zakładać mankietu osobom po amputacji piersi.
- Nie należy zakładać mankietu na rany, ponieważ może dojść do dalszych obrażeń.
- Nie należy zakładać mankietu na ramię, w którym są leczone tętnice lub żyły, np. wykonywana angioplastyka / terapia naczyń krwionośnych czy przetoka tętniczo-żylna (AV).
- Nie stosować urządzenia u osób o wrażliwej skórze lub alergików.

## Nieprzewidziane działania niepożądane

- Podrażnienia skóry
- Negatywny wpływ na krążenie krwi

# 3. OSTRZEŻENIA I WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

## Ogólne wskazówki ostrzegawcze

### ▲ OSTRZEŻENIE

- Zmierzone wartości mają wyłącznie charakter informacyjny. Pomiar ciśnienia nie zastępuje badania lekarskiego! Wyniki pomiaru należy skonsultować z lekarzem. Na podstawie pomiaru w żadnym wypadku nie wolno samodzielnie podejmować decyzji medycznych (np. dotyczących dawkowania leków!).
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Produ-

cent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- Używanie ciśnieniomierza poza domem lub w ruchu (np. podczas podróży w samochodzie, karetce lub helikopterze bądź w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych, np. uprawiania sportu) może wpływać na dokładność pomiaru i prowadzić do błędnych pomiarów.
- Choroby układu krążenia mogą powodować błędne pomiary lub zaburzać ich dokładność.
- Nie należy używać urządzenia razem z innymi medycznymi urządzeniami elektrycznymi (urządzenia ME). Może to spowodować błędne działanie urządzenia pomiarowego i być przyczyną niedokładności pomiaru.
- Urządzenia nie wolno używać, gdy nie są spełnione warunki jego przechowywania lub eksploatacji. Może to prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiaru.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z mankiem dostarczonym z ciśnieniomierzem lub zalecanym w niżej instrukcji obsługi. Użycowanie innych manieków może prowadzić do niedokładności pomiarów.
- Należy pamiętać, że podczas pompowania mankietu może dojść do zaburzenia sprawności kończyny.
- Nie należy wykonywać pomiarów częściej niż jest to konieczne. Ograniczenie przepływu krwi może prowadzić do powstawania krwiaków.
- Nie wolno zakłócać cyrkulacji krwi przez zbyt długie pomiar ciśnienia. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy zdjąć mankiet z ramienia.
- Mankiet należy zakładać wyłącznie na ramię. Nie należy zakładać mankietu na inne części ciała.
- Przewód powietrny stwarza ryzyko uduszenia się małych dzieci.
- Drobne części w razie połknięcia mogą stwarzać niebezpieczeństwo udławienia się małych dzieci. W związku z tym dzieci powinny zawsze znajdować się pod nadzorem.
- Należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie nie upadło, a także uważać, aby nim nie potrząsać ani nie nadepnąć na nie.
- Nie wolno rozkładać urządzenia na części, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia, usterek lub nieprawidłowego funkcjonowania.
- Przed użyciem urządzenia przez osoby cierpiące na jedną z poniższych dolegliwości konieczna jest konsultacja z lekarzem: Zaburzenia rytmu serca, zaburzenia krążenia krwi, cukrzyca, stan przedrzucawkowy, hipotonii, dreszcze, drgawki; konsultacja z lekarzem jest również niezbędna w przypadku kobiet ciężarnych.
- Przed użyciem urządzenia przez osoby cierpiące na jedną z poniższych dolegliwości konieczna jest konsultacja z lekarzem: Zaburzenia rytmu serca, zaburzenia krążenia krwi, cukrzyca, stan przedrzucawkowy, hipotonii, dreszcze, drgawki; konsultacja z lekarzem jest również niezbędna w przypadku kobiet ciężarnych.
- W celu wykluczenia różnic pomiędzy stronami pomiar należy najpierw wykonać na obu ramionach.

## Ogólne środki ostrożności

### ▲ UWAGA

- Ciśnieniomierz jest wykonany z podzespołów precyzyjnych i elektronicznych. Dokładność pomiarów i trwałość urządzenia zależą od prawidłowego posługiwania się nim.
- Urządzenie oraz zasilacz należy chronić przed uderzeniami, wilgotą, zabrudzeniem, znacznymi wahaniem temperatury oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przed przystąpieniem do pomiaru urządzenie powinno osiągnąć temperaturę pokojową. Jeśli urządzenie było przechowywane w warunkach zbliżonych do maksymalnej lub minimalnej temperatury przechowywania i transportu, a zostało przeniesione do miejsca, w którym temperatura wynosi 20°C, zaleca się odczekanie ok. 2 godzin przed jego użyciem.
- Nie należy używać ciśnieniomierza w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, nie należy zbliżać go do urządzeń radiowych ani telefonów komórkowych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Należy unikać mechanicznego zwężania, ściskania lub zginania węzyka mankietu.

## Postępowanie z bateriami

### ▲ OSTRZEŻENIE

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub z oczami, należy przemyć podrażnione miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Ryzyko połknienia! Małe dzieci mogą połknąć baterie i udusić się nimi. Z tego względu należy przechowywać baterie w miejscach niedostępnych dla małych dzieci!
- W razie połknienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy założyć rękawiczki ochronne i wyczyścić pojemnik na baterie suchą szmatką.
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.
- Należy przestrzegać znaków polaryzacji plus (+) i minus (-).

### ▲ UWAGA

- Chrońić baterie przed nadmiernie wysoką temperaturą.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z pojemnika na baterie.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu.
- Należy zawsze wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.

- Nie należy używać akumulatorów!

## **Wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej**

### **▲ UWAGA**

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w każdym środowisku wymienionym w niniejszej instrukcji obsługi, łącznie ze środowiskiem domowym.
- W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych w pewnych warunkach urządzenie może być użytkowane tylko w ograniczonym zakresie. W rezultacie może dojść np. do pojawienia się komunikatów o błędach lub awarii wyświetlacza/urządzenia.
- Należy unikać używania tego urządzenia bezpośrednio obok innych urządzeń lub w pionowym zestawieniu z innymi urządzeniami, ponieważ mogłyby to skutkować nieprawidłowym działaniem. Jeśli użytkowanie w wyżej opisany sposób jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia, aby się upewnić, że wszystkie działają prawidłowo.
- Stosowanie akcesoriów lub części zamiennych innych niż określone lub udostępnione przez producenta urządzenia może prowadzić do zwiększenia zakłóceń elektromagnetycznych albo zmniejszenia odporności elektromagnetycznej urządzenia oraz jego nieprawidłowego działania.
- Przenośne urządzenia komunikacyjne RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak przewody antenowe i anteny zewnętrzne) powinny być oddalone o co najmniej 30 cm

od wszelkich części urządzenia, w tym wszystkich przewodów stanowiących zawartość opakowania.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenie może prowadzić do obniżenia parametrów pracy urządzenia.

## **4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem upewnić się, że na urządzeniu ani na akcesoriach nie widać żadnych uszkodzeń, a wszystkie części opakowania zostały usunięte.

W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub podany adres działu obsługi klienta.

- Ciśnieniomierz naramienny
- Mankiet naramienny (22-42 cm)
- Baterie, patrz rozdział „Dane techniczne”
- Torebka do przechowywania
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi
- Książeczka kontroli ciśnienia krwi
- Kabel USB C

## 5. OPIS URZĄDZENIA

Odboścne rysunki przedstawiono na stronie 3.

- |          |                     |           |  |
|----------|---------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Mankiet             | <b>2</b>  | Węzyk mankietu                         |
| <b>3</b> | Wtyk mankietu       | <b>4</b>  | Gniazdko węzyka mankietu (lewa strona) |
| <b>5</b> | Gniazdo zasilacza   | <b>6</b>  | Przycisk START/STOP ①                  |
| <b>7</b> | Przycisk ustawień ⌂ | <b>8</b>  | Przyciski funkcyjne </>                |
| <b>9</b> | Przycisk pamięci 📁  | <b>10</b> | Suwak wyboru użytkownika               |

### Wskazania na wyświetlaczu

- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| <b>11</b> | Ikona połączenia Bluetooth®   | <b>12</b> | Godzina i data   |
| <b>13</b> | Ciśnienie skurczowe  | <b>14</b> | Ciśnienie rozkurczowe  |
| <b>15</b> | Wskaźnik ryzyka  | <b>16</b> | Zmierzone tętno  |
| <b>17</b> | Symbol zaburzenia rytmu serca  / Symbol tętna              | <b>18</b> | AFIB                |
| <b>19</b> | Pamięci użytkownika                                        | <b>20</b> | Wskaźnik spoczynku  |
| <b>21</b> | Kontrola prawidłowego założenia mankietu    | <b>22</b> | Wielokrotny pomiar  |
| <b>23</b> | Wskazanie pamięci: Średnia wartość AVG, rano  , wieczorem  | <b>24</b> | Numer pozycji w pamięci użytkownika  |

**25** Symbol wymiany baterii 

## 6. ZASTOSOWANIE

### 6.1 Uruchomienie

#### Wkładanie baterii

- Zdjąć pokrywkę pojemnika na baterie z tyłu urządzenia **A**.
- Włożyć baterie (patrz rozdział „Dane techniczne”). Baterie należy wkładać zgodnie z oznakowaniem, zachowując prawidłową bieguność **A**.
- Zamknąć pokrywę przegrody baterii.

Jeśli symbol jest wyświetlany  stale, wykonanie pomiaru nie będzie możliwe. Wymienić wszystkie baterie. Po wyjęciu baterii z urządzenia konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Zapisane wyniki pomiarów nie zostaną utracone.

#### Eksplatacja urządzenia z zasilaczem

Urządzenie można również stosować z zasilaczem (poza zakresem dostawy). Przed połączeniem zasilacza z urządzeniem należy się upewnić, że z ciśnieniomierza zostały wyjęte baterie. Podczas pracy z zasilaczem żadne baterie nie mogą znajdować się w komorze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- W celu zapobiegania uszkodzeniom urządzenie wolno stosować wyłącznie z zasilaczem spełniającym wymogi specyfikacji opisanych w rozdziale „Dane techniczne”.

- Zasilacz może być podłączony tylko do napięcia zgodnego z podanym na tabliczce znamionowej.
- Podłączyć zasilacz do odpowiedniego gniazda ciśnieniomierza **5**.
- Następnie podłączyć wtyczkę sieciową zasilacza do gniazda sieciowego.
- Po zakończeniu korzystania z ciśnieniomierza odłączyć zasilacz najpierw od gniazda sieciowego, a następnie od ciśnieniomierza. Po odłączeniu zasilacza od sieci nastąpi skasowanie daty i godziny. Zapisane wyniki pomiarów zostaną jednak zachowane.

## Wybranie ustawień

Przed użyciem urządzenie należy prawidłowo ustawić, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji. Tylko w ten sposób można prawidłowo przesyłać, zapisać i później wywołać wyniki pomiarów z datą i godziną.

Menu ustawień można wywołać na dwa sposoby:

- Przed pierwszym użyciem i po każdej wymianie baterii:  
Po włożeniu baterii do urządzenia użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do odpowiedniego menu.
- Jeśli baterie są już włożone:  
Przy włączonym urządzeniu naciśnąć i przytrzymać **L** przez ok. 3 sekund.

Ustawienia te należy wprowadzać po kolej:



Za każdym razem potwierdzić, naciskając przycisk **L**.

## Godziny

Format godziny migaj:



- Wybrać format godziny za pomocą przycisku </>.


## Data

Miga wskazanie roku:



- Wybrać rok za pomocą przycisku </>.

Miga wskazanie miesiąca:



- Wybrać miesiąc za pomocą przycisku </>.

Miga wskazanie dnia:



- Wybrać dzień za pomocą przycisku </>.

**i** Jeśli jako format godziny ustawiono 12 h, nastąpi zmiana kolejności wyświetlania dnia i miesiąca.

## Godzina

Miga wskazanie godziny:



- Wybrać godzinę za pomocą przycisku </>.

Miga wskazanie minut:



- Wybrać minuty za pomocą przycisku </>.

## Bluetooth®

Na wyświetlaczu migaj symbol **Bluetooth®**.

- Wybrać za pomocą przycisku </>, czy automatyczne przesyłanie danych **Bluetooth®** ma być aktywne (**bŁ on**), czy nieaktywne (**bŁ off**) i potwierdzić przyciskiem </>.

Czas pracy na baterii skraca się przy korzystaniu z transmisji danych przez **Bluetooth®**.

## 6.2 O czym należy pamiętać przed wykonaniem pomiaru ciśnienia krwi

### Ogólne reguły obowiązujące podczas samodzielnego pomiaru ciśnienia krwi

- Aby uzyskać porównywalny i miarodajny profil zmian ciśnienia krwi, należy regularnie mierzyć ciśnienie krwi, zawsze tej samej porze dnia.  
Mierzyć ciśnienie dwa razy dziennie: raz rano, po wstaniu, i raz wieczorem.
- Pomiar należy zawsze wykonywać w stanie wystarczającego wypoczęcia ciała. Należy unikać pomiarów, gdy użytkownik jest zestresowany.
- Przez co najmniej 30 minut przed wykonaniem pomiaru nie należy jeść, pić, palić ani podejmować wysiłku fizycznego.
- Przed pierwszym pomiarom ciśnienia krwi należy odpocząć przez ok. 5 minut!
- Jeśli użytkownik chce wykonać kolejno większą liczbę pomiarów, należy zachować przerwy między pomiarami wynoszące 5 minut.
- Jeśli zmierzona wartość budzi wątpliwości, należy powtórzyć pomiar.

### Zakładanie mankietu

Ciśnienie krwi można mierzyć na obu rękach. Pewne różnice między wynikiem pomiaru wykonywanego na lewym i prawym ramieniu są całkowicie normalne. Pomiar należy zawsze wykonywać na ramieniu z wyższymi wartościami ciśnienia

krwi. Przed rozpoczęciem samodzielnego pomiarów należy to uzgodnić ze swoim lekarzem.

- Pomiar ciśnienia krwi należy wykonywać zawsze na tym samym ramieniu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z dołączonym mankiem, pasującym do obwodu ramienia.
- Przed pomiarem należy sprawdzić dokładność dopasowania za pomocą opisanego poniżej oznaczenia.
- Odkryć ramię. Zwrócić uwagę, czy przepływ krwi w ręce nie jest ograniczony przez zbyt ciasną odzież itp.
- Umieścić mankiet dolną krawędzią ok. 2-3 cm nad zgjęciem łokcia. Urządzenie ustawić w taki sposób, aby oznaczenie ▼ i węzyk mankietu znajdowały się bezpośrednio nad tętnicą **B**.  
Mankiet zapiąć w taki sposób, aby pod zamknięty mankiet można było wsunąć dwa palce **C**.
- Podłączyć węzyk mankietu do złącza na wtyk mankietu.
- Mankiet nadaje się dla użytkownika, gdy oznaczenie  po włożeniu mankietu znajduje się w obszarze „OK”.

### Przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała

- Usiąść prosto i wygodnie w celu wykonania pomiaru ciśnienia. Oprzeć się plecami.
- Położyć ramię na podłożu **D**.
- Ustawić stopy płasko na podłodze, jedna obok drugiej.
- Mankiet musi się znajdować na wysokości serca.
- Podczas pomiaru zachowywać się jak najspokojniej i nie rozmawiać.

## Wybór użytkownika

To urządzenie dysponuje dwiema pamięciami umożliwiającymi osobne zapisanie po 120 pomiarów dla dwóch różnych osób.

W przypadku użytkowania urządzenia przez więcej osób należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego użytkownika przed pomiarem.

- Użyć suwaka , aby ustawić żadanego użytkownika.

## 6.3 Pomiar ciśnienia krwi

Warunek: Założono mankiet, wybrano użytkownika.

### Pomiar

1. Nacisnąć przycisk ①. Na krótko wyświetla się wszystkie elementy wyświetlacza.
2. Ekran startowy wita użytkownika dla wybranego ① lub ②. Z tego ekranu startowego można uzyskać dostęp do wszystkich pozycji menu, np. pamięci użytkownika.
3. Nacisnąć ponownie przycisk ①, aby rozpocząć pomiar. Mankiet zostanie automatycznie napompowany. Rozpocznie się pomiar. ❤ pojawią się po wykryciu tętna.  
Aby przerwać pomiar, nacisnąć przycisk ①.
4. Wyświetlane są wyniki pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna. Przez cały czas pomiaru wyświetlany jest symbol kontroli prawidłowego założenia mankietu ⑩. Jeśli mankiet zostanie założony zbyt luźno, wyświetli się ⑨ i Er-3 . W takim przypadku pomiar zostanie przerwany po ok. 15 sekundach i urządzenie zostanie wyłączone.

Jeśli pomiar był nieprawidłowy, zostanie wyświetlony symbol Er. W takim przypadku należy skorzystać ze wskazówek podanych w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”. W razie potrzeby powtórnie założyć mankiet po 1 minucie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ok. 30 sekund. Wartość jest zapisywana przy wybranym lub ostatnio używanym użytkowniku.

### Wielokrotny pomiar

1. Nacisnąć przycisk ①. Na krótko wyświetla się wszystkie elementy wyświetlacza.
2. Ekran startowy wita użytkownika dla wybranego ① lub ②. Z tego ekranu startowego można uzyskać dostęp do wszystkich pozycji menu, np. pamięci użytkownika.
3. Aby wybrać pomiar wielokrotny, nacisnąć < lub >. Na wyświetlaczu migają x3 . Aby rozpoczęć pomiar, potwierdzić przyciskiem ①.  
Mankiet zostanie automatycznie napompowany. Rozpocznie się proces pomiaru.
4. Urządzenie wyświetla pierwszy cykl pomiaru przez 3 sekundy, a następnie wykonuje zwykły pomiar, który jest powtarzany trzykrotnie. W drugim i trzecim cyklu jest również wyświetlane 30-sekundowe odliczanie, które wskazuje czas do następnego pomiaru.  
Aby przerwać pomiar, nacisnąć przycisk ①.
5. Po trzecim pomiarze średni wynik pomiaru ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego i tętna jest wyświetlany i oznaczany x3 .

Przez cały czas pomiaru wyświetlany jest symbol kontroli prawidłowego założenia mankietu . Jeśli mankiet jest za luźny, zostanie wyświetlony  oraz . W takim przypadku pomiar zostanie przerwany po ok. 5 sekundach i urządzenie zostanie wyłączone.

Jeśli pomiar był nieprawidłowy, zostanie wyświetlony symbol . W takim przypadku należy skorzystać ze wskazówek podanych w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”. W razie potrzeby powtórnie założyć mankiet po 1 minucie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ok. 30 sekund. Wartość jest zapisywana przy wybranym lub ostatnio używanym użytkownika.

## 6.4 Interpretacja wyników

### Ogólne informacje dotyczące ciśnienia krwi

- Ciśnienie krwi opisuje siłę, z jaką przepływająca krew naciska na ściany tętnic. Ciśnienie tętnicze stale zmienia się ze względu na cykl pracy serca.
- Podawana wartość ciśnienia krwi zawiera dwie wartości:
  - Wyższa wartość to **ciśnienie skurczowe**. Powstaje on, gdy dochodzi do skurcza mięśnia sercowego, przez co krew jest tłoczona do naczyń krwionośnych.
  - Niższa wartość to **ciśnienierozkurczowe**. Powstaje on, gdy dochodzi do pełnego rozkurczenia się mięśnia sercowego i napełnienia serca krwią.
- Wahania ciśnienia krwi są normalne. Już powtórny pomiar może wykazać znaczące różnice między zmierzonymi wartościami. Jednorazowe lub nieregularnie wy-

konywane pomiary nie dostarczają zatem wiarygodnych informacji o rzeczywistym ciśnieniu krwi. Uzyskanie wiarygodnej oceny jest możliwe tylko w przypadku regularnych pomiarów w porównywalnych warunkach.

### Zaburzenia rytmu serca

Podczas pomiaru ciśnienia krwi urządzenie może rozpoznać ewentualne zaburzenia rytmu serca. Po pomiarze  wskaże na wszelkie nieprawidłowości tętna.

Powtórzyć pomiar, jeżeli pojawi się symbol .

Aby ocenić swoje ciśnienie krwi, należy używać tylko tych wyników, które zostały zarejestrowane bez nieprawidłowości tętna.

W przypadku częstego pojawiania się , należy się skonsultować z lekarzem. Tylko on jest w stanie stwierdzić występowanie arytmii w toku badania.

### Wskaźnik ryzyka

| Zakres zmierzonych wartości ciśnienia |                                   | Klasyfikacja                                       | Kolor wskaźnika ryzyka |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Ciśnienie skurczowe<br>(w mmHg)       | Ciśnienie rozkurczowe<br>(w mmHg) |  |                        |
| ≥ 180                                 | ≥ 110                             | 3 stopień wysokiego ciśnienia krwi (ciężkie),      | Czerwony               |
| 160–179                               | 100–109                           | 2 stopień wysokiego ciśnienia krwi (umiar-kowane), | Pomarańczowy           |

| Zakres zmierzonych wartości ciśnienia |                                | Klasifikacja  | Kolor wskaźnika ryzyka |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Ciśnienie skurczowe (w mmHg)          | Ciśnienie rozkurczowe (w mmHg) |   |                        |
| 140–159                               | 90–99                          | 1 stopień wysokiego ciśnienia krwi (łagodne) <sub>1</sub> | Żółty                  |
| 130–139                               | 85–89                          | Górna granica normy <sub>1</sub>                          | Zielony                |
| 120–129                               | 80–84                          | Normalna <sub>1</sub>                                     | Zielony                |
| < 120                                 | < 80                           | Optymalne <sub>1</sub>                                    | Zielony                |
| < 90                                  | < 60                           | Zbyt niskie ciśnienie krwi <sub>2</sub>                   | Pomarańczowy           |

<sup>1</sup> Źródło: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup> Źródło: National Health Service, 2023

Wskaźnik ryzyka **15** informuje, w jakim zakresie mieści się zmierzone ciśnienie. Jeśli zmierzone wartości znajdują się w dwóch różnych klasifikacjach (np. ciśnienie skurczowe w zakresie „Normalne podwyższone”, a ciśnienie rozkurczowe w zakresie „Normalne”), wskaźnik ryzyka pokazuje zawsze wyższy zakres – w opisywanym przykładzie będzie to ciśnienie „Normalne podwyższone”.

**i** Należy zwrócić uwagę, że podane wartości standardowe służą jedynie jako ogólne wytyczne, ponieważ indywidualne wartości ciśnienia krwi mogą się różnić.

Należy mieć na uwadze, że wartości z samodzielnego pomiaru w domu są zwykle niższe od tych uzyskanych u lekarza. Należy regularnie konsultować się z lekarzem. Tylko on może podać indywidualne wartości docelowe kontrolowanego ciśnienia krwi – szczególnie przy stosowaniu leczenia farmakologicznego.

## Zbyt niskie ciśnienie krwi

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Zbyt niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie) może być szkodliwe dla zdrowia i powodować zawroty głowy lub omdlenia. O zbyt niskim ciśnieniu krwi mówi się wówczas, gdy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są niższe niż 90/60 mmHG (źródło: National Health Service, 2023).

W przypadku nagłego wystąpienia niskiego ciśnienia krwi należy skontaktować się z lekarzem.

## Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych postaci arytmii serca i charakteryzuje się nieregularnym biciem serca oraz wiąże się ze zwiększoną ryzykiem udaru mózgu, niewydolności serca i innych powikłań sercowych.

Ostateczną diagnozę migotania przedsionków można postawić tylko na podstawie badania lekarskiego, jednak technologia Beurer AFIB tego urządzenia pozwala na jego bardzo precyzyjne wykrywanie. Potencjalne migotanie przedsionków jest wykrywane podczas pomiaru ciśnienia krwi i wyświetlane po zakończeniu pomiaru z symbolem **AFIB** w połączeniu z symbolem **颤**. W przypadku arytmii, np. migotania

przedsonków, wyświetlana wartość ciśnienia krwi może być nieprawidłowa. Jeśli po zakończeniu pomiaru ciśnienia krwi pojawi się symbol **[AFIB]**, należy powtórzyć pomiar. Należy wcześniej odpocząć 5 minut. Podczas pomiaru nie wolno się ruszać ani mówić. Jeśli symbol **[AFIB]** nie był wyświetlany wcześniej i pojawia się częściej, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. W przypadku rozpoznania migotania przedsonków należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących postępowania w przypadku rozpoznania AFIB przez urządzenie.

Nie należy samodzielnie dokonywać rozpoznania i prowadzić leczenia na podstawie wyników pomiarów. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

### **Wskaźnik spoczynku (z wykorzystaniem diagnostyki HSD)**

Jednym z najczęstszych błędów występujących podczas pomiaru ciśnienia krwi jest brak odpowiedniego spoczynku układu krwionośnego użytkownika. W takim przypadku zmierzane ciśnienie skurczowe i rozkurczowe nie odpowiada ciśnieniu spoczynkowemu, które należy jednak uwzględnić do oceny zmierzonych wartości.

Ciśnieniomierz wykorzystuje wbudowaną funkcję diagnostyki stabilności hemodynamicznej (HSD) w celu pomiaru stabilności hemodynamicznej użytkownika podczas pomiaru ciśnienia krwi i może w ten sposób wskazać, czy ciśnienie krwi zostało zmierzone przy odpowiednim spoczynku.

|   |   |
|---|---|
|   | Zmierzona wartość ciśnienia krwi została uzyskana przy odpowiednim spoczynku i z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedla spoczynkowe ciśnienie krwi.  |
|  | Występuje symptom wskazujący na brak spoczynku układu krwionośnego. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zazwyczaj nie odzwierciedlają spoczynkowego ciśnienia krwi. Z tego powodu pomiar należy powtórzyć po fizycznym i psychicznym odpoczynku trwającym przynajmniej 5 minut. |
| Brak symbolu wskaźnika spoczynku  | Nie udało się ustalić podczas pomiaru, czy wystąpił wystarczający spoczynek. Również w takim przypadku pomiar należy powtórzyć po odpoczynku trwającym przynajmniej 5 minut.  |

Brak spoczynku może mieć różne przyczyny, jak np. obciążenie fizyczne organizmu, psychiczne napięcie lub zakłócenie spokoju, rozmowa czy zakłócenia rytmu serca podczas pomiaru ciśnienia krwi.

W większości przypadków diagnostyka HSD daje bardzo dobre rozumnianie, czy podczas pomiaru ciśnienia krwi układ krwionośny pozostawał w spoczynku.

Niektórzy pacjenci z zaburzeniami rytmu serca lub będący w ciągłym napięciu psychicznym mogą jednak pozostawać przez dłuższy czas w stanie niestabilności hemodynamicznej, również po powtarzanych fazach odpoczynku. Dokładność

określenia spoczynkowego ciśnienia krwi jest w przypadku takich osób ograniczona.

Dokładność diagnostyki HSD jest ograniczona, tak jak każdej medycznej metody pomiaru, i w niektórych przypadkach wyniki mogą być błędne. Wyniki pomiaru ciśnienia krwi, w przypadku których został stwierdzony odpowiedni spoczynek układu krwionośnego, są jednak szczególnie wiarygodne.

## 6.5 Wyświetlanie i usuwanie wyników pomiarów

### Użytkownik

Wyniki każdego udanego pomiaru są zapisywane z datą i godziną. W przypadku więcej niż 120 wyników pomiaru najstarsze są usuwane.

Nacisnąć przycisk  na ekranie startowym i wybrać żądanejego użytkownika za pomocą suwaka.

### Średnia wartość

Bluetooth® aktywowany  na wyświetlaczu: Dane pomiarowe są przesyłane automatycznie.

Pojawi się **AVG**:

Wyświetlana jest średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów tego użytkownika.

1. Nacisnąć **>**.

Pojawi się  **AVG**:

Zostanie wyświetlona średnia wartość porannych pomiarów z ostatnich 7 dni (rano: godz. 5:00 - 9:00).

2. Nacisnąć **>**.

Pojawi się  **AVG**:

Zostanie wyświetlona średnia wartość wieczornych pomiarów z ostatnich 7 dni (wieczór: godz. 18:00 - 20:00).

### Pojedyncze wyniki pomiarów

1. Po ponownym naciśnięciu przycisku **>** na wyświetlaczu pojawi się ostatni pojedynczy wynik pomiaru (w przykładzie pomiar 03).
2. Po **</>** ponownym naciśnięciu przycisku można zobaczyć poszczególne uzyskane wyników pomiarów.
3. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk **①**.  
Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk **①**.

### Usuwanie wyników pomiarów

1. W celu usunięcia wszystkich zapisanych wyników pomiarów użytkownika należy najpierw wybrać użytkownika zgodnie z opisem.

Na wyświetlaczu pojawi się **AVG** oraz średnia wartość wszystkich zapisanych pomiarów tego użytkownika.

2. Przytrzymać **< i >** przez ok. 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawi się **CL D1** dla  / **CL D2** dla . Wszystkie wartości wybranego użytkownika zostaną skasowane.

Urządzenie wyłączy się automatycznie.

### Przywracanie ustawień fabrycznych

1. W celu skasowania wszystkich zapisanych pomiarów i ustawień należy wybrać pamięć użytkownika.

Nacisnąć **>**. Na wyświetlaczu wyświetli się  **AVG**.

2. Przytrzymać < i > przez ok. 15 sekund.

Na wyświetlaczu pojawi się ŁL. Wszystkie dane zapisane w urządzeniu zostaną usunięte, a urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych.

Urządzenie wyłączy się automatycznie.

## Przesyłanie wartości pomiarowych

### Przesyłanie przez Bluetooth®

- Pobrać bezpłatną aplikację „beurer HealthManager Pro” ze sklepu Apple App Store lub Google Play.

Przejdź do aplikacji

„beurer HealthManager Pro”

\*



- Uruchomić funkcję Bluetooth® w ustawieniach smartfona.
- Uruchomić aplikację.
- Wybrać w aplikacji BM 64 i postępować zgodnie z instrukcjami.
- Przy pierwszym połączeniu na urządzeniu wyświetlany jest kod PIN. Wprowadzić kod PIN w smartfonie. Po pomyślnym wprowadzeniu danych urządzenie zostaje połączone ze smartfonem.

Lista wymagań systemowych i kompatybilnych urządzeń



\* Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich.

## 7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie i mankiet należy czyścić ostrożnie, wyłącznie za pomocą lekko zwilżonej szmatki.
- Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani mankietu w wodzie, ponieważ ciecza może się dostać do wnętrza, uszkadzając urządzenie i mankiet.
- Podczas przechowywania urządzenia i mankietu nie wolno na nich stawiać ciężkich przedmiotów. Nie należy zbyt mocno zginać węzyka mankietu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

## 8. AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### NE

Akcesoria i części zamienne można znaleźć w witrynie internetowej [www.beurer.de](http://www.beurer.de) w zakładce „Serwis”. W zamówieniu należy podać odpowiedni numer katalogowy.

| Oznaczenie                     | Nr artykułu lub nr katalogowy |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Mankiet uniwersalny (22–42 cm) | 164.503                       |
| Zasilacz (UE)                  | 072.78                        |
| Zasilacz (UK)                  | 072.79                        |

## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Komunikat o błędzie  | Możliwa przyczyna                                    | Rozwiązańe  |
|--|--|---|
|  Er 1 | Nie udało się rozpoznać tętna.                       | Powtórzyć pomiar po odczekaniu minuty. Należy pamiętać, aby podczas pomiaru nie poruszać się i nie rozmawiać.                         |
|  Er 2 | Zmierzone ciśnienie krwi leży poza zakresem pomiaru. | Powtórzyć pomiar. Zwrócić uwagę na to, aby węzyk mankietu był prawidłowo podłączony, a użytkownik nie poruszał się ani nie rozmawiał. |
|  Er 3 | Występuje pneumatyczny błąd systemu.                 | Powtórzyć pomiar. Zwrócić uwagę na to, aby węzyk mankietu był prawidłowo podłączony, a użytkownik nie poruszał się ani nie rozmawiał. |
|  Er 4 | Wystąpił błąd podczas wykonywania pomiaru.           | Powtórzyć pomiar po odczekaniu minuty. Należy pamiętać, aby podczas pomiaru nie poruszać się i nie rozmawiać.                         |

| Komunikat o błędzie  | Możliwa przyczyna  | Rozwiązańe  |
|--|--|---|
|  Er 5 | Ciśnienie pompowania jest wyższe niż 300 mmHg.                 | W ramach powtórnego pomiaru sprawdzić, czy mankiet został prawidłowo napompowany. Zwrócić przy tym uwagę, czy ramię ani ciężkie przedmioty nie leżą na wężu i czy wąż nie jest zagięty. |
|  Er 6 | Wystąpił błąd systemu  | W przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie proszę zwrócić się do serwisu klienta:   |
|  Er 7 | Problemy z połączeniem między smartfonem/tabletem a aplikacją. | Wyłączyć jednostkę główną, zamknąć aplikację i wyłączyć Bluetooth® na smartfonie/tablecie, aby następnie ponownie włączyć funkcję. Spróbować ponownie nawiązać połączenie.              |

# 10. UTYLIZACJA

## Naprawa i utylizacja urządzeń

- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani regulować urządzeń. W przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego działania.
- Nie otwierać urządzenia poza komorą baterii. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje utratą gwarancji.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez serwis producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Przed złożeniem reklamacji zawsze sprawdzić baterie, a w razie potrzeby je wymienić.
- Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do utylizacji w odpowiednim punkcie odbioru w swoim kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



## Utylizacja baterii

- Zużytej, całkowicie rozładowanej baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej utylizacji baterii zgodnie z przepisami.

- Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia:
  - Pb = bateria zawiera olów,
  - Cd = bateria zawiera kadm,
  - Hg = bateria zawiera rtęć.



# 11. DANE TECHNICZNE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ                     | BM 64   |
| Metoda pomiaru          | Oscylometryczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi na ramieniu   |
| Zakres pomiaru:         | Ciśnienie w mankietce 300 mmHg,<br>ciśnienie skurczowe 50-280 mmHg,<br>ciśnienie rozkurczowe 30-200 mmHg,<br>tętno 40-199 uderzeń/min   |
| Dokładność wyświetlania | ciśnienie skurczowe $\pm 3$ mmHg,<br>ciśnienie rozkurczowe $\pm 3$ mmHg,<br>tętno $\pm 8\%$ wyświetlonej wartości                       |
| Odchylenia pomiaru      | maks. dopuszczalne odchylenie standardowe zgodnie z badaniem klinicznym:<br>ciśnienie skurczowe 8 mmHg,<br>ciśnienie rozkurczowe 8 mmHg |
| Pamięć                  | 2x 120 miejsc w pamięci   |
| Wymiary                 | dł. 143 mm x szer. 105 mm x wys. 60 mm  |
| Masa ciała              | Ok. 450 g (bez baterii, z mankiem)  |
| Rozmiar mankietu        | 22 do 42 cm obwodu ramienia   |

|  |   |
|--|---|
| Warunki eksploatacji   | +10 °C do +40 °C, < 90 % względnej wilgotności powietrza,<br>Ciśnienie otoczenia 800–1050 hPa   |
| Warunki przechowywania   | -20 °C do +55 °C, < 90 % względnej wilgotności powietrza (bez kondensacji)  |
| Źródło zasilania   | 4 baterie AA x 1,5V ——  |
| Żywotność baterii  | Do ok. 300 pomiarów, w zależności od wysokości ciśnienia tętniczego lub ciśnienia pompowania i liczby połączeń <i>Bluetooth</i> ®     |
| Przewidywana trwałość produktu   | Informacje na temat okresu eksploatacji produktu można znaleźć w witrynie internetowej beurer.com.                                    |
| Klasifikacja   | Zasilanie wewnętrzne, IP20; nie jest to urządzenie kategorii AP ani APG, praca ciągła, Część mająca kontakt z ciałem pacjenta, typ BF |
| Przesyłanie danych za pomocą technologii bezprzewodowej <i>Bluetooth</i> ® | Urządzenie wykorzystuje technologię <i>Bluetooth</i> ®<br>Pasmo częstotliwości 2,400–2,483 MHz, maks. moc nadawcza 5 dBm              |


Numer seryjny jest podany na urządzeniu lub w pojemniku na baterie.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w wyniku aktualizacji bez konieczności powiadomiania.

- Urządzenie spełnia wymogi norm europejskich EN 60601-1-2 (zgodność z CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) i wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności odnośnie do kompatybilności elektromagnetycznej. Należy pamiętać, że przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Dokładność niniejszego ciśnieniomierza została stwierdzone sprawdzona i dostosowana do długiego okresu użytkowania. W przypadku korzystania z urządzenia w praktyce lekarskiej należy przeprowadzać kontrole pomiarowe za pomocą odpowiednich środków. Szczegółowe informacje na temat weryfikacji dokładności można uzyskać, kontaktując się z serwisem.

## Zasilacz

|           |  |
|-----------|--|
| Nr modelu | LXCP12X-050100BG   |
| Wejście   | 100–240V, 50–60 Hz, 0,5A maks.                           |
| Wyjście   | 5V DC, 1A, tylko w połączeniu z ciśnieniomierzami Beurer |
| Producent | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd                    |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Ochrona  | Urządzenie ma podwójną izolację ochronną i jest wyposażone w bezpiecznik po stronie pierwotnej, który w razie usterki spowoduje odłączenie urządzenia od sieci.<br>Przed użyciem zasilacza należy się upewnić, że baterie są wyjęte z przegrody.                                | odpowiedniemu krajowemu urzędowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik/pacjent. |
|  | Biegunowość   |  |
| <input type="checkbox"/>   | Izolacja ochronna / klasa ochronności 2   |  |
| Obudowa i osłony ochronne  | Obudowa zasilacza chroni przed kontaktem z przedmiotami lub częściami ciała, które przewodzą lub mogłyby przewodzić prąd (palce, igły, haczyk kontrolny).<br>Użytkownikowi nie wolno jednocześnie dotykać pacjenta i wtyczki wyjściowej zasilacza prądu przemiennego i stałego. |  |

## 12. GWARANCJA/SERWIS

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.

### Wskazówka dotycząca zgłoszania incydentów

W przypadku użytkowników/pacjentów z Unii Europejskiej i krajów o identycznych systemach regulacyjnych (rozporządzenie MDR w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745) obowiązują następujące ustalenia: Jeśli w trakcie lub wskutek użytkowania produktu wystąpi poważny incydent, należy go zgłosić producentowi i/lub pełnomocnikowi producenta oraz

# NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg de waarschuwingen en veiligheidsopermerkingen op. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing toegankelijk is voor andere gebruikers. Geef als u het apparaat aan iemand anders geeft, ook de gebruiksaanwijzing mee.

## Inhoud

|  |     |
|--|-----|
| 1. Verklaring van de symbolen .....                        | 162 |
| 2. Beoogd gebruik.....                                     | 164 |
| 3. Waarschuwingen en veiligheidsopermerkingen .....        | 165 |
| 4. Bij levering inbegrepen .....                           | 168 |
| 5. Beschrijving van het apparaat.....                      | 168 |
| 6. Gebruik.....  | 169 |
| 6.1 Ingebruikname.....                                     | 169 |
| 6.2 Voorafgaand aan de bloeddrukmeting in acht nemen ..... | 171 |
| 6.3 Bloeddrukmeting uitvoeren .....                        | 172 |
| 6.4 Resultaten beoordelen .....                            | 173 |
| 6.5 Meetwaarden bekijken en wissen .....                   | 176 |
| 7. Reiniging en onderhoud .....                            | 177 |
| 8. Toebehoren en reserveonderdelen.....                    | 177 |
| 9. Problemen oplossen.....                                 | 178 |
| 10. Afvoeren .....   | 179 |
| 11. Technische gegevens .....                              | 179 |
| 12. Garantie/service .....                                 | 181 |

## 1. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

### WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### VOORZICHTIG

Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan dit lichte of geringe verwondingen tot gevolg hebben.



### Productinformatie

Verwijzing naar belangrijke informatie

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <b>Handleiding in acht nemen</b><br>Lees voor aanvang van het werk en/of het bedienen van apparaten of machines de handleiding                             |   | Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal.<br>A = materiaalafkorting,<br>B = materiaalnummer:<br>1-7 = kunststoffen,<br>20-22 = papier en karton |
|  | Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). |  | Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.  |
|  | Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid   |  | <b>IP-klasse</b><br>Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter  |
|  | Fabrikant  |  | <b>Gelijkstroom</b><br>Het apparaat is alleen geschikt voor gelijkstroom   |
|  | <b>CE-markering</b><br>Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.   |  | Unique Device Identifier (UDI)<br>Code voor een eenduidige productidentificatie  |
|  | Voer de verpakking af overeenkomstig de milieueisen  |  | Chargenummer   |
|   |  |  | Artikelnummer  |
|   |  |  | Serienummer  |

|  |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
|  | Medisch apparaat  |  | Importeurssymbool |
|  | <b>Scheiding van de toegepaste delen type BF</b><br>Galvanisch gescheiden toegepast deel (F staat voor floating), voldoet aan de eisen aan lekstromen voor type B |  |                   |
|  | Temperatuurbereik   |  |                   |
|  | Vochtigheidsbereik  |  |                   |
|  | Luchtdruklimiet   |  |                   |
|  | Typenummer  |  |                   |
|  | Productiedatum  |  |                   |

## 2. BEOOGD GEBRUIK

### Doel

De bloeddrukmeter (hierna ‘apparaat’ genoemd) is bedoeld voor de volautomatische, niet-invasieve meting van arteriële bloeddruk- en hartslagwaarden aan de bovenarm. De bloeddrukmeter is ontwikkeld voor zelfmeting in de thuisomgeving door volwassenen.

### Doelgroep

De bloeddrukmeting is geschikt voor volwassen gebruikers met een bovenarmomtrek die binnen het bereik ligt dat op de manchet wordt vermeld.

### Klinische voordelen

Met dit apparaat kan de gebruiker snel en eenvoudig zijn bloeddruk- en hartslagwaarden registreren. De vastgestelde meetwaarden worden conform internationaal geldende richtlijnen geklassificeerd en grafisch beoordeeld. Het apparaat kan daarnaast eventueel aanwezige onregelmatige hartslagen tijdens de meting herkennen en de gebruiker hier door middel van een symbool op het display op wijzen. Het apparaat slaat de geregistreerde meetwaarden op en kan ook gemiddelde waarden van eerdere metingen weergeven. De

geregistreerde gegevens kunnen zorgverleners helpen bij het diagnosticeren en behandelen van bloeddrukproblemen en dragen voor de gebruiker op die manier bij aan een gezondheidscontrole op de lange termijn.

## Indicaties

De gebruiker kan bij een hoge bloeddruk en een lage bloeddruk zijn bloeddruk en hartslagwaarden zelfstandig in zijn thuisomgeving in de gaten houden. De gebruiker hoeft echter geen hoge bloeddruk of aritmieën te hebben om het apparaat te gebruiken.

## Contra-indicaties

### WAARSCHUWING

- Gebruik de bloeddrukmeter niet bij baby's, kinderen en huisdieren.
- Personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen mogen het apparaat alleen gebruiken wanneer het gebruik plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon en wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als u elektrische implantaten (bijv. een pacemaker) hebt.
- Gebruik het apparaat niet als u metalen implantaten hebt.
- Breng de manchet niet aan bij personen die een borstimplantatie hebben ondergaan.
- Plaats de manchet niet over wonden, omdat dit kan leiden tot meer verwondingen.

- Let op dat de manchet niet om een arm wordt aangebracht waarvan de (slag)aderen een medische behandeling ondergaan, zoals intravasculaire toegang, intravasculaire therapie of een arterioveneuze shunt.
- Gebruik het apparaat niet bij personen met een allergie of een gevoelige huid.

## Onvoorziene bijwerkingen

- Huidirritatie
- Negatieve invloed op de bloedsomloop

## 3. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSOPMERKINGEN

### Algemene waarschuwingen

### WAARSCHUWING

- De waarden die u hebt gemeten, dienen slechts als indicatie – ze vormen geen vervanging van een medisch onderzoek! Bespreek uw gemeten waarden met uw arts. Neem in geen geval zelf medische beslissingen op basis van deze waarden (bijv. met betrekking tot de dosering van medicijnen)!
- Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.
- Het gebruik van de bloeddrukmeter buiten de thuisomgeving of terwijl u in beweging bent (bijv. tijdens een rit

- in een auto of een ambulance, tijdens een vlucht in een helikopter of tijdens lichamelijke inspanning zoals sport), kan de meetnauwkeurigheid beïnvloeden en foutieve metingen veroorzaken.
- Aandoeningen aan hart en bloedvaten kunnen leiden tot foutieve metingen of kunnen de meetnauwkeurigheid beïnvloeden.
  - Gebruik het apparaat niet gelijktijdig met andere medische elektrische apparaten (ME-apparaten). Dit kan leiden tot een storing van de meetapparatuur en/of tot een onnauwkeurige meting.
  - Gebruik het apparaat niet buiten de aangegeven omstandigheden voor opslag en gebruik. Dit kan leiden tot onjuiste metingen.
  - Gebruik voor dit apparaat uitsluitend de meegeleverde of de in deze gebruiksaanwijzing beschreven manchetten. Het gebruik van een andere manchet kan leiden tot onnauwkeurige meetresultaten.
  - Let op dat de functie van het betreffende ledemaat tijdens het oppompen van de manchet kan worden beïnvloed.
  - Voer de metingen niet vaker uit dan nodig is. Als gevolg van een beperking van de bloeddoorstroming kunnen er bloeduitstortingen ontstaan.
  - De bloedsomloop mag niet onnodig lang worden afgebonden door de bloeddrukmeting. Haal bij storingen van het apparaat de manchet van de arm.
- Breng de manchet uitsluitend om de bovenarm aan. Breng de manchet niet om andere delen van het lichaam aan.
  - De luchtslang kan verwurgingsgevaar opleveren voor kleine kinderen.
  - Kleine onderdelen kunnen bij inslikken verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Kinderen moet daarom altijd onder toezicht worden gehouden.
  - Laat het apparaat niet vallen, ga niet op het apparaat staan en schud er niet mee.
  - Haal het apparaat niet uit elkaar. Dit kan namelijk leiden tot beschadigingen, storingen of een onjuiste werking.
  - Alvorens het apparaat in een van de volgende gevallen te gebruiken, moet u uw arts raadplegen: bij hartritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen, diabetes, zwangerschap, pre-eclampsie, lage bloeddruk, koude rillingen of trillingen.
  - Om een verschil tussen de linker- en de rechterzijde uit te sluiten, moet de meting eerst op beide armen worden uitgevoerd.

## Algemene veiligheidsmaatregelen

### ▲ VOORZICHTIG

- De bloeddrukmeter bestaat uit elektronische onderdelen en precisieonderdelen. De nauwkeurigheid van de meetwaarden en de levensduur van het apparaat zijn afhankelijk van de zorgvuldige hantering van het apparaat.

- Bescherm het apparaat en de netadapter tegen schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat op kamertemperatuur komen voordat u met de meting begint. Als de meetapparatuur rond de maximale of minimale opslag- en transporttemperatuur is opgeslagen en in een omgeving met een temperatuur van 20 °C wordt gebracht, wordt aanbevolen om ca. 2 uur te wachten alvorens de meetapparatuur te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elektromagnetische velden en houd het uit de buurt van radioapparatuur of mobiele telefoons.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, adviseren wij u de batterijen uit het apparaat te halen.
- Zorg ervoor dat de manchetslang niet bekeld raakt of samengedrukt of geknikt wordt.

## Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen

### WAARSCHUWING

- Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen!
- Roep bij inslikken onmiddellijk de hulp van een arts in.
- Explosiegevaar! Gooi batterijen niet in vuur.

- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.

### VOORZICHTIG

- Bescherm batterijen tegen overmatige hitte.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen accu's!

## Aanwijzingen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

### VOORZICHTIG

- Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.
- Het apparaat kan bij de aanwezigheid van elektromagnetische storingen onder omstandigheden mogelijk slechts beperkt worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen

bijv. foutmeldingen ontstaan of kan het display/apparaat uitvallen.

- Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of opgestapeld met andere apparaten moet worden vermeden, omdat dit een onjuiste werking tot gevolg kan hebben. Als gebruik op de hiervoor beschreven wijze noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze correct werken.
- Het gebruik van andere toebehoren of reserveonderdelen dan de toebehoren en reserveonderdelen die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar gesteld heeft, kan verhoogde elektromagnetische storingen of een verminderde bestandheid tegen storingen tot gevolg hebben, waardoor het apparaat mogelijk niet correct werkt.
- Houd draagbare HF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur, zoals antennekabels of externe antennen) minstens 30 cm bij alle delen van het apparaat (incl. alle bij de levering inbegrepen kabels) vandaan.
- Als deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit de prestatiekenmerken van het apparaat negatief beïnvloeden.

## 4. BIJ LEVERING INBEGREPEN

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpak-

kingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Bloeddrukmeter voor de bovenarm
- Manchet voor de bovenarm (22-42 cm)
- Batterijen, zie hoofdstuk „Technische gegevens“
- Opbergzakje
- Beknopte handleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Bloeddrukpas
- USB-C-kabel

## 5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

- |          |                             |           |  |
|----------|-----------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Manchet                     | <b>2</b>  | Manchetslang                                 |
| <b>3</b> | Manchetstekker              | <b>4</b>  | Aansluiting voor manchetstekker (linkerkant) |
| <b>5</b> | Aansluiting voor netadapter | <b>6</b>  | START/STOP-toets ①                           |
| <b>7</b> | Insteltoets ②               | <b>8</b>  | Functietoetsen </>                           |
| <b>9</b> | Geheugenknop ③              | <b>10</b> | Schuifregelaar voor gebruikersselectie       |

## Weergaven op het display

- |   |   |
|---|---|
| [11] Symbool voor Bluetooth®-verbinding   | [12] Tijd en datum  |
| [13] Systolische druk   | [14] Diastolische druk  |
| [15] Risico-indicator   | [16] Gemeten hartslagwaarde   |
| [17] Symbool hartritmetstoornis  / Symbool hartslag                     | [18] AFIB                    |
| [19] Gebruikersgeheugen    | [20] Weergave rustindicator  |
| [21] Manchetaanbrengcontrole   | [22] Meervoudige meting      |
| [23] Geheugenweergave: Gemiddelde waarde <b>AVG</b> , ochtend  , avond  | [24] Nummer van de geheugenruimte   |
| [25] Symbool batterij vervangen    |   |

## 6. GEBRUIK

### 6.1 Ingebruikname

#### Batterijen plaatsen

- Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van het apparaat [A].

- Plaats de batterijen (zie het hoofdstuk ‘Technische gegevens’). Plaats de batterijen met de juiste polariteit, zoals aangeduid [A].
- Sluit het deksel van het batterijvak.

Als het symbool  continu wordt weergegeven, kan er geen meting meer worden uitgevoerd. Vervang alle batterijen. Zodra de batterijen uit het apparaat worden verwijderd, moet u de datum en tijd opnieuw instellen. De opgeslagen meetwaarden gaan niet verloren.

#### Gebruik met de netvoeding

U kunt dit apparaat ook met een netvoeding gebruiken (niet meegeleverd). Voordat u de netvoeding op het apparaat aansluit, moet u de batterijen uit het apparaat halen. Tijdens het gebruik met de netvoeding mogen er geen batterijen meer in het batterijvak zitten, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken.

- Om mogelijke beschadigingen te voorkomen, mag het apparaat uitsluitend worden gebruikt met een netvoeding die voldoet aan de in het hoofdstuk “Technische gegevens” beschreven specificaties.
- Bovendien mag de netvoeding alleen worden aangesloten op de netspanning die op het typeplaatje wordt vermeld.
- Steek de netadapter in de daarvoor bedoelde aansluiting van de bloeddrukmeter [5].
- Steek vervolgens de stekker van de netvoeding in het stopcontact.

- Trek na het gebruik van de bloeddrukmeter eerst de netvoeding uit het stopcontact en koppel de netvoeding vervolgens los van de bloeddrukmeter. Zodra u de netvoeding uit het stopcontact trekt, verliest de bloeddrukmeter datum en tijd. De opgeslagen meetwaarden blijven echter bewaard.


## Instellingen configureren

Stel het apparaat voorafgaand aan het gebruik correct in om alle functies te gebruiken. Alleen zo kunnen uw meetwaarden met datum en tijd worden opgeslagen en later weer worden opgevraagd.

Het menu voor de instellingen kunt u op twee manieren openen:

- Voor het eerste gebruik en na het vervangen van de batterijen:  
Als u batterijen in het apparaat plaatst, gaat u automatisch naar het betreffende menu.
- Als de batterijen al zijn geplaatst:  
Houd op het ingeschakelde apparaat  ongeveer drie seconden ingedrukt.

Configureer achtereenvolgens de volgende instellingen:



Bevestig telkens met .

### Uren

Uurweergave knippert:



- Selecteer met </> de uurweergave

### Datum

Jaartal knippert:



- Selecteer met </> het jaartal.

Maandweergave knippert:



- Selecteer met </> de maand.

Dagweergave knippert:



- Selecteer met </> de dag.

 Als de uurweergave 12 h is ingesteld, worden de dag en de maand andersom weergegeven.

### Tijd

Uren knipperen:



- Selecteer met </> het uur.

Minuten knipperen:



- Selecteer met </> de minuten.

### Bluetooth®

Op het display knippert het Bluetooth®-symbool.

- Selecteer met </> of de automatische Bluetooth®-gegevensoverdracht geactiveerd (**bt on**) of gedeactiveerd (**bt off**) moet zijn en bevestig met </>.

De levensduur van de batterijen wordt verkort door de overdracht van gegevens via Bluetooth®.

## 6.2 Voorafgaand aan de bloeddrukmeting in acht nemen

### Algemene regels bij het zelf meten van de bloeddruk

- Om een vergelijkbaar en zinvol profiel over de ontwikkeling van uw bloeddruk te genereren, meet u uw bloeddruk regelmatig op hetzelfde tijdstip van de dag.
- Meet de bloeddruk twee keer per dag: een keer in de ochtend nadat u bent opgestaan en een keer in de avond.
- De meting moet altijd bij voldoende fysieke rust worden uitgevoerd. Vermijd metingen op stressvolle momenten.
- Ten minste 30 minuten voor de meting mag u niet eten, drinken of roken en geen lichamelijke inspanningen verrichten.
- Rust voorafgaand aan de eerste bloeddrukmeting altijd 5 minuten uit!
- Als u meer metingen na elkaar wilt uitvoeren, moet tussen de afzonderlijke metingen telkens 5 minuten rust worden gehouden.
- Herhaal de meting wanneer u twijfelt over de gemeten waarden.

### Manchet aanbrengen

U kunt de bloeddruk aan beide armen meten. Bepaalde afwijkingen tussen de waarden aan de rechter- en linkerarm zijn volkomen normaal. Voer de meting altijd uit aan de arm met de hogere bloeddrukwaarden. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u met de zelfmeting begint.

- Meet uw bloeddruk altijd aan dezelfde arm.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde manchet, passend bij de omtrek van uw bovenarm.
- Controleer voorafgaand aan de meting de pasvorm met behulp van de hieronder beschreven indexmarkering.
- Ontbloot uw bovenarm. De doorbloeding van de arm mag niet worden belemmerd, bijvoorbeeld door te strakke kledingstukken.
- Plaats de manchet met de onderste rand ongeveer 2-3 cm boven de binnenkant van de elleboog. Lijn het apparaat zo uit dat de markering ▼ en de manchetslang zich direct boven de slagader bevinden **B**.
- De manchet moet zo strak worden aangebracht dat er nog twee vingers onder de gesloten manchet passen **C**.
- Steek nu de manchetslang in de aansluiting voor de manchetstekker.
- Deze manchet is geschikt voor u als de indexmarkering **D** na het aanbrengen van de manchet binnen het OK-bereik ligt.

### Juiste lichaamshouding aannemen

- Zorg ervoor dat u tijdens de bloeddrukmeting rechtop en comfortabel zit. Leun met uw rug tegen de stoelleuning.
- Leg uw arm op een ondergrond **D**.
- Plaats uw voeten naast elkaar plat op de grond.
- De manchet moet zich ter hoogte van het hart bevinden.
- Blijf tijdens de meting zo rustig mogelijk en praat niet.

## Gebruiker selecteren

Dit apparaat heeft twee gebruikers met elk 120 geheugenuimtes om de metingen van twee verschillende personen gescheiden van elkaar op te kunnen slaan.

Als het apparaat door meerdere personen wordt gebruikt, moet u erop letten dat u voorafgaand aan elke meting de juiste gebruiker instelt:

- Gebruik de schuifregelaar om de gewenste gebruiker in te stellen.

## 6.3 Bloeddrukmeting uitvoeren

Voorwaarde: manchet aangebracht, gebruiker geselecteerd.

### Meting

1. Druk op ①. Alle displayelementen worden kort weergegeven.
2. Het startscherm begroet u voor geselecteerde ① of ②. Vanuit dit startscherm kunt u naar alle menuonderdelen gaan, bijv. Gebruikersgeheugen.
3. Druk nogmaals op ①. om de meting te starten. De manchet wordt automatisch opgepompt. Het meetproces wordt gestart. ❤ wordt weergegeven zodra er een hartslag wordt herkend.

Druk op ① om de meting af te breken.

4. De metingen voor systolische druk, diastolische druk en hartslag worden weergegeven. Het symbool voor de manchetaanbrengcontrole ③ wordt gedurende de volledige meting weergegeven. Als de manchet te los is aangebracht, worden ④ en ⑤ weergegeven. In dat geval

wordt de meting na ongeveer 15 seconden afgebroken en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Er verschijnt wanneer de meting niet juist kon worden uitgevoerd. Neem in dat geval het hoofdstuk 'Wat te doen bij problemen' in acht. Herhaal eventueel na 1 minuut het aanbrengen van de manchet. Het apparaat wordt na ongeveer 30 seconden automatisch uitgeschakeld. De waarde is bij de geselecteerde of bij de laatst gebruikte gebruiker opgeslagen.

### Meervoudige meting

1. Druk op ①. Alle displayelementen worden kort weergegeven.
2. Het startscherm begroet u voor geselecteerde ① of ②. Vanuit dit startscherm kunt u naar alle menuonderdelen gaan, bijv. Gebruikersgeheugen.
3. Druk op < of > om de meervoudige meting te selecteren.  knippert op het display. Bevestig met ① om de meting te starten.

De manchet wordt automatisch opgepompt. Het meetproces wordt gestart.

4. Het apparaat geeft de eerste meetcyclus 3 seconden lang weer en voert vervolgens een normale meting uit, die drie keer wordt herhaald. Tijdens de tweede en derde cyclus wordt ook een afteltimer van 30 seconden weergegeven, die de wachttijd voor de volgende meting aangeeft.

Druk op ① om de meting af te breken.

5. Na de derde meting wordt het gemiddelde meetresultaat voor systolische druk, diastolische druk en hartslag weergegeven en door middel van  aangegeven.

Het symbool voor de manchetaanbrengcontrole  wordt gedurende de volledige meting weergegeven. Als de manchet te los is aangebracht, worden  en  weergegeven. In dat geval wordt de meting na ongeveer 5 seconden afgebroken en het apparaat wordt uitgeschakeld.

 verschijnt wanneer de meting niet juist kon worden uitgevoerd. Neem in dat geval het hoofdstuk 'Wat te doen bij problemen' in acht. Herhaal eventueel na 1 minuut het aanbrengen van de manchet. Het apparaat wordt na ongeveer 30 seconden automatisch uitgeschakeld. De waarde is bij de geselecteerde of bij de laatst gebruikte gebruiker opgeslagen.

## 6.4 Resultaten beoordelen

### Algemene informatie over de bloeddruk

- De bloeddruk is de kracht waarmee de bloedstroom tegen de wanden van aders drukt. De arteriële bloeddruk verandert in de loop van een hartcyclus constant.
- De bloeddruk wordt altijd in de vorm van twee waarden weergegeven:
  - De hoogste druk is de **systolische bloeddruk**. Deze ontstaat wanneer de hartspier zich samentrekt en het bloed daardoor in de bloedvaten wordt gedrukt.

- De laagste druk is de **diastolische bloeddruk**. Dit is de druk die aanwezig is wanneer de hartspier zich volledig uitgerekt heeft en het hart zich met bloed vult.

- Schommelingen in de bloeddruk zijn normaal. Zelfs bij een herhaalde meting kan er sprake zijn van aanzienlijke verschillen tussen de gemeten waarden. Eenmalige of onregelmatige metingen geven daarom geen betrouwbare informatie over de werkelijke bloeddruk. Een betrouwbare beoordeling is alleen mogelijk als u regelmatig metingen uitvoert onder vergelijkbare omstandigheden.

### Hartritmestoornissen

Het apparaat kan tijdens de bloeddrukmeting eventuele hartritmestoornissen identificeren. Na de meting wijst  u op eventuele onregelmatigheden in uw hartslag.

Herhaal de meting als  wordt weergegeven.

Gebruik voor de beoordeling van uw bloeddruk alleen de resultaten die zonder onregelmatigheden in uw hartslag zijn geregistreerd.

Raadpleeg uw arts als  vaak wordt weergegeven. Alleen hij kan de aanwezigheid van een stoornis tijdens een onderzoek vaststellen.

## Risico-indicator

| Bereik van de gemeten bloeddrukwaarden |                          | Classificatie                                     | Kleur van de risico-indicator |
|--|--------------------------|---|-------------------------------|
| Systolisch<br>(in mmHg)                | Diastolisch<br>(in mmHg) |   |                               |
| ≥ 180                                  | ≥ 110                    | Hoge bloeddruk graad 3 (ernstig) <sub>1</sub>     | Rood                          |
| 160–179                                | 100–109                  | Hoge bloeddruk graad 2 (middelmatig) <sub>1</sub> | Oranje                        |
| 140–159                                | 90–99                    | Hoge bloeddruk graad 1 (licht) <sub>1</sub>       | Geel                          |
| 130–139                                | 85–89                    | Hoog-normaal <sub>1</sub>                         | Groen                         |
| 120–129                                | 80–84                    | Normaal <sub>1</sub>                              | Groen                         |
| < 120                                  | < 80                     | Optimaal <sub>1</sub>                             | Groen                         |
| < 90                                   | < 60                     | Te lage bloeddruk <sub>2</sub>                    | Oranje                        |

<sup>1</sup>Bron: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Bron: National Health Service, 2023

De risico-indicator **15** geeft aan binnen welk gebied de bloeddruk zich bevindt. Als de gemeten waarden zich in twee verschillende gebieden bevinden (bijv. systolisch in het gebied ‘hoog-normaal’ en diastolisch in het gebied ‘normaal’), dan geeft de risico-indicator altijd het hoogste gebied weer; in het beschreven voorbeeld is dat ‘hoog-normaal’.

**i** Houd er rekening mee dat deze standaardwaarden uitsluitend opgevat mogen worden als algemene richtlijn, omdat de bloeddruk per persoon kan afwijken.

Houd er ook rekening mee dat de waarden die u thuis zelf meet over het algemeen lager zijn dan de waarden die bij uw arts worden gemeten. Raadpleeg regelmatig uw arts. Alleen uw arts kan u vertellen wat uw persoonlijke streefwaarden zijn voor een gecontroleerde bloeddruk – met name als u een medicamenteuze behandeling ondergaat.

### Te lage bloeddruk

#### WAARSCHUWING

Een te lage bloeddruk (hypotensie) kan gevvaarlijk zijn voor de gezondheid en duizeligheid of flauwvallen veroorzaken. We spreken van een te lage bloeddruk wanneer systole en diastole lager zijn dan 90/60 mmHg (bron: National Health Service, 2023).

Raadpleeg een arts wanneer u plotseling een lage bloeddruk hebt.

### Atriumfibrilleren

Boezemfibrilleren is een van de meest voorkomende vormen van een hartritmestoornis en wordt gekenmerkt door een onregelmatige hartslag en een groter risico op beroertes, hartfaalen en andere hartcomplicaties.

De uiteindelijke diagnose van boezemfibrilleren kan alleen door middel van een medisch onderzoek worden gesteld, maar de Beurer AFIB-technologie van dit apparaat maakt al een zeer nauwkeurige detectie mogelijk. Daarbij wordt tijdens de bloeddrukmeting mogelijk boezemfibrilleren herkend. Na de meting wordt dit middels het symbool **AFIB** in combinatie met het symbool **WF** weergegeven. Bij aritmie, zoals boe-

zemfibrilleren, kan de weergegeven bloeddrukwaarde vertekend zijn. Als na een bloeddrukmeting het symbool AFIB wordt weergegeven, herhaalt u het meetproces. Rust van tevoren 5 minuten uit. Tijdens de meting mag u niet bewegen en niet spreken. Als het symbool AFIB opnieuw en vaker wordt weergegeven, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts. Als bekend is dat u last hebt van boezemfibrilleren, volg dan de instructies van uw arts op over hoe u te werk moet gaan bij een AFIB-detectie door het apparaat. Voer geen zelfdiagnose en -behandelingen uit op basis van de resultaten van de meting, maar volg altijd de instructies van de arts op.

### Rustindicator (door de HSD-diagnostiek)

Een van de meest voorkomende fouten bij het meten van de bloeddruk is dat er op het moment van de meting geen sprake is van voldoende rust in de bloedsomloop bij de gebruiker. In dit geval geven de gemeten systolische en diastolische bloeddrukwaarde niet de bloeddruk in rust weer, die wel nodig is voor de beoordeling van de gemeten waarden.

Deze bloeddrukmeter maakt gebruik van de geïntegreerde hemodynamische stabiliteitsdiagnostiek (HSD) om de hemodynamische stabiliteit van de gebruiker tijdens de bloeddrukmeting te meten. Op die manier kan de bloeddrukmeter aangeven of de bloeddruk bij voldoende rust in de bloedsomloop is vastgesteld.

|   |  |
|---|--|
|   | De gemeten bloeddrukwaarde is bij voldoende rust in de bloedsomloop vastgesteld en geeft vrij zeker de bloeddruk in rust van de gebruiker weer.  |
|  | Er zijn aanwijzingen voor onvoldoende rust in de bloedsomloop. De bloeddrukwaarden die in dit geval zijn gemeten, weerspiegelen in de regel niet de bloeddruk in rust. Daarom moet de meting na een lichamelijke en geestelijke rusttijd van minstens 5 minuten worden herhaald. |
| Het symbool van de rustindicator wordt niet weergegeven.                          | Tijdens de meting kon niet worden bepaald of er sprake was van voldoende rust in de bloedsomloop. Ook in dit geval moet de meting na een rustpauze van minstens 5 minuten worden herhaald.   |

Onvoldoende rust in de bloedsomloop kan verschillende oorzaken hebben, zoals lichamelijke belasting, geestelijke inspanning of afleiding, praten of hartritmestoornissen tijdens de meting.

In de meeste gevallen biedt de HSD zeer goede informatie over de aanwezigheid van rust in de bloedsomloop bij een bloeddrukmeting.

Bepaalde patiënten met hartritmestoornissen of permanente geestelijke belasting kunnen echter ook langdurig hemodynamisch instabiel blijven, zelfs na meerdere rustperioden. De nauwkeurigheid van de vastgestelde bloeddruk in rust is bij deze gebruikers beperkt.

De HSD heeft net als alle andere medische meetmethoden een beperkte nauwkeurigheid en kan in enkele gevallen onjuiste resultaten leveren. De gemeten bloeddrukwaarden waarbij voldoende rust in de bloedsomloop is vastgesteld, zijn echter zeer betrouwbaar.

## 6.5 Meetwaarden bekijken en wissen

### Gebruiker

De resultaten van elke succesvolle meting worden met datum en tijd opgeslagen. Bij meer dan 120 meetgegevens worden telkens de oudste meetgegevens gewist.

Druk op  op het startscherm en selecteer de gewenste gebruiker met de schuifregelaar.

### Gemiddelde waarde

Bluetooth® geactiveerd  op het display: meetgegevens worden automatisch overgedragen.

### Meetwaarden wissen

**AVG** wordt weergegeven:

De gemiddelde waarde van alle voor deze gebruiker opgeslagen meetwaarden wordt weergegeven.

1. Druk op .

 **AVG** wordt weergegeven:

Gemiddelde waarde van de ochtendmetingen van de laatste 7 dagen wordt weergegeven (ochtend: 05.00 uur – 09.00 uur).

2. Druk op .

 **AVG** wordt weergegeven:

Gemiddelde waarde van de avondmetingen van de laatste 7 dagen wordt weergegeven (avond: 18.00 uur – 20.00 uur).

### Afzonderlijke meetwaarden

1. Als u nogmaals op  drukt, wordt de laatste afzonderlijke meting op het display weergegeven (in dit voorbeeld meting 03).
2. Als u nogmaals op  drukt, kunt u de afzonderlijke meetwaarden bekijken.
3. Druk op  om het apparaat weer uit te schakelen.  
Druk op  om het menu te verlaten.

### Meetwaarden wissen

1. Om alle opgeslagen meetwaarden van een gebruiker te wissen, selecteert u de betreffende meetwaarden.

Op het display worden **AVG** en de gemiddelde waarde van alle opgeslagen meetwaarden van deze gebruiker weergegeven.

2. Houd  en  ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Op het display wordt  /  voor  weergegeven. Alle waarden van de geselecteerde gebruiker worden gewist.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

### Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Selecteer het gebruikersgeheugen om alle opgeslagen meetwaarden en instellingen te wissen.

- Druk op >. Op het display wordt  AVG weergegeven.  
2. Houd < en > ongeveer 15 seconden ingedrukt.

Op het display wordt  L weergegeven. Alle op het apparaat opgeslagen gegevens worden gewist, het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

## Meetwaarden overdragen

### Overdracht via Bluetooth®

- Download de gratis app 'beurer HealthManager Pro' in de Apple App Store of de Google Play Store.

Hier gaat u naar de app  
'beurer HealthManager Pro'  
\*



- Activeer Bluetooth® in de instellingen van de smartphone.
- Open de app.
- Selecteer BM 64 in de app en volg de instructies op.
- Als er voor het eerst verbinding wordt gemaakt, wordt er een pincode weergegeven op het apparaat. Voer de pincode op de smartphone in. Nadat de code met succes is ingevoerd, is het apparaat met de smartphone verbonden.

Lijst met systeemvereisten en compatibele apparaten



\* Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese richtlijnen.

## 7. REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat en de manchet voorzichtig met alleen een licht bevochtigde doek.
- Gebruik geen schoonmaakproducten of oplosmiddelen.
- Houd het apparaat en de manchet nooit onder water, omdat er anders vocht kan binnendringen, waardoor het apparaat en de manchet beschadigd kunnen raken.
- Zorg ervoor dat er geen zware voorwerpen op het apparaat en de manchet worden geplaatst als u deze opbergt. De manchetslang mag niet worden geknikt.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

## 8. TOEBEHOREN EN RESERVEONDERDELEN

Toebehoren en reserveonderdelen vindt u op de homepage [www.beurer.de](http://www.beurer.de) in de rubriek 'Service'. Geef het bijbehorende bestelnummer op.

| Omschrijving                  | Artikel-/bestelnummer |
|-------------------------------|-----------------------|
| Universale manchet (22-42 cm) | 164.503               |
| Netvoeding (EU)               | 072.78                |
| Netvoeding (UK)               | 072.79                |

## 9. PROBLEMEN OPLOSSEN

| Fout-melding  | Mogelijke oorzaak                                | Oplossing  |
|---|--|--|
|  Er 1 | Er kon geen hartslag worden gemeten.             | Herhaal de meting na een pauze van een minuut. Let erop dat u tijdens de meting niet spreekt of beweegt.                       |
|  Er 2 | De gemeten bloeddruk ligt buiten het meetbereik. |  |
|  Er 3 | Er is sprake van een pneumatische systeemfout.   | Voer het meetproces opnieuw uit. Zorg ervoor dat de manchetslang correct is aangesloten en dat u niet beweegt en niet spreekt. |
|  Er 4 | Er is een fout opgetreden tijdens de meting.     | Herhaal de meting na een pauze van een minuut. Let erop dat u tijdens de meting niet spreekt of beweegt.                       |

| Fout-melding   | Mogelijke oorzaak  | Oplossing   |
|--|--|---|
|  Er 5 | De oppompdruk is hoger dan 300 mmHg.                                 | Controleer bij een nieuwe meting of de manchet correct kan worden opgepompt. Zorg ervoor dat uw arm niet op de slang ligt en dat er geen zware voorwerpen op de slang liggen. De slang mag ook niet geknikt zijn. |
|  Er 6 | Er is sprake van een systeemfout.                                    | Neem bij deze foutmelding contact op met de klantenservice.   |
|  Er 7 | Er zijn problemen met de verbinding tussen smartphone/tablet en app. | Schakel de hoofdunit uit, sluit de app en deactiveer in eerste instantie <i>Bluetooth®</i> op uw smartphone/tablet om de functie vervolgens opnieuw te activeren. Probeer opnieuw verbinding te maken.            |
|  LO   | De batterijen zijn bijna leeg.                                       | Plaats nieuwe batterijen in het apparaat.   |

## 10. AFVOEREN

### Apparaat repareren en afvoeren

- U mag het apparaat niet zelf repareren of afstellen. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd.
- Maak het apparaat niet open. U mag alleen het batterijvak openen. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde verkopers worden uitgevoerd. Controleer voordat u een klacht indient altijd eerst de batterijen en vervang deze als dat nodig is.
- Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Voer het apparaat af conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct af te voeren.

- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:

- Pb = batterij bevat lood
- Cd = batterij bevat cadmium
- Hg = batterij bevat kwik



## 11. TECHNISCHE GEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type                           | BM 64   |
| Meetmethode                    | Oscillometrische, non-invasieve bloeddrukmeting aan de bovenarm   |
| Meetbereik                     | Manchetdruk 300 mmHg,<br>systolisch 50-280 mmHg,<br>diastolisch 30-200 mmHg,<br>hartslag 40-199 slagen/minuut |
| Nauwkeurigheid van de weergave | Systolisch $\pm 3$ mmHg,<br>diastolisch $\pm 3$ mmHg,<br>hartslag $\pm 5\%$ van de weergegeven waarde         |
| Meetonzekerheid                | Max. toelaatbare standaardafwijking conform klinische controle: systolisch 8 mmHg/<br>diastolisch 8 mmHg      |
| Geheugen                       | 2 x 120 geheugenruimtes   |
| Afmetingen                     | L 143 mm x b 105 mm x h 60 mm   |
| Gewicht                        | Ongeveer 450 g (zonder batterijen, met manchet)   |

### Batterijen verwijderen

- De volledig lege batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Deponeer batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als

|  |  |
|--|--|
| Manchetmaat  | Bovenarmomtrek van 22 tot 42 cm  |
| Omstandigheden bij gebruik                             | +10 °C tot +40 °C, <90 % relatieve luchtvochtigheid, omgevingsdruk van 800–1050 hPa  |
| Omstandigheden bij opslag                              | -20 °C tot +55 °C, <90% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)   |
| Stroomvoorziening                                      | 4 x 1,5V AA-batterijen   |
| Levensduur batterijen                                  | Voor ongeveer 300 metingen, afhankelijk van de hoogte van de bloeddruk dan wel de oppompdruk en van het aantal Bluetooth®-verbindingen |
| Te verwachten levensduur van het product               | Informatie over de levensduur van het product vindt u op beurer.com  |
| Classificatie  | Interne voeding, IP20 geen AP of APG, ononderbroken werking, toegepast onderdeel, type BF  |
| Gegevens-overdracht via Bluetooth® wireless technology | Het apparaat maakt gebruik van Bluetooth®, frequentieband 2,400–2,483 MHz, zendvermogen max. 5 dBm                                     |

Het serienummer staat op het apparaat of in het batterijvak.

Wijzigingen van de technische gegevens zonder kennisgeving zijn om actualiseringenredenen voorbehouden.

- Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN 60601-1-2 (in overeenstemming met CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Let er daarbij op dat draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur dit apparaat negatief kunnen beïnvloeden.
- De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is ontwikkeld met het oog op een lange gebruiksduur. Wanneer het apparaat in de geneeskunde wordt gebruikt, moeten meettechnische controles met daarvoor geschikte middelen worden uitgevoerd. Uitgebreide informatie over het controleren van de nauwkeurigheid kan worden aangevraagd via het servicepunt.

## Netadapter

|           |  |
|-----------|--|
| Modelnr.  | LXCP12X-050100BG   |
| Ingang    | 100–240V, 50–60 Hz, 0,5A max                               |
| Uitgang   | 5V DC, 1A, alleen in combinatie met Beurer bloeddrukmeters |
| Fabrikant | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd                      |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Beveiliging  | Het apparaat is dubbel geïsoleerd en beschikt over een zekering aan de primaire zijde, die het apparaat in geval van een storing loskoppelt van het elektriciteitsnet.<br>Zorg ervoor dat u de batterijen uit het batterijvak hebt verwijderd, voordat u de netadapter gebruikt. | gemachtigde en bij de desbetreffende nationale overheid van de lidstaat waarin de gebruiker/patiënt zich bevindt. |
|  | Polariteit   |   |
| <input type="checkbox"/>   | Dubbel geïsoleerd/veiligheidsklasse 2  |   |
| Behuizing en afdekkingen   | De behuizing van de netadapter beschermt tegen aanraking van onderdelen die onder stroom staan of kunnen staan (vingers, naalden, testhaak).<br>De gebruiker mag de patiënt en de uitgangsstekker van de AC/DC-netadapter niet tegelijkertijd aanraken.                          |   |

## 12. GARANTIE/SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in de meegeleverde garantiebrochure.

### Melding van incidenten

Voor gebruikers/patiënten in de Europese Unie en bij identieke reguleringsstelsystemen (verordening betreffende medische apparaten MDR (EU) 2017/745) geldt: als zich tijdens of vanwege het gebruik van het product een ernstig incident voordoet, dient u dit te melden bij de fabrikant en/of bij diens



Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem. Overhold advarslerne og sikkerhedsanvisningerne. Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug. Gør betjeningsvejledningen tilgængelig for andre brugere. Vedlæg også betjeningsvejledningen ved overdragelse af apparatet.

## Indhold

|  |     |
|--|-----|
| 1. Symbolforklaring .....                    | 182 |
| 2. Tilsigtet brug .....                      | 184 |
| 3. Advarsler og sikkerhedsanvisninger .....  | 185 |
| 4. Leveringsomfang .....                     | 187 |
| 5. Beskrivelse af apparatet.....             | 188 |
| 6. Anvendelse.....                           | 188 |
| 6.1 Ibrugtagning .....                       | 188 |
| 6.2 Før blodtryksmålingen.....               | 190 |
| 6.3 Udførelse af blodtryksmåling .....       | 191 |
| 6.4 Vurdering af resultaterne .....          | 192 |
| 6.5 Visning og sletning af måleværdier ..... | 194 |
| 7. Rengøring og vedligeholdelse .....        | 195 |
| 8. Tilbehør og reservedele .....             | 196 |
| 9. Fejlfinding .....                         | 196 |
| 10. Bortskaffelse .....                      | 197 |
| 11. Tekniske data.....                       | 198 |
| 12. Garanti/service .....                    | 199 |

## 1. SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på emballagen og på apparatets typeskilt:


### ▲ ADVARSEL

Betegner en potentiel fare. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.

### ▲ FORSIGTIG

Betegner en potentiel fare. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i lette eller mindre kvæstelser.

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Produktoplysninger</b><br>Vigtige oplysninger   |
|  | <b>Se betjeningsvejledningen</b><br>Læs betjeningsvejledningen forud for arbejdet med og/eller betjeningen af apparater eller maskiner |

|   |  |
|---|--|
|   | Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)           |
|  | Batterier, der indeholder skadelige stoffer, må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald  |
|  | Producent  |
|  | <b>CE-mærkning</b><br>Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.   |
|  | Emballagen skal bortskaffes miljømæssigt korrekt   |
|  | Mærkning til identifikation af emballagen.<br>A = Materialeforkortelse,<br>B = Materialenummer:<br>1-7 = Plast,<br>20-22 = Papir og pap            |
|  | Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.  |
|  | <b>IP-klasse</b><br>Beskyttet mod faste fremmedlegemer, 12,5 mm i diameter og derover  |
|  | <b>Jævnstrøm</b><br>Apparatet kan kun bruges med jævnstrøm   |
|  | <b>UDI</b> (unik udstyrsidentifikator)<br>Til entydig tydelig produktidentifikation  |
|  | <b>Lot-nummer</b>  |
|  | <b>Varenummer</b>  |
|  | <b>Serienummer</b>   |
|  | <b>Medicinsk udstyr</b>  |
|  | <b>Isolering af de anvendte dele af type BF</b><br>Galvanisk isoleret, anvendt del (F står for floating), opfylder kravene til lækstrøm for type B |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  | Temperaturområde                |
|   | Fugtighedsområde                |
|   | Begrænsning af atmosfærisk tryk |
|   | Typenummer                      |
|   | Produktionsdato                 |
|   | Importørsymbol                  |

## 2. TILSIGTET BRUG

### Anvendelsesformål

Blodtryksmåleren (efterfølgende apparat) er beregnet til fuldautomatisk, ikke-invasiv måling af arterielle blodtryks- og pulsværdier på overarmen.

Den er beregnet til selvmåling af voksne i hjemmet.

### Målgruppe

Blodtryksmålingen er velegnet til voksne brugere, hvis overarmskreds ligger inden for det område, der er trykt på manchetten.

### Kliniske fordele

Med dette apparat kan brugerne nemt og hurtigt måle sine blodtryks- og pulsværdier. De registrerede måleværdier klassificeres i henhold til internationalt gældende retningslinjer og vurderes grafisk. Apparatet kan også registrere eventuelle forekomster af uregelmæssige hjerteslag under målingen og gøre brugerne opmærksom på det med et symbol på displayet. Apparatet gemmer de registrerede måleværdier og kan derudover give oplysninger om gennemsnitsværdier fra tidligere målinger. De registrerede data kan være en hjælp til sundhedspersonalet i forbindelse med diagnosticering og behandling af problemer med blodtrykket, og dermed bidrager de til en kontrol af brugerens sundhed over en lang periode.

### Indikationer

Brugerne kan ved hypertoni og hypotoni selvstændigt overvåge blodtryk og pulsværdier samt arytmier i hjemmet. Bru-

geren behøver dog ikke at være ramt af hypertoni eller arytmier for at bruge apparatet.

## Kontraindikationer

### ▲ ADVARSEL

- Anvend ikke blodtryksmåleren på nyfødte, børn eller husdyr.
- Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner skal holdes under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og denne person skal informere dem om brugen af apparatet.
- Anvend ikke apparatet, hvis du har elektriske implantater (f.eks. en pacemaker).
- Anvend ikke apparatet, hvis du har metalimplantater.
- Anbring ikke manchetten på personer, som har fået en brystamputation.
- Anbring ikke manchetten oven på sår, da dette kan medføre yderligere kvæstelser.
- Sørg for, at manchetten ikke lægges på en arm, hvis arterier eller vener er under medicinsk behandling, f.eks. intravaskulær adgang eller en intravaskulær behandling eller en arteriovenøs (A-V-) shunt.
- Anvend ikke apparatet på personer med allergier eller følsom hud.

## Uforudsete bivirkninger

- Hudirritation
- Negativ indflydelse på blodcirculationen

## 3. ADVARSLER OG SIKKERHEDS-ANVISNINGER

### Generelle advarsler

### ▲ ADVARSEL

- De værdier, du selv finder frem til, er kun til din egen information – de er ingen erstatning for en lægeundersøgelse! Tal med lægen om de målte værdier, og træk ikke selv medicinske beslutninger på baggrund af værdierne (f.eks. om doseringen af lægemidler)!
- Apparatet er kun beregnet til det formål, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ukorrekt brug eller brug i strid med formålet.
- Hvis blodtryksmåleren bruges uden for hjemmet eller under bevægelse (f.eks. under transport i en bil, ambulance eller helikopter eller under udøvelse af fysiske aktiviteter såsom sport), kan målenøjagtigheden blive påvirket, hvilket kan medføre målefejl.
- Sygdomme i hjerte-kredsløbssystemet kan medføre fejlmålinger eller forringe målenøjagtigheden.
- Apparatet må ikke bruges samtidigt med andre elektro-medicinske apparater (ME-apparater). Det kan medføre funktionsfejl på apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Apparatet må ikke anvendes uden for de anførte opbevarings- og driftsbetingelser. Det kan medføre forkerte måleresultater.

- Anvend udelukkende de medfølgende manchetter eller de manchetter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, sammen med dette apparat. Brugen af andre manchetter kan medføre unøjagtige målinger.
- Vær opmærksom på, at oppumpningen af manchetten kan medføre funktionsnedsættelse i den pågældende legemsdel.
- Foretag ikke flere målinger end nødvendigt. Den nedsatte blodcirkulation kan medføre blå mærker.
- Blodtryksmålingen må ikke standse blodcirkulationen i unødig lang tid. I tilfælde af en fejlfunction på apparatet skal du tage manchetten af armen.
- Anbring udelukkende manchetten på overarmen. Anbring ikke manchetten andre steder på kroppen.
- Luftslangen udgør en kvælningsrisiko for småbørn.
- Små dele i apparatet kan udgøre en kvælningsrisiko for småbørn. De skal derfor altid holdes under opsyn.
- Tab ikke apparatet, og undgå at træde på eller ryste apparatet.
- Apparatet må ikke skilles ad, da det kan medføre beskadigelser, fejl og funktionsforstyrrelser.
- Hvis et af de følgende punkter gør sig gældende, skal brugeren altid rádføre sig med sin læge forud for brugen af apparatet: Hjerterytmeafstyrrelser, kredsløbslidelser, diabetes, graviditet, svangerskabsforgiftning, lavt blodtryk, kuldrystelser, rystelser.
- For at undgå sideforskæl skal målingen i første omgang foretages på begge arme.

## Generelle forholdsregler

### ⚠ FORSIGTIG

- Blodtryksmåleren består af præcisionskomponenter og elektroniske komponenter. Måleværdiernes nøjagtighed og apparatets levetid afhænger af, hvordan du behandler apparatet.
- Beskyt apparatet og strømforsyningen mod stød, fugt, snavs, kraftige temperatursvingninger og direkte sollys.
- Apparatet skal have stuetemperatur, før der måles. Hvis blodtryksmåleren er blevet opbevaret tæt ved den maksimale eller den minimale opbevarings- og transporttemperatur og anbringes et sted, hvor temperaturen er 20 °C, anbefales det at vente i ca. 2 timer, inden apparatet tages i brug.
- Benyt ikke apparatet i nærheden af kraftige, elektromagnetiske felter, og hold det på afstand af radioudstyr og mobiltelefoner.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at tage batterierne ud.
- Undgå mekanisk indsnævring, sammentrykning eller knæk af manchettens slange.

## Anvisninger vedrørende håndtering af batterier

### ⚠ ADVARSEL

- Hvis lækket batterisyre kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skyldes med vand, og man skal søge læge.

- Risiko for kvælning! Små børn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn!
- Ved indtagelse, kontakt omgående læge.
- Eksplorationsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
- Hvis der er løbet batterisyre ud af et batteri, skal du tage beskyttelseshandsker på og rense batterirummet med en tør klud.
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
- Følg polaritetsmarkeringerne for plus (+) og minus (-).

#### **▲ FORSIGTIG**

- Beskyt batterier mod meget høj varme.
- Batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
- Hvis apparatet står ubenyttet hen i længere tid, skal batterierne fjernes fra batterirummet.
- Der må kun anvendes batterier af samme eller en tilsvarende type.
- Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
- Anvend ikke genopladelige batterier!

## **Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet**

#### **▲ FORSIGTIG**

- Apparatet egner sig til brug i alle omgivelser, der er anført i denne betjeningsvejledning, herunder også private boliger.
- I nærheden af elektromagnetisk interferens kan apparatets funktion være nedsat. Dette kan eksempelvis forår-

sage fejlmeddelelser eller manglende display-/apparatfunktion.

- Dette apparat bør ikke anvendes i umiddelbar nærhed af andre apparater eller stablet med andre apparater, da det kan forårsage forstyrrelser i forbindelse med brugen af apparatet. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet under ovenstående forhold, skal dette apparat og de andre apparater overvåges for at sikre, at de fungerer, som de skal.
- Brug af andet tilbehør eller andre reservedele end det/dem, som producenten af dette apparat har fastlagt eller leveret, kan forårsage øget udsendelse af elektrisk interferens eller forringe apparatets elektromagnetiske immunitet, og det kan medføre forstyrrelser af eller fejl i forbindelse med brugen af apparatet.
- Bærbare højfrekvente kommunikationsapparater (inklusive tilbehør såsom antenneledninger eller eksterne antenner) skal overholde en afstand på mindst 30 cm til alle dele af apparatet inklusive alle medfølgende kabler.
- Manglende overholdelse heraf kan forårsage en forringelse af apparatets funktionsegenskaber.

## **4. LEVERINGSOMFANG**

Kontrollér, at den leverede vares emballage er ubeskadiget, og at alt er med. Kontrollér før brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader, og at alt emballagemateriale er fjernet.

Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.

- Overarmsblodtryksmåler
- Overarmsmanchet (22-42 cm)
- Batterier, se kapitlet „Tekniske data“
- Opbevaringspose
- Kvikvejledning
- Betjeningsvejledning
- Blodtrykspas
- USB-C-kabel

## 5. BESKRIVELSE AF APPARATET

De tilhørende tegninger er vist på side 3.

- |          |                                |           |   |
|----------|--------------------------------|-----------|---|
| <b>1</b> | Manchet                        | <b>2</b>  | Manchetslange                                 |
| <b>3</b> | Manchetstik                    | <b>4</b>  | Tilslutning til manchetstik<br>(venstre side) |
| <b>5</b> | Tilslutning til strømforsyning | <b>6</b>  | START/STOP-knap ①                             |
| <b>7</b> | Indstillingsknap ④             | <b>8</b>  | Funktionsknapper </>                          |
| <b>9</b> | Hukommelsesknap ⑤              | <b>10</b> | Skyder til brugervalg                         |

### Visning på displayet

- |           |                                     |           |                    |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>11</b> | Symbol for Bluetooth®-forbindelse ⑥ | <b>12</b> | Klokkeslæt og dato |
| <b>13</b> | Systolisk tryk                      | <b>14</b> | Diastolisk tryk    |

- |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| <b>15</b> | Risikoindikator   | <b>16</b> | Beregnet pulsværdi  |
| <b>17</b> | Symbol for hjertertymeforstyrrelse  /<br>Symbol for puls                  | <b>18</b> | AFIB                        |
| <b>19</b> | Brugerhukommelse    | <b>20</b> | Visning af hvileindikator  |
| <b>21</b> | Kontrol af manchetplacering    | <b>22</b> | Gentagne målinger x3  |
| <b>23</b> | Hukommelsesvisning:<br>Gennemsnitsværdi <b>AVG</b> ,<br>morgen  , aften  | <b>24</b> | Nummer på hukommelsespladsen  |
| <b>25</b> | Symbol for batteriskift    |           |   |

## 6. ANVENDELSE

### 6.1 Ibrugtagning

#### Isætning af batterier

- Fjern dækslet over batterirummet på bagsiden af apparatet **A**.
- Sæt batterierne i (se kapitlet ”Tekniske data“). Sæt batterierne i, så polerne vender korrekt som vist **A**.
- Luk batterirumsdækslet igen.

Når symbolot  vises permanent, er det ikke længere muligt at foretage målinger. Udskift alle batterierne. Når batterierne er taget ud af apparatet, skal dato og klokkeslæt indstilles igen. De gemte måleværdier går ikke tabt.

## Brug med strømforsyningen

Du kan også bruge apparatet med en strømforsyning (medfølger ikke). Inden du forbinder strømforsyningen med apparatet, skal du dog sørge for, at batterierne er taget ud af apparatet. Ved brug med strømforsyningen må der ikke være batterier i batterirummet, da det kan forårsage beskadigelser af apparatet.

- For at forebygge eventuelle beskadigelser må apparatet kun anvendes med en strømforsyning, som er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data".
- Derudover må strømforsyningen kun tilsluttes til den netspænding, der fremgår af typeskiltet.
- Slut strømforsyningen til den dertil beregnede tilslutning på bagsiden af blodtryksmåleren **5**.
- Slut derefter strømforsyningens netstik til en stikkontakt.
- Efter brug af blodtryksmåleren skal du først koble strømforsyningen fra stikkontakten og derefter fra blodtryksmåleren. Så snart du trækker strømforsyningen ud, mister blodtryksmåleren dato og klokkeslæt. De lagrede måleværdier gemmes dog stadig.

## Indstillinger

Indstil apparatet korrekt, før det tages i brug, for at udnytte alle funktioner. Kun på den måde kan måleværdierne gemmes med dato og klokkeslæt og hentes frem på et senere tidspunkt.

Menuen Indstillinger kan åbnes på to forskellige måder:

- Før den første ibrugtagning, og hver gang du har udskiftet batterierne:  
Når du sætter batterier i apparatet, åbnes den pågældende menu automatisk.
- Når batterierne allerede er sat i:  
Hold  trykket ned i ca. i tre sekunder på det tændte apparat.

Foretag disse indstillinger en efter en:




Bekræft ved at trykke på .

### Timer

Timeformatet blinker:

- Vælg timeformat med  / .



### Dato


Årstallet blinker:

- Vælg årstal med  / .



Månedsvisningen blinker:

- Vælg måned med  / .



Dagsvisningen blinker:

- Vælg dag med  / .



Hvis 12 h er indstillet som timeformat, er rækkefølgen af dags- og månedsvisning byttet om.

## Klokkeslæt

Timetallet blinker:



- Vælg timetal med </>.

Minuttallet blinker:



- Vælg minuttal med </>.

## Bluetooth®

Bluetooth®-symbolet blinker på displayet.

- Vælg med </>, om automatisk Bluetooth®-dataoverførsel skal være aktiveret (**bt on**) eller deaktiveret (**bt off**), og bekræft med </>.

Batterilevetiden forkortes ved overførsel via Bluetooth®.

## 6.2 Før blodtryksmålingen

### Generelle regler ved selvmåling af blodtrykket

- For at oprette en sammenlignelig og informativ profil over udviklingen af dit blodtryk bør du måle dit blodtryk regelmæssigt og altid på samme tidspunkt på dagen.  
Det anbefales at måle blodtrykket to gange om dagen: En gang om morgenen, når du står op, og en gang om aftenen.
- Mål altid i tilstrækkelig, fysisk hvile. Undgå måling på stressede tidspunkter.
- Du bør hverken spise, drikke, ryge eller være fysisk aktiv 30 minutter før målingen.
- Hvil altid i 5 minutter før den første blodtryksmåling!
- Hvis du ønsker at udføre flere målinger efter hinanden, skal du altid vente mindst 5 minutter mellem hver måling.

- Gentag målingen ved tvivlsomme målinger.

### Anbringelse af manchetten

Du kan måle blodtrykket på begge arme. Visse afvigelser mellem værdierne på højre og venstre arm er helt normale. Udfør altid målingen på armen med de højeste blodtryksværdier. Rådfør dig til dette formål med din læge, inden du påbegynder selvmålingen.

- Mål derefter altid blodtrykket på samme arm.
- Anvend kun apparatet med den medfølgende manchet, som passer til dit overarmsomfang.
- Inden målingen skal pasformen kontrolleres ved hjælp af indeksmarkeringen, der er beskrevet nedenfor.
- Blotlæg overarmen. Blodtilførslen til armen må ikke være hæmmet på grund af stramme klædningsstykker eller lignende.
- Anbring manchetten med den nederste kant ca. 2-3 cm over albuen. Vend manchetten, så markeringen **A** og manchetslangen ligger direkte over arterien **B**.  
Der skal altid være plads til to fingre under den lukkede manchet **C**.
- Sæt derefter manchetslangen i tilslutningen til manchetstikket.
- Denne manchet passer til dig, hvis indeksmarkeringen **A** er inden for OK-området, når manchetten er blevet anlagt.

### Indtag den rette kropsholdning

- Sæt dig bekvemt og ret op, når du skal måle dit blodtryk. Læn ryggen mod noget.

- Læg din arm på et underlag .
- Anbring fodderne fladt ved siden af hinanden på gulvet.
- Manchetten skal være i hjertehøjde.
- Vær så stille som muligt under målingen, og tal ikke.

## Valg af bruger

Dette apparat er beregnet til to brugere med hver 120 hukommelsespladser til separat lagring af måleresultaterne for to forskellige personer.

Sørg altid for, at apparatet indstilles til den rigtige bruger før hver måling, hvis det bruges af flere personer:

- Brug skyderen til at indstille den ønskede bruger.

## 6.3 Udførelse af blodtryksmåling

Forudsætning: Manchet anbragt, bruger valgt.

### Måling

1. Tryk på  Alle displayelementer vises kortvarigt.
2. Startskærmen byder dig velkommen til det valgte  eller . Fra denne startskærm kommer du til alle menupunkter, f.eks. Brugerhukommelse.
3. Tryk på  igen for at starte målingen. Manchetten pumpes automatisk op. Målingen starter.  vises, når der registreres en puls.

Tryk på [on/off]  for at afbryde målingen.

4. Måleresultaterne Systolisk tryk, Diastolisk tryk og Puls vises. Symbolet  for kontrol af manchettens placering vises under hele målingen. Hvis manchetten er for løs, vises

 og . Hvis det sker, bliver målingen afbrudt efter ca. 15 sekunder, og apparatet slukker.

 vises, hvis målingen ikke kunne gennemføres korrekt. Se i så fald kapitlet „Fejlfinding“. Anbring evt. manchetten igen efter 1 minut. Apparatet slukker automatisk efter 30 sekunder. Værdien er gemt hos den valgte eller senest anvendte bruger.

### Gentagne målinger

1. Tryk på  Alle displayelementer vises kortvarigt.
2. Startskærmen byder dig velkommen til det valgte  eller . Fra denne startskærm kommer du til alle menupunkter, f.eks. Brugerhukommelse.
3. Du kan vælge flergangsmåling ved at trykke på < eller >.  blinker på displayet. Bekræft med  for at starte målingen.

Manchetten pumpes automatisk op. Målingen starter.

4. Apparatet viser den første målecyklus i 3 sekunder og foretager derefter en regulær måling, som gentages tre gange. Den anden og tredje cyklus viser også en nedtælling på 30 sekunder, der angiver ventetiden for den næste måling.

Tryk på  for at afbryde målingen.

5. Efter den tredje måling vises det gennemsnitlige måleresultat for systolisk tryk, distolisk tryk og puls, og symbolet .

Symbolet  for kontrol af manchettens placering vises under hele målingen. Hvis manchetten er for løs, vises

og . I dette tilfælde afbrydes målingen efter ca. 5 sekunder, og apparatet slukker.

vises, hvis målingen ikke kunne gennemføres korrekt. Se i så fald kapitlet „Fejlfinding“. Anbring evt. manchetten igen efter 1 minut. Apparatet slukker automatisk efter 30 sekunder. Værdien er gemt hos den valgte eller senest anvendte bruger.

## 6.4 Vurdering af resultaterne

### Generelle oplysninger om blodtrykket

- Blodtrykket er den kraft, hvormed blodgennemstrømnningen trykker mod arterievæggene. Det arterielle blodtryk ændrer sig hele tiden i løbet af en hjertecyklus.
- Blodtrykket angives altid med to værdier:
  - Det højeste tryk er det **systoliske blodtryk**. Det opstår, når hjertemusken trækker sig sammen, og blodet der ved trykkes ud i blokkarrene.
  - Det laveste tryk er det **diastoliske blodtryk**. Det opstår, når hjertemusken igen har strakt sig helt ud, og hjertet fyldes med blod.
- Swingninger i blodtrykket er normalt. Selv ved en gentaget måling kan der være betydelige forskelle mellem de målte værdier. Enkelte eller uregelmæssige målinger leverer derfor ikke pålidelige oplysninger om det faktiske blodtryk. En pålidelig vurdering er kun mulig, hvis du foretager regelmæssige målinger under de samme betingelser.

### Hjerterytmefforstyrrelser

Under blodtryksmålingen kan apparatet identificere eventuelle hjerterytmefforstyrrelser. Efter målingen angiver eventuelle uregelmæssigheder i pulsen.

Gentag målingen, når vises.

Til vurdering af dit blodtryk må du kun bruge resultater, hvor der ikke blev registreret uregelmæssigheder i pulsen.

Rådfør dig med din læge, hvis ofte vises. Det er kun muligt at konstatere, om der foreligger en forstyrrelse i forbindelse med en undersøgelse.

### Risikoindikator

| Det målte blodtryksområde |                      | Klassifikation                                 | Farve på risikoindikatoren |
|---------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Systole<br>(i mmHg)       | Diastole<br>(i mmHg) |  |                            |
| ≥ 180                     | ≥ 110                | Højt blodtryk 3. grad (alvorligt) <sup>1</sup> | Rød                        |
| 160–179                   | 100–109              | Højt blodtryk 2. grad (moderat),               | Orange                     |
| 140–159                   | 90–99                | Højt blodtryk 1. grad (mildt) <sup>1</sup>     | Gul                        |
| 130–139                   | 85–89                | Højt normalt,                                  | Grøn                       |
| 120–129                   | 80–84                | Normal <sup>1</sup> ,                          | Grøn                       |
| < 120                     | < 80                 | Optimalt <sup>1</sup> ,                        | Grøn                       |
| < 90                      | < 60                 | For lavt blodtryk <sup>2</sup>                 | Orange                     |

<sup>1</sup>Kilde: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Kilde: National Health Service, 2023

Risikoindikatoren **15** angiver, i hvilket område det målte blodtryk ligger. Hvis de målte værdier ligger i to forskellige klassificeringsområder (f.eks. systolisk værdi i området "Højt normalt" og diastolisk værdi i området "Normalt"), så viser risikoindikatoren altid det højeste område, i det beskrevne eksempel "Højt normalt".

 Bemærk, at disse standardværdier kun er generelle retningslinjer, da det individuelle blodtryk kan afvige.

Vær opmærksom på, at du ved selvmåling derhjemme typisk vil opleve lavere måleværdier end hos lægen. Rådfør dig med din læge med jævne mellemrum. Det er kun lægen, der kan oplyse dig om individuelle målværdier for et kontrolleret blodtryk, især hvis du modtager en medicinsk behandling.

## For lavt blodtryk

### **ADVARSEL**

For lavt blodtryk (hypotoni) kan være sundhedsskadeligt og kan forårsage svimmelhed eller besvimelse. Der er tale om et for lavt blodtryk, når systole og diastole ligger under 90/60 mmHG (kilde: National Health Service, 2023).

Søg læge, hvis du pludselig lider af lavt blodtryk.

## Atrieflimren

Atrieflimren er en af de mest almindelige former for hjerterytmeforstyrrelse og er karakteriseret ved uregelmæssigt hjerteslag kombineret med øget risiko for slagtilfælde, hjertesvigt og andre hjertekomplikationer.

Mens den endelige diagnose af atrieflimren kun kan konstateres ved en lægeundersøgelse, gør Beurer AFIB-teknologien i dette apparat det muligt at erkende dette med høj nøjagtighed. Under blodtryksmålingen registreres en mulig atrieflimren, og efter målingen vises den med symbolet **AFIB** i kombination med symbolet . Hvis der foreligger arytmier – som atrieflimren – kan den viste blodtryksværdi være forfalsket. Hvis symbolet **AFIB** vises efter en blodtryksmåling, skal du gentage målingen. Hvil dig i 5 minutterinden. Du må ikke bevæge dig eller tale under målingen. Hvis symbolet **AFIB** vises igen og oftere, bedes du kontakte din læge hurtigt muligt. Ved kendt atrieflimren skal du følge din læges anvisninger vedrørende fremgangsmåden i tilfælde af, at apparatet registrerer AFIB. Udfør ikke selvdiagnoser og selvbehandlinger baseret på måleresultaterne. Følg i stedet altid lægens anvisninger.

## Hvileindikator (ved hjælp af HSD-diagnostik)

En af de mest almindelige fejl ved måling af blodtrykket er, at brugerens kredsløb ikke er tilstrækkeligt i hvile under målingen. I så tilfælde afspejler den målte, systoliske og diastoliske blodtryksværdi ikke hvileblodtrykket, som skal anvendes til vurdering af de målte værdier.

Denne blodtryksmåler bruger den integrerede hæmodynamiske stabilitetsdiagnostik (HSD) til at måle brugerens hæmodynamiske stabilitet under blodtryksmålingen og kan dermed give en indikation af, om blodtrykket blev målt, mens kredsløbet var tilstrækkeligt i hvile.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Den målte blodtryksværdi blev målt, mens brugerens kredsløb var tilstrækkeligt i hvile, og afspejler med rimelig sikkerhed brugerens hvileblodtryk.   |
|                                | Der er tegn på, at kredsløbet ikke var tilstrækkeligt i hvile. Blodtryksværdier, der måles under disse omstændigheder, afspejler normalt ikke hvileblodtrykket. Derfor bør målingen gentages efter en fysisk og mental hvileperiode på mindst 5 minutter. |
| Der vises ingen hvileindikator | Under målingen kunne det ikke bestemmes, om kredsløbet var tilstrækkeligt i hvile. I så fald bør målingen ligeledes gentages efter en hvileperiode på mindst 5 minutter.  |

Hvis kredsløbet ikke er tilstrækkeligt i hvile, kan det have forskellige årsager, f.eks. fysiske belastninger, mentale spændinger/forstyrrelser, tale eller hjertearytmier under målingen. I langt de fleste tilfælde giver HSD-diagnostikken en god orientering om, hvorvidt kredsløbet er i hvile under en blodtryksmåling.

Visse patienter med hjertearytmier eller varig, psykisk belastning kan dog forblive hæmodynamisk ustabile i længere tid – også efter gentagne hvilepauser. Nøjagtigheden af det registrerede hvileblodtryk er begrænset hos disse brugere. HSD-diagnostikken har som enhver anden medicinsk målemetode en begrænset nøjagtighed og kan i enkelte tilfælde angive forkerte resultater. Blodtryksmåleresultater, hvor det

registreres, at kredsløbet er tilstrækkeligt i hvile, er dog særligt pålidelige.

## 6.5 Visning og sletning af måleværdier

### Bruger

Resultaterne af enhver gennemført måling gemmes med dato og tid. Ved mere end 120 måledata slettes de ældste måledata.

Tryk på på startskærmen, og vælg den ønskede bruger med skyderen.

### Gennemsnitsværdi

Bluetooth® er aktivert i displayet: Måledata overføres automatisk.

### Sletning af måleværdier

#### AVG vises:

Gennemsnitsværdien for alle lagrede måleværdier for denne bruger vises.

1. Tryk på .

#### AVG vises:

Gennemsnitsværdien for de sidste 7 dages morgenmålinger vises (morgen: kl. 5.00 – 9.00).

2. Tryk på .

#### AVG vises:

Gennemsnitsværdien for de sidste 7 dages aftenmålinger vises (aften: kl. 18.00 – 20.00).

## Værdier for enkeltmålinger

1. Hvis du trykker på > igen, vises den seneste enkeltmåling på displayet (i eksemplet måling 03).
2. Hvis du trykker på </> igen, kan du få vist de målte enkeltværdier.
3. Tryk på ① for at slukke apparatet igen.  
Tryk på ① for at lukke menuen.

## Sletning af måleværdier

1. Hvis alle gemte måleværdier for en bruger skal slettes, vælges brugeren.

I displayet vises **AVG** og gennemsnitsværdien for alle gemte måleværdier for denne bruger.

2. Hold < og > nede i ca. 5 sekunder.

I displayet vises  $\text{LL } 01$  for  $\text{R}_1$  /  $\text{LL } 02$  for  $\text{R}_2$ . Alle værdier for den valgte bruger slettes.

Apparaten stängs av automatiskt.

## Nulstilling af apparatet til standardindstillingerne

1. Vælg brugerhukommelsen for at slette alle gemte måleværdier og indstillinger.

Tryk på >. I displayet vises **AVG**.

2. Hold < og > nede i ca. 15 sekunder.

På displayet vises  $\text{LL}$ . Alle data, der er gemt på apparatet, slettes, apparatet nulstilles til standardindstillingerne. Apparatet slukkes automatiskt.

## Overførsel af måleværdierne

### Overførsel via Bluetooth®

- Download den gratis app "beurer HealthManager Pro" i Apple App Store eller Google Play Store.

Her kan du få appen

"beurer HealthManager Pro"

\*



- Aktiver Bluetooth® i smartphonens indstillinger.
- Start appen.
- Vælg BM 64 i appen, og følg anvisningerne.
- Første gang der oprettes forbindelse, vises en PIN-kode på enheden. Indtast PIN-koden på smartphonen i indtastningsfeltet. Efter korrekt indtastning af koden er apparatet forbundet med din smartphone.

Liste over systemkrav og kompatible apparater



\* Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske direktiver.

## 7. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør forsigtigt apparatet og manchetten og kun med en let fugtet klud.
- Anvend aldrig rengørings- eller oplosningsmidler.

- Apparatet og manchetten må aldrig holdes under vand, da væsken ellers kan trænge ind og beskadige apparatet og manchetten.
- Når apparatet og manchetten opbevares, må der ikke stå tunge genstande oven på dem. Manchetslangen må ikke have nogen skarpe knæk.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud.

## 8. TILBEHØR OG RESERVEDELE

Tilbehør og reservedele finder du på hjemmesiden [www.beurer.de](http://www.beurer.de), rubrikken "Service". Angiv det tilhørende bestillingsnummer.

| Betegnelse                  | Vare- eller bestillingsnummer |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Universalmanchet (22-42 cm) | 164.503                       |
| Strømforsyning (EU)         | 072.78                        |
| Strømforsyning (UK)         | 072.79                        |

## 9. FEJLFINDING

| Fejlmed-ling | Mulig årsag   | Afhjælpning   |
|--------------|---|---|
| Er 1         | Der blev ikke registreret nogen puls.   | Gentag målingen efter en pause på ét minut. Vær opmærksom på, at du ikke må tale eller bevæge dig under målingen. |
| Er 2         | Det målte blodtryk ligger uden for måleområdet.   |   |
| Er 3         | Der er en pneumatisk systemfejl.<br> | Gentag måleproceduren. Sørg for, at manchetslangen er tilsluttet korrekt, og at du ikke bevæger dig eller taler.  |
| Er 4         | Der opstod en fejl i forbindelse med målingen.  | Gentag målingen efter en pause på ét minut. Vær opmærksom på, at du ikke må tale eller bevæge dig under målingen. |

| Fejlmed-ling | Mulig årsag  | Afhjælpning   |
|--------------|--|---|
| Er5          | Oppumpnings-trykket er over 300 mmHg.                                | Udfør en ny måling, og kontrollér, om manchetten kan pumpes korrekt op. Vær opmærksom på, at hverken din arm eller tunge genstande må ligge på slangen, og at slangen ikke må være bøjet. |
| Er6          | Der er opstået en systemfejl.  | Hvis denne fejlmelding forekommer, skal du henvende dig til kundeservice.   |
| Er7          | Der er problemer med forbindelsen mellem smartphone/tablet og appen. | Sluk for hovedenheden, luk appen, og deaktivér først Bluetooth® på din smartphone/tablet for derefter at genaktivere funktionen. Prøv at oprette forbindelsen igen.                       |
| LD           | Batterierne er næsten tomme.   | Sæt nye batterier i apparatet.  |

## 10. BORTSKAFFELSE

### Reparation og bortskaffelse af apparatet

- Du må ikke selv reparere eller justere apparatet. I så fald kan korrekt funktion ikke længere garanteres.
- Åbn ikke apparatet uden for batterirummet. Overholderes dette ikke, bortfalder garantien.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere. Kontrollér altid batterierne, og udskift dem om nødvendigt inden en eventuel reklamation.
- Apparatet må ikke bortslettes med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske via den lokale genbrugsstation. Apparatet skal bortslettes i henhold til EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunens tekniske forvaltning.



### Bortskaffelse af batterierne

- De brugte, helt afladede batterier må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffaldet. Bortslet batterierne i særligt mærkede opsamlingsbeholdere, på genbrugsstationer eller hos forhandlere af el-apparater. Du er forpligtet til at bortslette batterierne korrekt.
- Disse symboler finder du på batterier, der indeholder skadelige stoffer:
  - Pb = batteriet indeholder bly.
  - Cd = batteriet indeholder cadmium.
  - Hg = batteriet indeholder kviksølv.



# 11. TEKNISKE DATA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type                  | BM 64  |
| Målemetode            | Oscillerende, ikke-invasiv blodtryksmåling på overarmen  |
| Måleområde            | Manchettryk 300 mmHg,<br>systolisk 50-280 mmHg,<br>diastolisk 30-200 mmHg,<br>puls 40-199 slag/minut |
| Visningsnøjagtighed   | Systolisk $\pm 3$ mmHg,<br>diastolisk $\pm 3$ mmHg,<br>puls $\pm 5\%$ af den viste værdi             |
| Måleusikkerhed        | Maks. tilladt standardafvigelse iht. klinisk test: systolisk 8 mmHg,<br>diastolisk 8 mmHg            |
| Hukommelse            | 2x 120 hukommelsespladser  |
| Mål                   | L 143 mm x B 105 mm x H 60 mm  |
| Vægt                  | Omtrent 450 g (uden batterier, med manchet)  |
| Manchetstørrelse      | 22 til 42 cm overarmsomkreds   |
| Driftsmæssige forhold | +10 °C til +40 °C, <90 % relativ luftfugtighed, 800-1050 hPa omgivende tryk                          |
| Opbevaringsforhold    | -20 °C til +55 °C, <90 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)                                  |
| Strømforsyning        | 4x 1,5V AA-batterier   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Batteriets holdbarhed         | Til ca. 300 målinger, afhængigt af blodtrykkets højde og oppumpningstrykket samt antallet af Bluetooth®-forbindelser |
| Produktets forventede levetid | Oplysninger om produktets levetid kan findes på hjemmesiden beurer.com   |
| Klassifikation                | Intern forsyning, IP20 ingen AP eller APG, vedvarende drift, Anvendelsesdel af type BF                               |
| Dataoverførsel via trådløs    | Apparatet anvender Bluetooth®, frekvensbånd 2,400–2,483 MHz, sendeeffekt maks. 5 dBm                                 |
| Bluetooth®-teknologi          |  |

Serienummeret kan findes på apparatet eller i batterirummet. Ret til ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes af hensyn til produktudviklingen.

- Dette apparat lever op til kravene i den europæiske standard EN 60601-1-2 (overensstemmelse med CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) og er underlagt særlige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på elektromagnetisk kompatibilitet. Vær opmærksom på, at bærbart og mobilt højfrekvent kommunikationsudstyr kan påvirke dette apparat.
- Denne blodtryksmålers nøjagtighed er blevet kontrolleret omhyggeligt og udviklet med henblik på en lang og nyttig levetid. Ved anvendelse af apparatet inden for lægevi-

denskaben skal der udføres måletekniske kontroller med egnede midler. Udførlige oplysninger om kontrollen af nøjagtigheden kan inddhentes på serviceadressen.

## Strømforsyning

|   |   |
|---|---|
| Model-nr.                                   | LXCP12X-050100BG  |
| Indgang                                     | 100–240V, 50–60 Hz, 0,5A maks   |
| Udgang                                      | 5 V DC, 1A, kun i forbindelse med Beurer blodtryksmålere  |
| Producent                                   | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd   |
| Beskyttelse                                 | Enheden er dobbeltisoleret og har en sikring på den primære side, der afbryder enheden fra strømmen i tilfælde af en fejl.<br>Sørg for at fjerne batterierne fra batterirummet, før du bruger strømforsyningen. |
| Polaritet                                   |   |
| Beskyttelsesisolering / beskyttelseskasse 2 |   |
| Hus og beskyttelsesafdækninger              | Strømforsyningens hus beskytter mod kontakt med spændingsførende dele (finger, nål, krog).<br>Brugeren må ikke røre ved patienten og udgangsstikket på AC/DC-strømforsyningen på samme tid.                     |

## 12. GARANTI/SERVICE

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte.

### Henvisning om indberetning af hændelser

For brugere/patienter i EU og identiske reguleringssystemer (forordningen om medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745) gælder følgende: Hvis der opstår en alvorlig hændelse under eller på grund af brugen af produktet, skal du rapportere det til producenten og/eller dennes autoriserede repræsentant og den respektive nationale myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren/patienten befinner sig.

# SVENSKA



Läs igenom bruksanvisningen noga. Följ varnings- och säkerhetsinformationen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen är tillgänglig för andra användare. Om produkten överläts till någon annan ska bruksanvisningen följa med.

## Innehåll

|  |     |
|--|-----|
| 1. Teckenförklaring .....                        | 200 |
| 2. Avsedd användning .....                       | 202 |
| 3. Varnings- och säkerhetsinformation .....      | 203 |
| 4. I förpackningen ingår följande .....          | 206 |
| 5. Produktbeskrivning.....                       | 206 |
| 6. Användning .....                              | 206 |
| 6.1 Börja använda produkten .....                | 206 |
| 6.2 Beakta följande före blodtrycksmätning ..... | 208 |
| 6.3 Mäta blodtrycket .....                       | 209 |
| 6.4 Bedöma resultat.....                         | 210 |
| 6.5 Visa och radera mätvärden.....               | 212 |
| 7. Rengöring och skötsel.....                    | 213 |
| 8. Tillbehör och reservdelar .....               | 214 |
| 9. Felsökning .....                              | 214 |
| 10. Avfallshantering .....                       | 215 |
| 11. Tekniska specifikationer .....               | 215 |
| 12. Garanti/service .....                        | 217 |

## 1. TECKENFÖRKLARING

Följande symboler används på produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten för produkten.

### **⚠ VARNING**



Betecknar en potentiell fara. Om den inte undviks kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Betecknar en potentiell fara. Om den inte undviks kan det leda till lätta eller mindre allvarliga personskador.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Produktinformation</b><br>Hänvisar till viktig information   |
|  | <b>Se bruksanvisningen</b><br>Läs igenom bruksanvisningen innan arbetet påbörjas och/eller innan du använder produkten eller maskinen |

|   |   |
|---|---|
| <br> | Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE                                 |
| <br>Pb Cd Hg   | Batterier som innehåller skadliga ämnen får inte kasseras som hushållsavfall  |
|    | Tillverkare   |
|    | <p><b>CE-märkning</b><br/> Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella direktiv.</p>  |
|    | Avfallshantera förpackningen på ett miljövänligt sätt   |
|    | <p>Märkning för identifiering av förpackningsmaterialet.<br/> A = Materialförkortning,<br/> B = Materialnummer:<br/> 1–7 = plast,<br/> 20–22 = papper och kartong</p> |
|   |   |
|   | Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshantera enligt kommunala föreskrifter.  |
|   | <b>IP20</b>   |
|   | <b>IP-klass</b><br>Skydd mot främmande föremål, över 12,5 mm i diameter   |
|   |    |
|   | <b>Likström</b><br>Produkten är endast avsedd för användning med likström   |
|   | <b>UDI</b>  |
|   | Unique Device Identifier (UDI)<br>Unik produktidentifiering   |
|   | <b>LOT</b>  |
|   | Satsbeteckning (partinummer)  |
|   | <b>REF</b>  |
|   | Artikelnummer   |
|   | <b>SN</b>   |
|   | Serienummer   |
|   | <b>MD</b>   |
|   | Medicinteknisk produkt  |
|   |    |
|   | <b>Isolering av applicerade delar typ BF</b><br>Galvaniskt isolerade komponenter (F står för "floating"), uppfyller kraven gällande läckströmmar för typ B            |

|  |                            |
|--|----------------------------|
|   | Temperaturområde           |
|  | Luftfuktighetsintervall    |
|  | Begränsning av lufttrycket |
|  | Typnummer                  |
|  | Tillverkningsdatum         |
|  | Symbol för importör        |

## 2. AVSEDD ANVÄNDNING

### Avsedd användning

Blodtrycksmätaren (händanefter produkten) är avsedd för helautomatisk, icke-invasiv mätning av arteriellt blodtryck och puls på överarmen.

Mätaren är framtagen för egenmätning av vuxna i hemmiljö.

### Målgrupp

Blodtrycksmätaren är avsedd för vuxna användare vars överarmsomfång ligger inom det intervall som är tryckt på manschetten.

### Kliniska fördelar

Med denna produkt kan användaren snabbt och enkelt registrera sitt blodtryck och sin puls. De framtagna mätvärdena klassificeras enligt internationellt gällande riktlinjer och visas grafiskt. Produkten kan dessutom registrera eventuella oregelbundna hjärtslag under mätningen och uppmärksamma användaren på detta med en symbol på displayen. Produkten sparar de registrerade mätvärdena och kan även visa medelvärdet för tidigare mätningar. De registrerade uppgifterna kan hjälpa vårdgivare att ställa diagnos och behandla blodtrycksproblem och bidrar på så sätt till en långsiktig kontroll av användarens hälsa.

### Indikationer

Vid hypertoni och hypotoni kan användaren på egen hand övervaka blodtryck, puls och arytmia hemifrån. Användaren

behöver dock inte lida av hypertoni eller arytmia för att använda produkten.

## Kontraindikationer

### ▲ VARNING

- Använd inte blodtrycksmätaren på spädbarn, barn eller husdjur.
- Personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga ska övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och få instruktioner av denna person om hur produkten ska användas.
- Använd inte produkten om du har elektriska implantat (t.ex. pacemaker).
- Använd inte produkten om du har metallimplantat.
- Använd inte manschetten på personer som har genomgått en bröstamputation.
- Använd inte manschetten på sår eftersom det kan leda till ytterligare skador.
- Manschetten får inte användas på en arm vars artärer eller vene rör behandles medicinskt, t.ex. intravaskulärt ingrepp, intravaskulär behandling eller en shunt.
- Använd inte produkten på personer med allergi eller känslig hud.

## Oväntade biverkningar

- Hudirritationer
- Negativ påverkan på blodcirkulationen

## 3. VARNINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

### Allmänna varningar

### ▲ VARNING

- De värden som du tar fram vid dina mätningar är endast avsedda som information och ersätter inte en läkarundersökning! Diskutera dina uppmätta värden med en läkare. Fatta aldrig egna medicinska beslut (t.ex. om läkemedel eller dosering) baserat på mätningar som du har utfört själv!
- Produkten är endast avsedd att användas på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer vid olämplig eller felaktig användning.
- Om du använder blodtrycksmätaren utanför hemmet eller när du rör dig (t.ex. när du åker bil, ambulans eller helikopter eller när du ägnar dig åt fysisk aktivitet såsom sport) kan mätnoggrannheten påverkas och leda till mätfel.
- Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet kan leda till felmätningar och sämre mätnoggrannhet.
- Använd aldrig produkten tillsammans med andra medicinska elektriska produkter (ME-utrustning). Det kan leda till att mätaren inte fungerar som den ska eller att mätningen blir felaktig.

- Produkten får inte användas utanför de förvarings- och användningsförhållanden som anges. Det kan leda till felaktiga mätresultat.
- Använd enbart de manschetter som medföljer eller som beskrivs i denna bruksanvisning tillsammans med produkten. Om andra manschetter används kan det leda till felaktiga mätningar.
- Observera att den berörda extremiteten kan hindras i sin funktion när manschetten pumpas upp.
- Genomför inte mätningar oftare än nödvändigt. Till följd av att blodflödet begränsas kan blodutgjutningar bildas.
- Blodcirkulationen får inte hindras onödigt länge under blodtrycksmätningen. Ta av manschetter från armen vid fel på produkten.
- Placera manschetten enbart på din överarm. Placera inte manschetten på andra delar av kroppen.
- Luftslangen kan utgöra en stryppningsrisk för små barn.
- Små delar i produkten kan om de sväljs utgöra en kvävningsrisk för små barn. Barn ska därför alltid hållas under uppsikt.
- Tappa inte produkten och undvik att trampa på eller skaka produkten.
- Ta inte isär produkten eftersom det kan leda till skador och störningar på produkten samt funktionsfel.
- Innan du använder produkten måste du rådgöra med din läkare om du har något av följande tillstånd: hjärtrytmrubbningar, cirkulationsrubbningar, diabetes, graviditet, havandeskapsförgiftning, hypotonii, frossa, darrningar.

- För att utesluta en sidoskillnad ska mätningen initialt utföras på båda armarna.

## Allmänna försiktighetsåtgärder

### **▲ VAR FÖRSIKTIG**

- Blodtrycksmätaren innehåller precisions- och elektronikdelar. De uppmätta värdenas noggrannhet och produktens livslängd beror på hur väl den sköts.
- Skydda produkten och nätlanslutningen mot stötar, fukt, smuts, kraftiga temperaturvariationer och direkt solljus.
- Blodtrycksmätaren måste ha uppnått rumstemperatur innan du utför mätningen. Om blodtrycksmätaren har förvarats under förhållanden som motsvarar högsta eller lägsta förvarings- och transporttemperatur och därefter placeras i en temperatur på 20 °C rekommenderar vi att du väntar i cirka 2 timmar innan du använder blodtrycksmätaren.
- Använd inte produkten i närheten av starka elektromagnetiska fält och förvara den åtskilt från radioanläggningar och mobiltelefoner.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ur.
- Undvik att klämma, trycka ihop eller vika manschettslangen.

## Anvisningar för hantering av batterier

### ⚠ VARNING

- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon ska det berörda stället sköljas med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare.
- Risk för sväljning! Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Batterier ska därför förvaras utom räckhåll för små barn!
- Kontakta läkare omedelbart vid förtäring.
- Explosionsrisk! Kasta aldrig batterier i öppen eld.
- Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.
- Se till att sätta i batterierna med polerna vända åt rätt håll (+/-).

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
- Batterierna får inte laddas upp eller kortslutas.
- Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut ur batterifacket.
- Använd enbart samma eller motsvarande batterityp.
- Byt alltid ut alla batterier samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier!

## Information om elektromagnetisk kompatibilitet

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Produkten kan användas i alla miljöer som anges i bruksanvisningen, däribland i hemmiljö.
- Produkten kan ha begränsad användbarhet i näheten av elektromagnetiska störningar. Det kan t.ex. innebära att felmeddelanden visas eller att displayen/produkten slutar fungera.
- Undvik att använda denna produkt i omedelbar nähet av andra produkter eller med andra produkter staplade på varandra eftersom det kan leda till felaktig drift. Om det ändå är nödvändigt att använda produkten på det ovan beskrivna sättet ska denna och övriga produkter hållas under uppsikt för att säkerställa att de fungerar som de ska.
- Användning av andra tillbehör eller reservdelar än dem som tillverkaren av denna produkt har angett eller tillhandahållit kan leda till förhöjd elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos produkten, vilket kan innebära att den inte fungerar korrekt.
- Håll bärbara RF-kommunikationsapparater (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) på minst 30 cm avstånd från alla produktdelar, inklusive alla medföljande kablar.
- Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till att produkten presterar mindre.

## 4. I FÖRPACKNINGEN INGÅR FÖLJANDE

Kontrollera leveransen för att se att förpackningen är oskadd och att alla delar finns med. Före användning bör du kontrollera att produkten och tillbehören inte har några synliga skador och att allt förpackningsmaterial har avlägsnats. Använd inte produkten i tveksamma fall utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.

- Blodtrycksmätare för överarmen
- Överarmsmanschett (22-42 cm)
- Batterier, se kapitel "Tekniska specifikationer"
- Förvaringsväcka
- Snabbguide
- Bruksanvisning
- Blodtrykkspass
- USB-C-kabel

## 5. PRODUKTBESKRIVNING

Tillhörande bilder visas på sidan 3.

- |          |                     |          |  |
|----------|---------------------|----------|--|
| <b>1</b> | Manschett           | <b>2</b> | Manschettssläng                                |
| <b>3</b> | Manschettkontakt    | <b>4</b> | Anslutning för manschettkontakt (vänster sida) |
| <b>5</b> | Utag för nätdel     | <b>6</b> | START/STOPP-knapp ①                            |
| <b>7</b> | Inställningsknapp ② | <b>8</b> | Funktionsknappar </>                           |

**9** Minnesknapp 

**10** Skjutreglage för val av användare

## Indikeringar på displayen

- |   |   |
|---|---|
| <b>11</b> Symbol för Bluetooth®-anslutning   | <b>12</b> Klockslag och datum   |
| <b>13</b> Systoliskt tryck  | <b>14</b> Diastoliskt tryck   |
| <b>15</b> Riskindikator   | <b>16</b> Uppmätt puls  |
| <b>17</b> Symbol för hjärtrytmstörning  /<br>Symbol för puls    | <b>18</b> AFIB                   |
| <b>19</b> Användarminne    | <b>20</b> Visning viloindikator  |
| <b>21</b> Kontroll av manschettens placering   | <b>22</b> Multipel mätning       |
| <b>23</b> Minnesvisning: Medelvärde  , morgon  , kväll  | <b>24</b> Minnesplatsens nummer   |
| <b>25</b> Symbol för batteribyte   |   |

## 6. ANVÄNDNING

### 6.1 Börja använda produkten

#### Sätta i batterier

- Ta bort locket till batterifacket på produktens baksida **A**.

- Sätt i batterierna (se kapitel "Tekniska specifikationer").  
Sätt i batterierna med polerna vända åt rätt håll **A**.
- Sätt tillbaka locket till batterifacket.

När symbolen  visas permanent går det inte längre att göra någon mätning. Byt ut alla batterier. När batterierna har tagits ut ur produkten måste datum och klockslag ställas in på nytt. De sparade mätresultaten försvinner inte.

## Användning med nätdel

Produkten kan även användas med en nätdel (medföljer ej). Kontrollera att du har tagit ut batterierna ur produkten innan du ansluter nätdelen till produkten. När nätdelen används får det inte finnas några batterier i batterifacket eftersom det kan skada produkten.

- För att förebygga eventuella skador får produkten endast användas med en nätdel som uppfyller specifikationerna som beskrivs i avsnittet "Tekniska specifikationer".
- Nätdelen får enbart anslutas till den nätpåsläckning som anges på typplykten.
- Anslut nätdelen till det avsedda uttaget på blodtrycksmätaren **5**.
- Anslut sedan nätdelens stickkontakt till ett eluttag.
- När du har använt blodtrycksmätaren drar du först ut nätdelen ur eluttaget och sedan ur blodtrycksmätaren. När nätdelen kopplas ur försvinner datum och klockslag från blodtrycksmätaren. De sparade mätvärdena finns dock kvar.

## Göra inställningar

För att kunna använda alla funktioner måste du ställa in enheten korrekt före användning. Endast så kan du spara uppmätta värden med korrekt datum och klockslag och senare få tillgång till dem.

Menyn för inställningar kan öppnas på två olika sätt:

- Före första användning och efter varje byte av batterier:  
När du sätter i batterierna i produkten kommer du automatiskt till motsvarande meny.
- Om batterierna redan har satts i:  
Håll in  på den påslagna produkten i ca 3 sekunder.


Gör följande inställningar efter varandra:

**Timformat** → **Datum** → **Klockslag** → **Bluetooth®**

Bekräfta varje gång genom att trycka på .

### Timmar

Timformatet blinkar:



- Använd </> för att välja timformat

### Datum

Årtalet blinkar:




- Använd </> för att välja årtal

Månadsinställningen blinkar:



- Använd </> för att välja månad

Dagsinställningen blinkar:



- Använd </> för att välja dag



**i** Om 12 t är inställt som timformat är ordningsföljden för visning av dag och månad omvänt.

## Klockslag

Timtalet blinkar:



- Använd </> för att ställa in timme

Minuttalet blinkar:



- Använd </> på för att ställa in minuter

## Bluetooth®

Bluetooth®-symbolen blinkar på displayen.

- Välj med </> om den automatiska Bluetooth®-dataöverföringen ska vara aktiverad (**bt on**) eller inaktiverad (**bt off**) och bekräfta med </>.

Batteriet laddas ur snabbare vid överföring via Bluetooth®.

## 6.2 Beakta följande före blodtrycksmätting

### Allmänna regler vid egenmätning av blodtrycket

- För att kunna bilda dig en jämförbar och korrekt uppfattning om hur ditt blodtryck utvecklar sig ska du regelbundet mäta blodtrycket vid samma tider på dygnet. Mät blodtrycket två gånger om dagen: en gång på morgonen när du stigit upp samt en gång på kvällen.
- Mät alltid när kroppen befinner sig i vila. Undvik att mäta när du känner dig stressad.
- Minst 30 minuter före mätningen ska du inte äta, dricka, röka eller anstränga dig fysiskt.

- Vila i cirka 5 minuter före den första blodtrycksmätningen!
- Om du vill utföra flera mätningar efter varandra ska du vänta minst 5 minuter mellan varje mätning.
- Upprepa mätningen vid tveksamma mätvärden.

### Sätta på manschetten

Du kan mäta blodtrycket på båda armarna. Vissa avvikelser mellan värdena på höger och vänster arm är helt normalt. Ut för alltid mätningen på armen med de högsta blodtrycksvärderna. Kom överens om detta med din läkare innan du börjar mäta själv.

- Mät sedan alltid blodtrycket på samma arm.
- Använd enbart produkten med den medföljande manschetten som passar till överarmsomfånget.
- Kontrollera passformen med hjälp av indexmarkeringen som beskrivs nedan före mätningen.
- Blotta överarmen. Blodflödet i armen får inte hindras av för trånga kläder eller liknande.
- Placera manschetten med nederkanten ungefär 2–3 cm ovanför armbågen. Rikta upp produkten så att markeringen **A** och manschettslangen ligger direkt över artären **B**. Manschetten ska inte sitta hårdare än att du kan få in två fingrar under manschetten **C**.
- Stick nu in manschettslangen i anslutningen för manschettkontakten.
- Denna manschett är lämplig för dig om indexmarkeringen **A** ligger inom det godkända området efter att du har placerat manschetten.

## Inta korrekt kroppsställning

- Sitt upprikt och bekvämt vid blodtrycksmätningen. Luta dig tillbaka med ryggen.
- Placera armen på ett underlag **D**.
- Placera fötterna intill varandra mot golvet.
- Manschetten ska vara i nivå med hjärtat.
- Var så stilla som möjligt under mätningen och prata inte.

## Välja användare

Dette apparatet har to brukerminner med 120 minneplasser hver for å lagre måleresultatene til to forskjellige personer separat.

Se till att rätt användare är inställt före varje mätning. Det är särskilt viktig når produkten används av flera personer.

- Bruk glidebryteren for å velge ønsket bruker.

## 6.3 Mäta blodtrycket

Förutsättning: Manschetten har fästs och användare valts.

### Mätning

1. Trykk på **①**. Alle displayelementene vises et kort øyeblikk.
2. Startskjermen ønsker deg velkommen til valgt **{1}** eller **{2}**. På denne startskjermen har du tilgang til alle menyelementer, f.eks. brukerminne.
3. Trykk en gang til på **①** igjen for å starte mätningen. Mansjetten pumpes opp automatisk. Mätningen starter. **♥** vises så snart det registreres en puls.  
Trykk på **①** for å avbryte mätningen.

4. Måleresultatene for overtrykk, undertrykk og puls vises. Under hele mätningen vises symbolet for kontroll av mansjettpasseringen **☒**. Hvis mansjetten sitter for löst, vises **☒** og **E-3**. Da avbrytes mätningen etter ca. 15 sekunder, og apparatet slår seg av.

**E-3** vises når mätningen ikke kunne gjennomføres korrekt. Se kapittelet «Utbedring av problemer». Sett ev. mansjetten på på nytt etter 1 minutt. Apparatet slår seg av automatisk etter ca. 30 sekunder. Verdien er lagret for den valgte brukeren eller den siste brukeren.

### Flere mätlinger

1. Trykk på **①**. Alle displayelementene vises et kort øyeblikk.
2. Startskjermen ønsker deg velkommen til valgt **{1}** eller **{2}**. På denne startskjermen har du tilgang til alle menyelementer, f.eks. brukerminne.
3. Du kan velge flere mätlinger ved å trykke på **< eller >**. **x3** blinker på displayet. Bekreft at du vil starte mätlingen ved å trykke på **①**.  
Mansjetten pumper seg opp automatisk. Mätningen starter.
4. Apparatet viser den förste målesyklusen i 3 sekunder, og deretter gjennomfører det en regulær mätning som gjentas tre ganger. I den andre og tredje syklusen vises også en 30 sekunders nedtelling som angir ventetiden til neste mätning.  
Trykk på **①** for å avbryte mätningen.
5. Etter den tredje mätningen vises gjennomsnittsresultatet for overtrykk, undertrykk og puls samt symbolet **x3**.

Under hele målingen vises symboler for kontroll av mansjettplasseringen . Hvis mansjetten er for løs, vises og . Da avbrytes målingen etter ca. 5 sekunder, og apparatet slår seg av.

vises når målingen ikke kunne gjennomføres korrekt. Se kapittelet «Utbedring av problemer». Sett ev. mansjetten på på nytt etter 1 minutt. Apparatet slår seg av automatisk etter ca. 30 sekunder. Verdien er lagret for den valgte brukeren eller den siste brukeren.

## 6.4 Bedöma resultat

### Allmän information om blodtrycket

- Blodtrycket är den kraft med vilken blodflödet trycker mot artärernas väggar. Det arteriella blodtrycket ändras ständigt under en hjärtcykel.
- Blodtrycket anges alltid i form av två värden:
  - Högsta tryck är det **systoliska blodtrycket**. Det uppstår när hjärtmuskeln dras samman och blodet därligen pressas ut i kärlen.
  - Det lägsta trycket är **diastoliskt blodtryck**. Den uppstår när hjärtmuskeln har expanderat helt och hjärtat fylls med blod.
- Det är normalt med variationer i blodtrycket. Till och med när mätningen upprepas kan påtagliga skillnader mellan de uppmätta värdena uppstå. Enstaka eller oregelbundna mätningar ger därför ingen tillförlitlig information om det faktiska blodtrycket. En tillförlitlig bedömning kan endast göras när du mäter regelbundet och under jämförbara förhållanden.

### Hjärtrytmrubbningar

Produkten kan identifiera eventuella rubbningar i hjärtrytmen under blodtrycksmätningen. Efter mätningen indikerar eventuella oregelbundenheter i din puls.

Upprepa mätningen om visas.

Använd endast de resultat som har registrerats utan oregelbundenheter i pulsen för att bedöma ditt blodtryck.

Rådgör med din läkare om visas frekvent. Endast en läkare kan fastställa om det föreligger en rubbning i samband med en undersökning.

### Riskindikator

| Område för uppmätta blodtrycksvärden |                         | Klassificering                                   | Färg på riskindikatorerna |
|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Systoliskt<br>(i mmHg)               | Diastoliskt<br>(i mmHg) |  |                           |
| ≥ 180                                | ≥ 110                   | Högt blodtryck,<br>grad 3 (svår) <sub>1</sub>    | Röd                       |
| 160–179                              | 100–109                 | Högt blodtryck,<br>grad 2 (måttlig) <sub>1</sub> | Orange                    |
| 140–159                              | 90–99                   | Högt blodtryck,<br>grad 1 (mild) <sub>1</sub>    | Yellow                    |
| 130–139                              | 85–89                   | Högt normalt <sub>1</sub>                        | Grön                      |
| 120–129                              | 80–84                   | Normal <sub>1</sub>                              | Grön                      |
| < 120                                | < 80                    | Optimalt <sub>1</sub>                            | Grön                      |
| < 90                                 | < 60                    | För lågt blodtryck <sub>2</sub>                  | Orange                    |

<sub>1</sub>Källa: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sub>2</sub>Källa: National Health Service, 2023

Riskindikatorn **15** anger inom vilket område det uppmätta blodtrycket befinner sig. Om de uppmätta värdena skulle hamna inom två olika klassificeringar (t.ex. det systoliska trycket inom "Högt normalt" och det diastoliska inom "Normalt") visar riskindikatorn alltid det högre området, i exemplet "Högt normalt".

**i** Observera att dessa standardvärden endast är avsedda som allmänna riktlinjer eftersom det individuella blodtrycket kan avvika.

Observera att egenmätningar hemma vanligtvis resulterar i lägre mätvärden än de som utförs av läkare. Rådgör därför regelbundet med din läkare. Endast en läkare kan informera dig om dina individuella mätvärden för ett kontrollerat blodtryck, i synnerhet om du får läkemedelsbehandling.

## För lågt blodtryck

### ⚠ VARNING

Ett för lågt blodtryck (hypotoni) kan vara skadligt för hälsan och orsaka yrsel eller medvetslöshet. Blodtrycket är för lågt om systole och diastole ligger under 90/60 mmHG (källa: National Health Service, 2023).

Uppsök läkare om du plötsligt drabbas av lågt blodtryck.

## Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en av de vanligaste formerna av hjärtrytmrubbning och kännetecknas av ett oregelbundet hjärtslag samt förknippas med en ökad risk för stroke, hjärtsvikt och andra hjärtkomplikationer.

Medan den slutliga diagnosen av förmaksflimmer endast kan utföras av en medicinsk undersökning, tillåter Beurer AFIB-tekniken för denna produkt redan en detektion med hög noggrannhet. Under blodtrycksmätningen registreras ett eventuellt förmaksflimmer och efter mätningen visas symbolen **AFIB** tillsammans med symbolen . Vid arytmier, t.ex. förmaksflimmer, kan det indikerade blodtrycksvärdet vara felaktigt. Om symbolen **AFIB** visas efter en blodtrycksmätning ska du upprepa mätningen. Vila i 5 minuter innan mätningen. Du får inte röra dig eller prata under mätningen. Om symbolen **AFIB** visas på nytt och oftare bör du omedelbart kontakta läkare. Vid känt förmaksflimmer följer du läkarens anvisningar om hur du ska gå tillväga om apparaten detekterar AFIB. Utför inga självdianosser och -behandlingar baserat på mätresultaten, utan följ alltid läkarens anvisningar.

## Mätning av viloindikatorer (med HSD-diagnos-tik)

Ett av de vanligaste felet vid blodtrycksmätning är att blodcirculationen inte är tillräckligt lugn vid mätningen. I sådana fall återger det uppmätta systoliska och diastoliska blodtrycket inte det vilobladtryck som behövs för att kunna utvärdera de uppmätta värdena.

Denna blodtrycksmätare använder integrerad hemodynamisk stabilitetsdiagnostik (HSD) för att mäta användarens hemodynamiska stabilitet under blodtrycksmätningen och kan därigenom ge en indikation på om blodtrycket mäts vid tillräckligt lugn blodcirculation.

|  |  |
|--|--|
|   | Det uppmätta blodtrycksvärdet har mäts vid tillräckligt lugn blodcirculation och återger med god säkerhet användarens vilobloodtryck.  |
|  | Det finns tecken på att blodcirculationen inte är tillräckligt lugn. I detta fall återger det uppmätta blodtrycket inte vilobloodtrycket. Därför ska mätningen upprepas efter en fysisk och mental vilotid på minst 5 minuter. |
| Ingen viloin-dikator visas   | Under mätningen gick det inte att bedöma om blodcirculationen var tillräckligt lugn. Även i detta fall ska mätningen upprepas efter en vilotid på minst 5 minuter.   |

Ett blodtryck som inte är tillräckligt lugnt kan ha olika orsaker, t.ex. fysiska påfrestningar, mental påfrestning/distraction, samtal eller hjärtrytmrubbningar som uppstått under mätningen.

I de flesta fall ger HSD-diagnostiken en mycket god indikation på om blodcirculationen är tillräckligt lugn vid blodtrycksmätningen.

Vissa patienter med hjärtrytmrubbningar eller permanenta mentala problem kan förblif hemodynamiskt instabila under lång tid, även efter upprepade vilopauser. Noggrannheten när det gäller att bestämma vilobloodtrycket på dessa patienter är begränsad.

HSD-diagnostiken har som alla medicinska mätmetoder begränsad mätnoggrannhet och kan i enstaka fall ge felaktiga mätvärden. Blodtrycksmätvärden som uppmäts vid tillräckligt lugn blodcirculation är däremot mycket tillförlitliga.

## 6.5 Visa och radera mätvärden

### Användare

Resultaten från varje genomförd mätning sparas tillsammans med datum och klockslag. Vid fler än 120 mätdata raderas den äldsta mätdatan.

Tryck på  på startskärmen och välj önskad användare med skjutreglaget.

### Medelvärde

Bluetooth® aktiverat  på displayen: Mätdata överförs automatiskt.

#### AVG visas:

Nu visas medelvärdet för alla de mätvärden som finns sparade i det aktuella användarminnet.

1. Tryck på >.

#### AVG visas:

Medelvärdet för de senaste 7 dagarnas morgonmätningar visas (morgon: 05:00-9:00).

2. Tryck på >.

#### AVG visas:

Medelvärdet för kvällsmätningarna för de senaste 7 dagarna visas (kväll: 18:00-20:00).

### Enskilda mätvärden

1. Om du trycker på > igen visas den senaste enskilda mätningen på displayen (här i exemplet mätning 03).
2. Om du trycker på </> en gång till kan du se de uppmätta enskilda mätvärdena.

3. Stäng av produkten genom att trycka på ①.

Tryck på ① för att lämna menyn.

## Radera mätvärden

1. För att radera alla sparade mätvärden för en användare markerar du dessa.

På displayet vises **AVG** och gjennomsnittsverdien för alle lagrede måleverdier för denne brukeren.

2. Hold < og > inne i ca. 5 sekunder.

På displayet vises **LL Ø I** for ① / **LL Ø II** for ②. Alle verdier for den valgte brukeren blir slettet.

Apparatet slår seg automatisk av.

## Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

1. For å slette alle lagrede måleverdier og innstillinger, velger du brukerminnet.

Trykk på >. På displayet vises **AVG**.

2. Hold < og > inne i ca. 15 sekunder.

På displayet vises **LL**. Alle verdier som er lagret i apparatet slettes. Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

Apparatet slår seg automatisk av.

## Överföring av mätvärden

### Överföring via Bluetooth®

- Hämta appen "beurer HealthManager Pro" gratis i Apple App Store eller från Google Play.

Gå till appen

"beurer HealthManager Pro"

\*



- Aktivera mobiltelefonens *Bluetooth®*-funktion via inställningarna.
- Startaappen.
- Välj BM 64 i appen och fölж anvisningarna.
- Första gången produkten ansluts visas en PIN-kod. Ange PIN-koden i inmatningsfältet på din mobiltelefon. När koden har matats in är produkten ansluten till din mobiltelefon.

Lista över systemkrav och kompatibla enheter



\* Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska direktiv.

## 7. RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Rengör mätaren och manschetten försiktigt och endast med en fuktad trasa.
- Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.
- Sänk aldrig ned mätaren och manschetten i vatten eftersom vätska då kan tränga in i och skada dem.
- När mätaren och manschetten förvaras får inga tunga föremål placeras ovanpå dem. Manschettsslangen får inte vikas.
- Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid.

## 8. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Tillbehör och reservdelar hittar du på webbplatsen [www.beurer.de](http://www.beurer.de) under rubriken "Service". Ange motsvarande beställningsnummer.

| Beteckning                    | Artikel- resp. beställningsnummer |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Universalmanschett (22-42 cm) | 164.503                           |
| Nätdel (EU)                   | 072.78                            |
| Nätdel (UK)                   | 072.79                            |

## 9. FELSÖKNING

| Felmeddelande | Möjlig orsak                                  | Åtgärd  |
|---------------|---|---|
| Er 1          | Det ble ikke registrert puls.                 | Gjenta målingen etter ett minutts pause. Pass på at du ikke snakker eller beveger deg under målingen.             |
| Er 2          | Det målte blodtrykket er utenfor måleområdet. |   |
| Er 3          | Det foreligger en pneumatisk systemfeil.      | Utfør målingen på nytt. Kontroller at mansjettslangen er satt inn riktig og at du ikke beveger deg eller snakker. |

| Felmeddelande   | Möjlig orsak  | Åtgärd   |
|---|---|--|
| Er 4  | Det oppsto en feil under målingen.  | Gjenta målingen etter ett minutts pause. Pass på at du ikke snakker eller beveger deg under målingen.  |
| Er 5  | Oppumpingstrykket er høyere enn 300 mmHg.                                     | Som en del av en ny måling må du kontrollere om mansjetten blir blåst opp riktig. Pass slik at ingen av armene eller tunge gjenstander ligger på slangen og at slangen ikke er bøyd. |
| Er 6  | Det foreligger en systemfeil.   | Kontakt kundeservice hvis denne feilmeldingen vises.   |
| Er 7  | Det er problemer med forbindelsen mellom smarttelefonen/nettbrøttet og appen. | Slå av hovedenheten, lukk appen, og deaktivér Bluetooth® på smarttelefonen/nettbrøttet for å aktivere funksjonen på nytt. Prøv å koble til på nytt.                                  |
|  | Batteriene er nesten tomme.   | Sett inn nye batterier i apparatet.  |

## 10. AVFALLSHANTERING

### Reparation och avfallshantering av produkten

- Försök inte reparera eller göra ändringar på produkten på egen hand. Om du gör det är det inte längre säkert att den fungerar felfritt.
- Öppna inte produkten, förutom själva batterifacket. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.
- Reparationer får endast utföras av vår kundservice eller våra auktoriserade återförsäljare. Testa alltid batterierna och byt ut dem vid behov före en eventuell reklamation.
- Produkten får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna den istället till en återvinningscentral. Produkten ska kasseras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering ska du vända dig till ansvariga kommunala myndigheter.



### Avfallshantering av batterier

- De förbrukade, helt urladdade batterierna får inte kastas i hushållssoporna. Kassera batterierna i särskilt märkta insamlingsbehållare eller lämna tillbaka dem till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt sätt.
- Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen:
  - Pb = batteriet innehåller bly,
  - Cd = batteriet innehåller kadmium,
  - Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

## 11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Typ                      | BM 64  |
| Mätmetod                 | Oscillometrisk, icke-invasiv blodtrycksmätning på överarmen<br>Oscillometrisk, icke-invasiv blodtrycksmätning på handleden |
| Mätområde                | Manschettryck 300 mmHg,<br>sistoliskt 50-280 mmHg,<br>diastoliskt 30-200 mmHg,<br>puls 40-199 slag/minut                   |
| Visningsnog- grannhet    | sistolisk $\pm 3$ mmHg,<br>diastoliskt $\pm 3$ mmHg,<br>puls $\pm 5\%$ av det visade värdet                                |
| Mätnog- grannhet         | max. tillåten standardavvikelse enligt klinisk prövning: sistoliskt 8 mmHg,<br>diastoliskt 8 mmHg                          |
| Minne                    | 2x 120 minnesplatser   |
| Mått                     | L 143 mm x B 105 mm x H 60 mm  |
| Vikt                     | Ungefär 450 g (utan batterier, med manschett)  |
| Manschett- storlek       | 22 upp till 42 cm överarmsomfång   |
| Driftförhål- landen      | +10 °C till +40 °C, <90 % relativ luftfuktighet<br>800–1050 hPa omgivningstryck  |
| Förvarings- förhållanden | -20 °C till +55 °C, <90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)   |

|   |   |
|---|---|
| Strömför-sörjning                             | 4 x 1,5 V AA-batterier  |
| Batteriernas livslängd                        | Räcker till cirka 300 mätningar, beroende på hur högt blodtrycket är samt uppumpningstrycket och antalet Bluetooth®-anslutningar. |
| Produktens förväntade livslängd               | Information om produktens livslängd finns på beurer.com   |
| Klassifice-ring                               | Intern försörjning, IP20 ej AP eller APG, kontinuerlig drift, Applicerad del, typ BF  |
| Dataöver-föring via trådlös Bluetooth®-teknik | Produkten använder Bluetooth®, Frekvensband 2,400–2,483MHz, sändningsstyrka max. 5 dBm  |

Serienumret står på produkten eller i batterifacket. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera de tekniska specifikationerna utan föregående meddelande.

- Denna produkt motsvarar den europeiska standarden EN 60601-1-2 (överensstämmelse med CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) och omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder avseende elektromagnetisk kompatibilitet. Tänk på att bärbar och mobil högfrekvent kommunikationsrustning kan påverka produkten.

- Exaktheten hos den här blodtrycksmätaren har kontrollerats noggrant och den har utvecklats för att få en lång livslängd. Vid användning av produkten inom medicinen ska mättekniska kontroller utföras med lämpliga hjälpsmedel. Närmare uppgifter om hur man kontrollerar exaktheten kan du få från serviceadressen.

## Nätdel

|   |  |
|---|--|
| Modellnr  | LXCP12X-050100BG   |
| Ineffekt  | 100–240 V, 50–60 Hz, max. 0,5 A  |
| Uteffekt  | 5 V DC, 1 A, endast tillsammans med blodtrycksmätare från Beurer   |
| Tillverkare   | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd  |
| Skydd   | Mätaren är dubbelt skyddsisolerad och har en primärsidig säkring, som i händelse av fel kopplar bort mätaren från elnätet.<br>Kontrollera att du har tagit ut batterierna ur batterifacket innan du använder nätdelen. |
|  | Polaritet  |
|  | Skyddsisolerad/skyddsklass 2   |
| Hölje och skydd   | Nätdelens hölje skyddar användaren från att vidröra strömförande samt potentellt strömförande delar (fingrar, nälar, testkrokar). Användaren får inte vidröra patienten och AC/DC-nätdelens utgångskontakt samtidigt.  |

## **12. GARANTI/SERVICE**

Mer information om garantin och garantivillkoren hittar du i den medföljande garantifoldern.

### Information om incidentrapportering

För användare/patienter i Europeiska unionen och identiska regleringssystem (förordning för medicintekniska produkter MDR [EU] 2017/745) gäller följande: Om en allvarlig incident skulle inträffa under eller på grund av användningen av produkten ska du rapportera detta till tillverkaren och/eller dennes auktoriserade representant samt till den nationella myndigheten i den medlemsstat där du befinner dig.



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Følg advarslene og sikkerhetsmerknadene. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Sørg for at den også er tilgjengelig for andre brukere. Hvis du gir enheten videre til andre, skal bruksanvisningen følge med.

## Innhold

|  |     |
|--|-----|
| 1. Symbolforklaring .....                    | 218 |
| 2. Tiltenkt bruk .....                       | 220 |
| 3. Advarsels- og sikkerhetsanvisninger ..... | 221 |
| 4. Leveringsomfang .....                     | 223 |
| 5. Enhetsbeskrivelse.....                    | 224 |
| 6. Bruk .....                                | 224 |
| 6.1 Før bruk .....                           | 224 |
| 6.2 Før du utfører blodtrykksmålingen .....  | 225 |
| 6.3 Utføre blodtrykksmåling .....            | 226 |
| 6.4 Evaluere resultater.....                 | 227 |
| 6.5 Vise og slette måleverdier .....         | 230 |
| 7. Rengjøring og vedlikehold.....            | 231 |
| 8. Tilbehør og reservedeler.....             | 231 |
| 9. Utbedring av problemer .....              | 232 |
| 10. Avhending .....                          | 232 |
| 11. Tekniske data.....                       | 233 |
| 12. Garanti/service .....                    | 234 |

## 1. SYMBOLFORKLARING

Det brukes følgende symboler på selve enheten, i bruksanvisningen, på emballasjen og på enhetens merking:

### ▲ ADVARSEL



Indikerer en mulig truende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

### ▲ FORSIKTIG

Indikerer en mulig truende fare. Hvis den ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Produktinformasjon</b><br>Viktig informasjon   |
|  | <b>Følg bruksanvisningen</b><br>Les bruksanvisningen før du starter arbeidet og/eller bruker enheten eller maskinen |

|   |   |
|---|---|
|               | Avhendes i samsvar med EU-direktivet for elektrisk og elektronisk utstyr 2002/96/EF – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)      |
| <br>Pb Cd Hg | Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer, sammen med vanlig husholdningsavfall  |
|              | Produsent   |
|              | <b>CE-merking</b><br>Dette produktet oppfyller kravene i gjeldende europeiske og nasjonale direktiver.                                      |
|              | Kast emballasjen på en miljøvennlig måte  |
|              | Merking for identifikasjon av emballasje.<br>A = materialforkortelse,<br>B = materialnummer:<br>1–7 = plast,<br>20–22 = papir og papp       |
|               | Skill produktet og emballasjekomponentene, og kast dem i henhold til gjeldende bestemmelser.  |
|              | <b>IP-Klasse</b><br>Beskyttet mot faste fremmedlegemer med diameter 12,5 mm og større   |
|              | <b>Likestrøm</b><br>Apparatet er bare egnet for likestrøm   |
|              | Unik enhetsidentifikator (UDI)<br>Identifikator til unik produktidentifikasjon  |
|              | Batchbetegnelse   |
|              | Artikkelenummer   |
|              | Serienummer   |
|              | Medisinsk utstyr  |
|              | <b>Isolering av bruksdeler type BF</b><br>Galvanisk isolert bruksdel (F står for flytende), oppfyller kravene ang. lekkasjestrom for type B |

|  |                   |
|--|-------------------|
|   | Temperaturområde  |
|  | Fuktighetsområde  |
|  | Luftrykkgrensning |
|  | Typenummer        |
|  | Produksjonsdato   |
|  | Importørsymbol    |

## 2. TILTENKT BRUK

### Bruksområde

Blodtrykksmåleren (heretter kalt enheten) er utviklet for helautomatisk, ikke-invasiv måling av arterielt blodtrykk og pulsverdier på overarmen.

Det er beregnet på egenmåling av voksne i hjemmet.

### Målgruppe

Blodtrykksmålingen er egnert for voksne brukere med en overarmomkrets som ligger innenfor området indikert på mansjetten.

### Klinisk bruk

Brukeren kan raskt og enkelt registrere blodtrykk og pulsverdier med enheten. De målte verdiene klassifiseres i henhold til internasjonale retningslinjer, og vurderes grafisk. Under målingen kan enheten også oppdage uregelmessig hjerte-rytme, og varsle brukeren om dette med et symbol på displayet. Enheten lagrer måleverdiene, og kan også vise gjennomsnittsverdier fra tidligere målinger. De registrerte dataene kan støtte helsepersonell i diagnostisering og behandling av blodtrykkproblemer og derved bidra til en langsigkt helsekontroll av brukeren.

### Indikasjoner

Ved hypertensjon og hypotensjon kan brukeren overvåke blodtrykket og pulsverdier hjemme hos seg selv. Brukeren trenger imidlertid ikke å lide av hypertensjon eller arytmier for å bruke enheten.

## Kontraindikasjoner

### ▲ ADVARSEL

- Ikke bruk blodtrykksmåleren på spedbarn, barn eller husdyr.
- Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner bør være under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og få instruksjoner av denne personen om bruk av enheten.
- Ikke bruk enheten hvis du har elektriske implantater (f. eks. pacemaker).
- Ikke bruk enheten hvis du har metallimplantater.
- Ikke sett mansjetten på personer som har hatt mastektomi.
- Ikke sett mansjetten på sår – det kan føre til ytterligere skader.
- Pass på at mansjetten ikke legges på en arm der arterier eller vene er under medisinsk behandling, f.eks. intravenøs tilførsel av væske eller intravenøs behandling eller arteriovenøs (A-V-) bypass.
- Ikke bruk enheten på personer med allergi eller sensitiv hud.

## Uforutsette bivirkninger

- Hudirritasjon
- Negativ innvirkning på blodsirkulasjonen

## 3. ADVARSELS- OG SIKKERHETS-ANVISNINGER

### Generelle advarsler

### ▲ ADVARSEL

- Blodtrykksverdiene du måler selv, er kun for informasjon. De kan ikke erstatte en legeundersøkelse! Diskuter måleverdiene med legen din. Ikke still diagnose eller medisiner deg selv ut fra måleverdiene (f.eks. valg av medisiner og doseringer)!
- Enheten er kun ment for formålet beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uforskriftsmessig eller feil bruk.
- Bruk av blodtrykksmåleren utenfor hjemmet eller i bevegelse (f.eks. under bilkjøring, i sykebil, i helikopter eller ved fysisk aktivitet) kan påvirke målenøyaktigheten og føre til feilmålinger.
- Feilmålinger og påvirkning av målenøyaktigheten kan forekomme ved kardiovaskulære sykdommer.
- Ikke bruk enheten sammen med andre medisinske elektriske enheter (ME-enheter). Dette kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal og/eller forårsake unøyaktig måling.
- Ikke bruk enheten utenfor de angitte lagrings- og driftsforholdene. Det kan føre til feil måleresultater.
- Bruk kun mansjettene som følger med enheten eller som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk av andre mansjett kan føre til unøyaktige målinger.

- Vær oppmerksom på at den aktuelle kroppsdelen kan få nedsatt funksjon under oppumpingen.
- Ikke foreta målinger hyppigere enn nødvendig. På grunn av begrensningen i blodstrømmen kan blåmerker forekomme.
- Under blodtrykksmålingen må blodsirkulasjonen ikke hemmes i lengre tid enn nødvendig. Hvis det oppstår en feil på enheten, skal mansjetten fjernes fra armen.
- Kun sett mansjetten på overarmen. Ikke sett mansjetten andre steder på kroppen.
- Luftslangen kan medføre risiko for kvelning av små barn.
- Smådeler som kan sveles, utgjør kvelningsfare for små barn. Barn bør derfor alltid være under oppsyn.
- Unngå at enheten faller i bakken, og ikke tråkk på den eller rist den.
- Ikke ta enheten fra hverandre – dette kan føre til skader, forstyrrelser og funksjonsfeil.
- Konsulter lege før du bruker enheten under noen av følgende forhold: hjerterytmeforstyrrelser, sirkulasjonsforstyrrelser, diabetes, graviditet, svangerskapsforgiftning, hypotensjon, frysninger, skjelving.
- For å utelukke sideforskjeller bør målingen i begynnelsen foretas på begge armene.

## Generelle forholdsregler

### **▲ FORSIKTIG**

- Blodtrykksmåleren består av presisjons- og elektronikk komponenter. Påpasselig bruk og oppbevaring er viktig

- for å sikre at måleverdiene forblir nøyaktige og enheten får lengst mulig levetid.
- Beskytt apparatet og tilbehøret mot støt, fuktighet, smuss, sterke temperaturvariasjoner og direkte sollys.
- La enheten nå romtemperatur før målingen. Hvis måleren har blitt lagret i nærheten av maksimal eller minimal lagrings- og transporttemperatur og skal brukes i et miljø med en temperatur på 20 °C, anbefales det å vente rundt to timer før du bruker måleren.
- Ikke bruk enheten i nærheten av sterke elektromagnetiske felt, og hold det borte fra radioanlegg og mobiltelefoner.
- Hvis du ikke bruker enheten over en lengre periode, anbefales det at du tar ut batteriene.
- Unngå mekanisk forsnevring, sammentrykking eller knekk på mansjettslangen.

## Merknader om håndtering av batteriene

### **▲ ADVARSEL**

- Hvis væske fra en battericelle kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
- Fare for svele! Små barn kan svele batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for små barn!
- Ved svele må lege kontaktes umiddelbart.
- Eksplosjonsfare! Ikke kast batterier på åpen ild.
- Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rense batterirommet med en tørr klut.

- Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.
- Vær oppmerksom på polindikatorene pluss (+) og minus (-).

### **▲ FORSIKTIG**

- Beskytt batteriene mot sterk varme.
- Batteriene må ikke lades opp eller kortsluttes.
- Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Bruk samme eller en tilsvarende batteritype.
- Skift alltid ut alle batterier samtidig.
- Ikke bruk oppladbare batterier!

## **Merknader om elektromagnetisk kompatibilitet**

### **▲ FORSIKTIG**

- Enheten er beregnet for drift i alle omgivelser som er oppført i denne bruksanvisningen, inkludert i hjemmet.
- I nærheten av elektromagnetisk støy kan enheten under visse omstendigheter bare brukes i begrenset omfang. Som følge av dette kan det for eksempel forekomme feilmeldinger, eller at displayet/enheten svikter.
- Unngå bruk av enheten rett ved siden av andre enheter, eller med andre enheter i stablet form. Dette kan føre til funksjonsfeil. Hvis det likevel er nødvendig å bruke enheten som beskrevet ovenfor, må både denne enheten og de andre enhetene observeres, slik at man kan være sikker på at de fungerer som de skal.
- Bruk av annet tilbehør enn det som er definert eller stilt til rådighet av produsenten av apparatet, kan føre til økt

elektromagnetisk støy eller redusert elektromagnetisk støymotstand samt feil bruksmåte.

- Hold bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert peri-feriutstyr som antennekabler eller eksterne antenner) på en avstand på minst 30 cm fra alle deler av apparatet, inkludert alle kabler som inngår i leveransen.
- Dersom dette ignoreres, er det fare for at enheten ikke virker som den skal.

## **4. LEVERINGSOMFANG**

Kontroller leveransen for å sjekke at kartongemballasjen er uskadet, og at innholdet er intakt. Kontroller før bruk at enheten og tilbehøret ikke har synlige skader, og at all emballasje er fjernet.

Ikke bruk enheten hvis du tror den kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler, eller kontakt kundeservice.

- Blodtrykksmåler for overarm
- Overarmsmansjett (22-42 cm)
- Batterier, se kapittel „Tekniske data“
- Oppbevaringsveske
- Hurtigveiledning
- Bruksanvisning
- Blodtrykkspass
- USB-C-kabel

## 5. ENHETSBEKRIVELSE

De tilhørende tegningene vises på side 3.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>1</b> Mansjett             | <b>2</b> Mansjettslange                            |
| <b>3</b> Mansjettpugg         | <b>4</b> Kontakt for mansjett-plugg (venstre side) |
| <b>5</b> Port til nettadapter | <b>6</b> START/STOPP-knapp ①                       |
| <b>7</b> Innstillingssknapp ⌂ | <b>8</b> Funksjonsknapper </>                      |
| <b>9</b> Lagringsknapp ☰      | <b>10</b> Glidebryter for bruker-valg              |

### Visninger på displayet

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>11</b> Symbol for Bluetooth®-tilkobling ☰                       | <b>12</b> Klokkeslett og dato      |
| <b>13</b> Overtrykk  | <b>14</b> Undertrykk               |
| <b>15</b> Risikoindikator  | <b>16</b> Målt pulsverdi           |
| <b>17</b> Symbol for forstyrrelser i hjerterytmen /<br>Pulessymbol | <b>18</b> AFIB AFIB                |
| <b>19</b> Brukerminne ① ②  | <b>20</b> Hvileindikator           |
| <b>21</b> Kontroll av mansjett-plassering ☰                        | <b>22</b> Flere målinger x3        |
| <b>23</b> Minnevisning: Gjen-nomsnittsverdi AVG, morgen ☰, kveld ☰ | <b>24</b> Nummer på lagring-splass |
| <b>25</b> Symbol for batteriskift                                  |                                    |

## 6. BRUK

### 6.1 Før bruk

#### Sette inn batterier

- Ta av lokket på batterirommet på baksiden av enheten **A**.
- Sett inn batteriene (se kapittel "Tekniske data"). Sett inn batteriene den veien merkingen angir, med polene riktig vei **A**.
- Sett batteridekselet på igjen.

Når symbolet  vises permanent, er det ikke lenger mulig å foreta måling. Bytt alle batteriene. Når batteriene er fjernet fra enheten, må du stille inn dato og klokkeslett på nytt. De lagrede måleverdiene går ikke tapt.

#### Bruk med nettadapter

Dette apparatet kan også brukes med en nettadapter (ikke inkludert i leveransen). Men før du kobler nettadapteren til apparatet, må du kontrollere at batteriene er tatt ut av apparatet. Under nettdriften må det ikke være batterier i batterirommet, for dette kan skade apparatet.

- For å forhindre mulig skade, skal apparatet bare brukes med en strømforsyningseenhet som oppfyller spesifikasjonene som er beskrevet i kapittelet "Teknisk informasjon".
- I tillegg må nettadapteren bare kobles til den nettspenningen som er angitt på typeskiltet.

- Koble adapteren til riktig tilkobling på blodtrykksmåleren .
- Sett deretter adapterstøpslet inn i stikkontakten.
- Når du er ferdig å bruke blodtrykksmåleren, kobler du først nettadapteren fra stikkontakten og deretter fra kontakten på blodtrykksmåleren. Straks nettadapteren kobles fra, mister blodtrykksmåleren dato og klokkeslett. De lagrede måleverdiene blir imidlertid værende.

## Foreta innstillinger

Still inn enheten riktig før bruk for å bruke alle funksjoner. Dette er nødvendig for at de målte verdiene skal kunne lagres med dato og klokkeslett og hentes frem senere.

Menyen Innstillinger kan nås på to måter:

- Før første gangs bruk og etter hvert batteribytte:  
Når du setter inn et batteri i enheten, blir du automatisk dirigert til den relevante menyen.
- Når batterier allerede er satt inn:  
Trykk på  i tre sekunder når apparatet er slått på.

Utfør disse innstillingene etter tur:




Bekreft med .

## Timer

Timeformat blinker:

- Velg timeformat med </>.



## Dato

Årstall blinker:

- Velg årstall med </>.



Månedsvisningen blinker:

- Velg måned med </>.



Dagsvisningen blinker:

- Velg dag med </>.



Hvis du velger 12 h som timeformat, er rekkefølgen for dato og måned byttet om.

## Klokkeslett

Timetall blinker:

- Velg timetall med </>.



Minuttall blinker:

- Velg minuttall med </>.



## Bluetooth®

På displayet blinker Bluetooth®-symbolet.

- Velg med </> om automatisk Bluetooth®-dataoverføring skal være aktivert (**bt on**) eller deaktivert (**bt off**), og bekreft med </>.

Batteriet bruker mer kapasitet ved overføring med Bluetooth®.

## 6.2 Før du utfører blodtrykksmålingen

### Generelle regler for egenmåling av blodtrykk

- For å generere en sammenlignbar og meningsfull profil for utviklingen av blodtrykket ditt, må du alltid måle blodtrykket på samme tid på dagen.

- Mål blodtrykket to ganger om dagen: én gang om morgen etter at du står opp og én gang om kvelden.
- Målingen skal alltid utføres når kroppen er i ro. Unngå å måle hvis du er stresset.
- Unngå å spise, drikke, røyke og være i fysisk aktivitet i minst 30 minutter før målingen.
- Slapp alltid av i 5 minutter før første blodtrykksmåling!
- Om du ønsker å utføre flere målinger etter hverandre, vent alltid minst 5 minutter mellom hver måling.
- Gjenta målingen hvis du er i tvil om de målte verdiene.

## Sette på mansjetten

Du kan måle blodtrykket på begge armene. Et visst avvik mellom høyre og venstre arm er helt normalt. Utfør alltid målingen på armen med de høyeste blodtrykksverdiene. Rådfør deg med legen din før du starter egenmålingen.

- Mål alltid blodtrykket ditt på den samme armen.
- Apparatet skal kun brukes med den medfølgende mansjetten som passer til omkretsen til overarmen din.
- Før målingen må du kontrollere at passformen er korrekt ved hjelp av indeksmarkeringen som er beskrevet nedenfor.
- Fjern klesplagg fra overarmen. Blodgjennomstrømningen i armen må ikke hindres av trange klesplagg eller lignende.
- Plasser mansjetten med den nedre kanten ca. 2–3 cm over albuen. Juster apparatet slik at markeringen  og mansjettslangen ligger rett over arterien .
- Mansjetten skal legges på så stramt at du fremdeles kan stikke to fingre inn under den lukkede mansjetten .

- Nå skal du sette mansjettslangen inn på tilkoblingen for mansjettplassen.
- Denne mansjetten passer til deg hvis indeksmarkeringen  ligger innenfor OK-området etter at du har lagt på mansjetten.

## Sørg for riktig kroppsstilling

- Sitt oppreist og behagelig når du skal måle blodtrykket. Len ryggen mot noe.
- Legg armen på et underlag .
- Sett føttene flatt på gulvet ved siden av hverandre.
- Mansjetten skal være på høyde med hjertet.
- Hold deg i ro under målingen, og ikke snakk.

## Velg bruker

Dette apparatet har to brukerminner med 120 minneplasser hver for å lagre måleresultatene til to forskjellige personer separat.

Hvis det er flere personer som bruker enheten, må du kontrollere at riktig bruker er valgt før hver måling.

- Bruk glidebryteren for å velge ønsket bruker.

## 6.3 Utføre blodtrykksmåling

Forutsetning: Mansjetten må være festet og bruker valgt.

### Måling

1. Trykk på  Alle displayelementene vises et kort øyeblikk.
2. Startskjermen ønsker deg velkommen til valgt  eller  På denne startskjermen har du tilgang til alle menyelementer, f.eks. brukerminne.

3. Trykk en gang til på ① igjen for å starte målingen. Mansjetten pumpes opp automatisk. Målingen starter.  vises så snart det registreres en puls.

Trykk på ① for å avbryte målingen.

4. Måleresultatene for overtrykk, undertrykk og puls vises. Under hele målingen vises symbolet for kontroll av mansjettpllasseringen . Hvis mansjetten sitter for løst, vises  og . Da avbrytes målingen etter ca. 15 sekunder, og apparatet slår seg av.

 vises når målingen ikke kunne gjennomføres korrekt. Se kapittelet «Utbedring av problemer». Sett ev. mansjetten på på nytt etter 1 minutt. Apparatet slår seg av automatisk etter ca. 30 sekunder. Verdien er lagret for den valgte brukeren eller den siste brukeren.

## Flere målinger

1. Trykk på ①. Alle displayelementene vises et kort øyeblikk.
2. Startskjermen ønsker deg velkommen til valgt ① eller ②. På denne startskjermen har du tilgang til alle menyelementer, f.eks. brukerminne.
3. Du kan velge flere målinger ved å trykke på < eller >.  blinker på displayet. Bekreft at du vil starte målingen ved å trykke på ①. Mansjetten pumper seg opp automatisk. Målingen starter.
4. Apparatet viser den første målesyklusen i 3 sekunder, og deretter gjennomfører det en regulær måling som gjentas tre ganger. I den andre og tredje syklusen vises også en 30 sekunders nedtelling som angir ventetiden til neste måling.

Trykk på ① for å avbryte målingen.

5. Etter den tredje målingen vises gjennomsnittsresultatet for overtrykk, undertrykk og puls samt symbolet .

Under hele målingen vises symbolet for kontroll av mansjettpllasseringen . Hvis mansjetten er for løs, vises  og . Da avbrytes målingen etter ca. 5 sekunder, og apparatet slår seg av.

 vises når målingen ikke kunne gjennomføres korrekt. Se kapittelet «Utbedring av problemer». Sett ev. mansjetten på på nytt etter 1 minutt. Apparatet slår seg av automatisk etter ca. 30 sekunder. Verdien er lagret for den valgte brukeren eller den siste brukeren.

## 6.4 Evaluere resultater

### Generell informasjon om blodtrykk

- Blodtrykk er den kraften som blodstrømmen presser mot arterieveggene. Arterielt blodtrykk endres kontinuerlig i løpet av en hjertesyklus.
- Blodtrykket angis alltid i form av to verdier:
  - Det høyeste trykket er det **systoliske blodtrykket, eller overtrykket**. Det oppstår når hjertemuskelen trekker seg sammen og blodet presses inn i blodkarene.
  - Det laveste trykket er det **diastoliske blodtrykket, eller undertrykket**. Det oppstår når hjertemuskelen har utvidet seg fullstendig, og hjertet fylles med blod.
- Svingninger i blodtrykket er normalt. Selv ved gjentatt måling kan det være betydelige forskjeller mellom de målte verdiene. Enkeltmålinger eller uregelmessige

målinger gir derfor ikke et pålitelig informasjon om det faktiske blodtrykket. En pålitelig evaluering er bare mulig hvis du regelmessig måler under sammenlignbare forhold.

## Hjertearytm

Under blodtrykksmålingen kan enheten identifisere eventuelle forstyrrelser i hjerterytmen. Etter målingen indikerer  eventuelle uregelmessigheter i pulsen din.

Gjenta målingen når  vises.

For å vurdere blodtrykket ditt må du kun bruke resultatene som er registrert uten uregelmessigheter i pulsen din.

Kontakt legen din hvis du ser  ofte. Legen må gjennomføre en undersøkelse for å finne ut om det foreligger et problem.

## Risikoindikator

| Område for målte blodtrykksverdier |                        | Klassifisering                                   | Farge på risikoindikatoren |
|------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Overtrykk<br>(i mmHg)              | Undertrykk<br>(i mmHg) |  |                            |
| ≥ 180                              | ≥ 110                  | Høyt blodtrykk grad 3<br>(alvorlig) <sub>1</sub> | Rød                        |
| 160–179                            | 100–109                | Høyt blodtrykk grad 2<br>(middels) <sub>1</sub>  | Oransje                    |
| 140–159                            | 90–99                  | Høyt blodtrykk grad 1<br>(mildt) <sub>1</sub>    | Gul                        |
| 130–139                            | 85–89                  | Høy normalverdi <sub>1</sub>                     | Grønn                      |
| 120–129                            | 80–84                  | Normalt <sub>1</sub>                             | Grønn                      |

| Område for målte blodtrykksverdier | Undertrykk<br>(i mmHg) | Klassifisering                  | Farge på risikoindikatoren |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| < 120                              | < 80                   | Optimalt <sub>1</sub>           | Grønn                      |
| < 90                               | < 60                   | For lavt blodtrykk <sub>2</sub> | Oransje                    |

<sub>1</sub>Kilde: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sub>2</sub>Kilde: National Health Service, 2023

Risikoindikatoren **15** viser hvilket område det målte blodtrykket befinner seg i. Hvis verdiene skulle befinner seg i to forskjellige områder (f.eks. overtrykk i området høy normalverdi og undertrykk i området for normalverdi), vil risikoindikatoren alltid vise det høyeste området, og i det eksempelet som er gitt her, vil det være «Høy normalverdi».

 Disse standardverdiene bare er ment som generelle rettingslinjer, da det individuelle blodtrykket kan avvike.

Egenmåling hjemme gir ofte lavere måle verdier enn hos legen. Kontakt legen din med jevne mellomrom. Kun legen kan fortelle deg individuelle målverdier for et kontrollert blodtrykk, spesielt hvis du får medisinsk behandling.

## For lavt blodtrykk

### ⚠ ADVARSEL

For lavt blodtrykk (hypotoni) kan være helseskadelig og kan utløse svimmelhet eller besvimelse. Et for lavt blodtrykk er når

systolisk og diastolisk blodtrykk er under 90/60 mmHG (kilde: National Health Service, 2023).

Oppsøk lege hvis du plutselig opplever lavt blodtrykk.

## Atrieflimmer

Atrieflimmer er en av de vanligste formene for hjertearytm. Det kjennetegnes ved uregelmessig hjerterytme og er forbundet med økt risiko for slag, hjertesvikt og andre hjertekomplikasjoner.

En diagnostisering av atrieflimmer kun kan utføres av lege, men med AFIB-teknologien i dette apparatet gjør Beurer det mulig å avdekke atrieflimmer med høy nøyaktighet. Et mulig atrieflimmer oppdages under blodtrykksmålingen og vises etter målingen med symbolet  i kombinasjon med symbolet . Ved forekomst av arytm, som f.eks. atrieflimmer, kan den viste blodtrykksverdien være feil. Hvis symbolet  vises etter en blodtrykksmåling, må du gjenta målingen. Hvil i 5 minutter før du mäter på nytt. Under målingen må du ikke bevege deg eller snakke. Hvis symbolet  vises på nytt og flere ganger, bør du kontakte lege. Hvis du har fått diagnostisert atrieflimmer, følger du legens anvisninger hvis du får påvist AFIB på apparatet.

Ikke gi deg selv en egendiagnose, og ikke iverksett noen form for behandling basert på måleresultatene. Du må alltid følge legens anvisninger.

## Hvileindikator (via HSD-diagnostikken)

En av de hyppigste feilene ved måling av blodtrykk er at kroppen ikke har vært lenge nok i ro før målingen. Da viser de målte systoliske og diastoliske blodtrykksverdiene ikke det

hvileblodtrykket som skal brukes når de målte verdiene skal vurderes.

Denne blodtrykksmåleren bruker en integrert hemodynamisk stabilitetsdiagnostikk (HSD) for å måle den hemodynamiske stabiliteten til brukeren under blodtrykksmåling, og kan dermed gi informasjon om blodtrykket ble målt ved tilstrekkelig ro.

|   |  |
|---|--|
|  | Den målte blodtrykksverdien ble målt ved tilstrekkelig hvile og viser med høy grad av sannsynlighet brukerens hvileblodtrykk.  |
|  | Det foreligger indikasjon på at kretsløpet ikke er tilstrekkelig rolig. Blodtrykksverdiene som måles i dette tilfellet, gjenspeiler vanligvis ikke blodtrykket i hviletilstand. Det bør derfor legges inn en fysisk og mental hvilepause på minst 5 minutter før målingen gjentas. |
| Det vises ikke noe symbol for hvileindikator                                      | Det var ikke mulig å avgjøre om kretsløpet var rolig nok under målingen. Også i dette tilfellet bør det legges inn en fysisk og mental hvilepause på minst 5 minutter før en ny måling gjentas.  |

Et urolig kretsløp kan ha ulike årsaker, f.eks. fysisk belastning, mental spenning/distraksjon, tale eller hjertearytm under målingen.

I de aller fleste brukstilfellene gir HSD-diagnostikken en svært god pekepinn på om kretsløpet er rolig under blodtrykksmålingen.

Enkelte pasienter som har forstyrrelser i hjerterytmen eller varige mentale spenninger, kan bli hemodynamisk ustabile over lengre tid, selv om det legges inn gjentatte hvilepauser. Hos disse brukerne er det kun i begrenset grad mulig å gi et nøyaktig bilde av hvileblodtrykket.

I likhet med alle andre medisinske målemetoder er heller ikke HSD-diagnostikken alltid fullstendig nøyaktig. I enkelte tilfeller kan derfor de registrerte resultatene være misvisende. Blodtrykksverdier som er målt ved tilstrekkelig rolig kretsløp, er imidlertid spesielt pålitelige.

## 6.5 Vise og slette måleverdier

### Brukere

Resultatet for hver vellykket måling blir lagret, inkludert dato og klokkeslett. Ved mer enn 120 måledata slettes de eldste måledataene.

Trykk på  i startskjermbildet, og velg ønsket bruker med glidebryteren.

### Gjennomsnittsverdi

Bluetooth® aktivert  i displayet:

Måledata overføres automatisk.

#### AVG vises:

Gjennomsnittsverdien for alle lagrede måleverdier for denne brukeren vises.

1. Trykk på >.

#### AVG vises:

Gjennomsnittsverdi for de siste 7 morgenmålingene vises (morgen: kl. 5.00 – kl. 9.00).

2. Trykk på >.

#### AVG vises:

Gjennomsnittsverdien for de siste 7 kveldsmålingene vises (kveld: 18.00 – 20.00).

### Enkeltmåleverdier

1. Når du trykker en gang til på >, vises den siste enkeltmålingen (i dette eksemplet måling 03) på displayet.
2. Når du trykker en gang til på </>, kan du se de målte enkeltverdiene.
3. Trykk for på ① for å slå av enheten igjen.  
Trykk på ① for å gå ut av menyen.

### Slette måleverdier

1. For å slette alle lagrede måleverdier for en bruker må du først velge den aktuelle brukeren.  
I displayet vises **AVG** og gjennomsnittsverdien for alle lagrede måleverdier for denne brukeren.
2. Hold < og > inne i ca. 5 sekunder.  
På displayet vises **EL Ø 1** for  / **EL Ø 2** for . Alle verdier for den valgte brukeren blir slettet.  
Apparatet slår seg automatisk av.

### Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

1. For å slette alle lagrede måleverdier og innstillinger, velger du brukerminnet.  
Trykk på >. På displayet vises  **AVG**
2. Hold < og > inne i ca. 15 sekunder.

På displayet vises  $\text{L} \text{ L}$ . Alle verdier som er lagret i apparatet slettes. Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingen. Apparatet slår seg automatisk av.

## Overføring av måleverdier

### Overføring via Bluetooth®

- Last ned den gratisappen "beurer HealthManager Pro" fra Apple App Store eller Google Play.

Her kommer du til appen  
"beurer HealthManager Pro"

\*



- Aktiver Bluetooth® i innstillingene til smarttelefonen.
- Åpne appen.
- Velg BM 64 i appen, og følg anvisningene.
- Ved første gangs tilkobling vises en pinkode på apparatet. Tast inn pinkoden på smarttelefonen. Etter at du har gjort dette, kobles apparatet til smarttelefonen.

Liste over systemkrav og kompatible apparater



\*Dette produktet oppfyller kravene i de gjeldende europeiske direktivene.

## 7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør enheten og mansjetten forsiktig ved hjelp av en lett fuktet klut.
- Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Ikke hold enheten eller mansjetten under vann, da dette kan føre til at det kommer inn væske slik at enheten og mansjetten blir skadet.
- Under oppbevaring av enheten og mansjetten må det ikke plasseres tunge gjenstander på disse. Det må ikke oppstå knekk på mansjettslangen.
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes på en lang stund.

## 8. TILBEHØR OG RESERVEDELER

Tilbehør og reservedeler finner du på nettstedet [www.beurer.de](http://www.beurer.de), under «Service». Angi det relevante bestillingsnummeret.

| Betegnelse                   | Artikkel- eller bestillingsnummer |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Universalmansjett (22-42 cm) | 164.503                           |
| Nettadapter (EU)             | 072.78                            |
| Nettadapter (UK)             | 072.79                            |

## 9. UTBEDRING AV PROBLEMER

| Feilmelding  | Mulig årsak                                   | Løsning   |
|--|---|---|
| Er 1   | Det ble ikke registrert puls.                 | Gjenta målingen etter ett minutts pause. Pass på at du ikke snakker eller beveger deg under målingen.             |
| Er 2   | Det målte blodtrykket er utenfor måleområdet. |   |
| Er 3<br> | Det målte blodtrykket er utenfor måleområ     | Utfør målingen på nytt. Kontroller at mansjettslangen er satt inn riktig og at du ikke beveger deg eller snakker. |
| Er 4   | Det oppsto en feil under målingen.            | Gjenta målingen etter ett minutts pause. Pass på at du ikke snakker eller beveger deg under målingen.             |

| Feilmelding  | Mulig årsak   | Løsning  |
|--|---|--|
| Er 5   | Oppumpingstrykket er høyere enn 300 mmHg.                                     | Som en del av en ny måling må du kontrollere om mansjetten blir blåst opp riktig. Pass slik at ingen av armene eller tunge gjenstander ligger på slangen og at slangen ikke er bøyd. |
| Er 6   | Det foreligger en systemfeil.   | Kontakt kundeservice hvis denne feilmeldingen vises.   |
| Er 7   | Det er problemer med forbindelsen mellom smarttelefonen/nettbrøttet og appen. | Slå av hovedenheten, lukk appen, og deaktivér Bluetooth® på smarttelefonen/nettbrøttet for å aktivere funksjonen på nytt. Prøv å koble til på nytt.                                  |
|  LO | Batteriene er nesten tomme.   | Sett inn nye batterier i apparatet.  |

## 10. AVHENDING

### Reparasjon og avhending av enheten

- Ikke reparer eller juster enheten selv. Hvis dette gjøres, kan det ikke lenger garanteres at enheten vil fungere korrekt.

- Ikke åpne enheten bortsett fra batterirommet. Overholdes ikke denne regelen, blir garantien ugyldig.
- Reparasjoner må kun utføres av kundeservice eller autoriserte forhandlere. Test/bytt ut batteriene før du foretar reklamasjon.
- Enheten må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Enheten kan leveres inn på et lokalt innsamlingssted. Enheten skal avhendes i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Kontakt de kommunale myndighetene som har ansvar for avhendingen hvis du har spørsmål om dette.

## Avfallshåndtering av batterier

- De brukte og fullstendig utladede batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Kast batteriene i spesielle samlebeholdere, på gjenvinningssteder eller hos en elektroforhandler. Det er lovpiktig å kaste batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.
- Disse symbolene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:
  - Pb = Batteriet inneholder bly
  - Cd = Batteriet inneholder kadmium
  - Hg = Batteriet inneholder kvikksølv.



## 11. TEKNISKE DATA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type                    | BM 64   |
| Målemetode              | Oscillometrisk, ikke-invasiv blodtrykksmåling på overarmen                                    |
| Måleområde              | Mansjettrykk 300 mmHg, overtrykk 50-280 mmHg, undertrykk 30-200 mmHg, puls 40-199 slag/minutt |
| Visningsnøyaktighet     | Overtrykk $\pm 3$ mmHg, undertrykk $\pm 3$ mmHg, puls $\pm 5\%$ av den viste verdien          |
| Måleusikkerhet          | Maks tillatt standardavvik ifølge kliniske tester: overtrykk 8 mmHg, undertrykk 8 mmHg        |
| Minne                   | 2 x 120 minneplasser  |
| Mål                     | L 143 mm x B 105 mm x H 60 mm   |
| Vekt                    | Ca. 450 g (uten batterier, med mansjett)  |
| Mansjettstørrelse       | 22 til 42 cm omkrets overarm  |
| Driftsbedingelser       | +10 °C til +40 °C, < 90 % relativ luftfuktighet, 800–1050 hPa omgivelsestrykk                 |
| Oppbevaringsbedingelser | -20 °C til +55 °C, < 90 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)                          |
| Strømforsyning          | 4x 1,5V AA-batterier  |

|   |   |
|---|---|
| Batteriets varighet                     | Til ca. 300 målinger, alt etter hvor høyt blodtrykket eller oppumpingstrykket er, samt antall Bluetooth®-oppkoblinger |
| Forventet produktlevetid                | Du finner informasjon om produktets levetid på beurer.com   |
| Klassifisering                          | Intern forsyning, IP20, ingen AP eller APG, kontinuerlig drift, Bruksdel, type BF                                     |
| Dataoverføring via Bluetooth® teknologi | Enheten bruker Bluetooth®, Frekvensbånd 2,400–2,483 sendeeffekt maks 5 dBm  |

Serienummeret står på enheten eller i batterirommet.

Av hensyn til oppdateringer forbeholder vi oss retten til å endre de tekniske spesifikasjonene uten varsel.

- Denne enheten samsvarer med europeisk standard EN 60601-1-2 (samsvarer med CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) og er underlagt spesielle regler relatert til elektromagnetisk kompatibilitet. Vær oppmerksom på at bærbart og mobilt HF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke produktet.
- Denne blodtrykkmålerens nøyaktighet er grundig testet, og apparatet er utviklet med henblikk på lang levetid. Ved bruk av apparatet innenfor helsevesenet skal det gjenomføres måletekniske kontroller med egnede midler. Nøyaktig informasjon for kontroll av nøyaktigheten kan fås ved henvendelse til serviceadressen.

## Strømforsyning

Modellnr. LXCP12X-050100BG

Strøminngang 100–240 V, 50–60 Hz 0,5 A maks.

Strømutgang 5 V DC, 1 A, kun i forbindelse med Beurer blodtrykksmålere

Produsent Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd

Beskyttelse Apparatet er dobbelt verneisolert og har en sikring på primærsiden som kobler apparatet fra strømnettet ved feil.  
Sjekk at du har tatt ut batteriene fra batterirommet før du bruker strømforsyningseheten.



Polaritet



Verneisolert / beskyttelsesklasse 2

Hus og beskyttelses-deksel Strømforsyningshuset beskytter mot kontakt med strømførende deler (fingre, nåler, kroker). Brukeren må ikke røre pasienten og utgangskontakten til AC/DC-strømforsyningen samtidig.

## 12. GARANTI/SERVICE

Du finner detaljert informasjon om garantien og garantivilkårene på det medfølgende garantiarket.

## Varsling om hendelser

For brukere/pasienter i EU og identiske reguleringssystemer (forordning om medisinsk utstyr MDR (EU) 2017/745) gjelder følgende: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse under eller på grunn av bruken av produktet, skal dette rapporteres til produsenten og/eller dennes autoriserte representant samt respektive nasjonale myndighet i det landet der brukeren/pasienten befinner seg.



Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Varmista, että käyttöohje on muiden käyttäjien saatavilla. Jos luovutat laitteen eteenpäin, anna käyttöohje laitteen mukana.

## Sisältö

|  |     |
|--|-----|
| 1. Merkkien selitykset.....                        | 236 |
| 2. Tarkoituksenmukainen käyttö .....               | 238 |
| 3. Varoitukset ja turvallisuusohjeet .....         | 239 |
| 4. Pakkauksen sisältö .....                        | 242 |
| 5. Laitteen kuvaus .....                           | 242 |
| 6. Käyttö .....                                    | 242 |
| 6.1 Käyttöönotto .....                             | 242 |
| 6.2 Ota huomioon ennen verenpaineen mittauta ....  | 244 |
| 6.3 Verenpaineen mittaaminen .....                 | 245 |
| 6.4 Tulosten arviointi.....                        | 246 |
| 6.5 Mittauslukemien tarkasteleminen ja poistaminen | 248 |
| 7. Puhdistus ja hoito .....                        | 250 |
| 8. Lisävarusteet ja varaosat .....                 | 250 |
| 9. Ongelmanratkaisu .....                          | 250 |
| 10. Hävittäminen .....                             | 251 |
| 11. Tekniset tiedot .....                          | 251 |
| 12. Takuu/huolto .....                             | 253 |

## 1. MERKKIEN SELITYKSET

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkaussessa ja tyypikil vessä käytetään seuraavia symboleita:

### ▲ VAROITUS

Kuvaaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.

### ▲ HUOMIO


Kuvaaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla lievä tai vähäinen loukkaantuminen.



### Tuotetiedot

Huomautus tärkeistä tiedoista

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <b>Noudata ohjetta</b><br>Lue ohje ennen työskentelyn aloittamista ja/tai laitteiden tai koneiden käyttöä                                     | <br>Pakkausmateriaalin tunnistusmerkintä.<br>A = materiaalin lyhenne,<br>B = materiaalinumero:<br>1–7 = muovit,<br>20–22 = paperi ja pahvi |
|  | Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroonikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. | <br>Irrota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.  |
|  | Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ei saa hävittää talousjätteen seassa   | <b>IP20</b><br>Suojattu kiinteiltä vierailta esineiltä, joiden halkaisija on $\geq 12,5$ mm  |
|  | Valmistaja  | <b>Tasavirta</b><br>Laite sopii ainoastaan tasavirtakäytöön  |
|  | <b>CE-merkintä</b><br>Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.                             | <b>UDI</b><br>Unique Device Identifier (UDI)<br>Yksilöllinen laitetunniste   |
|  | Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti  | <b>LOT</b><br>Eränumero  |
|   |   | <b>REF</b><br>Tuotenumero  |
|   |   | <b>SN</b><br>Sarjanumero   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|   | Lääkinnällinen laite   |   |
|  | <b>BF-typin käyttöosien eristys</b><br>Galvaanisesti eristetty käyttöosa ("F" tarkoittaa "floating"), täytää typin B vuotovirtoja koskevat vaatimukset |   |
|  | Lämpötila-alue   |   |
|  | Kosteusalue  | Verenpainemittari (jäljempänä laite) on tarkoitettu valtimoverenpaineen ja sykkeen täysautomaattiseen, ei-invasiiviseen mittauiseen olkavarresta.<br>Se on tarkoitettu aikuisen kotona suorittamaan itsemittaukseen.  |
|  | Ilmanpainerajoitus   | <b>Kohderyhmä</b><br>Verenpainemittaus soveltuu aikuisille käyttäjille, joiden olkaavarren ympärysmitta on mansettiin merkityllä alueella.  |
|  | Typpinumero  | <b>Kliininen hyöty</b><br>Käyttäjä voi mitata laitteella verenpaineen ja sykkeen nopeasti ja helposti. Mittauslukemat luokitellaan kansainvälisti hyväksyttyjen suositusten mukaisesti, ja ne esitetään graafiseissa muodossa. Lisäksi laite pystyy tunnistamaan mittauksen aikana mahdollisesti ilmeneviä epäsäännöllisiä sydämenlyöntejä sekä ilmoittamaan niistä käyttäjälle näytössä näkyvällä symbolilla. Laite tallentaa mitatut lukemat ja pystyy lisäksi laskemaan aiempien mittausten keskiarvot. Taltioidut tiedot tukevat terveydenhoitopalveluiden tarjoajia verenpainetau- |
|  | Valmistuspäivämäärä  |   |

tien diagnostoinnissa ja hoidossa sekä siten käyttäjän pitkä-aikaista terveydentilan seurantaa.

## Käyttöaiheet

Kohonneesta tai matalasta verenpaineesta kärsivä käyttäjä voi tarkkailla itsenäisesti verenpainettaan ja pulssiaan kotiympäristössä. Käyttäjällä ei kuitenkaan tarvitse olla kohonnutta verenpainetta eikä rytmihäiriötä, jotta hän voi käyttää laitetta.

## Vasta-aiheet

### ▲ VAROITUS

- Älä käytä verenpainemittaria vastasyntyneillä, lapsilla tai kotieläimillä.
- Henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, saavat käyttää laitetta vain turvallisuudesta vastaan henkilön valvonnassa ja saatuaan ohjeet heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on sähköisiä implantteja (esim. sydämentahdistin).
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on metallisia implantteja.
- Henkilöt, joille on tehty rinnanpoisto, eivät saa käyttää mansettia.
- Älä aseta mansettia haavojen päälle, sillä se voi aiheuttaa lisäaurioita.
- Varmista, ettei mansettia aseteta käsviarteen, jonka valtimoita tai suonia hoidetaan lääketieteellisesti, esim. suonensisäinen lääkehoito tai arteriovenoosinen shuntti.
- Älä käytä laitetta henkilöillä, joilla on allergioita tai herkkä iho.

## Haittavaikutukset

- Ihoärsyts
- Negatiivinen vaikutus verenkiertoon

## 3. VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET

### Yleisiä varoituksia

### ▲ VAROITUS

- Itse mitatut verenpainelukemat ovat vain suuntaa antavia. Niillä ei voi korvata lääkärin suorittamia tutkimuksia! Keskustele lääkärin kanssa mittauslukemista. Älä missään tapauksessa tee lukemien perusteella lääkinnällisiä päätöksiä omin pään (esim. lääkkeiden annostelua koskevia)!
- Laitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai vääränlaisesta käytöstä.
- Verenpainemittarin käyttö kotiympäristön ulkopuolella tai liikkeelle altistettuna (esim. liikkuvassa autossa, ambulanssissa tai helikopterissa sekä ruumiillisen rasituksen, kuten urheilusuoritukseen, aikana) voi vaikuttaa mittaus-tarkkuuteen ja aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia.
- Sydän- ja verisuonisairaudet voivat aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia tai heikentää mittaustarkkuutta.

- Älä käytä laitetta samanaikaisesti muiden läkinnällisten sähkölaitteiden kanssa. Seurauksena voi olla verenpainemittarin toimintahäiriö ja/tai epätarkka mittaustulos.
- Älä käytä laitetta määritettyjen säilytys- ja käyttöolosuheteiden ulkopuolella. Seurauksena voi olla virheellisiä mittaustuloksia.
- Käytä tämän laitteen kanssa ainoastaan sen mukana toimitettua tai käyttöohjeessa mainittua mansettia. Muiden mansettien käyttäminen voi johtaa mittausepätarkkuuskirsiin.
- Ota huomioon, että mansetin täyttämisen aikana voi esiintyä raajan toimintahäiriötä.
- Älä tee mittauksia tarpeettoman usein. Verenvirtauksen estyminen voi aiheuttaa mustelmienvuodostumista.
- Verenkerto ei saa olla estyneenä liian pitkään verenpaineen mittauksen yhteydessä. Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriö, irrota mansetti käsivarresta.
- Mansetin saa asettaa ainoastaan olkavarteen. Mansettia ei saa asettaa muihin kehoniisiin.
- Ilmaletku voi aiheuttaa kuristumisvaaran pienille lapsille.
- Pienet lapset voivat niellä laitteen sisältämiä pieniä osia ja tukehtua. Pieniä lapsia on sen vuoksi aina valvottava
- Älä päästä laitetta putoamaan, älä astu sen päälle äläkä ravista sitä.
- Laitetta ei saa purkaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita, häiriöitä ja virhetoimintoja.
- Seuraavissa tapauksissa on ennen laitteen käytöä ehdottomasti keskusteltava lääkärin kanssa: Sydämen rytmihäiriöt, verenkiertohäiriöt, diabetes, raskaus, raskausmyrkkytys, hypotensio, vilunväreet, vapina.

- Mittaus on tehtävä ensin molemmista käsivarsista mahdollisten puolierojen toteamiseksi.

## Yleiset varotoimet

### ▲ HUOMIO

- Verenpainemittari koostuu tarkkuus- ja elektroniikkaoista. Mittauslukemien tarkkuus ja laitteen käyttöikä riippuvat laitteen huolellisesta käsittelystä.
- Suojaa laite ja verkkolaite kolhuita, kosteudelta, epäpuhtauksilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta ja suoralta auringonvalolta.
- Ota laite huoneenlämpöön ennen mittauta. Jos mittaria on säilytetty lähellä suurinta tai pienintä sallittua säilytys- tai kuljetuslämpötilaa ja se siirretään tilaan, jossa lämpötila on 20 °C, ennen mittarin käytöä suositellaan odottamaan noin 2 tuntia.
- Älä käytä laitetta voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä, ja pidä laite etäällä radiolaitteista ja matkapuhelimista.
- Poista paristot, jos laite on pitemmän aikaa pois käytöstä.
- Vältä mansettiletkun mekaanista kiristämistä, puristamista ja taittamista.

## Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

### ▲ VAROITUS

- Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihmisen tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja haapeudu lääkäriin.
- Nielemisvaara! Pienet lapset voivat nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä paristot poissa pienestä lasten ulottuvilta!
- Jos paristo on nieltyn, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
- Räjähdsavaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja puhdistaa paristolokero kuivalla liinalla.
- Paristoja ei saa purkaa, avata eikä rikkota.
- Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).

### ▲ HUOMIO

- Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
- Paristoja ei saa ladata eikä kytkeä oikosulkuun.
- Poista paristot paristolokerosta, jos laitteita ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytä aina samanlaisia tai samantyypisiä paristoja.
- Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
- Älä käytä ladattavia paristoja!

## Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ohjeet

### ▲ HUOMIO

- Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tässä käyttöohjeessa mainituissa ympäristöissä kotiympäristö mukaan lukien.
- Laitteen käytettävyys saattaa olla rajallista, jos käytön aikana ilmenee sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden seurauksena voi esiintyä esimerkiksi vikailmoituksia tai näytö/laitte voi lakata toimimasta.
- Vältä laitteen käytöä muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä tai päälekkäin muiden laitteiden kanssa, sillä se voi johtaa laitteen virheelliseen toimintaan. Jos edellä mainittu käyttötapa on kuitenkin välittämätön, tästä laitetta ja muita laitteita on tarkoitettava niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Muiden kuin tämän laitteen valmistajan hyväksymien ja toimittamien lisävarusteiden ja varaosien käyttö voi lisätä sähkömagneettisten häiriöiden määrää tai vähentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa laitteen virheelliseen toimintaan.
- Pidä kannettavia radiotaajuuutta käyttäviä viestintälaitteita (myös oheislaitteita, kuten antennikaapeleita ja ulkoisia antenneja) vähintään 30 cm:n etäisyydellä laitteen kaikista osista, mukaan lukien kaikki laitteen mukana toimitetut johdot.
- Tämän ohjeen laiminlyönti voi heikentää laitteen suorituskykyä.

## 4. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkauksessa on ulkoisesti vahingoittumaton ja että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu.

Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalveluosoiteeseen.

- Verenpainemittari olkavarteen
- Olkavarsimansetti (22-42 cm)
- Paristot, katso luku Tekniset tiedot
- Säilytyspussi
- Pikaohje
- Käyttöohje
- Verenpaineppassi
- USB-C-kaapeli

## 5. LAITTEEN KUVAUS

Piirustukset ovat sivulla 3.

- |          |                         |           |  |
|----------|-------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Mansetti                | <b>2</b>  | Mansettiletku                            |
| <b>3</b> | Mansettipistoke         | <b>4</b>  | Mansettipistokkeen liitäntä (vasemmalla) |
| <b>5</b> | Verkkolaitteen liitäntä | <b>6</b>  | Virtapainike                             |
| <b>7</b> | Asetuspainike           | <b>8</b>  | Toimintopainikkeet </>                   |
| <b>9</b> | Muistipainike           | <b>10</b> | Käyttäjävalinnan liukusäädin             |

## Näytön lukemat ja symbolit

- |           |   |           |                              |
|-----------|---|-----------|------------------------------|
| <b>11</b> | Bluetooth®-yhteyden kuvaake                     | <b>12</b> | Kellonaika ja päivämäärä     |
| <b>13</b> | (Systolininen) yläpaine                         | <b>14</b> | (Diastolininen) alapaine     |
| <b>15</b> | Riski-ilmaisin                                  | <b>16</b> | Sykelukema                   |
| <b>17</b> | Sydämen rytmihäiriön symboli  / Sykkeen symboli | <b>18</b> | AFIB                         |
| <b>19</b> | Käyttäjämäistä                                  | <b>20</b> | Vakaudentunnistimen ilmaisin |
| <b>21</b> | Mansetin kireyden seuranta                      | <b>22</b> | Moninkertainen mittaus       |
| <b>23</b> | Muistinäyttö: Keskiarvo AVG, aamu , Ita         | <b>24</b> | Muistipaikan numero          |
| <b>25</b> | Paristonvaihdon symboli                         |           |                              |

## 6. KÄYTÖÖ

### 6.1 Käyttöönotto

#### Paristojen asettaminen paikoilleen

- Poista paristolokeron kansi laitteen takaosasta
- Aseta paristot paikoilleen (katso luku Tekniset tiedot). Aseta paristot napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Sulje paristolokeron kanssi.

Kun symboli näkyy jatkuvasti, mittaus ei ole enää mahdollista. Vaihda kaikki paristot uusiin. Kun paristot on poistet-

tu laitteesta, päivämäärä ja kellonaika on asetettava uudelleen. Tallennetut mittauslukemat säilyvät.

## Käyttö verkkolaitteen avulla

Tämä laite toimii myös verkkolaitteen avulla (ei sisällä toimitukseen). Varmista kuitenkin ennen verkkolaitteen liittämistä laitteeseen, ettei laitteessa ole paristoja. Verkkolaitetta käytettäessä paristokotelossa ei saa olla paristoja, sillä laite voisi muuten vaurioitua.

- Mahdollisten vaurioiden välttämiseksi laitetta saa käyttää verkkolaitteen avulla vain, kun luvussa "Tekniset tiedot" kuvatut seikat täytyvät.
- Lisäksi verkkolaitteen saa liittää ainoastaan verkkojänitteeseen, joka vastaa tyypikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Kytke verkkolaite sille tarkoitettuun, verenpainemittarissa olevaan liitäntään **[5]**.
- Liitä sitten verkkolaitteen pistoke pistorasiaan.
- Verenpainemittarin käytön jälkeen irrota verkkolaite ensin pistorasiasta ja vasta sitten itse verenpainemittarista. Kun verkkolaite irrotetaan, verenpainemittarin päivämäärä ja kellonaika häviävät. Jo tallennetut mittausarvot jäävät kuitenkin laitteen muistiin.


## Asetusten vaihtaminen

Säädä laitteen asetukset oikeiksi ennen käyttöä, jotta saat kaikki toiminnot käyttöön. Vain siten mittauslukemat sekä niiden päivämäärä ja kellonaika tallentuvat ja niitä voidaan tarkastella myöhemmin.

Asetusvalikon voi avata kahdella eri tavalla:

- Ennen ensimmäistä käyttöä ja aina paristojen vaihdon jälkeen:  
Kun laitat paristot laitteeseen, valikko avautuu automaatisesti.
- Paristojen ollessa jo paikoillaan:  
Paina päälelytketyn laitteen  noin kolme sekuntia.

Tee asetukset yksi kerrallaan:




Vahvista valinnat painikkeella .

### Tunti(a)

Ajan esitystapa vilkkuu:

- Valitse ajan esitystapa painikkeella </>.



### Päivämäärä


Vuosiluku vilkkuu:

- Valitse vuosiluku painikkeella </>.



Kuukausi vilkkuu:

- Valitse kuukausi painikkeella </>.



Päivä vilkkuu:

- Valitse päivä painikkeella </>.



 Kun ajan esitystavaksi on valittu 12 h, päivä ja kuukausi vaihtavat järjestystä.

## Kellonaika

Tunti vilkkuu:

- Valitse tunti painikkeella </>.



Minuutit vilkkuvat:

- Valitse minuutit painikkeella </>.



## Bluetooth®

Näytöllä vilkuu Bluetooth®-symboli.

- Valitse painikkeilla </>, haluatko ottaa automaattisen Bluetooth®-tiedonsiiron käyttöön (**bL on**) vai poistaa sen käytöstä (**bL off**), ja vahvista painamalla </>.

Paristojen varaustaso heikkenee Bluetooth®-tiedonsiirtoa käytettäessä.

## 6.2 Ota huomioon ennen verenpaineen mittautua

### Yleisiä ohjeita verenpaineen itsemittaukseen

- Mittaa verenpaine säännöllisesti aina samaan vuorokauden aikaan, jotta saat vertailukelpoisen ja merkityksellisen profiilin verenpaineesi kehityksestä.

Suosittelemme, että mittaat verenpaineesi kahdesti päivässä: kerran aamulla noustuasi ylös sekä kerran iltaisin.

- Mittaa verenpaine aina riittävän levollisessa tilassa. Vältä mittauista ajankohtina, jolloin stressitasosi on korkea.
- Älä syö, juo, tupakoi äläkää rasita itseäsi fyysisesti vähintään 30 minuuttia ennen mittautua.
- Lepää 5 minuuttia aina ennen ensimmäistä verenpaineen mittautua!

- Jos haluat tehdä useampia mittauksia peräkkäin, pidä mittauskertojen välillä vähintään 5 minuutin tauko.
- Toista mittaus, jos mittauslukemat ovat epäilyttäviä.

### Mansetin asettaminen

Voit mitata verenpaineen molemmista käsivarista. Jotkin oikean ja vasemman käsivarren lukemien väiset poikkeamat ovat täysin normaaleja. Suorita mittaus aina käsivarresta, jossa verenpainelukemat ovat korkeammat. Keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen itsemittausten aloittamista.

- Mittaa verenpaine aina samasta käsivarresta.
- Käytä laitetta ainoastaan laitteen mukana toimitetun mansetin kanssa, joka sopii olkavartesi ympärysmittaan.
- Tarkista sopivuus ennen mittautua alla kuvatun merkinnän mukaisesti.
- Riisu olkavartesi paljaaksi. Tarkista, ettei vaate tai muu vastaava purista olkavartta eikä häiritse sen verenkiertoa.
- Aseta mansetti siten, että sen alareuna on noin 2–3 cm kyynärtaipen yläpuolella. Suuntaa laite niin, että merkintä ▼ ja mansettiletku ovat suoraan valtimon yläpuolella **B**.

Mansetin kireys on sopiva, kun kaksi sormea mahtuu suljetun mansetin alle **C**.

- Liitä mansettiletku sitten mansettipistokseen liitääntäään.
- Mansetti soveltuu käytettäväksi, kun merkintä **D** on OK-alueella mansetin olkavarteen kiinnittämisen jälkeen.

### Oikean asennon ottaminen

- Istuudu pystysuoraan ja mukavaan asentoon verenpaineen mittautua varten. Nojaa selkäsi selkänojaan.

- Aseta käsivarsi alustalle .
- Aseta jalat vierekkäin tasaisesti lattiaa vasten.
- Mansetin on oltava sydämen korkeudella.
- Ole mittauksen aikana mahdollisimman rauhallinen äläkä puhu.

## Käyttäjän valitseminen

Tässä laitteessa on kaksi 120-paikkaista käyttäjämuitistia, joista voit tallentaa kahden henkilön mittaustulokset erikseen. Jos laitetta käyttää useampi henkilö, varmista erityisesti aina ennen mittausta, että laitteeseen on asetettu asianomainen käyttäjä:

- Aseta haluamasi käyttäjä liukusäätimellä.

## 6.3 Verenpaineen mittaaminen

Edellytykset: Mansetti asetettu ja käyttäjä valittu.

### Mittaaminen

1. Paina . Kaikki näytöelementit tulevat hetkeksi näkyviin näytöön.
2. Aloitusnäytössä näkyy valittu  tai . Tästä aloitusnäytöstä pääset kaikkiin valikkokohtiin, esim. käyttäjämuitiin.
3. Käynnistä mittaus painamalla  painiketta uudelleen. Mansetti täytyy automaattisesti. Mittaus käynnisty. Näytössä näkyy , kun laite havaitsee pulssin.

Voit keskeyttää mittauksen painamalla [on/off]  painiketta.

4. Näytössä näkyvät (systolisen) yläpaineen, (diastolisen) alapaineen ja sykken mittaustulokset. Näytössä näkyy

mansetin kireyden seurannan symboli  koko mittauksen ajan. Jos mansetti on liian löysällä,  ja  näkyvät näytössä. Tällöin mittaus keskeytyy noin 15 sekunnin kuluttua ja laite sammuu.

Näytössä näkyy , jos mittausta ei voitu suorittaa asianmukaisesti. Katso sen osalta luku "Ongelmien ratkaisu". Aseta mansetti tarvittaessa 1 minuutin kuluttua uudelleen. Laite sammuu automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua. Lukema tallentuu valitulle tai viimeksi käytetylle käyttäjälle.

### Moninkertainen mittaus

1. Paina . Kaikki näytöelementit tulevat hetkeksi näkyviin näytöön.
2. Aloitusnäytössä näkyy valittu  tai . Tästä aloitusnäytöstä pääset kaikkiin valikkokohtiin, esim. käyttäjämuitiin.
3. Moninkertaisen mittauksen voi valita painamalla painiketta  tai   vilkkuu näytössä. Vahvista mittauksen käynnistys painamalla .
4. Mansetti täytyy automaattisesti. Mittaus käynnisty.
5. Laite näyttää ensimmäisen mittausjakson 3 sekunnin ajan ja suorittaa sitten säännöllisen mittauksen, joka toistetaan 3 kertaa. Toinen ja kolmas jakso sisältää myös 30 sekunnin lähtölaskennan, joka ilmaisee odotusajan seuraavaan mittaukseen.
6. Voit keskeyttää mittauksen painamalla [on/off]  painiketta.

5. Kolmannen mittauksen jälkeen (systolisen) yläpaineen, (diastolisen) alapaineen ja sykkeen keskiarvo näkyvät näytössä sekä merkitään symbolilla  x3.

Näytössä näkyy mansetin kireyden seurannan symboli  koko mittauksen ajan. Jos mansetti on liian löysälä, näytössä näkyy  ja  Tällöin mittaus keskeytty noin 5 sekunnin kuluttua ja laite sammuu.

Näytössä näkyy  , jos mittauta ei voitu suorittaa asianmukaisesti. Katso sen osalta luku "Ongelmien ratkaisu". Aseta mansetti tarvittaessa 1 minuutin kuluttua uudelleen. Laite sammuu automaatisesti noin 30 sekunnin kuluttua. Lukema tallentuu valitulle tai viimeksi käytettylle käyttäjälle.

## 6.4 Tulosten arvointi

### Yleistä tietoa verenpaineesta

- Verenpaineeksi nimitetään voimaa, jolla verenvirtaus painautuu valtimoiden seinämää vasten. Valtimoverenpaine vaihtelee jatkuvasti sydämen sykkeessä.
- Verenpaine ilmaistaan aina kahden lukeman muodossa:
  - Korkein paine on **systolinen verenpaine**. Se syntyy, kun sydän supistuu ja pumpaa verta verisuoniin.
  - Alhaisin paine on **diastolinen verenpaine**. Se syntyy, kun sydänlihas on jälleen laajentunut kokonaan ja sydän täytyy verellä.
- Verenpainelukemien vaihtelut ovat normaleja. Myös uusintamittauksissa voi ilmetä merkittäviä eroja mittauslukemien välillä. Siksi kertaluonteiset tai epäsäännölliset

mittaukset eivät anna luotettavaa tietoa todellisesta verenpaineesta. Luotettava arvointi on mahdollista vain, kun mittaus tehdään säännöllisesti ja samanlausissa olosuhteissa.

### Sydämen rytmihäiriöt

Laite tunnistaa mahdolliset sydämen rytmihäiriöt verenpainemittauksen aikana. Laite ilmoittaa mittauksen jälkeen  mahdollisista sykkeen epäsäännöllisyksistä.

Toista mittaus, kun näytöllä näkyy .

Käytä verenpaineen arvointiin ainoastaan tuloksia, joiden mittauksen aikana ei ole ilmennyt mitään sykkeen epäsäännöllisyksiä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos  näkyy usein. Vain lääkäri pystyy toteamaan tutkimuksen aikana toimintahäiriön.

### Riski-indikaattori

| Mitatun verenpaineen alue |                      | Luokitus  | Riski-indikaattorin väri |
|---------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| Systolininen (mmHg)       | Diastolininen (mmHg) |   |                          |
| ≥180                      | ≥110                 | Korkea verenpaine, 3. aste (vakava) <sub>1</sub>      | Punainen                 |
| 160–179                   | 100–109              | Korkea verenpaine, 2. aste (kohtalainen) <sub>1</sub> | Oranssi                  |
| 140–159                   | 90–99                | Korkea verenpaine, 1. aste (lievä) <sub>1</sub>       | Keltainen                |
| 130–139                   | 85–89                | Korkea normaali <sub>1</sub>                          | Vihreä                   |
| 120–129                   | 80–84                | Normaali <sub>1</sub>                                 | Vihreä                   |

| Mitatut verenpaineen alue |                     | Luokitus                               | Riski-indikaattorin väri |
|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Systolinien (mmHg)        | Diastolinien (mmHg) |  |                          |
| < 120                     | < 80                | Ihanteellinen <sub>1</sub>             | Vihreä                   |
| < 90                      | < 60                | Liian alhainen verenpaine <sub>2</sub> | Oranssi                  |

<sup>1</sup>Lähde: WHO, 1999 (World Health Organization)

<sup>2</sup>Lähde: National Health Service, 2023

Riski-indikaattori **15** osoittaa, millä alueella mitattu verenpaine on. Jos mitatut lukemat kuuluvat kahteen eri luokitukseen (esim. yläpaine on alueella korkea normaali ja alapaine alueella normaali), riski-indikaattori näyttää aina korkeamman alueen, joten tässä tapauksessa alue on korkea normaali.

**i** Huomaa, että oletuslukemat ovat vain suuntaa antavia, koska yksilöllinen verenpaine voi poiketa niistä.

Huomaa, että kotona suoritetussa itsemittaussa mittauslukemat ovat yleensä alhaisempia kuin lääkärin mittaanmat. Käännä säännöllisin väliajoin lääkärin puoleen. Vain lääkäri voi antaa hallitun verenpaineen yksilölliset tavoitelukemat erityisesti silloin, kun saat lääkehoitoa.

## Liian alhainen verenpaine

### VAROITUS

Liian alhainen verenpaine (hypotensio) voi olla terveydelle haitallista ja aiheuttaa huimausta tai pyörymiskohtauksia. Liian

alhaisesta verenpaineesta puhutaan, kun yläpaine ja alapaine ovat alle 90/60 mmHg (lähteä: National Health Service, 2023). Hakeudu lääkäriin, jos sinulla on yllättäen alhainen verenpaine.

## Eteisvärinä

Eteisvärinä on yksi yleisimmistä sydämen rytmihäiriön muodoista. Sille on tyypillistä epäsäännöllinen sydänsyke, ja siihen liittyy suurempi aivohalvauksen, sydämenpysähdyksen ja muiden sydänkomplikaatioiden riski.

Vaikka eteisvärinän lopullinen diagnosointi voidaan tehdä vain lääkärin toimesta, Beurer AFIB -teknologia mahdollistaa sen erittäin tarkan havaitsemisen. Verenpainemittauksen aikana tunnistetaan mahdollinen eteisvärinä, ja mittauksen jälkeen näytössä näkyy symboli **AFIB** ja symboli . Jos potilaalla on rytmihäiriötä, kuten eteisväriä, näkyvä verenpaineearvo voi olla vääristynyt. Jos näytöön tulee mittauksen jälkeen näkyviin symboli **AFIB**, toista mittaus. Lepää sitä ennen noin 5 minuuttia. Älä liiku tai puhu mittauksen aikana. Jos symboli **AFIB** tulee uudelleen ja useammin näkyviin, keskustele asiastä heti lääkärin kanssa. Jos eteisvärinä on tiedossa, noudata lääkärisi antamia, laitteen AFIB-tunnistusta koskevia ohjeita. Älä tee omatoimisesti diagnoosia tai hoitoja mittaustulosten perusteella, vaan noudata aina lääkärin ohjeita.

## Lepoindikaattori (HSD-diagnostiikka)

Yksi yleisimmistä virheistä verenpaineen mittauksessa on se, että käyttäjän sydän- ja verisuonijärjestelmä ei ole mittaushetkellä riittävän rauhoittunut. Siinä tapauksessa mitatut systoliset ja diastoliset verenpainelukemat eivät edusta lepove-

renpainetta, jota on kuitenkin käytettävä mitattujen lukemien arvioinnissa.

Tämä verenpainemittari käyttää integroitua hemodynaamisen stabiliteetin diagnostikkaa (HSD), jolla mitataan verenpaineen mittauksessa käyttäjän hemodynaaminen stabiliteetti ja jolla voidaan siten varmistaa, että lukema on mitattu, kun sydän- ja verisuonijärjestelmä on riittävästi rauhoittunut.

|  |   |
|--|---|
|  | Verenpaine on mitattu riittävästi rauhoittuneesta sydän- ja verisuonijärjestelmästä, jolloin se edustaa suurella varmuudella käyttäjän lepooverenpainetta.  |
|  | Nähtävissä on viitteitä siitä, ettei sydän- ja verisuonijärjestelmä ole riittävästi rauhoittunut. Siinä tapauksessa mitatut verenpainelukemat eivät yleensä edusta lepooverenpainetta. Siinä tapauksessa mittaus on toistettava vähintään 5 minuuttia kestääneen fyysisen ja henkisen lepoajan jälkeen. |
| ei näy   | Mittauksen aikana ei voitu määrittää, oliko sydän- ja verisuonijärjestelmä riittävästi rauhoittunut. Myös siinä tapauksessa mittaus on toistettava vähintään 5 minuutin lepoajan jälkeen.   |

Riittämättömästi rauhoittuneeseen sydän- ja verisuonijärjestelmään voi olla useita syitä, kuten esimerkiksi ruumiillinen rasitus, henkinen jännitys / henkiset häiriötekijät, puhuminen tai mittauksen aikana ilmennyt sydämen rytmihäiriö.

Useimmissa tapauksissa HSD antaa erittäin hyvän kuvan sii-tä, onko sydän- ja verisuonijärjestelmä riittävästi rauhoittunut mittauksen aikana.

Jotkin rytmihäiriöistä tai jatkuvasta henkisestä rasituksesta kärsivät potilaat voivat kuitenkin olla pitkäaikaisesti hemodynaamisesti epävakaita jopa toistuvien lepojaksojen jälkeen. Tällaisten henkilöiden lepooverenpaineen määrittämisen tarkkuus on rajoittunut.

Muiden lääketieteellisten mittausmenetelmien tavoin myös HSD:n määritystarkkuus on rajallinen, ja menetelmä voi antaa yksittäistapauksissa virheellisiä tuloksia. Jos mittari on todennut sydän- ja verisuonijärjestelmän riittävän rauhoittuneeksi, verenpaineen mittaustulokset ovat erittäin luotettavia.

## 6.5 Mittauslukemien tarkasteleminen ja poistaminen

### Käyttäjä

Jokaisen onnistuneen mittaustuloksen yhteyteen tallentuu päivämäärä ja kellonaika. Yli 120 mittaustiedon tapauksessa vanhimmat mittaustiedot poistetaan.

Paina  aloitusnäytössä, ja valitse haluamasi käyttäjä liuku-säätimellä.

### Keskiarvolukemat

Bluetooth® on otettu  käyttöön näytössä: Mittaustiedot siirretään automaatisesti.

Näytössä näkyy AVG :

Näytössä näkyy valitsemasi käyttäjämuistin kaikkien mittauslukemien keskiarvo.

## 1. Paina >.

Näytössä näkyy  AVG:

Näytössä näkyy viimeisten 7 päivän aamumittausten keskiarvo (aamu: klo 5.00–9.00).

## 2. Paina >.

Näytössä näkyy  AVG:

Näytössä näkyy viimeisten 7 päivän iltamittausten keskiarvo (ilta: klo 18.00–20.00).

## Yksittäiset mittauslukemat

1. Kun painat vielä kerran painiketta >, näytössä näkyy viimeinen yksittäinen mittaus (tässä esimerkissä mittaus 03).
2. Kun painat vielä kerran </>, voit tarkastella yksittäisiä mittauslukemiasi.
3. Sammuta laite painikkeella ①.

Voit poistua valikosta painikkeella ①.

## Mittauslukemien poistaminen

1. Jos haluat poistaa kaikki käyttäjän tallennetut mittauslukemat, valitse tämä.

Näytössä näkyy AVG ja kyseisen käyttäjän kaikkien tallennettujen mittausarvojen keskiarvo.

2. Pidä <- ja >-painikkeita painettuna noin 5 sekuntia.

Näytössä näkyy  / käyttäjälle   / käyttäjälle  . Valitun käyttäjän kaikki arvot poistetaan

Laite sammuu automaattisesti.

## Laitteen tehdasasetusten palauttaminen

1. Jos haluat poistaa kaikki tallennetut mittausarvot ja asetukset, valitse käyttäjämäistä.

Paina >. Näytössä näkyy  AVG.

2. Pidä painikkeita < ja > painettuna noin 15 sekuntia.

Näyttöön tulee näkyviin  L. Kaikki laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan, ja laitteen tehdasasetukset palautetaan.

Laite sammuu automaattisesti.

## Mittausarvojen siirto

### Tiedonsiirto Bluetoothilla®

- Lataa maksuton "beurer HealthManager Pro"-sovellus Applen App Storesta tai Google Playstä.

Siirry tästä

"beurer HealthManager Pro"  
-sovellukseen  
\*



- Aktivoi Bluetooth® älypuhelimen asetuksista.
- Käynnistä sovellus.
- Valitse sovelluksessa BM 64 ja noudata ohjeita.
- Laite näyttää PIN-koodin, kun se yhdistetään ensimmäisen kerran. Syötä PIN-koodi älypuhelimeen. Koodin onnistuneen syöttämisen jälkeen laite on yhdistetty älypuhelimeesi.



\* Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset.

## 7. PUHDISTUS JA HOITO

- Puhdista laite ja mansetti varovasti vain kevyesti kostutetulla liinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä aseta laitetta tai mansettia koskaan veteen, sillä sisään voi päästää nestettä ja laite tai mansetti voivat vaurioitua.
- Älä aseta laitteen tai mansetin päälle mitään painavaa säilytyksen ajaksi. Mansettiletkuun ei saa tulla jyrkkiä taitteita.
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta.

## 8. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Lisävarusteita ja varaosia on saatavissa kotisivulta [www.beurer.com](http://www.beurer.com) otsikon Service alta. Ilmoita kyseinen tilausnumero.

| Kuvaus                   | Tuote- tai tilausnumero |
|--------------------------|-------------------------|
| Yleismansetti (22–42 cm) | 164.503                 |
| Verkkolaite (EU)         | 072.78                  |
| Verkkolaite (UK)         | 072.79                  |

## 9. ONGELMANRATKAIKU

| Virheell-moitus | Mahdollinen syy                                   | Ratkaisu  |
|-----------------|---|---|
| Er 1            | Sykettä ei voitu mitata.                          | Toista mittaus yhden minuutin tauon jälkeen. Muista olla puhumatta ja liikkumatta mittauksen aikana.  |
| Er 2            | Mitattu verenpaine on mittausalueen ulkopuolella. |   |
| Er 3            | Paineilmajär-jestelmässä on vika.                 | Suorita mittaus uudelleen. Varmista, että mansettiletku on liitetty oikein ja ettet liiku etkä puhu.  |
| Er 4            | Mittauksen aikana ilmeni virhe.                   | Toista mittaus yhden minuutin tauon jälkeen. Muista olla puhumatta ja liikkumatta mittauksen aikana.  |
| Er 5            | Pumppauspaine on yli 300 mmHg.                    | Suorita mittaus uudelleen ja tarkista, voiko mansetin pumpata määräysten mu-kaisesti täyteen. Varmista, ettei käsivartesi eikä muita raskaita esineitä ole letkun pääällä ja ettei letku ole taittunut. |

| <b>Virheilmoitus</b>  | <b>Mahdollinen syy</b>   | <b>Ratkaisu</b>   |
|---|--|---|
| <i>Er-6</i>   | Laitteessa on järjestelmävirhe.                                | Ota tämän vikailmoitukseen ilmetessä yhteyttä asiakaspalveluun.   |
| <i>Er-7</i>   | Yhteysongelmia älypuhelimen / tabletin ja soveltuksen välillä. | Sammuta pääyksikkö, sulje sovellus ja poista älypuhelimen / tabletin <i>Bluetooth®</i> -ominaisuus ensin käytöstä, jotta voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön. Yritä muodostaa yhteys uudelleen. |
|   | Paristot ovat lähes tyhjät.                                    | Aseta laitteeseen uudet paristot.   |

## 10. HÄVITTÄMINEN

### Laitteen korjaaminen ja hävittäminen

- Älä korja äläkä sääädä laitetta itse. Tällöin laitteen moitteetonta toimintaa ei voida enää taata.
- Älä avaa laitetta paristolokeron ulkopuolelta. Tämän ohjeen laiminlyönti johtaa takuuun raukeamiseen.
- Korjauksia saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuutettu myyjä. Tarkasta ensin ennen reklamaation tekemistä paristot ja vaihda ne tarvittaessa.

- Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite toimittamalla se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteesseen. Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Lisätietoja saat oman kuntasi jätehuoltoviranomaisilta.



### Paristojen hävittäminen

- Käytettyjä, täysin tyhjiä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätepisteesseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot hävitetään asianmukaisella tavalla.
- Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä:
  - Pb = paristo sisältää lyijyä,
  - Cd = paristo sisältää kadmiumia,
  - Hg = paristo sisältää elohopeaa.



## 11. TEKNISET TIEDOT

|                  |  |
|------------------|--|
| Typpi            | BM 64  |
| Mittausmenetelmä | Oskillometrin, ei-invasiivinen verenpaineen mittaus olkavarresta |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Mittausalue          | Mansetin paine 300 mmHg,<br>systolinen 50-280 mmHg,<br>diastolinien 30-200 mmHg,<br>pulssi 40-199 lyöntiä minuutissa |
| Lukematarkkuus       | systolinen $\pm 3$ mmHg,<br>diastolinien $\pm 3$ mmHg,<br>pulssi $\pm 5\%$ ilmoitetusta lukemasta                    |
| Mittausepävarmuus    | suurin sallittu standardipoikkeama kliinisen tutkimuksen mukaan:<br>systolinen 8 mmHg,<br>diastolinien 8 mmHg        |
| Muisti               | 2x 120 muistipaikkaa   |
| Mitat                | P 143 mm x L 105 mm x K 60 mm  |
| Paino                | Noin 450 g (ilman paristoja, mansetin kanssa)  |
| Mansetin koko        | 22–42 cm olkavarren ympärysmitta   |
| Käyttöolo-suhteet    | +10 °C – +40 °C, <90 % suhteellinen ilman-kosteus, 800–1050 hPa ympäristönpaine                                      |
| Säilytysolo-suhteet  | -20 °C – +55 °C, <90 % suhteellinen ilman-kosteus (ei kondensoitava)   |
| Virtalähde           | 4x 1,5V AA-paristo   |
| Paristojen käyttöikä | Noin 300 mittautta verenpaineen tai pump-pauspaineen korkeudesta ja Bluetooth®-yhteyksien määrästä riippuen          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tuotteen odottettu käyttöikä | Tietoja tuotteen käyttöästä on osoitteessa beurer.com.   |
| Luokitus                     | Sisäinen virransyöttö, IP20 ei AP eikä APG, jatkuva käyttö, Tyypin BF liityntäosa  |
| Tiedonsiirto                 | Laite käyttää <i>Bluetoothia</i> ®, <i>Bluetooth</i> ® wireless technologylla taajuusalue 2,400–2,483 MHz, lähetysteho korkeintaan 5 dBm |

Löydät sarjanumeron laitteesta tai paristolokerosta.  
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muuttamiseen päivittäystä ilman erillistä ilmoitusta.

- Tämä laite vastaa eurooppalaista standardia EN 60601-1-2 (vastaan standardien CISPR-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 vaatimuksia) ja noudattaa erityisiä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia varotoimenpiteitä. Huomioi, että kannettavat ja siirrettävät suurtaa-juuslaitteet (HF) voivat vaikuttaa tähän laitteeseen.
- Tämän verenpainemittarin tarkkuus on testattu huolellisesti, ja laite on kehitetty pitkäaikaista käyttöä varten. Kun laitetta käytetään lääketieteellisiin tarkoituksiin, on suoritettava mittaustekniisiä tarkastuksia asianmukaisin keinoin. Lisätietoja tarkkuuden testauksesta on saatavilla huolto-osoitteesta.

## Verkkolaite

|            |   |
|------------|---|
| Mallinro   | LXCP12X-050100BG  |
| Sisääntulo | 100–240V, 50–60 Hz, maks. 0,5 A   |
| Lähtö      | 5V DC, 1A, käytettäessä vain Beurerin verenpainemittareita  |
| Valmistaja | Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd   |
| Suojaus    | Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja siinä on turvatoiminto, joka katkaisee laitteesta virran vian ilmetessä.<br>Varmista ennen verkkolaitteen käyttöä, että paristot on poistettu paristolokerosta. |

  Napaisuus

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Suojaeristetty / suojausluokka 2  |
| Kuori ja suojuksset      | Verkkolaitteen kotelo estää kosketuksen osiin, jotka johtavat tai voivat johtaa virtaa (sormet, neulat, tarkastuskoettimet).<br>Käyttäjä ei saa koskea samanaikaisesti potilaasta ja AC/DC-verkkolaitteen lähtöpitotetta. |

## 12. TAKUU/HUOLTO

Tarkempia tietoja takuusta ja takuuuehdoista löytyy mukana toimitetusta takuulomakkeesta.

Huomautus koskien vakavista vaaratilanteista ilmoittamista Euroopan unionissa ja vastaavissa hallintojärjestelmissä (EU:n asetus lääkinnällisistä laitteista 2017/745) käyttäjää / potilaasta koskee seuraava: Mikäli tuotteen käytön aikana tai seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja/tai hänen valtuuttamalleen henkilölle sekä sen jäsenvaltion kansalliselle viranomaiselle, jossa käyttäjä/potilas on.

The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way  
WA3 2SH Golborne, United Kingdom

---



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • [www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com) • [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)

