

DEUTSCH

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Basalthermometer ist ein Spezial-Digitalthermometer, bestimmt zur Messung der Basaltemperatur bei Frauen im gebärfähigen Alter. Die mit Hilfe des Messfühlers ermittelte Maximatemperatur wird bis zur nächsten Messung gespeichert. Die Eintragung der Messdaten in die Ovy App ermöglicht die Vorhersegnung der fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage im Zyklus, sowie der Periode.

Zeichenerklärung

In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts und des Zubehörs werden folgende Symbole verwendet

	Vorsicht
	Gebrauchsanweisung beachten
	Anwendungsteil Typ BF
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Artgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Hersteller
	Geschützt gegen Fremdkörper ≥ 12,5 mm und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
	Chargenbezeichnung
	Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur und -Luftfeuchtigkeit

Lieferumfang

Basalthermometer • Gebrauchsanweisung • 1 x 1,5 V Batterie LR 41 • 1 x Schutzhülle

Wichtige Sicherheitshinweise – für späteren Gebrauch aufbewahren.

Um alle Vorteile des Thermometers optimal nutzen zu können, soltest Du die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, für die weitere Benutzung aufzuhören und auch anderen Benutzern zugänglich machen.
 • Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
 • Kindern darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt überlassen werden.
 • Kontrolliere das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.
 • Die Mindestmessdauer bis zum Signaltion ist ausnahmslos einzuhalten. Bespreche die ermittelten Werte mit Deinem Arzt.
 • Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schütze es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonnenbestrahlung.
 • Dieses Thermometer ist mit einer flexiblen Mess-Spitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung, insbesondere bei bewußtseinseingeschränkten Personen. Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgeborgen werden!
 • Der Betrieb im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z.B. neben einem Mobiltelefon, kann zu Fehlfunktionen führen.
 • Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.

Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28,
88524 Uttenweiler, GERMANY

ENGLISH

Intended use

The basal thermometer is a special digital thermometer designed to measure the basal temperature in women of childbearing age. The maximum temperature measured with the sensor is saved until the next measurement. Transferring the measurements to the Ovy app enables fertile and non-fertile days in the cycle to be predicted, as well as periods.

Symbols and symbols

The following symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device and the accessories:

	Attention
	Observe the instructions for use
	Application part, type BF
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Manufacturer
	Protected against foreign objects equal to or greater than 12.5 mm and against temporary immersion in water
	Batch designation
	Permissible storage and transport temperature and humidity

CE 0483

Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28,
88524 Uttenweiler, GERMANY

ENGLISH

Operating

Zulässige Betriebstemperatur und -Luftfeuchtigkeit

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.

Included in delivery

Basal thermometer • Instructions for use • 1 x 1,5 V LR 41 battery • 1 x Protective cover

Important safety notes – retain for future reference.

To make optimum use of all the benefits of the thermometer, read the instructions for use carefully before initial use, retain them for future use and make them available to other users.
 • The thermometer is intended for the measurement of human body temperature only.
 • The thermometer is only designed for the measuring area on the human body stated in the instructions for use.
 • Do not leave children unattended with the device.
 • Check the thermometer for signs of damage or wear before each use. If the thermometer is damaged or worn, it must no longer be used.
 • The minimum duration of measurement until the acoustic signal must always be observed. Discuss the measured values with your doctor.
 • The thermometer contains delicate electronic components. It should therefore be protected against impacts, bending, high temperatures and direct sunlight.
 • This thermometer features a flexible measuring tip and therefore provides more comfort and safety during measurement, in particular for people with a reduced level of consciousness. Do not bend the tip more than 90°.
 • Operation in the vicinity of strong electromagnetic fields, for example next to a mobile phone, may cause malfunctions.
 • The thermometer conducts a self-test when you switch it on. There is no need to check the measurement accuracy.
 • If you obtain unusual temperature results, please contact your doctor straight away.

CE 0483

Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28,
88524 Uttenweiler, GERMANY

www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

FRANÇAIS

Operating

Température et taux d'humidité d'utilisation admissibles

Le sigle CE atteste de la conformité aux exigences fondamentales de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Contenu

Thermomètre basal • Mode d'emploi • 1 pile 1,5 V LR 41 • 1 étui de protection

Consignes importantes - À conserver pour un usage ultérieur

Afin de tirer le meilleur parti de ce thermomètre, nous te conseillons de lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation, le conserver pour une utilisation ultérieure et le mettre à disposition des autres utilisateurs.
 • Le thermomètre est exclusivement conçu pour la mesure de la température corporelle humaine.
 • Le thermomètre est exclusivement conçu pour les points de mesure du corps humain décris dans le mode d'emploi.
 • Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
 • Avant toute utilisation, vérifie que le thermomètre ne présente pas de dommages ou de signes d'usure. Un thermomètre endommagé ou usé ne doit pas être utilisé.
 • La durée de mesure minimale jusqu'au signal sonore doit toujours être respectée. N'hésite pas à présenter les valeurs calculées à ton médecin.
 • Le thermomètre contient des composants électroniques sensibles. Évite de lui infliger des chocs ou des torsions, de l'exposer à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
 • Ce thermomètre est équipé d'une pointe de mesure flexible et apporte ainsi un plus grand confort et une plus grande sécurité lors de la mesure, en particulier personnes dont la conscience est limitée. La pointe ne doit pas être courbée à plus de 90°!
 • Le fonctionnement du thermomètre peut être altéré en présence de champs électromagnétiques puissants, par exemple à proximité d'un téléphone portable.

CE 0483

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

FRANÇAIS

Operating

Température et taux d'humidité d'utilisation admissibles

Le sigle CE certifie que cet appareil respecte les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux produits sanitaires.

Articles fournis

Thermomètre basal • Instructions de usage • 1 pile de 1,5 V LR 41 • 1 funda protectora

Indicaciones de seguridad importantes. Conservar para futuras utilizaciones.

Para poder aprovechar al máximo todas las ventajas del termómetro, se aconseja leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez y conservarlas para futuras utilizaciones y para que otros usuarios puedan consultarlas.
 • El termómetro está indicado únicamente para medir la temperatura del cuerpo humano.
 • El termómetro solo está diseñado para su uso en el punto de medición del cuerpo humano indicado en las instrucciones de uso.
 • Los niños no deben tener acceso al termómetro sin la presencia de un adulto.
 • Cada vez que vayas a utilizar el termómetro, comprueba que no esté dañado o desgastado. Los termómetros dañados o desgastados no deben seguir usándose.
 • La medición de la temperatura debe durar siempre, y como mínimo, hasta la señal acústica. Comenta los valores con tu médico.
 • El termómetro contiene piezas electrónicas delicadas. Por eso, protégelo de golpes, deformaciones, altas temperaturas y de la luz solar directa.
 • Este termómetro dispone de una punta flexible que permite una medición más cómoda y segura, especialmente en pérdida parcial de la conciencia. La punta no debe doblarse más de 90°.
 • Su utilización cerca de campos electromagnéticos fuertes, como p. ej. cerca de un teléfono móvil, puede afectar a su funcionamiento.
 • Al encenderse, el termómetro realiza una autocomprobación. No es necesario controlar la exactitud de la medición.
 • En caso de obtener un resultado llamativo, acude sin demora a tu médico de cabecera.

CE 0483

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

ESPAÑOL

Operating

Temperatura y humedad de funcionamiento admisibles

El sello CE certifica que este aparato cumple los requisitos establecidos en la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

Artículos suministrados

Termómetro basal • Instrucciones de uso • 1 pila de 1,5 V LR 41 • 1 funda protectora

Indicaciones de seguridad importantes. Conservar para futuras utilizaciones.

Para poder aprovechar al máximo todas las ventajas del termómetro, se aconseja leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez y conservarlas para futuras utilizaciones y para que otros usuarios puedan consultarlas.
 • El termómetro está indicado únicamente para medir la temperatura del cuerpo humano.
 • El termómetro solo está diseñado para su uso en el punto de medición del cuerpo humano indicado en las instrucciones de uso.
 • Los niños no deben tener acceso al termómetro sin la presencia de un adulto.
 • Cada vez que vayas a utilizar el termómetro, comprueba que no esté dañado o desgastado. Los termómetros dañados o desgastados no deben seguir usándose.
 • La medición de la temperatura debe durar siempre, y como mínimo, hasta la señal acústica. Comenta los valores con tu médico.
 • El termómetro contiene piezas electrónicas delicadas. Por eso, protégelo de golpes, deformaciones, altas temperaturas y de la luz solar directa.
 • Este termómetro dispone de una punta flexible que permite una medición más cómoda y segura, especialmente en pérdida parcial de la conciencia. La punta no debe doblarse más de 90°.
 • Su utilización cerca de campos electromagnéticos fuertes, como p. ej. cerca de un teléfono móvil, puede afectar a su funcionamiento.
 • Al encenderse, el termómetro realiza una autocomprobación. No es necesario controlar la exactitud de la medición.
 • En caso de obtener un resultado llamativo, acude sin demora a tu médico de cabecera.

CE 0483

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

ESPAÑOL

Operating

Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles

El sello CE certifica que este aparato cumple los requisitos establecidos en la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

Artículos suministrados

Termómetro basal • Instrucciones de uso • 1 pila de 1,5 V LR 41 • 1 funda protectora

Indicaciones de seguridad importantes. Conservar para futuras utilizaciones.

Para poder aprovechar al máximo todas las ventajas del termómetro, se aconseja leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez y conservarlas para futuras utilizaciones y para que otros usuarios puedan consultarlas.
 • El termómetro está indicado únicamente para medir la temperatura del cuerpo humano.
 • El termómetro solo está diseñado para su uso en el punto de medición del cuerpo humano indicado en las instrucciones de uso.
 • Los niños no deben tener acceso al termómetro sin la presencia de un adulto.
 • Cada vez que vayas a utilizar el termómetro, comprueba que no esté dañado o desgastado. Los termómetros dañados o desgastados no deben seguir usándose.
 • La medición de la temperatura debe durar siempre, y como mínimo, hasta la señal acústica. Comenta los valores con tu médico.
 • El termómetro contiene piezas electrónicas delicadas. Por eso, protégelo de golpes, deformaciones, altas temperaturas y de la luz solar directa.
 • Este termómetro dispone de una punta flexible que permite una medición más cómoda y segura, especialmente en pérdida parcial de la conciencia. La punta no debe doblarse más de 90°.
 • Su utilización cerca de campos electromagnéticos fuertes, como p. ej. cerca de un teléfono móvil, puede afectar a su funcionamiento.
 • Al encenderse, el termómetro realiza una autocomprobación. No es necesario controlar la exactitud de la medición.
 • En caso de obtener un resultado llamativo, acude sin demora a tu médico de cabecera.

CE 0483

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

ESPAÑOL

Operating

Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles

El sello CE certifica que este aparato cumple los requisitos establecidos en la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

Artículos suministrados

Termómetro basal • Instrucciones de uso • 1 pila de 1,5 V LR 41 • 1 funda protectora

Indicaciones de seguridad importantes. Conservar para futuras utilizaciones.

Para poder aprovechar al máximo todas las ventajas del termómetro, se aconseja leer cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez y conservarlas para futuras utilizaciones y para que otros usuarios puedan consultarlas.
 • El termómetro está indicado únicamente para medir la temperatura del cuerpo humano.
 • El termómetro solo está diseñado para su uso en el punto de medición del cuerpo humano indicado en las instrucciones de uso.
 • Los niños no deben tener acceso al termómetro sin la presencia de un adulto.
 • Cada vez que vayas a utilizar el termómetro, comprueba que no esté dañado o desgastado. Los termómetros dañados o desgastados no deben seguir usándose.
 • La medición de la temperatura debe durar siempre, y como mínimo, hasta la señal acústica. Comenta los valores con tu médico.
 • El termómetro contiene piezas electrónicas delicadas. Por eso

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber. Für diese Batterie gilt: Pb, Hg.



Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser ausswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Verschluckungsgefahr!** Kleinkinder könnten Batterien oder Batteriefach verschlucken und daran erstickten. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufzubewahren!
- Auf Polaritätsmerkmalen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn eine Batterie ausgeladen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Schützen vor übermäßiger Wärme.
- Explosionsgefahr!** Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- Verwende nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

Reinigung des Geräts

Reinige das Thermometer vor und nach jeder Anwendung mit einem weichen Tuch und wasser- und verdünntem Isopropyl-Alkohol oder kaltem Seifenwasser. Das Gerät kann zur Reinigung in Wasser oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Maximale Eintauchzeit 30 Minuten! Nicht durch Kochen, Gas oder Dampfautoklaven sterilisieren.

Aufbewahrung und Entsorgung

Wenn du das Thermometer nicht benutzt, bewahre es bitte in der originalen Schutzhülle auf. Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgfältig geprüft und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer entwickelt. Bei Verwendung des Gerätes in der Heilkunde sind

Messtechnische Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzuführen. Genaue Angaben zur Überprüfung der Genauigkeit können unter der Service-Adresse angefragt werden.

Empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries. The codes below are printed on batteries containing harmful substances:



Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.

This battery contains: Pb, Hg.

Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- Choking hazard!** Small children may swallow and choke on batteries or the battery compartment. Store batteries out of the reach of small children.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect batteries from excessive heat.
- Risk of explosion!** Do not throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
- If the device is not to be used for a relatively long period, take the batteries out of the battery compartment.
- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, open or crush the batteries.

Cleaning the device

Clean the basal thermometer before and after each use with a soft cloth and isopropyl alcohol diluted with water or cold soapy water. The device can be immersed in water or a disinfectant solution to clean it. The maximum immersion time is 30 minutes. Do not sterilise the device by boiling, with gas or with an autoclave.

Storage and disposal

Please store the thermometer in the original protective cover when it is not in use. The accuracy of this thermometer has been carefully checked and it has been developed with a long service life in mind. If the device is used for commercial medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means. Precise instructions for checking accuracy may be requested from the service address.

pareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui t'incombe. Ce pictogramme se trouve sur les piles à substances nocives :



Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.

Cette pile contient: Pb, Hg.

Remarques relatives aux piles

- Si le liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rince la zone touchée avec de l'eau et consulte un médecin.
- Risque d'ingestion !** Les enfants en bas âge pourraient avaler les piles ou le compartiment à piles et s'étouffer. Conservez donc les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- Si une pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Protégez les piles d'une chaleur excessive.
- Risque d'explosion !** Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Les piles ne doivent pas être rechargeées ni court-circuitées.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.
- Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- N'utilisez pas de batterie !
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez le thermomètre basal avant et après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylique dilué à l'eau ou d'eau savonneuse froide. Pour nettoyer l'appareil, tu peux l'immerger dans l'eau ou dans une solution désinfectante. Ne laisse pas l'appareil tremper plus de 30 minutes ! Ne pas stériliser l'appareil par ébullition, au gaz ou à l'autoclave à vapeur.

Rangement et élimination

Lorsque tu n'utilises pas le thermomètre, range-le dans son étui de protection d'origine. La précision de ce thermomètre a été correctement testée et sa durabilité a été confirmée en vue d'une utilisation à long terme. Dans le cadre d'une utilisation médicale de l'appareil, des contrôles techniques de mesure doivent être menés avec les moyens appropriés. Pour obtenir des informations précises sur la vérification de la précision de l'appareil, tu peux faire une demande par courrier au service après-vente.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de col-

lecte compétents dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adresse-toi aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



Messages d'erreur



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Fehlermeldungen

	Die gemessene Temperatur liegt unter 32,00 °C und ist damit außerhalb des Messbereiches.
	Die gemessene Temperatur liegt über 42,99 °C und ist damit außerhalb des Messbereiches.
	Elektronischer Fehler im Gerät. Bei wiederholtem Auftreten wende dich bitte an den Kundenservice der Beurer GmbH.

Technische Daten

Typ	OT20
Messbereich	32,00 °C - 42,99 °C
Messgenauigkeit	± 0,05 °C zwischen 35,50 °C und 42,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C - 28 °C außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches ±0,1 °C
Anzeige	Flüssigkristall-Anzeige (LCD) mit 5 Ziffern
Lager- und Transportbedingungen	Temperatur -20 °C +55 °C rel. Luftfeuchtigkeit 15 % - 95 % 700 - 1060 hPa Umgebungsdruck

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

Error messages

	The measured temperature is below 32.00°C and is therefore outside the measurement range.
	The measured temperature is above 42.99°C and is therefore outside the measurement range.
	Electronic fault in the device. If this occurs repeatedly, please contact the Beurer GmbH customer service team.

Technical data

Type	OT20
Measurement range	32,00 °C - 42,99 °C
Measurement accuracy	± 0,05 °C between 35,50 °C and 42,00 °C at an ambient temperature of 18 °C - 28 °C outside of this measuring and temperature range ±0,1 °C
Display	Liquid crystal display (LCD) with 5 digits
Storage and transportation conditions	Temperature -20 °C +55 °C Rel. humidity 15 % - 95 % 700 - 1060 hPa ambient pressure



Betriebsbedingungen

Temperatur 5 °C - +40 °C rel. Luftfeuchtigkeit 15 % - 95 % 700 - 1060 hPa Umgebungsdruck
Batterie

Die Ovy App ist kostenlos für iOS und Android™

Mit der Ovy App hast du die Möglichkeit, deinen gesamten Zyklus zu dokumentieren und stets über dein Smartphone im Blick zu behalten. Ovy richtet sich an Frauen mit Kinderwunsch. Die App steht im Apple App Store und Google Play kostenlos zum Download bereit. Die Ovy App ist ein zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse 1.

Wie funktioniert Ovy?

Die Ovy App berechnet automatisch deinen Zyklus, ohne Zettel oder Stift. Dazu gehören deine Periode, dein Eisprung, sowie deine fruchtbare und nicht fruchtbare Phase. Miss dazu deine morgendliche Aufwachtemperatur und trage diesen Wert inklusive zweier Nachkommastellen in die Ovy App ein. Idealerweise beginnst du mit der Dokumentation am ersten Tag der Regelblutung, also an deinem ersten Zyklustag. Du kannst aber auch an einem beliebigen Tag im Zyklus beginnen. Um die Vorhersage noch genauer zu machen, füge täglich weitere Körpersignale hinzu. Wichtig ist, dass du dokumentierst, wann mögliche externen Temperatureinflüsse wie Fieber, Alkoholkonsum oder Schlafmangel aufgetreten sind.

De kann deine Basaltemperatur, Körpersignale und Störfaktoren auch nachtragen, die Temperaturnachmessung sollte allerdings am entsprechenden Tag stattgefunden haben.

Die Ovy App basiert auf einem selbstlernenden Algorithmus. Das bedeutet, je öfter du deine Basaltemperatur einträgst, desto genauer kann Ovy deine fruchtbaren Tage und deine nächste Periode vorhersagen.

Was ist der Fehler der Ovy App?

In solchen Fällen steht dir das Ovy Team zur Seite und freut sich über deine E-Mail an hello@ovyapp.com. Auch in der Ovy App gibt es in deinem Profil eine Kontaktfunktion. Hier kannst du uns ebenfalls direkt deine Fragen und dein Feedback schicken. Auf der Ovy Website und in den Informationsfeldern der App, findest du bereits viele Antworten und Hintergrundwissen zu deinem Zyklus.

Operating conditions

Operating conditions	Temperature 5 °C - +40 °C Rel. humidity 15 % - 95 % 700 - 1060 hPa ambient pressure
Battery	Button cell type LR41 1.5 V

The Ovy app is free for iOS and Android™

The Ovy app enables you to record your entire cycle and keep an eye on it at any time on your smartphone. Ovy is designed for women who want to have children. The app is available to download for free in the Apple App Store and Google Play. The Ovy app is a certified Class I medical device.

How does Ovy work?

The Ovy app works out your cycle automatically, without pen and paper. This includes your period, ovulation and your fertile and non-fertile windows. To do this, take your temperature when you wake up in the morning and enter this value (to two decimal places) in the Ovy app. To make the prediction even more accurate, add other body signals each day. You should ideally start recording on the first day of your period; i.e. the first day of your menstrual cycle. However, you can also start recording on any day in your cycle. It is important that you record when potential external temperature influences such as a fever, consumption of alcohol or a lack of sleep have occurred.

You can also enter your basal temperature, body signals and influencing factors at a later time, but the temperature measurement should have been taken on the relevant day.

The Ovy app is based on a self-learning algorithm. This means that the more often you enter your basal temperature, the more accurately Ovy will be able to predict your fertile days and your next period.

You can also enter your basal temperature, body signals and influencing factors at a later time, but the temperature measurement should have been taken on the relevant day.

The Ovy app is based on a self-learning algorithm. This means that the more often you enter your basal temperature, the more accurately Ovy will be able to predict your fertile days and your next period.

The Ovy app is based on a self-learning algorithm. This means that the more often you enter your basal temperature, the more accurately Ovy will be able to predict your fertile days and your next period.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation	Température 5 °C - +40 °C Humidité relative 15 % - 95 % 700 - 1 060 hPa de pression ambiante
Pile	Pile ronde 1,5 V de type LR41

Application Ovy App gratuite pour iOS et Android™

Ovy App te permite de sustraer todo tu ciclo y tenerlo controlado en todo momento a través de tu smartphone. Ovy está dirigida a mujeres que desean tener hijos. La app está lista para su descarga gratuita en Apple App Store o Google Play. La app Ovy es un producto sanitario certificado de clase 1.

Comment fonctionne Ovy ?

L'application Ovy calcule automatiquement ton cycle, plus besoin de tout noter dans un carnet. Elle t'indique la date de tes prochaines règles, ton jour d'ovulation, ainsi que ta phase fertile et non fertile. Mesure ta température au réveil et reporte cette valeur avec deux décimales dans l'application Ovy App. Pour un calcul encore plus précis, ajoute davantage de signes corporels. Nous te conse