


## **BEURER RH-112 LIFE PAD REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR**

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es lo que se debe realizar para mantener el riego y oxigenación de los diferentes órganos y tejidos. Si logramos poner en marcha de nuevo el corazón, la persona que ha sufrido la parada cardíaca puede seguir con vida. Las posibilidades de supervivencia y reducción de las lesiones cerebrales siempre son mayores cuando se hace reanimación, aunque ésta se ejecute por parte de personal no sanitario. Porque está comprobado que la peor reanimación es no realizarla. **LifePad® lo guiará a través del proceso de reanimación y lo ayudará a realizar correctamente los pasos.**



- LifePAD® es portátil y fácil de almacenar gracias a su tamaño compacto y de material flexible.
- **Información visual a través de LED de colores para mantener una presión de compresión óptima.**
- **Posicionamiento sencillo gracias a las instrucciones y al marcado directamente en la almohadilla.**
- Señal acústica para especificar la compresión óptima de frecuencia de 100 latidos/minuto.
- La parte elevada de la superficie ayuda con el posicionamiento correcto para las manos.
- Se adapta a la forma del cuerpo del individuo.
- Puede usarse en combinación con un desfibrilador (el sonido se puede apagar).
- Tecnología patentada\*.
- Para uso en personas mayores de 12 años.
- De un solo uso.
- **Resistente a salpicaduras IP44.**
- Pila (CR2032) incluida.

<https://youtu.be/YM1TvdGtcpM>

### **DATOS LOGÍSTICOS:**


Código de Barras: 4211125653026

Unidades de Embalaje: 3

Medidas producto (An-Al-Pr): 21,50 X 0,50 X 16,00 cm

Peso neto producto: 0,135 Kg





Los pasos 5a y 5b se repiten al ritmo de la señal acústica para asegurar una frecuencia de 100 compresiones por minuto. El masaje cardíaco debe realizarse hasta que vuelva a haber signos claros de vida o hasta que el médico de urgencias se haga cargo.